

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МедИнвест»

Михаленко Е.С.

«28» марта 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01
по ТУ 32.50.50-001-39218651-2023**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МедИнвест»

Михаленко Е.С.


«28» марта 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01
по ТУ 32.50.50-001-39218651-2023**


1.1. Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом в комплектации для лечения пневмоторакса



№	Наименование
1.	Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01
2.	Комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003 (ПУ № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015)
3.	Набор для декомпрессии напряженного пневмоторакса одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-018-40393587-2022 в составе: - катетер - 1 шт.; - игла - 1 шт.; - футляр (индивидуальная упаковка) - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 экз. (ПУ № РЗН 2022/19233 от 20.12.2022)

№	Наименование
4.	Удлинитель медицинский однократного применения по ТУ 9398-021-27380060-2016 варианты исполнения: 16. Удлинитель медицинский однократного применения 3,0×1500 мм, исполнение 2 (с наконечником «Луер-лок» male и наконечником «Луер-лок» female) (ПУ № РЗН 2017/5643 от 15.07.2019) или Проводник инфузионный однократного применения по ТУ РБ 05838972.007-95 (ПУ № ФСЗ 2008/01648 от 27.01.2017)
5.	Фильтры Aerovent (ПУ № ФСЗ 2011/10317 от 25.03.2019)
6.	Устройства для инфузионной терапии. V. Устройство инфузионное для соединения линий, шприцев и игл с конусами разных типов и изменения типа коннектора «адаптер инфузионный», вариант исполнения: «Комбификс адаптер» с внутренней резьбой (Combifix adapter) (ПУ № ФСЗ 2007/00008 от 29.06.2015)
7.	Изделия для дренирования APExMED в наборах и в отдельных упаковках: II. Изделия для дренирования APExMED в отдельных упаковках: Коннекторы для дренажных трубок размер № 4 (ПУ ФСЗ 2012/11952 от 12.04.2012)
8.	Сумка для устройства

1.2. Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом в комплектации для лечения ран



№	Наименование
1.	Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01
2.	Комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003 (ПУ № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015)

№	Наименование
3.	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014. 1. Салфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде, 12 слоёв, $7,5 \times \pm 0,5 \times 7,5 \times \pm 0,5$; или 1. Салфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде, 8 слоёв, $7,5 \times \pm 0,5 \times 7,5 \times \pm 0,5$; или 1. Салфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде, 12 слоёв, $10,0 \times \pm 0,5 \times 10,0 \times \pm 0,5$; или 2. Салфетки марлевые медицинские стерильные в развернутом виде, см: $45,0 \times \pm 2,5 \times 29,0 \times \pm 2,04$; или Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, следующих типоразмеров: 16 см x 14 см; 45 см x 29 см;
4.	Устройства для дренирования ран, в наборах и отдельных упаковках, с принадлежностями. Устройства для дренирования ран, в отдельных упаковках: 1. Дренажи: Дренаж Редона (Redon Drain), Софт Дрейн (Soft Drain), Софт Дрейн Флэт Сингл (Soft Drain Flat Single), Диспо Фло Дрейн (Dispo Flow Drain) (ПУ № ФСЗ 2012/11755 от 27.03.2012)
5.	Пленка инцизная операционная на полимерной основе, стерильная, разных форм и размеров: без содержания дополнительных компонентов. (ПУ № ФСЗ 2012/12216 от 04.09.2020)
6.	Удлинитель медицинский однократного применения по ТУ 9398-021-27380060-2016 варианты исполнения: 16. Удлинитель медицинский однократного применения $3,0 \times 1500$ мм, исполнение 2 (с наконечником «Луер-лок» male и наконечником «Луер-лок» female) (ПУ № РЗН 2017/5643 от 15.07.2019) или Проводник инфузионный однократного применения по ТУ РБ 05838972.007-95 (ПУ № ФСЗ 2008/01648 от 27.01.2017)
7.	Фильтры Aerovent (ПУ № ФСЗ 2011/10317 от 25.03.2019)
8.	Устройства для инфузионной терапии. V. Устройство инфузионное для соединения линий, шприцев и игл с конусами разных типов и изменения типа коннектора «адаптер инфузионный», вариант исполнения: «Комбификс адаптер» с внутренней резьбой (Combifix adapter) (ПУ № ФСЗ 2007/00008 от 29.06.2015)

№	Наименование
9.	Изделия для дренирования APEXMED в наборах и в отдельных упаковках: II. Изделия для дренирования APEXMED в отдельных упаковках: Коннекторы для дренажных трубок размер № 4 (ПУ ФСЗ 2012/11952 от 12.04.2012)
10.	Сумка для устройства

2.1 Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01
(передняя сторона устройства)



2.2 Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01
(задняя сторона устройства, вариант нанесения маркировки посредством
гравировки, вариант нанесения посредством приклеивания маркировки с
термопечатью)




2.3 Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01 (верхняя сторона устройства)



2.4 Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01 (нижняя сторона устройства)




2.5 Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01
(боковая сторона, без портов)



2.6 Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01
(боковая сторона устройства, с портами подключения)



3. Зарядное устройство Type C



4.1. Комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003 (ПУ № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015) (общий вид изделия)






4.2. Комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003 (РУ № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015) (с открытой крышкой)




4.3. Комплект герметичных полимерных контейнеров-сборников с регулятором вакуума к любому вакуумному насосу для отсасывания физиологических секретов КСВ-01-«Альтернативная наука» по ТУ 9452-006-16793014-2003 (ПУ № РЗН 2013/1326 от 15.07.2015) (вид сверху)




5. Набор для декомпрессии напряженного пневмоторакса одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-018-40393587-2022 в составе: - катетер - 1 шт.; - игла - 1 шт.; - футляр (индивидуальная упаковка) - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 экз. (РУ № РЗН 2022/19233 от 20.12.2022)



6. Устройства для инфузионной терапии. V. Устройство инфузионное для соединения линий, шприцев и игл с конусами разных типов и изменения типа коннектора «адаптер инфузионный», вариант исполнения: «Комбификс адаптер» с внутренней резьбой (Combifix adapter) (ПУ № ФСЗ 2007/00008 от 29.06.2015)




7. Фильтры Aerovent (РУ № ФСЗ 2011/10317 от 25.03.2019)



8.1 Удлинитель медицинский однократного применения по ТУ 9398-021-27380060-2016 варианты исполнения: 16. Удлинитель медицинский однократного применения 3,0×1500 мм, исполнение 2 (с наконечником «Луер-лок» male и наконечником «Луер-лок» female) (ПУ № РЗН 2017/5643 от 15.07.2019)



8.2 Проводник инфузионный однократного применения по ТУ РБ
05838972.007-95 (РУ № ФСЗ 2008/01648 от 27.01.2017)



9. Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014.


9.1. Салфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде, 12 слоёв, $7,5 \times 0,5 \times 7,5 \times 0,5$.




9.2 Салфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде, 8 слоёв, $7,5 \times 0,5 \times 7,5 \times 0,5$.



9.3 Салфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде, 12 слоёв, $10,0 \times \pm 0,5 \times 10,0 \times \pm 0,5$.



9.4 Салфетки марлевые медицинские стерильные в развернутом виде, см: $45,0 \times \pm 2,5 \times 29,0 \times \pm 2,0$.





9.5 Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, следующих типоразмеров: 16 см x 14 см; 45 см x 29 см;





Наименование медицинского изделия: салфетки
марлевые медицинские СТЕРИЛЬНЫЕ по ГОСТ 16427-93,
45 см × 29 см, двухслойные. Состав: 100% хлопок.
Дата изготовления и номер серии: указан на упаковке.
Количество в упаковке: 5 шт.
Способ вскрытия: разорвите оболочку
Гарантийный срок годности: 5 лет.
Производитель/Претензии по качеству принимает:
ООО «Хлопчатобумажная компания «Навтекс»,
155830, Россия, Ивановская обл., г. Наволоки,
ул. Промышленная, д. 1. Тел.: +7 (49331) 9-74-79.



Салфетки должны храниться в сухих проветриваемых помещениях
по условиям хранения 1 (л) ГОСТ 15150-69, но при температуре
от 0 °С до +30 °С. Салфетки должны храниться на расстоянии не менее
1 м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей
и атмосферных воздействий.

Назначение: салфетки предназначены для использования в качестве
готовых перевязочных средств, для наложения на раны и осушения
операционного поля. Салфетки могут применяться в клинических,
поликлинических, полевых и в домашних условиях.

Утилизация: использованные стерильные салфетки относятся к отходам
класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21.
Изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид
подлежат утилизации с бытовым мусором.



STERILE R 
Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2015/2553 от 10.04.2015 г.
ГОСТ 16427-93

10.1. Пластырь медицинский, разных форм и размеров на полимерной основе (ПУ № ФСЗ 2011/09942 от 04.09.2020) (при необходимости)




[illegible]

11. Устройства для дренирования ран, в наборах и отдельных упаковках, с принадлежностями. Устройства для дренирования ран, в отдельных упаковках: 1. Дренажи: Дренаж Редона (Redon Drain), Софт Дрейн (Soft Drain), Софт Дрейн Флэт Сингл (Soft Drain Flat Single), Диспо Фло Дрейн (Dispo Flow Drain) (ПУ № ФСЗ 2012/11755 от 27.03.2012)





12. Изделия для дренирования АРЕХМЕД в наборах и в отдельных упаковках: II. Изделия для дренирования АРЕХМЕД в отдельных упаковках: Коннекторы для дренажных трубок размер № 4 (ПУ ФСЗ 2012/11952 от 12.04.2012)



13. Сумка для устройства



14. Устройство в транспортной упаковке



Прошито и опечатано

32

ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
Директор ООО «МедИнвест»

Михаленко Е.С.

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Мединвест»

Е.С. Михаленко

«13» сентября 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01 по
ТУ 32.50.50-001-39218651-2023»

2023

Макет маркировки для индивидуальной упаковки (сумка):



Текст:

Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом (UVT-01)

■ ООО «МедИнвест»: г.Тюмень, ул. Герцена, 55, оф.308;

г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, офис 5096

5В Р: 4Вт t исп.:+10-+35 °C

(по ТУ 32.50.50-001-39218651-2023)



SN 01/2023.0808.2023 РУ _____ / _____ ОТ _____.____.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(46) листов

Генеральный директор



ООО «МедиИнвест»

Михаленко Е.С.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мединвест»
Е.С. Михаленко
«13» сентября 2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01 по
ТУ 32.50.50-001-39218651-2023»

2023

Макет маркировки транспортной упаковки:

МЕДИНВЕСТ+

Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом (UVT-01)

ООО «МедИнвест», Адрес: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Герцена, 55, оф.308

Адрес производства: г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, офис 5096

SN 01/____ Срок службы медицинского изделия: 3 года

Рег. уд. ____/____ от ____ г. (по ТУ 32.50.50-001-39218651-2023)



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(48) листов

Генеральный директор



Михаленко Е.С.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Мединвест»

Е.С. Михаленко

«13» сентября 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом UVT-01 по
ТУ 32.50.50-001-39218651-2023»

2023

Макет маркировки для гравировки на прибор:

Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом (UVT-01)

■ ООО «МедИнвест»: г.Тюмень, ул. Герцена, 55, оф.308;
г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, офис 5096

=== 5В Р: 4Вт (по ТУ 32.50.50-001-39218651-2023) ⤴ ⤵

SN 01/2023.08 08.2023 Р: 0-30кПа

РУ ____/____ от ____.

Макет маркировки для наклейки на прибор:

1-я наклейка:

Устройство для лечения переменным и постоянным вакуумом (UVT-01)

■ ООО «МедИнвест»: Тюмень, ул.Герцена,55,оф.308;
Москва, ул. Бутлерова, д.17, офис 5096


2-я наклейка:

=== 5В Р: 4Вт ⤴ ⤵ Р: 0-30кПа

(по ТУ 32.50.50-001-39218651-2023)

SN 01/2023.08 08.2023

РУ ____/____ от ____.





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(2) листов

Генеральный директор



ООО «Медивест»

Михаленко Е.С.