



ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству

и регуляторным вопросам

ООО «Алкон Фармацевтика»



Д.А. Николаев

30 июня 2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (стикер)

**Набор одноразовых интерфейсов пациента
WaveLight FS200 EASYPACK для системы офтальмологической
лазерной фемтосекундной WaveLight FS200**

производства «ВейвЛайт ГмбХ», Германия (WaveLight GmbH, Germany)



ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

Макет русскоязычного стикера

Набор одноразовых интерфейсов пациента WaveLight FS200 EASYPACK
для системы офтальмологической лазерной фемтосекундной WaveLight FS200

в составе:

- Карта доступа FemtoCard – 1 шт.;
- Интерфейс пациента WaveLight FS200 EASYPACK – 20 шт., в составе:
 - Аппланационный конус – 1 шт.;
 - Вакуумное кольцо с двумя трубками – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

СТЕРИЛЬНО. СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА.

ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕ использовать, если целостность стерильных компонентов упаковки нарушена
1 шт.



Производитель:

«ВейвЛайт ГмбХ», Германия

WaveLight GmbH, Am Wolfsmantel 5, 91058
Erlangen, Germany

Страна производства: Германия.

Уполномоченный представитель производителя
на территории Российской Федерации / импортер /
организация, принимающая претензии на
территории Республики Беларусь:

ООО «Алкон Фармацевтика».

Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д.72, корп.3.

Тел. +7 (495) 961-1333.

Регистрационное удостоверение

№ _____

Условия хранения и транспортировки:

Температура: не выше + 25°С, не допускать воздействия солнечного света

Влажность: беречь от влаги

Давление: нет специальных условий

Дата изготовления :/ Код партии **LOT** :/ Серийный номер **SN** :/ Использовать до : Не допускать
воздействия солнечного света :/ Беречь от влаги : см. упаковку.

Д.А. Николаев_





ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству
и регуляторным вопросам
ООО «Алкон Фармацевтика»

Д.А. Николаев

30 июня 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор одноразовых интерфейсов пациента
WaveLight FS200 EASYPACK для системы офтальмологической лазерной
фемтосекундной WaveLight FS200

производства «ВейвЛайт ГмбХ», Германия (WaveLight GmbH, Germany)

Набор одноразовых интерфейсов пациента WaveLight FS200 EASYPACK для системы офтальмологической лазерной фемтосекундной WaveLight FS200, в составе:

- Карта доступа FemtoCard – 1 шт.;
- Интерфейс пациента WaveLight FS200 EASYPACK – 20 шт., в составе:
 - Аппланационный конус – 1 шт.;
 - Вакуумное кольцо с двумя трубками – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.



Транспортная упаковка

WaveLight® FS200

EasyPack™ Patient Interface

Only use with WaveLight® FS200 Femtosecond Laser

WaveLight® FS200 EASYPACK™ Patient Interface



WaveLight GmbH
Am Wolfsmantel 5
91058 Erlangen
Germany

CE 0197



(01) 00390659982989
(17) 2025-06-01
(10) 14UELA
(11) 2022-06-14



STERILE EO



MD



2025-06-01



14UELA



2022-06-14



1515

Global Code

8065998298

CAUTION:
Federal Law (USA) restricts
this device to sale by or on
the order of a physician



WaveLight

Alcon

Маркировка транспортной упаковки



Набор одноразовых интерфейсов пациента WaveLight FS200 EASYPACK для системы офтальмологической лазерной фемтосекундной WaveLight FS200

- в составе:
- Карта доступа FemtoCard – 1 шт.
 - Интерфейс пациента WaveLight FS200 EASYPACK – 20 шт., в составе:
 - Аппликационный конус – 1 шт.
 - Вакуумное кольцо с двумя трубками – 1 шт.
 - Инструкция по применению – 1 шт.

СТЕРИЛЬНО. СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА.

ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕ использовать, если целостность стерильных компонентов упаковки нарушена 1 шт.

Производитель:
«Вейблэйт ГмбХ», Германия
WaveLight GmbH, Am Wolfsmantel 5, 91058
Erlangen, Germany

Страна производства: Германия.

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации / импортер / организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь:
ООО «Алкон-Фармацевтика»
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3
Тел. +7 (495) 961-1333.

Регистрационное удостоверение
№ _____

Условия хранения и транспортировки:
Температура: не выше +25°C, не допускать воздействия солнечного света
Влажность: беречь от влаги
Давление: нет специальных условий

Дата изготовления / Код партии / Серийный номер / Использовать до Не допускать воздействия солнечного света / Беречь от влаги : см. упаковку.

FS200

1 Patient Interface

Light® FS200 Femtosecond Laser

Русско-язычная маркировка на транспортной упаковке



Карта доступа «FemtoCard» в транспортной упаковке

Alcon

ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001



Оборотная сторона:




Карта доступа «FemtoCard»




Набор одноразовых интерфейсов пациента WaveLight FS200 EASYPACK для системы офтальмологической лазерной фемтосекундной WaveLight FS200, в составе:

- Карта доступа FemtoCard – 1 шт.;
- Интерфейс пациента WaveLight FS200 EASYPACK – 20 шт., в составе:
 - Аппланационный конус – 1 шт.;
 - Вакуумное кольцо с двумя трубками – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.




Интерфейс пациента WaveLight FS200 EASYPACK – 20 шт., в составе:

- Аппланационный конус – 1 шт.
- Вакуумное кольцо с двумя трубками – 1 шт.



Интерфейс пациента WaveLight FS200 EASYPACK – 20 шт., в составе:

- Аппланационный конус – 1 шт.
- Вакуумное кольцо с двумя трубками – 1 шт.



Аппланационный конус – 1 шт.



Вакуумное кольцо с двумя трубками – 1 шт.

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
11 ЛИСТА(ОВ)

Д.А. Николаев

