

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ЭНДОМЕДКОМ»

С.В. Каримова



14.12.2023

Фотографические изображения медицинского изделия
«Видеобронхоскоп, в вариантах исполнения, с принадлежностями»


2023г.

Подписи к фотографиям/макетам русскоязычной маркировки:


Фото/макет	Страница
Видеобронхоскоп VBC-1T30	3
Видеобронхоскоп VBC-Q30	4
Щетка чистящая JRX1812	5
Набор для очистки GLQ006	6
Клапан биопсийный QDZ002	7
Клапан аспирационный XY002	8
Течеискатель CLB001	9
Крышка водонепроницаемая CLG001	10
Чехол для переноски	11
Тестер герметичности автоматический ALD-1	12
Трубка тестера герметичности №1	13
Трубка тестера герметичности №2	14
Предохранитель	15
Кабель питания	16
Этикетка видеобронхоскопа (вверху), этикетка, наносимая на чехол для переноски (внизу)	17
Общий вид, маркировка транспортной/потребительской упаковки видеобронхоскопа	18-20
Этикетка тестера герметичности автоматического ALD-1	21
Общий вид, маркировка коробки тестера герметичности автоматического ALD-1	22
Макеты русскоязычной маркировки видеобронхоскопа и тестера герметичности автоматического ALD-1, наносимые на транспортную/потребительскую упаковку	23
Макеты русскоязычной маркировки компонентов (на примере щетки чистящей) и этикетки, наносимой на транспортную упаковку, при поставке компонентов отдельно от изделия	24
Маркировка компонента, при поставке отдельно от изделия (на примере щетки чистящей)	25







GLQ006
































PD : W00040

PM : VBC-1T30

SN : VBC500474

MFG : 2023/4/26

Name: Video Bronchoscopes


Model: VBC-1T30



2023. 04. 26



SN VBC500474



0197



EC REP : Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany



: Shanghai AOHUA Photoelectricity Endoscope Co., Ltd

Address: No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang

District, 201108, Shanghai, P. R. China

AOHUA

Name: Automatic Leakage Tester

Model: ALD-1

 **MD440116**

 **2023-03-16**


Power rating: 60VA

Voltage: 100-240V AC

Frequency: 50Hz/60Hz

Fuse rating:  T 2.5A L 250V

Type of protection: Class I Type BF



Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)
Address: Eiffestrasse 80,20537 Hamburg,Germany



Shanghai AOHUA Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.
Address: No.66, Lane 1, Road, Michang
District, 201108, Shanghai, P.R.China


Tel: +86-21-67681019



WARNING

For continued protection against fire
replace only with same type
of fuse.





ЛОНИА

Видеобронхоскоп XXX-XXXX



SN См. на упаковке (SN)



См. на упаковке (MFG)



Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.
(«Шанхай Аохуа Фотозлектрисити Эндоскоп Ко., Лтд».)
No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, KHP.
Тел. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 129626, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский, пер. Графский, д. 14Б, этаж 1, пом./ком. IV/1Б, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru
Регистрационное удостоверение № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.20XX

Условия хранения и транспортирования:

Диапазон температур окружающей среды: -40°C - +55°C

Диапазон относительной влажности: 10% - 95%

Диапазон атмосферного давления: 500 гПа - 1060 гПа

Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без взрывоопасных газов, без газов разложения и с хорошей вентиляцией в помещении.

Сведения о вложении приведены в упаковочном листе внутри коробки.

ЛОНИА

Тестер герметичности автоматический ALD-1

SN См. на упаковке (SN)



См. на упаковке (MFG)

Номинальная мощность: 60 ВА;

Напряжение: 100-240В AC;

Частота: 50/60 Гц;

Предохранитель: T 2,5A L 250V

Защита от поражения электрическим током: Класс I тип BF



Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

(«Шанхай Аохуа Фотозлектрисити Эндоскоп Ко., Лтд».)

No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, KHP.

Тел. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 129626, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский, пер. Графский, д. 14Б, этаж 1, пом./ком. IV/1Б, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru
Регистрационное удостоверение № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.20XX

Условия хранения и транспортирования:

Диапазон температур окружающей среды: 10°C - +55°C

Диапазон относительной влажности: 30% - 100% (без конденсации)

Диапазон атмосферного давления: 700 гПа - 1060 гПа

Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без взрывоопасных газов, без газов разложения и с хорошей вентиляцией в помещении.

Сведения о вложении приведены в упаковочном листе внутри коробки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для обеспечения защиты от опасности возгорания заменяйте предохранитель только на предохранитель того же типа и номинала

AOHUA**Щетка чистящая JRX1812**

LOT 20220624 2022.06.24 К-во: 1 шт.
 Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.,
No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District,
201108 Shanghai, KHP. T: +86-21-6768-1018
Регистрационное удостоверение
№ РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.20XX

AOHUA**Компоненты для видеобронхоскопа XXXX-XXXX**

XXXX.XX.XX



Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.
(«Шанхай Аохуа Фотоэлектрикити Эндоскоп Ко., Лтд».)
No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, KHP.
Tel. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 129626, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский,
пер. Графский, д. 14Б, этаж 1, пом.ком. IV/1Б, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru
Регистрационное удостоверение № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.20XX

Условия хранения и транспортирования:

Диапазон температур окружающей среды: -40°C - +55°C

Диапазон относительной влажности: 10% - 95%

Диапазон атмосферного давления: 500 гПа - 1060 гПа

Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без взрывоопасных газов, без газов разложения и с хорошей вентиляцией в помещении.

Сведения о вложении приведены в упаковочном листе внутри коробки.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 25 лист 26
Генеральный директор
ООО «ЭНДОМЕДКОМ»
С. В. Каримова

