

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

« 23 » марта 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022

2023

Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022: Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022 с Автоматическим подачиком проб настольным Т 901.
Общий вид.



Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022: Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022, подключенный к Автоматическому подаатчику проб напольному. Общий вид



Примечание: персональный компьютер не входит в состав медицинского изделия


Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:

21. Программное обеспечение для подключения нескольких мониторов DCS SC-02 (USB-накопитель);
20. Автоматический подачик проб напольный: 20.12. Программное обеспечение LMS SC-01 для управления автоматической подачей проб (USB-накопитель)



Примечание: внешний вид USB-накопителя может отличаться

2. Кабель питания




Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:

3. Кабель сетевой Ethernet (2м)



4. Кабель VGA (2 м) для подключения внешнего монитора



Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:


5. Набор винтов: 15 шт. винтов M4*10, 2 шт. винтов M3*8 – 1 уп.



6. Емкость для сброса жидких отходов в сборе



7. Штатив для подачи проб в анализатор




8. Штатив для контролей и калибраторов




Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:


9. Адаптер пластиковый к штативу для подачи проб в анализатор




10. Адаптер пластиковый для микроцентрифужных пробирок




11. Платформа для монтажа анализатора




12. Крышка пластиковая нижней части корпуса анализатора



13. Трубка, маркированная W, в составе с крышкой для подключения к емкости с реагентом лизирующим




14. Трубка, маркированная А, в составе с крышкой для подключения к емкости с буфером элюирующим А




Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:


15. Трубка, маркированная В, в составе с крышкой для подключения к емкости с буфером элюирующим В




16. Крышка для емкости для сброса жидких отходов с датчиком для контроля уровня жидкости



17. Автоматический подачик проб настольный




18. Пластина адаптерная для установки автоматического податчика проб настольного



19. Фиксаторы трубок с резьбой









Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:

22. Автоматический податчик проб напольный: 22.1. Модуль для загрузки образцов LM-01. Общий вид



Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:

22. Автоматический податчик проб напольный: 22.1. Модуль для загрузки образцов LM-01. Маркировка



Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:

22. Автоматический подачик проб вапольный: 22.2. Модуль для ожидания образцов РМ-01. Общий вид




Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:

22. Автоматический податчик проб напольный: 22.3 Модуль для выгрузки образцов RM-01. Общий вид



Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:


22. Автоматический податчик проб напольный: 22.3 Модуль для выгрузки образцов RM-01. Маркировка



Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:

22. Автоматический податчик проб напольный: 22.4 Модуль для сканирования образцов SM-01. Общий вид








Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:

22. Автоматический подачик проб напольный: 22.7 Соединительный блок BM-750 напольный. Общий вид



Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:

22. Автоматический подачик проб напольный: 22.8 Соединительный блок ВМ-850 напольный. Общий вид



Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:


22. Автоматический подачик проб напольный: 22.9 Соединительный блок BM-950 напольный. Общий вид





Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:

22. Автоматический подачик проб напольный: 22.11 Угловой соединительный блок СМ-01 напольный. Общий вид




Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:


22. Автоматический подачик проб напольный: 22.5 Модуль конвейерный ТМ-03. Общий вид



Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022:

22. Автоматический подачик проб напольный: 22.5 Модуль конвейерный ТМ-03. Маркировка





Руководство по эксплуатации
Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей G 01»
по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022
Версия 1.2

и внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием прибора.
и Пользователя, читайте руководство по эксплуатации в доступном месте.

2023

Примечание: внешний вид руководства по эксплуатации может отличаться

ЛИДКОР

ООО «Лидкор»
Тел.: 8 (800) 500-71-28
marketing@leadcore.ru
www.leadcore.ru

ПАСПОРТ № 02-08/2022

Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022

ТУ 26.51.53-312-65614693-2022

Дата изготовления 08.2022

РУ

Срок службы

5 лет

№ серии 06AA2602004

Характеристика	Результат контроля																											
1 Анализатор соответствует требованиям пункта 1.1.1 ТУ	Соответствует																											
2 Конструкция и внешний вид анализатора соответствует требованиям пунктов 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 ТУ																												
3 Функциональность анализатора соответствует пунктам 1.1.2, 1.1.3.1, 1.1.3.1.1-1.1.3.1.2, 1.1.3.2, 1.1.3.2.1-1.1.3.2.2, 1.1.3.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8 ТУ	Соответствует																											
4 Правильность (относительное отклонение) при определении относительного содержания гликированного гемоглобина (HbA1c) должно быть не более 6 %	Соответствует																											
5 Прецизионность (коэффициент вариации) при определении относительного содержания гликированного гемоглобина (HbA1c) должен быть не более 2 %	Соответствует																											
6 Линейность (коэффициент линейной корреляции) при определении относительного содержания гликированного гемоглобина (HbA1c) должен быть не менее 0,9900	Соответствует																											
7 Относительное отклонение результатов определения относительного содержания гликированного гемоглобина (HbA1c) после стабильной работы в течение 5 часов не должно превышать ± 3,0 %	Соответствует																											
8 Программное обеспечение соответствует пунктам 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.3.6.1-1.3.6.6 ТУ	Соответствует																											
9 Характеристики внутреннего источника питания Анализатора автоматического для определения гликированного гемоглобина «Лидлаб Енисей G 01» должны соответствовать данным, представленным в таблице 11 ТУ:	Соответствует																											
<table><tr><th>Параметр</th><th>Значение</th><th>Допуск, %</th></tr><tr><td>Напряжение, В</td><td>100 - 240</td><td>-</td></tr><tr><td>Частота, Гц</td><td>50-60</td><td>-</td></tr><tr><td>Потребляемая мощность, ВА</td><td>320 ВА</td><td>±10%</td></tr><tr><td>Тип предохранителя</td><td>F5AL 250V</td><td></td></tr></table>		Параметр	Значение	Допуск, %	Напряжение, В	100 - 240	-	Частота, Гц	50-60	-	Потребляемая мощность, ВА	320 ВА	±10%	Тип предохранителя	F5AL 250V													
Параметр	Значение	Допуск, %																										
Напряжение, В	100 - 240	-																										
Частота, Гц	50-60	-																										
Потребляемая мощность, ВА	320 ВА	±10%																										
Тип предохранителя	F5AL 250V																											
10 Электропитание автоматического поддона проб настольного должны соответствовать требованиям таблиц 12 ТУ	НП																											
<table><tr><th>Параметр</th><th>Значение</th><th>Допуск, %</th></tr><tr><td>Напряжение, В</td><td>24</td><td>±10%</td></tr><tr><td>Частота, Гц</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Потребляемая мощность, ВА</td><td>50</td><td>±5%</td></tr></table>		Параметр	Значение	Допуск, %	Напряжение, В	24	±10%	Частота, Гц	-	-	Потребляемая мощность, ВА	50	±5%															
Параметр	Значение	Допуск, %																										
Напряжение, В	24	±10%																										
Частота, Гц	-	-																										
Потребляемая мощность, ВА	50	±5%																										
11 Электропитание блоков и модулей автоматического поддона проб настольного соответствуют таблице 13 ТУ:																												
<table><tr><th></th><th>Напряжение, В</th><th>Частота, Гц</th><th>Максимальная мощность, ВА</th><th>Тип предохранителя</th><th></th></tr><tr><td>Модуль для загрузки образцов LM-01</td><td rowspan="6">100-120/200-240</td><td rowspan="6">50-60</td><td>130±5%</td><td rowspan="6">F5AL 250V</td><td>Соответствует</td></tr><tr><td>Модуль для ожидания образцов FM-01</td><td>130±5%</td><td>НП</td></tr><tr><td>Модуль для выгрузки образцов RM-01</td><td>130±5%</td><td>Соответствует</td></tr><tr><td>Модуль для сканирования образцов SM-01</td><td>160±5%</td><td>Соответствует</td></tr><tr><td>Соединительный блок BM-640 настольный</td><td>130±5%</td><td>НП</td></tr><tr><td>Соединительный блок BM-750 настольный</td><td>130±5%</td><td>НП</td></tr></table>			Напряжение, В	Частота, Гц	Максимальная мощность, ВА	Тип предохранителя		Модуль для загрузки образцов LM-01	100-120/200-240	50-60	130±5%	F5AL 250V	Соответствует	Модуль для ожидания образцов FM-01	130±5%	НП	Модуль для выгрузки образцов RM-01	130±5%	Соответствует	Модуль для сканирования образцов SM-01	160±5%	Соответствует	Соединительный блок BM-640 настольный	130±5%	НП	Соединительный блок BM-750 настольный	130±5%	НП
	Напряжение, В	Частота, Гц	Максимальная мощность, ВА	Тип предохранителя																								
Модуль для загрузки образцов LM-01	100-120/200-240	50-60	130±5%	F5AL 250V	Соответствует																							
Модуль для ожидания образцов FM-01			130±5%		НП																							
Модуль для выгрузки образцов RM-01			130±5%		Соответствует																							
Модуль для сканирования образцов SM-01			160±5%		Соответствует																							
Соединительный блок BM-640 настольный			130±5%		НП																							
Соединительный блок BM-750 настольный			130±5%		НП																							

Примечание: внешний вид паспорта может отличаться




Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина для диагностики
in vitro «Лидлаб Енисей G 01»
по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-240 В~, 50/60 Гц


Потребляемая мощность: 320 ВА

SN 06BA1C01004



07.2022

IVD



Только для профессионального применения.




ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022. Маркировка



Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина «Лидлаб Енисей G 01»
по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022
(Анализатор автоматический для определения гликированного
гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ
26.51.53-312-65614693-2022)


Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.



06AA2602004




08.2022



Масса нетто 48,2 кг

Масса брутто 67,5 кг

Габаритные размеры упаковки 723x489x880 мм



ООО «ЛИДКОР»
Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204

Внешний вид транспортной упаковки



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
44 (срок хранения) л.



/Е. Ю. Гохгут/

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«23» марта 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Анализатор автоматический для определения гликированного
гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ
26.51.53–312-65614693-2022**

2023

1. Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина
«Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53–312-65614693-2022



Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина для диагностики
in vitro «Лидлаб Енисей G 01»
по ТУ 26.51.53–312-65614693-2022

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 320 ВА

SN 06AA2602004



08.2022

IVD



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Автоматический податчик проб настольный Т 901



Автоматический податчик проб настольный Т 901
(Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 24 В ---

Потребляемая мощность: 50 ВА



29BA2302002



06.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Модуль для загрузки образцов LM-01



Автоматический податчик проб настольный:
Модуль для загрузки образцов LM-01
(Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА



34BA2603021



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Модуль для ожидания образцов РМ-01



**Автоматический податчик проб напольный:
Модуль для ожидания образцов РМ-01**
(Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА

SN 20BA0702001



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Модуль для выгрузки образцов РМ-01



**Автоматический податчик проб напольный:
Модуль для выгрузки образцов РМ-01**
(Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА

SN 33BA2A02005



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Модуль для сканирования образцов SM-01



**Автоматический податчик проб напольный:
Модуль для сканирования образцов SM-01**
(Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–120/200–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 160 ВА



35BA2102004



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Соединительный блок BM-640 напольный



**Автоматический податчик проб напольный:
Соединительный блок BM-640 напольный**
(Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100–120/200–240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА



37BA1703002



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Соединительный блок ВМ-750 напольный



**Автоматический податчик проб напольный:
Соединительный блок ВМ-750 напольный**
(Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА

SN 37BA1703002



07.2022

IVD



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Соединительный блок ВМ-850 напольный



**Автоматический податчик проб напольный:
Соединительный блок ВМ-850 напольный**
(Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА

SN 37CA1702003



07.2022

IVD



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Соединительный блок BM-950 напольный



**Автоматический податчик проб напольный:
Соединительный блок BM-950 напольный**
(Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА

SN 37DA1701004

 07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Соединительный блок BM-1050 напольный



**Автоматический податчик проб напольный:
Соединительный блок BM-1050 напольный**
(Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина для диагностики in vitro
«Лидлаб Енисей G 01» по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА

SN 37EA1702005

 07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Угловой соединительный блок CM-01 напольный



**Автоматический податчик проб напольный:
Угловой соединительный блок CM-01 напольный**
(Анализатор автоматический для определения гликированного
гемоглобина для диагностики In vitro «Лидлаб Енисей G 01» по
ТУ 26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА



38AB1902001



07.2022



Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Модуль конвейерный TM-03



**Автоматический податчик проб напольный:
Модуль конвейерный TM-03**
(Анализатор автоматический для определения гликированного
гемоглобина для диагностики In vitro «Лидлаб Енисей G 01» по
ТУ 26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Напряжение и частота: 100-120/200-240 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 ВА



31BA2301007



07.2022




Только для профессионального применения.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.

Макет транспортной маркировки



**Анализатор автоматический для определения
гликированного гемоглобина «Лидлаб Енисей G 01»
по ТУ 26.51.53-312-65614693-2022**

(Анализатор автоматический для определения гликированного
гемоглобина для диагностики in vitro «Лидлаб Енисей G 01» по ТУ
26.51.53-312-65614693-2022)

Регистрационное удостоверение: РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

SN



Масса нетто _____

Масса брутто _____

Габаритные размеры упаковки _____



ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204

Используемые обозначения:

Символ	Наименование/обозначение
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Обратитесь к инструкции по применению
	Серийный номер
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Вверх
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Штабелировать запрещается
	Осторожно, хрупкое
	Диапазон температуры
	Диапазон влажности
	Логотип ООО «Лидкор»

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
10 (Десять) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

