

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Интерген»



М.Н. Готра

«12» октября 2023 г.

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Помпа «GENINTER®» с регулируемым вакуумом для аспирации ооцитов

по ТУ 32.50.13-001-72976731545-2022

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ



Рис.1. Помпа "GENINTER®" с регулируемым вакуумом для аспирации ооцитов по ТУ 32.50.13-001-72923880-2022, внешний вид в сборе.




рис. 2. Помпа "GENINTER®" с регулируемым вакуумом для аспирации ооцитов по ТУ 32.50.13-001-72923880-2022, передняя панель.




Рис. 3. Помпа " "GENINTER®" с регулируемым вакуумом для аспирации ооцитов по ТУ 32.50.13-001-72923880-2022, задняя панель с маркировкой.



Рис. 4. Помпа "GENINTER®" с регулируемым вакуумом для аспирации ооцитов по ТУ 32.50.13-001-72923880-2022, вид снизу.




Рис 5. Трубка силиконовая, диаметр 8 мм, длина 15 см (ПУ №ФСР 2008/02487 от 23.04.2008г).



Рис 6. Трубка силиконовая, диаметр 8 мм, длина 150 см (ПУ №ФСР 2008/02487 от 23.04.2008г).



Рис.7. Блок питания 220/12В, 50Гц, ROBITON, артикул В12-1000 .




Рис. 8. Педаль ножная с трубкой для подключения к помпе.




Рис.9. Плавкий предохранитель ВПТ6-0,5 А.





Рис.10. Бутылка стеклянная 100 мл., тип II-100-2-МТО (РУ №ФСР 2011/11410 от 03.11.2015 г.)



Рис.11. Пробка резиновая, диаметр – 31 мм с 2-мя штуцерами диаметром 6 мм.



Этой стороной к Помпе



Замену фильтра следует проводить в соответствии с рекомендациями изготовителя (см. Руководство по эксплуатации)

Рис.12. Фильтр (РУ №ФСЗ 2009/04224 от 29.12. 2012 г.).

Прошнуровано, пронумеровано

/ 13 / тринадцатый
лист 26

Генеральный директор

ООО «Интерген»

Готра М.Н.



Общество с ограниченной ответственностью

«Интерген»



Генеральный директор

ООО «Интерген»

М.Н. Готра

22 » октября 2023 г.

М.П.

Макет маркировки медицинского изделия

Помпа "GENINTER®" с регулируемым вакуумом для аспирации
ооцитов по ТУ 32.50.13-001-72923880-2022

Макет маркировки медицинского изделия

Помпа "GENINTER®" с регулируемым вакуумом			
для аспирации ооцитов по			
ТУ 32.50.13-001-72923880-2022			
	ООО «Интерген»		
	117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.4А		
	Тел.: +7 (495) 724-38-62,		
	т/факс (499) 969-83-38		
	Email: info@intergen.ru		
	10. 2023 г.		№0001
	220 В, 50Гц, 6Вт		
Режим S2 60 минут			
Низкий и средний вакуум от минус 50 до минус 400 мм.рт.ст. (от минус 6 до минус 53 кПа ± 1 кПа)			
Низкий расход 0-12 мл./мин.			
	IP21		
			
РУ № _____ от _____			
Произведено в России			

Рис.1. Макет маркировки медицинского изделия «Помпа "GENINTER®" с регулируемым вакуумом для аспирации ооцитов по ТУ 32.50.13-001-72923880-2022».

Маркировка размещается на задней части изделия.

Над входом питания изделия от блока питания наносится обозначение напряжение постоянного тока: 12 V DC.

Под блоком предохранителя наносятся марка и характеристика предохранителя: ВПТ6-0,5 А; напряжение 250 В; рабочий ток 0,5 А.

Макет маркировки потребительской упаковки

Помпа "GENINTER®" с регулируемым вакуумом для аспирации ооцитов по ТУ 32.50.13-001-72923880-2022			
	ООО «Интерген» 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.4А Тел.: +7 (495) 724-38-62, т/факс (499) 969-83-38, Email: info@intergen.ru		
	07. 2022 г.	 №0001	
Условия хранения: Изделие должно храниться в чистом, сухом месте в упаковке производителя при температуре от - 15°C до +40°C, относительной влажности 0-80 %, атмосферном давлении 720 гПа - 1060 гПа. Запрещено хранение рядом с нагревательными приборами и в местах с повышенной температурой. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается. Изделие следует хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности – 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. РУ № _____ от _____ Произведено в России			

Рис.2. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия «Помпа "GENINTER®" с регулируемым вакуумом для аспирации ооцитов по ТУ 32.50.13-001-72923880-2022».

Макет маркировки транспортной упаковки

Помпа "GENINTER®" с регулируемым вакуумом для аспирации ооцитов по ТУ 32.50.13-001-72923880-2022



ООО «Интерген»

117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.4А

Тел.: +7 (495) 724-38-62, т/факс (499) 969-83-38

Email: info@intergen.ru



07. 2022 г.

Условия хранения:

Изделие должно храниться в чистом, сухом месте в упаковке производителя при температуре от -15°C до +40°C, относительной влажности 0-80 %, атмосферном давлении 720 гПа - 1060 гПа.

Запрещено хранение рядом с нагревательными приборами и в местах с повышенной температурой.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается. Изделие следует хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности – 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

Условия транспортирования:

Транспортирование изделий может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировании, коробки с упакованными изделиями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Температура транспортировки от -20°C до +50°C, относительная влажность 0-80 %, атмосферное давление от 720 гПа до 1060 гПа.

Количество изделий в транспортной упаковке: 2 шт.

РУ № _____ от _____

Произведено в России



Рис.3. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Помпа "GENINTER®" с регулируемым вакуумом для аспирации ооцитов по ТУ 32.50.13-001-72923880-2022».

Прошнуровано, пронумеровано

/ 4 / четыре

лист а

Генеральный директор

ООО «Интерген»

Ибрагимов

