

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ по ТУ 32.50.22-015-96814693-2023 варианта исполнения:

Бандаж ортопедический компрессионный следующих артикулов:

Бандаж ортопедический компрессионный У-300, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж ортопедический компрессионный У-301, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж ортопедический компрессионный У-302, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж ортопедический компрессионный У-303, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж ортопедический компрессионный У-360, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж ортопедический компрессионный Д-157, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж ортопедический компрессионный Д-161, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж ортопедический компрессионный предназначен для поддержки мягких тканей до и после операций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Поддержание стенок брюшной полости до и после операций, в том числе кесарево сечения, липосакции, вмешательств пластической или эстетической хирургии.
- Фиксация послеоперационного шва.
- Профилактика образования послеоперационных грыж.
- Для эстетической коррекции и восстановления фигуры после родов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Ущемленные и не вправляемые абдоминальные грыжи.
- Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.

- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблицах 1-5.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-300

Размер	Обхват талии, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 2	70-74	79,0
№ 3	75-78	82,0
№ 4	79-83	88,0
№ 5	84-89	89,0
№ 6	90-94	93,0
№ 7	95-99	99,0
№ 8	100-104	105,0
№ 9	105-109	111,0
№ 10	110-114	116,0
№ 11	115-119	119,0

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-301

Размер	Обхват талии, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 2	64-68	79,0
№ 3	69-73	83,0
№ 4	74-78	85,0
№ 5	79-83	90,0
№ 6	84-88	99,0
№ 7	89-93	107,0
№ 8	94-98	115,0
№ 9	99-104	123,0
№ 10	105-108	130,0
№ 11	109-112	140,0

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-302, У-303

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$	
			У-302	У-303
№ 2	70-74	96-99	96,0	79,0
№ 3	75-78	99-103	100,0	82,0
№ 4	79-83	103-106	107,0	88,0
№ 5	84-89	106-109	108,0	89,0
№ 6	90-94	109-112	113,0	93,0
№ 7	95-99	112-115	120,0	99,0
№ 8	100-104	115-118	126,0	105,0
№ 9	105-109	118-121	133,0	111,0
№ 10	110-114	121-124	140,0	116,0
№ 11	115-119	124-127	156,0	119,0

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-360

Размер	Обхват талии, см	Масса, г ±20%
№ 2	80-86	77,0
№ 3	86-92	87,0
№ 4	92-98	94,0
№ 5	98-104	96,0
№ 6	104-110	98,0
№ 7	110-114	101,0
№ 8	114-118	108,0
№ 9	118-122	112,0
№ 10	122-126	120,0
№ 11	126-130	125,0

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Д-157, Д-161

Размер	Обхват талии, см	Масса, г ±20%	
		Д-157	Д-161
№ 1	63-67	140,0	150,0
№ 2	68-72	143,0	155,0
№ 3	73-77	148,0	160,0
№ 4	78-82	154,0	167,0
№ 5	83-87	160,0	174,0
№ 6	88-92	166,0	181,0
№ 7	93-97	173,0	188,0
№ 8	98-102	180,0	195,0
№ 9	103-107	187,0	202,0
№ 10	108-112	194,0	209,0
№ 11	113-117	200,0	216,0
№ 12	118-122	208,0	223,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж ортопедический компрессионный У-300, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж ортопедический компрессионный У-301, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж ортопедический компрессионный У-302, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж ортопедический компрессионный У-303, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж ортопедический компрессионный У-360, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж ортопедический компрессионный Д-157, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж ортопедический компрессионный Д-161, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Бандаж ортопедический компрессионный У-300	Основа – бесшовное вязаное полотно. Конструкция неразъёмная. Четыре корсетные косточки на спинке. Высота 25 см. Для женщин.
Бандаж ортопедический компрессионный У-301	Основа – бесшовное вязаное полотно. Конструкция неразъёмная. Четыре корсетные косточки на спинке. Высота 25 см. Для женщин.
Бандаж ортопедический компрессионный У-302	Основа – бесшовное вязаное полотно. Конструкция неразъёмная. Четыре корсетные косточки на спинке. Высота 25 см. Для женщин.
Бандаж ортопедический компрессионный У-303	Основа – бесшовное вязаное полотно. Конструкция разъёмная. Спереди – трёхрядная застёжка на крючки и петли. Шесть корсетных косточек: 2 на спинке, 2 спереди и 2 по бокам. Высота 25 см. Для женщин.
Бандаж ортопедический компрессионный У-360	Основа – бесшовное вязаное полотно. Конструкция неразъёмная. Четыре корсетные косточки: 2 по бокам и 2 на спинке. Высота 25 см. Для мужчин.
Бандаж ортопедический компрессионный Д-157	Основа – эластичное функциональное полотно. Восемь корсетных косточек: 4 на спинке, 2 на передних деталях и 2 в боковых швах. Усиленная трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Высота 27 см. Для женщин.
Бандаж ортопедический компрессионный Д-161	Основа – эластичное функциональное полотно. Восемь корсетных косточек: 4 на спинке, 2 на передних деталях и 2 в боковых швах. Усиленная трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Высота 33 см. Для женщин.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
 - Вскрыть упаковку, достать изделие.
 - Надеть и расправить изделие (для У-300, У-301, У-302, У-360).
 - Надеть изделие в положении лежа, застегнуть и расправить (для У-303, Д-157, Д-161).
- СТИРКА И УХОД.**
- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
 - Отбеливание запрещено.
 - Не применять барабанную сушилку.

- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трех лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ

по ТУ 32.50.22-015-96814693-2023

варианта исполнения:

Бандаж-трусы ортопедический компрессионный следующих артикулов:

Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-50, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-54, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-58, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-59, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-150, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-162, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-200, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-201, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-248, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-110, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-111, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-112, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-113, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-114, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-115, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-950, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж-трусы ортопедический компрессионный предназначен для поддержки мягких тканей до и после операций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Поддержание стенок брюшной полости до и после операций, в том числе кесарево сечения, липосакции, вмешательств пластической или эстетической хирургии.
- Фиксация послеоперационного шва.
- Профилактика образования послеоперационных грыж.
- При абдоминальных грыжах для предотвращения протрузии содержимого брюшной полости и удержания вправленной грыжи в пределах брюшной полости.
- Для эстетической коррекции и восстановления фигуры после родов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Ущемленные и не вправляемые абдоминальные грыжи.
- Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблицах 1-12.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-50

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 1	62-66	88-92	69,0
№ 2	66-70	92-96	75,0
№ 3	70-74	96-100	80,0
№ 4	74-78	100-104	85,0
№ 5	78-82	104-108	92,0
№ 6	82-86	108-112	97,0
№ 7	86-90	112-116	109,0
№ 8	91-95	116-120	121,0
№ 9	96-100	120-124	134,0
№ 10	101-105	124-128	146,0
№ 11	106-110	128-132	158,0
№ 12	111-115	132-136	171,0

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-54

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 1	63-67	88-92	75,0
№ 2	68-72	93-97	80,0
№ 3	73-77	98-102	82,0
№ 4	78-82	103-107	89,0
№ 5	83-87	108-112	94,0
№ 6	88-92	113-117	99,0
№ 7	93-97	118-122	104,0
№ 8	98-102	123-127	108,0
№ 9	103-107	128-132	113,0
№ 10	108-112	133-137	118,0
№ 11	113-117	138-142	122,0
№ 12	118-122	143-147	127,0

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-58

Размер	Размер одежды	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$
--------	---------------	------------------	---------------------

№ 1	44-46	92-95	143,0
№ 2	46-48	96-99	143,0
№ 3	48-50	100-103	143,0
№ 4	50-52	104-107	150,0
№ 5	52-54	108-111	163,0
№ 6	54-56	112-115	173,0
№ 7	56-58	116-119	176,0
№ 8	58-60	120-123	190,0
№ 9	60-62	124-127	203,0
№ 10	62-64	128-131	217,0
№ 11	64-66	132-135	231,0
№ 12	66-68	136-139	245,0

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-59

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 1	73-77	88-92	61,0
№ 2	78-82	93-97	61,0
№ 3	83-87	98-102	61,0
№ 4	88-92	103-107	71,0
№ 5	93-97	108-112	72,0
№ 6	98-102	113-117	82,0
№ 7	103-107	118-122	87,0
№ 8	108-112	123-127	93,0
№ 9	113-117	128-132	98,0
№ 10	118-122	133-137	103,0
№ 11	123-127	138-142	108,0
№ 12	128-132	143-147	113,0

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Д-150, Д-162, Д-200

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$		
			Д-150	Д-162	Д-200
№ 1	63-67	88-92	100,0	137,0	55,0
№ 2	68-72	93-97	105,0	143,0	60,0
№ 3	73-77	98-102	110,0	149,0	65,0
№ 4	78-82	103-107	116,0	155,0	71,0
№ 5	83-87	108-112	122,0	162,0	77,0
№ 6	88-92	113-117	128,0	169,0	83,0
№ 7	93-97	118-122	134,0	176,0	88,0
№ 8	98-102	122-126	140,0	183,0	94,0
№ 9	103-107	126-130	146,0	190,0	99,0
№ 10	108-112	130-134	152,0	195,0	104,0
№ 11	113-117	134-138	160,0	200,0	109,0
№ 12	118-122	138-142	166,0	205,0	114,0

Таблица 6 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-201

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 1	73-77	90-94	65,0
№ 2	78-82	95-99	70,0
№ 3	83-87	100-104	76,0
№ 4	88-92	105-109	82,0
№ 5	93-97	110-113	88,0
№ 6	98-102	114-117	93,0
№ 7	103-107	118-121	98,0
№ 8	108-112	122-125	104,0
№ 9	113-117	126-129	109,0
№ 10	118-122	130-133	114,0
№ 11	123-127	134-137	119,0
№ 12	128-132	138-141	124,0

Таблица 7 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-248

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 1	63-67	88-92	95,0
№ 2	68-72	93-97	89,0
№ 3	73-77	98-102	95,0
№ 4	78-82	103-107	102,0
№ 5	83-87	108-112	108,0
№ 6	88-92	113-117	116,0
№ 7	93-97	118-122	121,0
№ 8	98-102	123-127	116,0
№ 9	103-107	128-132	121,0
№ 10	108-112	133-137	116,0
№ 11	113-117	138-142	121,0
№ 12	118-122	143-147	116,0

Таблица 8 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-110

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 2	64-69	93-96	109,0
№ 3	70-74	96-99	111,0
№ 4	75-78	99-103	122,0
№ 5	79-83	103-106	131,0
№ 6	84-89	106-109	135,0
№ 7	90-94	109-112	146,0
№ 8	95-99	112-115	152,0
№ 9	100-104	115-118	158,0
№ 10	105-109	118-121	164,0
№ 11	110-114	121-124	167,0

Таблица 9 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-111

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 2	70-74	97-101	84,0
№ 3	75-78	102-104	87,0
№ 4	79-83	105-108	93,0
№ 5	84-89	109-112	107,0
№ 6	90-94	113-117	118,0
№ 7	95-99	118-122	130,0
№ 8	100-104	123-127	142,0
№ 9	105-109	128-132	151,0
№ 10	110-114	133-135	159,0
№ 11	115-119	136-139	165,0

Таблица 10 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-112, У-114, У-115

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$		
			У-112	У-114	У-115
№ 2	70-74	93-96	80,0	106,0	94,0
№ 3	75-78	97-101	86,0	111,0	97,0
№ 4	79-83	102-105	91,0	119,0	103,0
№ 5	84-89	106-109	94,0	126,0	117,0
№ 6	90-94	110-114	98,0	130,0	128,0
№ 7	95-99	115-118	104,0	133,0	140,0
№ 8	100-104	119-122	111,0	138,0	152,0
№ 9	105-109	123-126	119,0	145,0	161,0
№ 10	110-114	127-130	124,0	149,0	169,0
№ 11	115-119	131-134	130,0	156,0	175,0

Таблица 11 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-113

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 2	72-76	93-96	72,0
№ 3	77-80	97-101	79,0
№ 4	81-85	102-105	86,0
№ 5	86-91	106-109	93,0
№ 6	92-96	110-114	100,0
№ 7	97-101	115-118	107,0
№ 8	102-106	119-122	114,0
№ 9	107-111	123-126	121,0
№ 10	112-116	127-130	128,0
№ 11	117-121	131-134	135,0

Таблица 12 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-950

Размер	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 2	92-96	126,0
№ 3	96-100	155,0
№ 4	100-104	170,0
№ 5	104-108	178,0
№ 6	108-112	179,0
№ 7	112-116	183,0
№ 8	116-120	187,0

№ 9	120-124	192,0
№ 10	124-128	197,0
№ 11	128-132	202,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-50, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка переда и ластовицы из хлопчатобумажного полотна
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-54, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное кружевное полотно, верхняя утягивающая часть из эластичного перфорированного бандажного полотна
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-58, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, верхняя утягивающая часть из эластичного перфорированного бандажного полотна
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-59, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка переда и ластовицы из хлопчатобумажного полотна
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-150, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-162, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-200, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно со вставками из эластичной сетки
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-201, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно со вставками из эластичной сетки
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-248, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное и кружевное полотно, подкладка переда и ластовицы из хлопчатобумажного полотна
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-110, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-111, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-112, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-113, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-114, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-115, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-950, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Эластичное функциональное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-50	Основа – эластичное полотно, подкладка переда и ластовицы из хлопчатобумажного полотна. Выполнен в виде трусов с завышенной талией. Вставки из эластичного кружева придают изящный внешний вид. Широкая эластичная лента по верху обеспечивает надёжную фиксацию. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-54	Основа – эластичное кружевное полотно, верхняя утягивающая часть из эластичного перфорированного бандажного полотна. Высота утягивающей верхней части 20 см. Отделка из эластичного кружева по низу ножек. Ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-58	Основа – эластичное полотно, верхняя утягивающая часть из эластичного перфорированного бандажного полотна. Выполнен в виде трусов с завышенной талией. Высота утягивающей верхней части 30 см. Корсетные пластины в боковых швах препятствуют скручиванию изделия. Отделка из эластичного кружева по низу ножек. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-59	Основа – эластичное полотно, подкладка переда и ластовицы из хлопчатобумажного полотна. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-150	Основа – эластичное функциональное полотно. Выполнен в виде трусов с завышенной талией. Широкая мягкая эластичная лента по верху обеспечивает надёжную фиксацию. Застёжка сбоку на крючки и петли и застёжку-молнию. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-162	Основа – эластичное функциональное полотно. Выполнен в виде трусов с завышенной талией. Широкая мягкая эластичная лента по верху обеспечивает надёжную фиксацию. Усиление на животе. Усиленные трёхрядные застёжки по бокам на крючки и петли. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-200	Основа – эластичное полотно со вставками из эластичной сетки.

	Подкладка переда и ластовицы из хлопчатобумажного полотна. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-201	Основы – эластичное полотно со вставками из эластичной сетки. Подкладка переда и ластовицы из хлопчатобумажного полотна. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный Д-248	Основы – эластичное и кружевное полотно, подкладка переда и ластовицы из хлопчатобумажного полотна. Выполнен в виде трусов с завышенной талией. Эластичная лента с силиконом по верху обеспечивает надёжную фиксацию. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-110	Основы – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде трусов с завышенной линией талии. Усиление на животе, боках и на спинке. Четыре корсетные косточки: 2 спереди и 2 на спинке. Ластовица с подкладкой из хлопка застёгивается на крючки и петли. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-111	Основы – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких трусов. Усиление в зоне живота. Ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-112	Основы – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде трусов с завышенной линией талии. Вставка из неэластичного полотна на животе. Четыре несъёмные корсетные косточки: 2 на боках и 2 на спинке. Две съёмные корсетные косточки на передней детали. Ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-113	Основы – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких трусов. Высота двойной резинки 15 см. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-114	Основы – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде трусов с завышенной линией талии. Усиление на животе. Усиленные трёхрядные застёжки по бокам на крючки и петли. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Съёмные регулируемые бретели. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-115	Основы – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде трусов-стринг с завышенной линией талии. Для женщин.
Бандаж-трусы ортопедический компрессионный У-950	Основы – эластичное функциональное полотно.

	Выполнен в виде трусов с завышенной талией. Верх изделия выполнен по бесшовной технологии, низ – из хлопчатобумажного трикотажного полотна. Четыре корсетные косточки на спинке предотвращают скручивание изделия. Боковое отверстие в гульфике. Для мужчин.
--	---

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Рекомендуется надевать в положении лежа.
- Надеть и расправить изделие (для Д-50, Д-54, Д-59, Д-200, Д-201, Д-248, У-111, У-112, У-113, У-115, У-950).
- Надеть изделие, застегнуть застежку на животе, расправить и застегнуть ластовицу, расправить изделие (для Д-150, Д-162, У-114).
- Надеть и расправить изделие, застегнуть ластовицу (для Д-58, У-110).

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трех лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ

по ТУ 32.50.22-015-96814693-2023

варианта исполнения:

Бандаж-шорты ортопедический компрессионный следующих артикулов:

Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-48, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-56, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-147, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-151, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-152, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-163, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-164, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-100, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-101, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-102, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-103, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-200, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-201, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-202, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-204, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-205, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-206, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-208, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж-шорты ортопедический компрессионный предназначен для поддержки мягких тканей до и после операций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Поддержание стенок брюшной полости до и после операций, в том числе кесарево сечения, липосакции, вмешательств пластической или эстетической хирургии.
- Фиксация послеоперационного шва.
- Профилактика образования послеоперационных грыж.
- При абдоминальных грыжах для предотвращения протрузии содержимого брюшной полости и удержания вправленной грыжи в пределах брюшной полости.
- Для эстетической коррекции и восстановления фигуры после родов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Ущемленные и не вправляемые абдоминальные грыжи.
- Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблицах 1-12.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-48

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	63-67	88-92	97,0
№ 2	68-72	93-97	105,0
№ 3	73-77	98-102	113,0
№ 4	78-82	103-107	134,0
№ 5	83-87	108-112	148,0
№ 6	88-92	113-117	157,0
№ 7	93-97	118-122	177,0
№ 8	98-102	123-127	196,0
№ 9	103-107	128-132	215,0
№ 10	108-112	133-137	235,0
№ 11	113-117	138-142	254,0
№ 12	118-122	143-147	273,0

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-56

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	68-72	92-96	137,0
№ 2	73-77	97-101	147,0
№ 3	78-82	98-102	156,0
№ 4	83-87	103-107	166,0
№ 5	88-92	108-112	178,0
№ 6	93-97	113-117	186,0
№ 7	98-102	118-122	195,0
№ 8	103-107	123-127	202,0
№ 9	108-112	128-132	209,0
№ 10	113-117	133-137	215,0
№ 11	118-122	138-142	222,0
№ 12	123-128	143-147	228,0

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-147

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	63-67	88-92	97,0
№ 2	68-72	92-96	105,0
№ 3	73-77	96-100	113,0
№ 4	78-82	100-104	134,0
№ 5	83-87	104-108	148,0
№ 6	88-92	108-112	157,0
№ 7	93-97	112-116	177,0
№ 8	98-102	116-120	196,0
№ 9	103-107	120-124	215,0
№ 10	108-112	124-126	235,0
№ 11	113-117	126-130	254,0
№ 12	118-122	130-134	273,0

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Д-151, Д-163

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%	
			Д-151	Д-163
№ 1	63-67	88-92	154,0	147,0
№ 2	68-72	93-97	165,0	158,0
№ 3	73-77	98-102	176,0	170,0
№ 4	78-82	103-107	187,0	180,0
№ 5	83-87	108-112	198,0	191,0
№ 6	88-92	113-117	210,0	203,0
№ 7	93-97	118-122	222,0	215,0
№ 8	98-102	122-126	234,0	227,0
№ 9	103-107	126-130	246,0	239,0
№ 10	108-112	130-134	258,0	251,0
№ 11	113-117	134-138	270,0	263,0
№ 12	118-122	138-142	282,0	275,0

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Д-152, Д-164

Размер	Рост 1, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%	
				Д-152	Д-164
№ 1	158-167	63-67	88-92	245,0	175,0
№ 2		68-72	93-97	277,0	186,0
№ 3		73-77	98-102	312,0	198,0
№ 4		78-82	103-107	347,0	208,0
№ 5		83-87	108-112	362,0	220,0
№ 6		88-92	113-117	366,0	231,0
№ 7		93-97	118-122	370,0	243,0
№ 8		98-102	122-126	374,0	255,0
№ 9		103-107	126-130	380,0	267,0
№ 10		108-112	130-134	385,0	279,0
№ 11		113-117	134-138	390,0	291,0
№ 12		118-122	138-142	405,0	303,0
Размер	Рост 2, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%	
				Д-152	Д-164
№ 1	168-176	63-67	88-92	265,0	180,0
№ 2		68-72	93-97	297,0	201,0

№ 3		73-77	98-102	332,0	213,0
№ 4		78-82	103-107	367,0	223,0
№ 5		83-87	108-112	382,0	235,0
№ 6		88-92	113-117	386,0	246,0
№ 7		93-97	118-122	390,0	258,0
№ 8		98-102	122-126	394,0	270,0
№ 9		103-107	126-130	405,0	282,0
№ 10		108-112	130-134	415,0	294,0
№ 11		113-117	134-138	420,0	306,0
№ 12		118-122	138-142	425,0	318,0

Таблица 6 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-100, У-200

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%	
			У-100	У-200
№ 2	64-68	90-93	91,0	111,0
№ 3	69-73	94-97	96,0	120,0
№ 4	74-78	98-101	104,0	124,0
№ 5	79-83	102-105	120,0	142,0
№ 6	84-88	106-109	125,0	147,0
№ 7	89-103	110-113	138,0	151,0
№ 8	104-108	114-117	142,0	158,0
№ 9	109-113	118-121	153,0	166,0
№ 10	114-118	122-125	160,0	172,0
№ 11	119-123	126-129	168,0	178,0

Таблица 7 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-101, У-201

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%	
			У-101	У-201
№ 2	70-74	96-99	80,0	91,0
№ 3	75-78	99-103	86,0	100,0
№ 4	79-83	103-106	90,0	110,0
№ 5	84-88	106-109	104,0	118,0
№ 6	89-92	109-112	113,0	122,0
№ 7	93-96	112-115	125,0	138,0
№ 8	97-100	115-118	138,0	150,0
№ 9	101-104	118-121	150,0	161,0
№ 10	105-108	121-124	161,0	170,0
№ 11	109-112	124-127	168,0	178,0

Таблица 8 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-102, У-202

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%	
			У-102	У-202
№ 2	70-74	97-101	132,0	147,0
№ 3	75-78	102-104	163,0	161,0
№ 4	79-83	105-108	182,0	199,0
№ 5	84-89	109-112	191,0	209,0
№ 6	90-94	113-116	204,0	213,0
№ 7	95-99	117-120	213,0	226,0
№ 8	100-104	121-124	226,0	231,0
№ 9	105-109	125-128	231,0	240,0
№ 10	110-114	129-132	235,0	247,0
№ 11	115-119	132-135	239,0	255,0

Таблица 9 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-103

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 2	65-69	93-96	142,0
№ 3	70-74	97-101	147,0
№ 4	75-78	102-104	154,0
№ 5	79-83	105-108	163,0
№ 6	84-89	109-112	172,0
№ 7	90-93	113-116	180,0
№ 8	94-97	117-120	189,0
№ 9	98-101	121-124	197,0
№ 10	102-105	125-128	207,0
№ 11	106-109	129-132	213,0

Таблица 10 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-204

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 2	64-69	93-96	122,0
№ 3	70-74	96-99	128,0
№ 4	75-78	99-103	134,0
№ 5	79-83	103-106	139,0
№ 6	84-89	106-109	150,0
№ 7	90-94	109-112	157,0
№ 8	95-99	112-115	163,0
№ 9	100-104	115-118	171,0
№ 10	105-109	118-121	178,0
№ 11	110-114	121-124	183,0

Таблица 11 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-205

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 2	72-76	96-100	130,0
№ 3	76-80	100-104	137,0
№ 4	80-84	104-108	144,0
№ 5	84-88	108-112	160,0
№ 6	88-92	112-116	167,0
№ 7	92-96	116-120	172,0
№ 8	96-100	120-124	180,0
№ 9	100-104	124-128	187,0
№ 10	104-108	128-132	195,0
№ 11	108-112	132-136	203,0

Таблица 12 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-206, У-208

Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%	
			У-206	У-208
№ 2	66-69	93-96	100,0	115,0
№ 3	70-74	96-99	105,0	125,0
№ 4	75-78	99-103	112,0	132,0
№ 5	79-83	103-106	120,0	140,0
№ 6	84-89	106-109	138,0	158,0
№ 7	90-94	109-112	158,0	180,0
№ 8	95-98	112-115	163,0	198,0
№ 9	99-103	115-118	182,0	202,0
№ 10	104-107	118-121	192,0	216,0
№ 11	108-112	121-124	202,0	222,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-48, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка переда и ластовицы из хлопчатобумажного полотна
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-56, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное кружевное полотно, верхняя утягивающая часть из эластичного перфорированного бандажного полотна
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-147, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно и эластичная сетка
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-151, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-152, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-163, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-164, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-100, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-101, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-102, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-103, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-200, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-201, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-202, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-204, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-205, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-206, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-208, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-48	Основа – эластичное полотно, подкладка переда и ластовицы из хлопчатобумажного полотна. Выполнен в виде панталон. Усиление на бёдрах и под ягодицами. Отделка из эластичного кружева по низу ножек. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-56	Основа – эластичное кружевное полотно, верхняя утягивающая часть из эластичного перфорированного бандажного полотна. Выполнен в виде панталон с завышенной талией.

	Высота утягивающей верхней части 30 см. Корсетные пластины в боковых швах препятствуют скручиванию изделия. Отделка из эластичного кружева по низу ножек. Подкладка ластовицы из хлопка. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-147	Основа – эластичное полотно и эластичная сетка. Выполнен в виде панталон. Подкладка переда и ластовицы из хлопчатобумажного полотна. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-151	Основа – эластичное функциональное полотно. Выполнен в виде панталон с завышенной талией. Широкая мягкая эластичная лента по верху обеспечивает надёжную фиксацию. По бокам застёжки на крючки и петли и застёжку-молнию. Открытая ластовица. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-152	Основа – эластичное функциональное полотно. Выполнен в виде леггинсов с завышенной талией. Широкая мягкая эластичная лента по верху обеспечивает надёжную фиксацию. По бокам застёжки на крючки и петли и застёжку-молнию. Открытая ластовица. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-163	Основа – эластичное функциональное полотно. Выполнен в виде панталон с завышенной талией. Широкая мягкая эластичная лента по верху обеспечивает надёжную фиксацию. Усиленная трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Открытая ластовица. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный Д-164	Основа – эластичное функциональное полотно. Выполнен в виде леггинсов с завышенной талией. Широкая мягкая эластичная лента по верху обеспечивает надёжную фиксацию. Усиленная трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Открытая ластовица. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-100	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких укороченных шорт. Усиление под ягодицами. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-101	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких укороченных

	шорт. Усиление под ягодицами и на животе. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-102	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких укороченных шорт. Высота двойной резинки 15 см. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-103	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких укороченных шорт. Высота двойной резинки 15 см. Усиление под ягодицами. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-200	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких шорт. Усиление под ягодицами. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-201	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких шорт. Усиление под ягодицами и на животе. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-202	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких шорт. Высота двойной резинки 15 см. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-204	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких панталон. Четыре корсетные косточки: 2 на спинке и 2 по бокам изделия. Усиление под ягодицами и на животе. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-205	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких леггинсов длиной по середину голени. Усиление под ягодицами и на животе. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-206	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде панталон с завышенной линией талии. Съёмные регулируемые бретели. Конструкция разъёмная. Спереди – трёхрядная застёжка на крючки и петли. Для женщин.
Бандаж-шорты ортопедический компрессионный У-208	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде удлиненных панталон с завышенной линией талии. Съёмные регулируемые бретели. Спереди – трёхрядная застёжка на крючки и петли. Для женщин.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Рекомендуются надевать в положении лежа.
- Надеть и расправить изделие (для Д-48, Д-56, Д-147, У-100, У-101, У-102, У-103, У-200, У-201, У-202, У-204, У-205).
- Надеть изделие, застегнуть застёжку, расправить изделие (для Д-151, Д-152, Д-163, Д-164).

- Надеть изделие, застегнуть застежку, отрегулировать бретели (для У-206, У-208).
- СТИРКА И УХОД.**
- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
 - Отбеливание запрещено.
 - Не применять барабанную сушилку.
 - Глажение запрещено.
 - Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трех лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ по ТУ 32.50.22-015-96814693-2023 варианта исполнения:

Бандаж-легинсы ортопедический компрессионный следующих артикулов:

Бандаж-легинсы ортопедический компрессионный У-203, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-легинсы ортопедический компрессионный У-207, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-легинсы ортопедический компрессионный У-209, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж-легинсы ортопедический компрессионный предназначен для поддержки мягких тканей до и после операций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Поддержание стенок брюшной полости до и после операций, в том числе кесарево сечения, липосакции, вмешательств пластической или эстетической хирургии.
- Фиксация послеоперационного шва.
- Профилактика образования послеоперационных грыж.
- Утяжка бедер, подтяжка ягодиц.
- При абдоминальных грыжах для предотвращения протрузии содержимого брюшной полости и удержания вправленной грыжи в пределах брюшной полости.
- Для эстетической коррекции и восстановления фигуры после родов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Ущемленные и не вправляемые абдоминальные грыжи.
- Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж-легинсы ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.

- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-203, У-207, У-209

Размер	Рост 1, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$		
				У-203	У-207	У-209
№ 2	158-167	66-69	95-98	175,0	170,0	175,0
№ 3		70-74	99-102	183,0	178,0	183,0
№ 4		75-78	103-106	190,0	185,0	190,0
№ 5		79-83	107-110	202,0	197,0	202,0
№ 6		84-89	111-114	211,0	206,0	211,0
№ 7		90-94	115-118	220,0	215,0	220,0
№ 8		95-98	119-122	228,0	223,0	228,0
№ 9		99-104	123-126	236,0	231,0	236,0
№ 10		105-108	127-130	245,0	240,0	245,0
№ 11		109-114	131-134	255,0	250,0	255,0
Размер	Рост 2, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$		
				У-203	У-207	У-209
№ 2	168-176	66-69	95-98	188,0	183,0	188,0
№ 3		70-74	99-102	196,0	191,0	196,0
№ 4		75-78	103-106	204,0	199,0	204,0
№ 5		79-83	107-110	229,0	224,0	229,0
№ 6		84-89	111-114	234,0	229,0	234,0
№ 7		90-94	115-118	246,0	241,0	246,0
№ 8		95-98	119-122	250,0	245,0	250,0
№ 9		99-104	123-126	259,0	255,0	259,0
№ 10		105-108	127-130	270,0	265,0	270,0
№ 11		109-114	131-134	285,0	280,0	285,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж-легинсы ортопедический компрессионный У-203, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-легинсы ортопедический компрессионный У-207, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-легинсы ортопедический компрессионный У-209, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Бандаж-легинсы ортопедический компрессионный У-203	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких лосин. Усиление на животе. Для женщин.
Бандаж-легинсы ортопедический компрессионный У-207	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких лосин. Усиление на животе. Две неразъёмные застёжки-молнии по бокам изделия. По верху изделия эластичная лента

	обеспечивает плотную фиксацию. Для женщин.
Бандаж-легинсы ортопедический компрессионный У-209	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде высоких лосин. Усиление на животе. Для женщин.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Изделие рекомендуется надевать лежа.
- Надеть и расправить изделие.

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трех лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ

по ТУ 32.50.22-015-96814693-2023

варианта исполнения:

Бандаж-торсет ортопедический компрессионный

следующих артикулов:

Бандаж-торсет ортопедический компрессионный Д-158, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный Д-159, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-453, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-470, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-480, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-490, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-491, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж-торсет ортопедический компрессионный предназначен для поддержки мягких тканей до и после операций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Фиксация рёбер после травм и операций на грудной клетке.
- Поддержание стенок брюшной полости до и после операций, в том числе липосакции, вмешательств пластической или эстетической хирургии.
- Фиксация послеоперационного шва.
- Профилактика образования послеоперационных грыж.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Ущемленные и не вправляемые абдоминальные грыжи.
- Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблицах 1-5.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-158

Размер	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 1	84-88	74-78	141,9
№ 2	88-92	78-82	157,9
№ 3	92-96	82-86	173,9
№ 4	96-100	86-90	189,9
№ 5	100-104	90-94	206,0
№ 6	104-108	94-98	222,2
№ 7	108-112	98-102	232,4
№ 8	112-116	102-106	242,7
№ 9	116-120	106-110	252,9
№ 10	120-124	110-114	263,2
№ 11	124-128	114-118	273,5
№ 12	128-132	118-122	283,7

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-159

Размер	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 1	84-88	63-67	88-92	191,0
№ 2	88-92	67-71	92-96	207,0
№ 3	92-96	71-75	96-100	223,0
№ 4	96-100	75-80	100-104	239,0
№ 5	100-104	80-84	104-108	256,0
№ 6	104-108	84-88	108-112	272,0
№ 7	108-112	88-92	112-116	282,0
№ 8	112-116	92-96	116-120	292,0
№ 9	116-120	96-100	120-124	302,0
№ 10	120-124	100-105	124-128	313,0
№ 11	124-126	105-110	128-132	323,0
№ 12	126-128	110-115	132-136	333,0

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-453

Размер	Обхват груди, см	Обхват под грудью, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 2	80-85	65-70	190,0
№ 3	85-90	70-75	201,0
№ 4	90-95	75-80	216,0
№ 5	95-100	80-85	218,0
№ 6	100-105	85-90	221,0
№ 7	105-110	90-95	231,0
№ 8	110-115	95-100	235,0
№ 9	115-120	100-105	240,0

№ 10	120-125	105-110	246,0
№ 11	125-130	110-115	250,0

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-470, У-480

Размер	Обхват груди, см	Масса, г ±20%	
		У-470	У-480
№ 2	88-94	127,0	130,0
№ 3	94-100	138,0	140,0
№ 4	100-106	141,0	143,0
№ 5	106-112	147,0	151,0
№ 6	112-118	166,0	170,0
№ 7	118-124	185,0	189,0
№ 8	124-130	194,0	197,0
№ 9	130-136	207,0	210,0
№ 10	136-142	217,0	221,0
№ 11	142-148	220,0	225,0

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-490, У-491

Размер	Обхват груди, см	Масса, г ±20%	
		У-490	У-491
№ 2	92-96	169,0	169,0
№ 3	96-100	181,0	181,0
№ 4	100-104	196,0	196,0
№ 5	104-108	198,0	198,0
№ 6	108-112	201,0	201,0
№ 7	112-116	211,0	211,0
№ 8	116-120	215,0	215,0
№ 9	120-124	220,0	220,0
№ 10	124-128	226,0	226,0
№ 11	128-132	230,0	230,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный Д-158, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный Д-159, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-453, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-470, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-480, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-490, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-491, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный Д-158	Основа – эластичное функциональное полотно. Выполнен в виде майки. Широкая эластичная лента по низу обеспечивает надёжную фиксацию.

	Усиленная трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Степень фиксации регулируется съёмной эластичной стяжкой с застёжкой Velcro. Для мужчин.
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный Д-159	Основа – эластичное функциональное полотно. Выполнен в виде майки. Мягкие чашки с подкладкой из хлопчатобумажного полотна. Широкая эластичная лента по низу обеспечивает надёжную фиксацию. Усиленная трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Широкие бретели, регулируемые по высоте с помощью трёхрядных застёжек на крючки и петли. Для женщин.
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-453	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде футболки с длинным рукавом. Усиление на животе, боках и спинке. Для женщин.
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-470	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде майки со спортивной спинкой. Усиление на животе и спинке. Для мужчин.
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-480	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде майки. Усиление на животе и спинке. Для мужчин.
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-490	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде футболки с коротким рукавом. Усиление на животе и спинке. Для мужчин.
Бандаж-торсет ортопедический компрессионный У-491	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде футболки с коротким рукавом. Усиление на животе и спинке. Для мужчин.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие.
- Надеть и расправить изделие (для У-453, У-470, У-480, У-490, У-491).
- Надеть изделие в положении лежа, застегнуть и расправить, отрегулировать бретели (для Д-159).
- Надеть изделие в положении лежа, застегнуть и расправить. Съёмную стяжку закрепить на спинке изделия и зафиксировать спереди застёжкой (для Д-158).

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трех лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ

по ТУ 32.50.22-015-96814693-2023

варианта исполнения:

Бандаж-комбинация ортопедический компрессионный следующих артикулов:

Бандаж-комбинация ортопедический компрессионный У-510, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Бандаж-комбинация ортопедический компрессионный У-511, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Бандаж-комбинация ортопедический компрессионный У-515, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж-комбинация ортопедический компрессионный предназначен для поддержки мягких тканей до и после операций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Поддержание стенок брюшной полости до и после операций, в том числе кесарево сечения, липосакции, вмешательств пластической или эстетической хирургии.
- Фиксация послеоперационного шва.
- Профилактика образования послеоперационных грыж.
- Для эстетической коррекции и восстановления фигуры после родов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Ущемленные и не вправляемые абдоминальные грыжи.
- Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж-комбинация ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-510, У-511, У-515

Размер	Рост 1, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%		
				У-510	У-511	У-515
№ 2	158-167	66-69	93-96	120,0	143,0	143,0
№ 3		70-74	96-99	128,0	151,0	151,0
№ 4		75-78	99-103	132,0	155,0	155,0
№ 5		79-83	103-106	141,0	164,0	164,0
№ 6		84-89	106-109	150,0	173,0	173,0
№ 7		90-94	109-112	166,0	180,0	180,0
№ 8		95-98	112-115	175,0	186,0	186,0
№ 9		99-103	115-118	184,0	193,0	193,0
№ 10		104-107	118-121	192,0	201,0	201,0
№ 11		108-112	121-124	201,0	205,0	205,0
Размер	Рост 2, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%		
				У-510	У-511	У-515
№ 2	168-176	66-69	93-96	125,0	148,0	148,0
№ 3		70-74	96-99	135,0	158,0	158,0
№ 4		75-78	99-103	136,0	159,0	159,0
№ 5		79-83	103-106	153,0	176,0	176,0
№ 6		84-89	106-109	159,0	182,0	182,0
№ 7		90-94	109-112	171,0	189,0	189,0
№ 8		95-98	112-115	178,0	194,0	194,0
№ 9		99-103	115-118	189,0	202,0	202,0
№ 10		104-107	118-121	196,0	213,0	213,0
№ 11		108-112	121-124	207,0	215,0	215,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж-комбинация ортопедический компрессионный У-510, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-комбинация ортопедический компрессионный У-511, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-комбинация ортопедический компрессионный У-515, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Бандаж-комбинация ортопедический компрессионный У-510	Основа – бесшовное вязаное полотно. Бретели регулируются по высоте. Усиление под ягодицами, на животе, боках и спинке. По низу изделия отделка из эластичного кружева. Для женщин.

Бандаж-комбинация ортопедический компрессионный У-511	Основа – бесшовное вязаное полотно. Бретели регулируются по высоте. Усиление под ягодицами, на животе, боках и спинке. По низу изделия отделка из эластичного кружева. Для женщин.
Бандаж-комбинация ортопедический компрессионный У-515	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде комбинации со съёмными формованными чашками. Бретели регулируются по высоте. Усиление под ягодицами, на животе, боках и спинке. По низу изделия отделка из эластичного кружева. Для женщин.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие.
- Изделие рекомендуется надевать через ноги. Надеть и расправить изделие, отрегулировать бретели по высоте.

СТИРКА И УХОД

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трех лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ

по ТУ 32.50.22-015-96814693-2023

варианта исполнения:

Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный следующих артикулов:

Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-450, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-451, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-452, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-502, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-503, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный предназначен для поддержки мягких тканей до и после операций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Поддержание стенок брюшной полости до и после операций, в том числе кесарево сечения, липосакции, вмешательств пластической или эстетической хирургии.
- Фиксация послеоперационного шва.
- Профилактика образования послеоперационных грыж.
- Для эстетической коррекции и восстановления фигуры после родов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Ущемленные и не вправляемые абдоминальные грыжи.
- Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.

- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблицах 1-5.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-450, У-451

Размер	Обхват груди, см	Обхват под грудью, см	Масса, г $\pm 20\%$	
			У-450	У-451
№ 2	84-88	68-72	104,0	136,0
№ 3	88-92	73-77	127,0	147,0
№ 4	92-96	78-82	132,0	152,0
№ 5	96-100	83-87	149,0	159,0
№ 6	100-104	88-92	152,0	172,0
№ 7	104-108	93-97	160,0	180,0
№ 8	108-112	98-102	172,0	192,0
№ 9	112-116	103-107	184,0	204,0
№ 10	116-120	108-112	198,0	218,0
№ 11	120-124	113-117	205,0	225,0

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-452

Размер	Обхват груди, см	Обхват под грудью, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 2	80-84	68-72	135,0
№ 3	84-88	73-77	150,0
№ 4	88-92	78-82	153,0
№ 5	92-96	83-87	165,0
№ 6	96-100	88-92	172,0
№ 7	100-104	93-97	179,0
№ 8	104-108	98-102	195,0
№ 9	108-112	103-107	204,0
№ 10	112-116	108-112	211,0
№ 11	116-120	113-117	215,0

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-502, У-503

Размер	Обхват талии, см	Масса, г $\pm 20\%$	
		У-502	У-503
№ 2	70-74	107,0	107,0
№ 3	75-78	110,0	110,0
№ 4	79-83	122,0	122,0
№ 5	84-89	140,0	140,0
№ 6	90-94	147,0	147,0
№ 7	95-98	158,0	158,0
№ 8	99-102	165,0	165,0
№ 9	103-106	173,0	173,0
№ 10	107-110	180,0	180,0
№ 11	110-113	184,0	184,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-450, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-451, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-452, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно

Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-502, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-503, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-450	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде майки. Регулируемые бретели. Усиление на животе, боках и спинке. Для женщин.
Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-451	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде майки. Регулируемые бретели. Усиление на животе, боках и спинке. Для женщин.
Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-452	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде майки. Регулируемые бретели. Усиление на животе, боках и спинке. Для женщин.
Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-502	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде майки без чашек. Бретели регулируются по высоте. Вставка из функционального полотна обеспечивает эффект Push-Up для груди. Усиление на животе, боках и спинке. Для женщин.
Бандаж-полуграция ортопедический компрессионный У-503	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде майки без чашек. Бретели регулируются по высоте. Вставка из функционального полотна обеспечивает эффект Push-Up для груди. Усиление на животе, боках и спинке. Для женщин.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие.
- Надеть и расправить изделие, отрегулировать бретели.

СТИРКА И УХОД

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трех лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ

по ТУ 32.50.22-015-96814693-2023

варианта исполнения:

Бандаж-грация ортопедический компрессионный следующих артикулов:

Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-500, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-501, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-504, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-512, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-513, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-514, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-516, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-517, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-102, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-103, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-105, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-106, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-108, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-116, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-153, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-154, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-155, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-156, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-160, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж-грация ортопедический компрессионный предназначен для поддержки мягких тканей до и после операций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Поддержание стенок брюшной полости до и после операций, в том числе кесарево сечения, липосакции, вмешательств пластической или эстетической хирургии.
- Фиксация послеоперационного шва.
- Профилактика образования послеоперационных грыж.
- Для эстетической коррекции и восстановления фигуры после родов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Ущемленные и не вправляемые абдоминальные грыжи.
- Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблицах 1-11.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-500, У-501, У-504

Размер	Рост 1, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%		
				У-500	У-501	У-504
№ 2	158-167	66-69	93-96	116,0	116,0	32,0
№ 3		70-74	96-99	120,0	120,0	34,0
№ 4		75-78	99-103	134,0	134,0	35,0
№ 5		79-83	103-106	143,0	143,0	36,0
№ 6		84-89	106-109	154,0	154,0	39,5
№ 7		90-94	109-112	160,0	160,0	40,5
№ 8		94-98	112-115	167,0	167,0	41,5
№ 9		98-102	115-118	171,0	171,0	42,0
№ 10		102-106	118-121	179,0	179,0	43,0
№ 11		106-110	121-124	183,0	183,0	44,5
Размер	Рост 2, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%		
				У-500	У-501	У-504
№ 2	168-176	66-69	93-96	123,0	123,0	32,0
№ 3		70-74	96-99	125,0	125,0	34,0
№ 4		75-78	99-103	136,0	136,0	35,0
№ 5		79-83	103-106	149,0	149,0	36,0
№ 6		84-89	106-109	163,0	163,0	39,5
№ 7		90-94	109-112	168,0	168,0	40,5
№ 8		94-98	112-115	172,0	172,0	41,5
№ 9		98-102	115-118	180,0	180,0	42,0
№ 10		102-106	118-121	185,0	185,0	43,0
№ 11		106-110	121-124	191,0	191,0	44,5

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-512, У-514, У-516, У-517

Размер	Рост 1, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%			
				У-512	У-514	У-516	У-517
№ 2	158-167	66-69	93-96	151,0	139,0	105,0	115,0
№ 3		70-74	96-99	160,0	143,0	115,0	125,0
№ 4		75-78	99-103	176,0	157,0	122,0	132,0
№ 5		79-83	103-106	187,0	166,0	130,0	140,0
№ 6		84-89	106-109	195,0	177,0	148,0	158,0
№ 7		90-94	109-112	211,0	185,0	170,0	180,0

№ 8		95-98	112-115	223,0	198,0	188,0	198,0
№ 9		99-103	115-118	237,0	209,0	192,0	202,0
№ 10		104-107	118-121	245,0	213,0	206,0	216,0
№ 11		108-112	121-124	259,0	216,0	210,0	222,0
Размер	Рост 2, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%			
				У-512	У-514	У-516	У-517
№ 2	168-176	66-69	93-96	157,0	146,0	112,0	124,0
№ 3		70-74	96-99	167,0	148,0	122,0	138,0
№ 4		75-78	99-103	186,0	159,0	127,0	142,0
№ 5		79-83	103-106	191,0	172,0	138,0	150,0
№ 6		84-89	106-109	202,0	186,0	152,0	167,0
№ 7		90-94	109-112	230,0	191,0	178,0	190,0
№ 8		95-98	112-115	241,0	204,0	198,0	208,0
№ 9		99-103	115-118	255,0	214,0	208,0	212,0
№ 10		104-107	118-121	268,0	220,0	216,0	226,0
№ 11		108-112	121-124	281,0	224,0	224,0	234,0

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-513

Размер	Рост 1, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 2	158-167	70-74	92-96	155,0
№ 3		75-78	96-100	165,0
№ 4		79-83	100-104	172,0
№ 5		84-89	104-108	180,0
№ 6		90-94	108-112	198,0
№ 7		95-98	112-116	210,0
№ 8		99-103	116-120	219,0
№ 9		104-107	120-124	231,0
№ 10		108-112	124-128	246,0
№ 11		113-116	128-132	250,0
Размер	Рост 2, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 2	168-176	70-74	92-96	161,0
№ 3		75-78	96-100	172,0
№ 4		79-83	100-104	179,0
№ 5		84-89	104-108	193,0
№ 6		90-94	108-112	210,0
№ 7		95-98	112-116	223,0
№ 8		99-103	116-120	231,0
№ 9		104-107	120-124	245,0
№ 10		108-112	124-128	254,0
№ 11		113-116	128-132	258,0

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-102

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	158-167	68-72	63-67	91-95	145,0
№ 2		73-77	68-72	96-100	157,0
№ 3		78-82	73-77	101-105	169,0
№ 4		83-87	78-82	106-110	175,0
№ 5		88-91	83-87	111-115	182,0
№ 6		91-94	88-92	116-120	188,0
№ 7		94-97	93-97	121-125	195,0
№ 8		97-100	98-102	126-130	202,0

№ 9		100-103	103-107	131-135	208,0
№ 10		103-106	108-112	136-140	215,0
№ 11		106-109	113-117	141-145	221,0
№ 12		109-112	117-122	146-150	228,0
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	168-176	68-72	63-67	91-95	139,0
№ 2		73-77	68-72	96-100	150,0
№ 3		78-82	73-77	101-105	161,0
№ 4		83-87	78-82	106-110	189,0
№ 5		88-91	83-87	111-115	199,0
№ 6		91-94	88-92	116-120	209,0
№ 7		94-97	93-97	121-125	219,0
№ 8		97-100	98-102	126-130	229,0
№ 9		100-103	103-107	131-135	239,0
№ 10		103-106	108-112	136-140	249,0
№ 11		106-109	113-117	141-145	259,0
№ 12		109-112	117-122	146-150	269,0

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-103

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	158-167	68-72	63-67	88-92	160,0
№ 2		73-77	68-72	93-97	166,0
№ 3		78-82	73-77	98-102	172,0
№ 4		83-87	78-82	103-107	181,0
№ 5		88-91	83-87	108-112	198,0
№ 6		91-94	88-92	113-117	201,0
№ 7		94-97	93-97	118-122	209,0
№ 8		97-100	98-102	123-127	217,0
№ 9		100-103	103-107	128-132	226,0
№ 10		103-106	108-112	133-137	234,0
№ 11		106-109	113-117	138-142	242,0
№ 12		109-112	117-122	143-147	250,0
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	168-176	68-72	63-67	88-92	157,0
№ 2		73-77	68-72	93-97	160,0
№ 3		78-82	73-77	98-102	163,0
№ 4		83-87	78-82	103-107	191,0
№ 5		88-91	83-87	108-112	212,0
№ 6		91-94	88-92	113-117	226,0
№ 7		94-97	93-97	118-122	235,0
№ 8		97-100	98-102	123-127	245,0
№ 9		100-103	103-107	128-132	254,0
№ 10		103-106	108-112	133-137	264,0
№ 11		106-109	113-117	138-142	273,0
№ 12		109-112	117-122	143-147	283,0

Таблица 6 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-105

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	158-167	68-72	63-67	82-88	131,0
№ 2		73-77	68-72	88-92	146,0

№ 3		78-82	73-77	93-97	161,0
№ 4		83-87	78-82	98-102	175,0
№ 5		88-90	83-87	103-107	190,0
№ 6		90-93	88-92	108-112	205,0
№ 7		93-97	93-97	113-117	215,0
№ 8		98-102	98-102	118-122	230,0
№ 9		103-107	103-107	123-127	243,0
№ 10		108-112	108-112	128-132	255,0
№ 11		112-117	113-117	132-136	268,0
№ 12		118-122	118-122	137-142	281,0
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	168-176	68-72	63-67	82-88	139,0
№ 2		73-77	68-72	88-92	155,0
№ 3		78-82	73-77	93-97	171,0
№ 4		83-87	78-82	98-102	187,0
№ 5		88-90	83-87	103-107	197,0
№ 6		90-93	88-92	108-112	213,0
№ 7		93-97	93-97	113-117	209,0
№ 8		98-102	98-102	118-122	235,0
№ 9		103-107	103-107	123-127	254,0
№ 10		108-112	108-112	128-132	274,0
№ 11		112-117	113-117	132-136	293,0
№ 12		118-122	118-122	137-142	313,0

Таблица 7 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-106

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	158-167	68-72	63-67	96-100	182,0
№ 2		73-77	68-72	101-105	224,0
№ 3		78-82	73-77	106-110	267,0
№ 4		83-87	78-82	111-115	242,0
№ 5		88-92	83-87	116-120	275,0
№ 6		90-94	88-92	121-125	318,0
№ 7		93-97	93-97	126-130	344,0
№ 8		96-100	98-102	131-135	370,0
№ 9		99-103	102-107	136-140	397,0
№ 10		102-106	108-112	141-145	423,0
№ 11		105-109	112-117	146-150	450,0
№ 12		108-112	118-122	151-155	476,0
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	168-176	68-72	63-67	96-100	194,0
№ 2		73-77	68-72	101-105	236,0
№ 3		78-82	73-77	106-110	279,0
№ 4		83-87	78-82	111-115	254,0
№ 5		88-92	83-87	116-120	287,0
№ 6		90-94	88-92	121-125	330,0
№ 7		93-97	93-97	126-130	356,0
№ 8		96-100	98-102	131-135	382,0
№ 9		99-103	102-107	136-140	409,0
№ 10		102-106	108-112	141-145	435,0
№ 11		105-109	112-117	146-150	462,0
№ 12		108-112	118-122	151-155	488,0

Таблица 8 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-108

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	158-167	68-72	63-67	91-95	119,0
№ 2		73-77	68-72	96-100	128,0
№ 3		78-82	73-77	101-105	140,0
№ 4		83-87	78-82	106-110	150,0
№ 5		88-91	83-87	111-115	158,0
№ 6		91-94	88-92	116-120	173,0
№ 7		94-97	93-97	121-125	183,0
№ 8		97-100	98-102	126-130	192,0
№ 9		100-103	103-107	131-135	201,0
№ 10		103-106	108-112	135-140	210,0
№ 11		106-109	112-117	141-150	219,0
№ 12		109-112	118-122	151-160	229,0
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	168-176	68-72	63-67	91-95	129,0
№ 2		73-77	68-72	96-100	137,0
№ 3		78-82	73-77	101-105	145,0
№ 4		83-87	78-82	106-110	154,0
№ 5		88-91	83-87	111-115	170,0
№ 6		91-94	88-92	116-120	175,0
№ 7		94-97	93-97	121-125	188,0
№ 8		97-100	98-102	126-130	200,0
№ 9		100-103	103-107	131-135	213,0
№ 10		103-106	108-112	135-140	226,0
№ 11		106-109	112-117	141-150	238,0
№ 12		109-112	118-122	151-160	251,0

Таблица 9 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-116

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	158-167	68-72	63-67	88-92	148,0
№ 2		73-77	68-72	93-97	155,0
№ 3		78-82	73-77	98-102	170,0
№ 4		83-87	78-82	103-107	177,0
№ 5		88-91	83-87	108-112	185,0
№ 6		91-94	88-92	113-117	193,0
№ 7		95-98	93-97	118-122	200,0
№ 8		99-102	98-102	123-127	208,0
№ 9		103-106	103-107	128-131	215,0
№ 10		107-110	108-112	132-135	223,0
№ 11		111-114	113-117	136-139	231,0
№ 12		115-118	118-122	140-143	238,0
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г ±20%
№ 1	168-176	68-72	63-67	88-92	154,0
№ 2		73-77	68-72	93-97	161,0
№ 3		78-82	73-77	98-102	176,0

№ 4		83-87	78-82	103-107	183,0
№ 5		88-91	83-87	108-112	191,0
№ 6		91-94	88-92	113-117	199,0
№ 7		95-98	93-97	118-122	206,0
№ 8		99-102	98-102	123-127	214,0
№ 9		103-106	103-107	128-131	221,0
№ 10		107-110	108-112	132-135	229,0
№ 11		111-114	113-117	136-139	237,0
№ 12		115-118	118-122	140-143	244,0

Таблица 10 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Д-153, Д-154, Д-155, Д-160

Размер	Рост 1, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$			
					Д-153	Д-154	Д-155	Д-160
№ 1	158-167	68-72	63-67	88-92	150,0	180,0	250,0	130,0
№ 2		73-77	68-72	93-97	160,0	190,0	260,0	140,0
№ 3		78-82	73-77	98-102	170,0	200,0	270,0	150,0
№ 4		83-87	78-82	103-107	180,0	210,0	280,0	160,0
№ 5		88-91	83-87	108-112	190,0	220,0	290,0	170,0
№ 6		91-94	88-92	113-117	200,0	230,0	300,0	180,0
№ 7		94-97	93-97	118-122	210,0	240,0	310,0	190,0
№ 8		97-100	98-102	122-126	220,0	250,0	320,0	200,0
№ 9		100-103	103-107	126-130	230,0	260,0	330,0	210,0
№ 10		103-106	108-112	130-134	240,0	270,0	340,0	220,0
№ 11		106-109	113-117	134-138	250,0	280,0	350,0	230,0
№ 12		109-112	118-122	138-142	260,0	290,0	360,0	240,0
Размер	Рост 2, см	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$			
					Д-153	Д-154	Д-155	Д-160
№ 1	168-176	68-72	63-67	88-92	178,0	208,0	278,0	160,0
№ 2		73-77	68-72	93-97	189,0	219,0	289,0	170,0
№ 3		78-82	73-77	98-102	200,0	230,0	300,0	180,0
№ 4		83-87	78-82	103-107	210,0	240,0	310,0	190,0
№ 5		88-91	83-87	108-112	221,0	251,0	321,0	200,0
№ 6		91-94	88-92	113-117	232,0	262,0	332,0	211,0
№ 7		94-97	93-97	118-122	242,0	272,0	342,0	222,0
№ 8		97-100	98-102	122-126	253,0	283,0	353,0	233,0
№ 9		100-103	103-107	126-130	263,0	293,0	363,0	244,0
№ 10		103-106	108-112	130-134	274,0	304,0	374,0	254,0
№ 11		106-109	113-117	134-138	284,0	314,0	384,0	265,0
№ 12		109-112	118-122	138-142	295,0	325,0	395,0	276,0

Таблица 11 – Размерный ряд и масса изделия артикула Д-156

Размер	Обхват под грудью, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 1	69-72	63-67	88-92	275,0
№ 2	73-77	68-72	93-97	291,0
№ 3	78-82	73-77	98-102	308,0
№ 4	83-87	78-82	103-107	323,0
№ 5	88-91	83-87	108-112	341,0
№ 6	91-94	88-92	113-117	357,0
№ 7	94-97	93-97	118-122	373,0
№ 8	98-101	98-102	122-126	388,0

№ 9	102-105	103-107	126-130	404,0
№ 10	106-109	108-112	130-134	419,0
№ 11	110-113	113-117	134-138	435,0
№ 12	114-117	118-122	138-142	450,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-500, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-501, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-504, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-512, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-513, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-514, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-516, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-517, рост: 1,2; размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-102, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-103, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-105, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-106, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-108, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное кружевное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-116, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно со вставками из эластичной сетки, подкладка переда из хлопчатобумажного полотна
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-153, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-154, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-155, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-156, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-160, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-500	Основа – бесшовное вязаное полотно. Бретели регулируются по высоте. Усиление на животе, боках и спинке. Ластовица с подкладкой из хлопка застёгивается на крючки и петли.

	Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-501	Основа – бесшовное вязаное полотно. Бретели регулируются по высоте. Усиление на животе, боках и спинке. Ластовица с подкладкой из хлопка застёгивается на крючки и петли. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-504	Основа – бесшовное вязаное полотно. Съёмные регулируемые бретели. Усиление на животе. Усиленные трёхрядные застёжки по бокам на крючки и петли. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-512	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде грации с панталонами. Бретели регулируются по высоте. Усиление под ягодицами, на животе, боках и спинке. Ластовица с подкладкой из хлопка застёгивается на крючки и петли. По низу изделия отделка из эластичного кружева. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-513	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде грации с панталонами. Бретели регулируются по высоте. Усиление под ягодицами, на животе, боках и спинке. Ластовица с подкладкой из хлопка застёгивается на крючки и петли. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-514	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде грации со съёмными формованными чашками. Бретели регулируются по высоте. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Усиление на животе, боках и спинке. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-516	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде грации с панталонами. Бретели регулируются по высоте. Спереди – трёхрядная застёжка на крючки и петли. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный У-517	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде грации с легинсами. Бретели регулируются по высоте. Спереди – трёхрядная застёжка на крючки и петли. Длина до середины голени. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-102	Основа – эластичное полотно. Усиление на животе, боках и на спинке. Регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.

Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-103	Основа – эластичное полотно. Одинарное усиление на боках и на спинке и двойное усиление на животе (второе – из хлопчатобумажной ткани). Регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-105	Основа – эластичное полотно. Одинарное усиление на спинке и двойное усиление на перед (второе – из хлопчатобумажного полотна). Регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-106	Основа – эластичное полотно. Выполнен в виде грации-панталон. Усиление на животе, боках, бёдрах, на спинке и под ягодицами. Регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Отделка из эластичного кружева по низу ножек. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-108	Основа – эластичное кружевное полотно. Усиление на животе, боках и на спинке из эластичного полотна. Регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-116	Основа – эластичное полотно со вставками из эластичной сетки, подкладка перед из хлопчатобумажного полотна. Регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-153	Основа – эластичное функциональное полотно. Усиление на животе, боках и спинке. Усиленные трёхрядные застёжки по бокам на крючки и петли. Съёмные регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-154	Основа – эластичное функциональное полотно. Выполнен в виде грации-панталон. Усиление на животе, боках и под ягодицами. Усиленная трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Съёмные регулируемые бретели. Открытая ластовица. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-155	Основа – эластичное функциональное

	полотно. Выполнен в виде грации-легинсов. Усиление на животе, боках и под ягодицами. Усиленная трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Съёмные регулируемые бретели. Открытая ластовица. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-156	Основа – эластичное функциональное полотно. 2 в 1: грация и бандаж, можно носить как вместе, так и отдельно. Грация: усиление на животе, боках и спинке. Застёжка сбоку на крючки и петли и застёжку-молнию. Съёмные регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Бандаж: восемь корсетных косточек – 4 на спинке, 2 на передних деталях и 2 в боковых швах. Усиленная трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Высота 25 см. Бандаж фиксируется на грации с помощью ленты Velcro. Для женщин.
Бандаж-грация ортопедический компрессионный Д-160	Основа – эластичное функциональное полотно. Усиление на животе, боках и спинке. Усиленные трёхрядные застёжки по бокам на крючки и петли. Съёмные регулируемые бретели. Расстёгивающаяся ластовица с подкладкой из хлопка. Для женщин.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие.
- Надеть и расправить изделие, застегнуть ластовицу, отрегулировать бретели (для У-500, У-501, У-504, У-512, У-513, У-514, Д-102, Д-103, Д-105, Д-106, Д-108, Д-116, Д-153, Д-160).
- Надеть и расправить изделие, застегнуть застёжку спереди, отрегулировать бретели (для У-516, У-517, Д-154, Д-155).
- Грацию рекомендуется надевать через ноги. Надеть и расправить изделие, застегнуть застёжку и отрегулировать бретели по высоте. Бандаж рекомендуется надевать в положении лёжа таким образом, чтоб корсетные косточки располагались на одинаковом расстоянии от позвоночного столба, застегнуть застёжку спереди. Для фиксации бандажа на грации использовать застёжку-липучку (для Д-156).

СТИРКА И УХОД

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трех лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ

по ТУ 32.50.22-015-96814693-2023

варианта исполнения:

Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный следующих артикулов:

Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-100М правый, размер:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-100М левый, размер:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-101 правый, размер:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-101 левый, размер:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-102, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-103, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-200М правый, размер:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-200М левый, размер:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-201 правый, размер:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-201 левый, размер:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный предназначен для поддержки мягких тканей до и после операций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Период непосредственно после операции и реабилитационный период после односторонней (для М-100М, М-101, М-200М, М-201) или двусторонней мастэктомии (М-102, М-103).
- Фиксация послеоперационного шва.
- Профилактика образования послеоперационных грыж.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблицах 1-5.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула М-100М левый, правый

Размер	Размер одежды	Обхват под грудью, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 1	44	65-73	111,0
№ 2	46	70-78	117,0
№ 3	48	75-83	121,0
№ 4	50	80-88	119,0
№ 5	52	85-93	125,0
№ 6	54	90-98	134,0
№ 7	56	95-103	143,0
№ 8	58	100-108	153,0
№ 9	60	105-113	162,0
№ 10	62	110-118	171,0
№ 11	64	115-123	180,0
№ 12	66	120-128	189,0

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула М-101 левый, правый

Размер	Обхват под грудью, см	Масса, г $\pm 20\%$
№ 1	65-73	118,0
№ 2	70-78	126,0
№ 3	75-83	133,0
№ 4	80-88	141,0
№ 5	85-93	149,0
№ 6	90-98	157,0
№ 7	95-103	165,0
№ 8	100-108	172,0
№ 9	105-113	180,0
№ 10	110-118	188,0
№ 11	115-123	196,0
№ 12	120-128	204,0

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделий артикулов М-102, М-103

Размер	Обхват под грудью, см	Масса, г $\pm 20\%$	
		М-102	М-103
№ 1	68-72	181,0	130,0
№ 2	72-76	193,0	138,0
№ 3	76-80	205,0	147,0
№ 4	80-84	216,0	155,0

№ 5	84-88	229,0	164,0
№ 6	88-92	240,0	172,0
№ 7	92-96	253,0	181,0
№ 8	96-100	265,0	190,0
№ 9	100-104	276,0	198,0
№ 10	104-108	289,0	207,0
№ 11	108-112	300,0	215,0
№ 12	112-116	313,0	224,0

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула М-200М левый, правый

Размер	Размер одежды	Масса, г ±20%
№ 1	44	103,0
№ 2	46	108,0
№ 3	48	114,0
№ 4	50	119,0
№ 5	52	124,0
№ 6	54	130,0
№ 7	56	135,0
№ 8	58	136,0
№ 9	60	138,0
№ 10	62	139,0
№ 11	64	140,0
№ 12	66	142,0

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделия артикула М-201 левый, правый

Размер	Обхват груди, см	Обхват под грудью, см	Масса, г ±20%
№ 1	86-90	68-72	200,0
№ 2	90-94	72-76	210,0
№ 3	94-98	76-80	225,0
№ 4	98-102	80-84	245,0
№ 5	102-106	84-88	257,0
№ 6	106-110	88-92	265,0
№ 7	110-114	92-96	275,0
№ 8	114-118	96-100	283,0
№ 9	118-122	100-104	291,0
№ 10	122-126	104-108	299,0
№ 11	126-130	108-112	308,0
№ 12	130-134	112-116	316,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-100М правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-100М левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-101 правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-101 левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна
Бандаж после мастэктомии ортопедический	Эластичное полотно, подкладка из

компрессионный M-102, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	хлопчатобумажного полотна
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный M-103, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный M-200M правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный M-200M левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный M-201 правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный M-201 левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный M-100M правый, левый	Основа – эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна. Фиксируется застёжками с лентой Velcro на плече и талии. Анатомичная форма с вырезом для здоровой груди. После односторонней мастэктомии. Правый/левый.
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный M-101 правый, левый	Основа – эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна. Фиксируется застёжками с лентой Velcro на плечах, над грудью и на талии. Широкие мягкие бретели. Анатомичная форма с вырезом для здоровой груди. После односторонней мастэктомии. Правый/левый.
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный M-102	Основа – эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна. Выполнен в виде топа. Широкая эластичная лента по низу обеспечивает надёжную фиксацию. Трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Широкие мягкие бретели. Дополнительная съёмная стяжка для увеличения степени фиксации в зоне послеоперационных швов. Стяжка и бретели фиксируются лентой Velcro. Дополнительные детали из хлопчатобумажного полотна в нижних частях пройм предотвращают натирание подмышечных областей. После двусторонней мастэктомии.
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный M-103	Основа – эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна. Выполнен в виде топа из эластичного полотна

	на подкладке из хлопчатобумажного трикотажного материала. Застежка спереди на крючки и молнию. Съёмная лента-стяжка обеспечивает необходимую компрессию в нужном месте. Широкие мягкие бретели на застежке Velcro позволяют регулировать степень компрессии и "посадку" изделия по фигуре. Дополнительная хлопковая деталь обеспечивает комфорт подмышечной области.
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-200М правый, левый	Основа – эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна. Выполнен в виде топа. Двухрядная застёжка спереди на крючки и петли. Анатомичная форма с мягкой чашкой для здоровой груди. После односторонней мастэктомии. Правый/левый.
Бандаж после мастэктомии ортопедический компрессионный М-201 правый, левый	Основа – эластичное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна. Выполнен в виде топа. Широкая эластичная лента по низу обеспечивает надёжную фиксацию. Трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Анатомичная форма с мягкой чашкой для здоровой груди. Широкие мягкие бретели. Две дополнительные съёмные стяжки для увеличения степени фиксации в зоне послеоперационного шва. Бретели и стяжки фиксируются лентой Velcro. После односторонней мастэктомии. Правый/левый.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие.
- Расположить изделие на послеоперационном шве, отрегулировать степень компрессии с помощью застежек-липучек спереди (для М-100М левый, правый).
- Надеть бандаж, расположив грудь в специальном отверстии. Отрегулировать степень компрессии при помощи двух застежек на липучках спереди. Отрегулировать по высоте бретели (для М-101 левый, правый).
- Надеть изделие, отрегулировать степень компрессии с помощью застежки спереди, отрегулировать бретели, зафиксировать съёмную стяжку при помощи застежек-липучек (для М-102, М-103).
- Надеть изделие, отрегулировать степень компрессии с помощью трёхрядной застёжки спереди на крючки и петли, отрегулировать бретели, зафиксировать две съёмные стяжки с помощью застежек-липучек (для М-201 левый, правый).
- Надеть изделие, отрегулировать степень компрессии с помощью двухрядной застежки на крючки и петли спереди (для М-200М левый, правый).

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трех лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ

по ТУ 32.50.22-015-96814693-2023

варианта исполнения:

Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный следующих артикулов:

Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-300, размер: 65B, 65C, 65D, 65E, 65F, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 70G, 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 75G, 80B, 80C, 80D, 80E, 80F, 80G, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 85G, 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 90G, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F, 95G, 100B, 100C, 100D, 100E, 100F, 100G, 105B, 105C, 105D, 105E, 110B, 110C, 110D

Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-301, размер: 65B, 65C, 65D, 65E, 65F, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 70G, 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 75G, 80B, 80C, 80D, 80E, 80F, 80G, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 85G, 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 90G, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F, 95G, 100B, 100C, 100D, 100E, 100F, 100G, 105B, 105C, 105D, 105E, 110B, 110C, 110D

Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-302, размер: 65B, 65C, 65D, 65E, 65F, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 70G, 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 75G, 80B, 80C, 80D, 80E, 80F, 80G, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 85G, 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 90G, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F, 95G, 100B, 100C, 100D, 100E, 100F, 100G, 105B, 105C, 105D, 105E, 110B, 110C, 110D

Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-303, размер: 65B, 65C, 65D, 65E, 65F, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 70G, 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 75G, 80B, 80C, 80D, 80E, 80F, 80G, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 85G, 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 90G, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F, 95G, 100B, 100C, 100D, 100E, 100F, 100G, 105B, 105C, 105D, 105E, 110B, 110C, 110D

Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-304, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-305, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-306, размер: 65B, 65C, 65D, 65E, 65F, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 70G, 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 75G, 80B, 80C, 80D, 80E, 80F, 80G, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 85G, 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 90G, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F, 95G, 100B, 100C, 100D, 100E, 100F, 100G, 105B, 105C, 105D, 105E, 110B, 110C, 110D

Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный У-454, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный предназначен для поддержки мягких тканей до и после операций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Маммопластика, увеличение, уменьшение, подтяжка груди.
- Профилактика образования послеоперационных грыж.
- Коррекция косметического и эстетического состояния.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблицах 1-4.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов М-300, М-301, М-302, М-303, М-306

Размер	Обхват под грудью, см	Обхват груди, см	Масса, г $\pm 20\%$				
			М-300	М-301	М-302	М-303	М-306
65B	63-67	79-81	135,0	135,0	126,0	134,0	122,0
65C	63-67	81-83	137,0	137,0	128,0	136,0	125,0
65D	63-67	83-85	139,0	139,0	130,0	138,0	127,0
65E	63-67	85-87	141,0	141,0	132,0	140,0	130,0
65F	63-67	87-89	143,0	143,0	134,0	142,0	134,0
70B	68-72	84-86	144,0	144,0	136,0	144,0	128,0
70C	68-72	86-88	141,0	141,0	133,0	141,0	131,0
70D	68-72	88-90	137,0	137,0	129,0	137,0	134,0
70E	68-72	90-92	134,0	134,0	126,0	134,0	137,0
70F	68-72	92-94	130,0	130,0	122,0	130,0	140,0
70G	68-72	94-96	127,0	127,0	119,0	127,0	143,0
75B	73-77	89-91	151,0	151,0	143,0	151,0	134,0
75C	73-77	91-93	154,0	154,0	146,0	154,0	137,0
75D	73-77	93-95	158,0	158,0	150,0	158,0	140,0
75E	73-77	95-97	161,0	161,0	153,0	161,0	143,0
75F	73-77	97-99	165,0	165,0	157,0	165,0	147,0
75G	73-77	99-101	168,0	168,0	160,0	168,0	150,0
80B	78-82	94-96	158,0	158,0	150,0	158,0	140,0
80C	78-82	96-98	161,0	161,0	153,0	161,0	144,0
80D	78-82	98-100	164,0	164,0	156,0	164,0	147,0
80E	78-82	100-102	167,0	167,0	159,0	167,0	150,0
80F	78-82	102-104	170,0	170,0	162,0	170,0	153,0
80G	78-82	104-106	173,0	173,0	165,0	173,0	157,0
85B	83-87	99-101	165,0	165,0	157,0	165,0	146,0
85C	83-87	101-103	168,0	168,0	160,0	168,0	149,0
85D	83-87	103-105	172,0	172,0	164,0	172,0	152,0
85E	83-87	105-107	175,0	175,0	167,0	175,0	155,0
85F	83-87	107-109	179,0	179,0	171,0	179,0	159,0
85G	83-87	109-111	182,0	182,0	174,0	182,0	162,0
90B	88-92	104-106	171,0	171,0	163,0	171,0	152,0
90C	88-92	106-108	175,0	175,0	167,0	175,0	155,0
90D	88-92	108-110	178,0	178,0	170,0	178,0	158,0
90E	88-92	110-112	182,0	182,0	174,0	182,0	162,0
90F	88-92	112-114	185,0	185,0	177,0	185,0	165,0
90G	88-92	114-116	189,0	189,0	181,0	189,0	169,0

95B	93-97	109-111	178,0	178,0	170,0	178,0	160,0
95C	93-97	111-113	181,0	181,0	173,0	181,0	163,0
95D	93-97	113-115	185,0	185,0	177,0	185,0	167,0
95E	93-97	115-117	188,0	188,0	180,0	188,0	170,0
95F	93-97	117-119	192,0	192,0	184,0	192,0	174,0
95G	93-97	119-121	195,0	195,0	187,0	195,0	178,0
100B	98-102	114-116	184,0	184,0	176,0	184,0	166,0
100C	98-102	116-118	188,0	188,0	180,0	188,0	170,0
100D	98-102	118-120	191,0	191,0	183,0	191,0	173,0
100E	98-102	120-122	195,0	195,0	187,0	195,0	176,0
100F	98-102	122-124	198,0	198,0	190,0	198,0	180,0
100G	98-102	124-126	202,0	202,0	194,0	202,0	183,0
105B	103-107	119-121	191,0	191,0	183,0	191,0	172,0
105C	103-107	121-123	194,0	194,0	186,0	194,0	175,0
105D	103-107	123-125	198,0	198,0	190,0	198,0	179,0
105E	103-107	125-127	201,0	201,0	193,0	201,0	182,0
110B	108-112	124-126	197,0	197,0	189,0	197,0	178,0
110C	108-112	126-128	201,0	201,0	193,0	201,0	182,0
110D	108-112	128-130	204,0	204,0	196,0	204,0	185,0

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула М-304

Размер	Обхват под грудью, см	Масса, г ±20%
№ 1	63-67	55,0
№ 2	68-72	60,0
№ 3	73-77	65,0
№ 4	78-82	70,0
№ 5	83-87	73,0
№ 6	88-92	76,0
№ 7	93-97	80,0
№ 8	98-102	83,0
№ 9	103-107	86,0
№ 10	108-112	89,0
№ 11	113-117	92,0
№ 12	118-122	95,0

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула М-305

Размер	Обхват под грудью, см	Масса, г ±20%
№ 1	65-75	100,0
№ 2	75-85	109,5
№ 3	85-95	119,0
№ 4	95-105	128,5
№ 5	105-115	138,0
№ 6	115-125	147,0
№ 7	125-135	156,0
№ 8	135-145	165,0
№ 9	145-155	174,0

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-454

Размер	Обхват груди, см	Обхват под грудью, см	Масса, г ±20%
№ 1	84-88	68-72	158,0

№ 2	88-92	73-77	162,0
№ 3	92-96	78-82	178,0
№ 4	96-100	83-87	182,0
№ 5	100-104	88-92	189,0
№ 6	104-108	93-97	193,0
№ 7	108-112	98-102	200,0
№ 8	112-116	103-107	207,0
№ 9	116-120	108-112	216,0
№ 10	120-124	113-117	223,0
№ 11	124-128	118-122	228,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-300, размер: 65В, 65С, 65D, 65Е, 65F, 70В, 70С, 70D, 70Е, 70F, 70G, 75В, 75С, 75D, 75Е, 75F, 75G, 80В, 80С, 80D, 80Е, 80F, 80G, 85В, 85С, 85D, 85Е, 85F, 85G, 90В, 90С, 90D, 90Е, 90F, 90G, 95В, 95С, 95D, 95Е, 95F, 95G, 100В, 100С, 100D, 100Е, 100F, 100G, 105В, 105С, 105D, 105Е, 110В, 110С, 110D	Эластичное хлопчатобумажное полотно
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-301, размер: 65В, 65С, 65D, 65Е, 65F, 70В, 70С, 70D, 70Е, 70F, 70G, 75В, 75С, 75D, 75Е, 75F, 75G, 80В, 80С, 80D, 80Е, 80F, 80G, 85В, 85С, 85D, 85Е, 85F, 85G, 90В, 90С, 90D, 90Е, 90F, 90G, 95В, 95С, 95D, 95Е, 95F, 95G, 100В, 100С, 100D, 100Е, 100F, 100G, 105В, 105С, 105D, 105Е, 110В, 110С, 110D	Эластичное функциональное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-302, размер: 65В, 65С, 65D, 65Е, 65F, 70В, 70С, 70D, 70Е, 70F, 70G, 75В, 75С, 75D, 75Е, 75F, 75G, 80В, 80С, 80D, 80Е, 80F, 80G, 85В, 85С, 85D, 85Е, 85F, 85G, 90В, 90С, 90D, 90Е, 90F, 90G, 95В, 95С, 95D, 95Е, 95F, 95G, 100В, 100С, 100D, 100Е, 100F, 100G, 105В, 105С, 105D, 105Е, 110В, 110С, 110D	Эластичное хлопчатобумажное полотно
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-303, размер: 65В, 65С, 65D, 65Е, 65F, 70В, 70С, 70D, 70Е, 70F, 70G, 75В, 75С, 75D, 75Е, 75F, 75G, 80В, 80С, 80D, 80Е, 80F, 80G, 85В, 85С, 85D, 85Е, 85F, 85G, 90В, 90С, 90D, 90Е, 90F, 90G, 95В, 95С, 95D, 95Е, 95F, 95G, 100В, 100С, 100D, 100Е, 100F, 100G, 105В, 105С, 105D, 105Е, 110В, 110С, 110D	Эластичное функциональное полотно
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-304, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное функциональное полотно, подкладка передней детали из хлопчатобумажного полотна
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-305, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Эластичная бандажная лента
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-306, размер: 65В, 65С, 65D, 65Е, 65F, 70В, 70С, 70D, 70Е, 70F, 70G, 75В, 75С, 75D, 75Е, 75F, 75G, 80В, 80С, 80D, 80Е, 80F, 80G, 85В, 85С, 85D, 85Е, 85F, 85G, 90В, 90С, 90D, 90Е, 90F, 90G, 95В, 95С, 95D, 95Е, 95F, 95G, 100В, 100С, 100D, 100Е, 100F, 100G, 105В, 105С, 105D, 105Е, 110В, 110С, 110D	Эластичное функциональное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна

Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный У-454, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Бесшовное вязаное полотно
---	---------------------------

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-300	Основа – эластичное хлопчатобумажное полотно. Выполнен в виде топа. Широкая эластичная лента по низу обеспечивает надёжную фиксацию. Трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Анатомичная форма с мягкими чашками. Широкие мягкие бретели. Дополнительная съёмная стяжка для фиксации положения имплантов. Стяжка и бретели фиксируются лентой Velcro.
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-301	Основа – эластичное функциональное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна. Выполнен в виде топа. Широкая эластичная лента по низу обеспечивает надёжную фиксацию. Трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Анатомичная форма с мягкими чашками. Широкие мягкие бретели, регулируемые по высоте с помощью трёхрядных застёжек на крючки и петли. Дополнительная съёмная стяжка анатомичной формы для фиксации положения имплантов с фиксацией лентой Velcro.
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-302	Основа – эластичное хлопчатобумажное полотно. Выполнен в виде топа. Широкая эластичная лента по низу обеспечивает надёжную фиксацию. Застёжка спереди на крючки и петли и застёжку-молнию. Анатомичная форма с мягкими чашками. Широкие мягкие бретели с фиксацией лентой Velcro.
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-303	Основа – эластичное функциональное полотно. Выполнен в виде топа. Широкая эластичная лента по низу обеспечивает надёжную фиксацию. Трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Анатомичная форма с мягкими чашками. Широкие мягкие бретели, регулируемые по высоте с помощью трёхрядных застёжек на крючки и петли. Дополнительная съёмная стяжка анатомичной формы для фиксации положения имплантов с фиксацией лентой Velcro.
Бандаж послеоперационный ортопедический	Основа – эластичное функциональное

компрессионный М-304	полотно, подкладка передней детали из хлопчатобумажного полотна. Выполнен в виде бюстгалтера без чашек. Широкая эластичная лента по низу обеспечивает надёжную фиксацию. Съёмные регулируемые бретели. Застёжка сзади на трёхрядные крючки и петли. После маммопластики для разделения имплантов.
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-305	Основа – эластичная бандажная лента. Широкая лента по низу обеспечивает надёжную фиксацию. Верхняя лента имеет несколько вариантов крепления, что даёт возможность зафиксировать импланты в нужном положении и исправить асимметрию. Фиксация лентой Velcro.
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный М-306	Основа – эластичное функциональное полотно, подкладка из хлопчатобумажного полотна. Выполнен в виде топа. Широкая эластичная лента по низу обеспечивает надёжную фиксацию. Трёхрядная застёжка спереди на крючки и петли. Анатомичная форма с мягкими чашками. Широкие мягкие бретели, регулируемые по высоте с помощью трёхрядных застёжек на крючки и петли. Дополнительная несъёмная эластичная стяжка для фиксации положения имплантов с трёхрядной застёжкой на крючки и петли.
Бандаж послеоперационный ортопедический компрессионный У-454	Основа – бесшовное вязаное полотно. Выполнен в виде топа. Широкая эластичная лента по низу обеспечивает надёжную фиксацию. Трёхрядная застёжка на крючки и петли спереди. Широкие бретели. Дополнительная съёмная стяжка анатомичной формы для фиксации положения имплантов. Стяжка и бретели фиксируются лентой Velcro.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
 - Вскрыть упаковку, достать изделие.
 - Надеть изделие, застегнуть крючки спереди и отрегулировать длину бретелей, зафиксировав их застёжкой. Съёмную стяжку закрепить на спинке и зафиксировать спереди застёжкой (для М-300).
 - Надеть изделие, отрегулировать степень компрессии при помощи двух застёжек на липучках спереди, отрегулировать бретели, съёмную стяжку закрепить на спинке и зафиксировать спереди застёжкой (для М-301, У-454).
 - Надеть изделие, отрегулировать степень компрессии при помощи двух застёжек на липучках спереди, отрегулировать бретели (для М-302).
 - Надеть изделие и застегнуть его, отрегулировать длину бретелей. Стяжку зафиксировать спереди застёжкой (для М-303, М-306).
 - Надеть изделие, застегнуть застёжку сзади, отрегулировать бретели (для М-304).
 - Надеть изделие, зафиксировать с помощью застёжки-липучки (для М-305).
- СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трех лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
24 июня 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ

по ТУ 32.50.22-015-96814693-2023

варианта исполнения:

Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный следующих артикулов:

Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3335, размер: 3,4,5,6,7,8,9

Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3336, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3337, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3360, размер: 3,4,5,6,7,8,9

Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3361, размер: 3,4,5,6,7,8,9

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный предназначен для поддержки мягких тканей до и после операций.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Операции на органах грудной полости или грудной стенке, в т.ч. — стернотомия.
- Фиксация послеоперационного шва.
- Ушибы, переломы ребер, тупые и острые травмы грудной клетки.
- Межреберные невралгии.
- Физические нагрузки в послеоперационном периоде.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.

- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделия указаны в таблицах 1-2.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Б-3335, Б-3360, Б-3361

Размер	Обхват грудной клетки, см	Масса, г $\pm 20\%$		
		Б-3335	Б-3360	Б-3361
№ 3	60-80	236,2	226,8	255,9
№ 4	80-100	266,0	253,7	288,5
№ 5	100-120	279,3	280,6	311,7
№ 6	120-140	326,7	307,5	338,6
№ 7	140-160	374,1	334,4	365,5
№ 8	160-180	421,5	361,3	392,4
№ 9	180-200	468,9	388,2	419,3

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Б-3336, Б-3337

Размер	Обхват под грудью, см	Масса, г $\pm 20\%$	
		Б-3336	Б-3337
№ 2	65-75	169,3	169,3
№ 3	75-85	178,5	178,5
№ 4	85-95	187,7	187,7
№ 5	95-105	198,7	198,7
№ 6	105-115	213,7	213,7
№ 7	115-125	228,0	228,0
№ 8	125-135	251,2	251,2
№ 9	135-145	272,1	272,1
№ 10	145-155	293,0	293,0
№ 11	155-165	313,9	313,9
№ 12	165-175	334,8	334,8

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3335, размер: 3,4,5,6,7,8,9	Эластичная бандажная лента, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани
Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3336, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичная перфорированная бандажная лента, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани
Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3337, размер: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичная перфорированная бандажная лента и эластичное полотно, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани
Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3360, размер: 3,4,5,6,7,8,9	Эластичная перфорированная бандажная лента, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани
Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3361, размер: 3,4,5,6,7,8,9	Эластичная перфорированная бандажная лента, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3335	На грудную клетку. Основа – эластичная бандажная лента, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани. Фиксируется двумя клапанами на ленту Velcro. Анатомичная форма. Высота 28 см. Для мужчин.
Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3336	На грудную клетку. Основа – эластичная перфорированная бандажная лента, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани. Съёмный плотный аппликатор в хлопковом чехле. Фиксируется двумя клапанами на ленту Velcro. Анатомичная форма с вырезами для груди. Высота 30 см. Для женщин.
Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3337	На грудную клетку. Основа – эластичная перфорированная бандажная лента и эластичное полотно, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани. Съёмный плотный аппликатор в хлопковом чехле. Фиксируется двумя клапанами на ленту Velcro. Анатомичная форма с вырезами для груди. Высота 28 см. Для женщин.
Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3360	На грудную клетку. Основа – эластичная перфорированная бандажная лента, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани. Фиксируется двумя клапанами на ленту Velcro. Анатомичная форма. Высота 30 см. Для мужчин.
Бандаж на грудную клетку ортопедический компрессионный Б-3361	На грудную клетку. Основа – эластичная перфорированная бандажная лента, подкладка спинки из хлопчатобумажной ткани. Фиксируется двумя клапанами на ленту Velcro. Анатомичная форма. Съёмные лямки с фиксацией лентой Velcro. Высота 30 см. Для мужчин.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Рекомендуются надевать изделие в положении лежа (на выдохе).
- Надеть изделие, зафиксировать стяжками, начиная с нижней, расправить изделие (для Б-3335, Б-3360).
- Надеть изделие так, чтобы съёмный аппликатор в хлопковом чехле спереди ложился на послеоперационный шов и фиксировался двумя клапанами с застежкой-липучкой (для Б-3336, Б-3337).

- Бандаж надеть в положении лежа (на выдохе), зафиксировать стяжками, начиная с нижней, расправить изделие. Для надежной фиксации бандажа на теле рекомендуется использовать лямки (для Б-3361).

СТИРКА И УХОД

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от +5 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее трех лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700-68-50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 67 лист(ов)

Руководитель организации

