



Фотографические изображения

Система для венозно-артериального доступа по ТУ 32.50.13-001-42685354-2020





Порт эллипсовидный Port Ti



Порт эллипсовидный Port St







Порт эллипсовидный Port Sm




Порт эллипсовидный Port Sm




Катетер




Катетер с кольцом-фиксатором




Кольцо-фиксатор



Игла «Hyber»



Игла тупая




Сепаратор вены




Шприц




Шприц



Разделяющая канюля с дилатором



Проводниковая игла




Проводниковая игла



"J"-образный проводник



Тунелизатор



Наклейка

 МР не более
3 тесла



ФИО ПАЦИЕНТА _____

Дата имплантации _____

Расположение порта _____

Доступ _____

ФИО ХИРУРГА _____

Тел., адрес _____

Рекомендуемая длина иглы:

☐ 12,7мм (1/2") ☐ 19,0мм (3/4") ☐ 25,4мм(1") ☐ 31,8мм (1 1/4")

☐ 38,1мм (1 1/2") ☐ другие _____

Карточка пациента



Карточка пациента

ООО «Элемент плюс»

РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Элемент плюс» 121471, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, РЯБИНОВАЯ УЛ., Д. 14А
АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
ЗАО «Оптимедсервис», Россия, 453102, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Воинов-Интернационалистов д. 17.


Система для венозно-артериального доступа по
ТУ 32.50.13-001-42685354-2020
ПУ № РЗН 2020/13020 от

Система для венозно-артериального доступа с портом эллипсоидный
Port TI по ТУ 32.50.13-001-42685354-2020

Состав:

1. Порт эллипсоидный Port TI - 1 шт.
2. Силиконовый катетер, размер 5,0F, длина: 500мм
3. Кольцо-фиксатор - 1 шт.
4. Игла "Huber" - 2 шт. Размер: 19G, 20G
5. Игла тупая - 1 шт. Размер: 18G
6. Сепаратор вены - 1 шт.
7. Шприц - 1 шт.
8. Разделяющая канюля с дилатором - 1 шт. Размер: 6F
9. Проводниковая игла - 1 шт.
10. "J"-образный проводник - 1 шт.
11. Тунелизатор - 1 шт.
12. Инструкция по применению медицинского изделия - 1 шт.
13. Наклейка - 4 шт.
14. Карточка пациента - 1 шт.

STERILE EO



Стерильно. Алерогенно. Нетоксично.
Перед использованием внимательно
ознакомьтесь с инструкцией! Совместим с МРТ и КТ.
Рентгенопрозрачный катетер.

Система для
венозно-артериального
доступа с портом
эллипсоидный Port TI по
ТУ 32.50.13-001-42685354-2020



10.01.2023

10.01.2025

TI 2023 001

TI-075 IP

ООО «Элемент плюс»

РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Элемент плюс» 121471, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, РЯБИНОВАЯ УЛ., Д. 14А

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия, 453102, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Воинов-Интернационалистов д. 17.

Система для венозно-артериального доступа по

ТУ 32.50.13-001-42685354-2020

ПУ № РЗН 2020/13020 от

Система для венозно-артериального доступа с портом эллипсоидный
Port Ti по ТУ 32.50.13-001-42685354-2020

Состав:

1. Порт эллипсоидный Port Ti - 1 шт.
2. Силиконовый катетер, размер: 5,0F, длина: 500мм
3. Кольцо-фиксатор - 1 шт.
4. Игла "Huber" - 2 шт. Размер: 19G, 20G
5. Игла тупая - 1 шт. Размер: 18G
6. Сепаратор вены - 1 шт.
7. Шприц - 1 шт.
8. Разделяющая канюля с дилатором - 1 шт. Размер: 6F
9. Проводниковая игла - 1 шт.
10. "J"-образный проводник - 1 шт.
11. Тунелизатор - 1 шт.
12. Инструкция по применению медицинского изделия - 1 шт.
13. Наклейка - 4 шт.
14. Карточка пациента - 1 шт.

STERILE EO



Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Перед использованием внимательно
ознакомьтесь с инструкцией! Совместим с МРТ и КТ.
Рентгенопрозрачный катетер.

Система для
венозно-артериального
доступа с портом
эллипсоидный Port Ti по

ТУ 32.50.13-001-42685354-2020



10.01.2023

10.01.2025




TI 2023 001



TI-075 IP

Общий вид маркировки



Упаковка

ООО «Элемента плюс»

РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Элемента плюс» 121471, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, РЯБИНОВАЯ УЛ., Д. 14А

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
ЗАО «Оптимедсоранс», Россия. 483102, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Воинов-Интернационалистов д. 17.

Система для венозно-артериального доступа по
ТУ 32.50.13-001-42685354-2020
РУ № РЗН 2020/13020 от

Система для венозно-артериального доступа с портом эллипсоидный
Port TI по ТУ 32.50.13-001-42685354-2020

Состав:

15. Порт эллипсоидный Port TI - 1 шт.
16. Силиконовый катетер, размер: 5,0F, длина: 500мм
17. Кольцо-фиксатор - 2 шт.
18. Игла "Huber" - 2 шт. Размер: 19G, 20G
19. Игла тупая - 1 шт. Размер: 18G
20. Сепаратор вены - 1 шт.
21. Шприц - 1 шт.
22. Разделяющая канюля с дилатором - 1 шт. Размер: 6F
23. Проводниковая игла - 1 шт.
24. "J"-образный проводник - 1 шт.
25. Туннелизатор - 1 шт.
26. Инструкция по применению медицинского изделия - 1 шт.
27. Наклейка - 4 шт.
28. Карточка пациента - 1 шт.



Стерильно. Алергеном. Нетоксично.

Перед использованием внимательно
ознакомьтесь с инструкцией! Совместим с МРТ и КТ.
Рентгенопрозрачный катетер.

Система для
венозно-артериального
доступа с портом
эллипсоидный Port TI по
ТУ 32.50.13-001-42685354-2020



14.12.2023



14.12.2025



TI 2023 101



TI-075 IP

Макет маркировки (2 кольца-фиксатор)



Макет маркировки

**Система для венозно-артериального доступа
по ТУ 32.50.13-001-42685354-2020**

ООО «Элемента плюс»

РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Элемента плюс» 121471, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, РЯБИНОВАЯ УЛ., Д. 14А

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия, 453102, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Воинов-Интернационалистов д. 17.

Система для венозно-артериального доступа по
ТУ 32.50.13-001-42685354-2020
РУ № РЗН 2020/13020 от

Система для венозно-артериального доступа с портом эллипсовидный
Port TI по ТУ 32.50.13-001-42685354-2020

Состав:

1. Порт эллипсовидный Port TI - 1 шт.
2. Силиконовый катетер, размер: 5,0F, длина: 500мм
3. Кольцо-фиксатор - 1 шт.
4. Игла "Huber" - 2 шт. Размер: 18G, 20G
5. Игла тупая - 1 шт. Размер: 18G
6. Сепаратор вены - 1 шт.
7. Шприц - 1 шт.
8. Разделяющая канюля с дилатором - 1 шт. Размер: 6F
9. Проводниковая игла - 1 шт.
10. "J"-образный проводник - 1 шт.
11. Тунелизатор - 1 шт.
12. Инструкция по применению медицинского изделия - 1 шт.
13. Наклейка - 4 шт.
14. Карточка пациента - 1 шт.

STERILE EO



Стерильно. Алергенно. Нетоксично.
Перед использованием внимательно
ознакомьтесь с инструкцией! Совместим с МРТ и КТ.
Рентгенопрозрачный катетер.

Система для
венозно-артериального
доступа с портом
эллипсовидный Port TI по
ТУ 32.50.13-001-42685354-2020



14.12.2023



14.12.2025



TI 2023 100



TI-075 IP

Макет маркировки (1 кольцо-фиксатор)

ООО «Элемент плюс»

РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Элемент плюс» 121471, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, РЯБИНОВАЯ УЛ., Д. 14А

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия, 453102, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Воинов-Интернационалистов д. 17.

Система для венозно-артериального доступа по


ТУ 32.50.13-001-42685354-2020

РУ № РЗН 2020/13020 от

Система для венозно-артериального доступа с портом эллипсовидный
Port TI по ТУ 32.50.13-001-42685354-2020

Состав:

15. Порт эллипсовидный Port TI - 1 шт.
16. Силиконовый катетер, размер: 5,0F, длина: 500мм
17. Кольцо-фиксатор - 2 шт.
18. Игла "Huber" - 2 шт. Размер: 19G, 20G
19. Игла тупая - 1 шт. Размер: 19G
20. Сепаратор вены - 1 шт.
21. Шприц - 1 шт.
22. Разделяющая канюля с дилатором - 1 шт. Размер: 6F
23. Проводниковая игла - 1 шт.
24. "J"-образный проводник - 1 шт.
25. Туннелизатор - 1 шт.
26. Инструкция по применению медицинского изделия - 1 шт.
27. Наклейка - 4 шт.
28. Карточка пациента - 1 шт.



Стерильно. Алергенно. Нетоксично.

Перед использованием внимательно

ознакомьтесь с инструкцией Совместим с МРТ и КТ.

Рентгенопрозрачный катетер.

Система для
венозно-артериального

доступа с портом

эллипсовидный Port TI по

ТУ 32.50.13-001-42685354-2020



14.12.2023



14.12.2025



TI 2023 101



TI-075 IP

Макет маркировки (2 кольца-фиксатор)

