

УТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «НПП «ИНТЕРОКО»

В.П. Морозов

«10» октября 2023 г.




Фотографические изображения общего вида

**Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02
однократного применения по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020 в вариантах исполнения**




Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02/1 (без защиты от света)



Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02/2 (без защиты от света)



Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02/3 (без защиты от света)



Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02/4 (без защиты от света)



Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02/3 в светозащитном исполнении)



Фотографическое изображение потребительской упаковки с использованием «Пакеты и рулоны «Клинипак» для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации по ТУ 9398-001-69745848-2011»



Фотографическое изображение потребительской упаковки с использованием «Пакеты упаковочные для медицинской паровой, газовой, воздушной, радиационной и плазменной стерилизации марки «DGM Steriguard»



Фотографическое изображение потребительской упаковки с использованием «Пакеты из полимерных материалов (полимеров этилена) ТУ Д 22.2-37433919-002:2017»

Макет маркировки медицинского изделия

Индивидуальная упаковка

«Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02 однократного применения по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020, в варианте исполнения: ПР 23-02/1 (без защиты от света). Состав изделия:			
Стерильно внутри, Апиrogenно, Нетоксично. 20 капель / 1 мл. ВНИМАНИЕ! не применять при нарушении целостности потребительской тары. Кровь и ее компоненты не переливать. Для однократного применения. Хранить при температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность: 0% - 80%. Срок годности: 5 лет. Утилизация: СанПиН 2.1.7.2790-10 для мед. отходов класса Б. Инструкция: (текст инструкции)			
	REF		
Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121; Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru; Сайт: www.interoko.ru		Штрих-код	QR-код
АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121. Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru. СДЕЛАНО В РОССИИ. РУ № РЗН 2009/05218 от г.		Выпускается по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020 Символ метода стерилизации	

Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02 однократного применения по ТУ 32.50.50-002-73064893-2020, в варианте исполнения: Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02/1 (без защиты от света). Состав изделия: Капельно-фильтрующий узел с совмещенной полимерной иглой – 1 шт.; Трубка – 1 шт.; Роликовый регулятор скорости потока – 1 шт.; Инъекционный узел – 1 шт.; Коннектор типа «Луер» – 1 шт.; Инъекционная игла – 1 шт.		
Инъекционная игла 21 G (0,8 x 40 мм). Стерильно внутри. Апиrogenно. Нетоксично. 20 капель / 1 мл. ВНИМАНИЕ! Не применять при нарушении целостности потребительской тары. Кровь и ее компоненты не переливать. Для однократного применения. Хранить при температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность: 0% - 80%. Срок годности 5 лет. Утилизация: Медицинские отходы класса Б.		
ИНСТРУКЦИЯ: Проверьте целостность потребительской тары и срок годности устройства. Вскройте потребительскую тару и извлеките устройство. Снимите колпачок с полимерной иглы и введите ее в штуцер контейнера или пробку бутылки с инфузионной средой. Закройте роликовый зажим. Переверните емкость и закрепите ее на штативе. Заполните капельницу до половины объема, сдавливая ее корпус. Снимите колпачок с инъекционной иглы. Откройте роликовый зажим и заполните устройство до полного вытеснения воздуха. При остановке жидкости откройте клапан воздуховода (при переливании из контейнера клапан воздуховода не открывать!). Закройте роликовый зажим. Произведите венопункцию инъекционной иглой. Откройте роликовый зажим и с его помощью отрегулируйте скорость инфузии. Вводите дополнительные медикаменты шприцом с иглой диаметром не более 0,8 мм через инъекционный узел, предварительно закрыв роликовый зажим. При смене емкости закройте роликовый зажим, клапан воздуховода. Не извлекайте инъекционную иглу из вены и не допускайте опорожнения капельницы. Извлеките полимерную иглу из опорожненной емкости и быстро введите ее в наполненную.		
Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: АО «НПП «ИНТЕРОКО», 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121. Тел. (495) 552 47 66, 555 45 88; e-mail: interoko@mail.ru; сайт: www.interoko.ru		QR-код
АО «НПП «ИНТЕРОКО», 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121. Место производства: ООО «Медико-производственная компания «Елец», 399774, Липецкая обл., г. Елец, пер. Кирпичный, д.27. СДЕЛАНО В РОССИИ. РУ № ФСР 2009/05218 от XX.XX.XXXX г.		
REF	I011515000840	Выпускается по ТУ 32.50.50-002-73064893-2020
		STERILE EO

«Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02 однократного применения по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020, в варианте исполнения: ПР 23-02/2 (без защиты от света). Состав изделия:			
Стерильно внутри, Апиrogenно, Нетоксично. 20 капель / 1 мл. ВНИМАНИЕ! не применять при нарушении целостности потребительской тары. Кровь и ее компоненты не переливать. Для однократного применения. Хранить при температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность: 0% - 80%. Срок годности: 5 лет. Утилизация: СанПиН 2.1.7.2790-10 для мед. отходов класса Б. Инструкция: (текст инструкции).			
	REF		
Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121; Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru; Сайт: www.interoko.ru		Штрих-код	QR-код
 АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121. Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru . СДЕЛАНО В РОССИИ. РУ № РЗН 2009/05218 от г.		Выпускается по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020  Символ метода стерилизации	

«Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02 однократного применения по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020, в варианте исполнения: ПР 23-02/3 (без защиты от света). Состав изделия:			
Стерильно внутри, Апиrogenно, Нетоксично. 20 капель / 1 мл. ВНИМАНИЕ! не применять при нарушении целостности потребительской тары. Кровь и ее компоненты не переливать. Для однократного применения. Хранить при температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность: 0% - 80%. Срок годности: 5 лет. Утилизация: СанПиН 2.1.7.2790-10 для мед. отходов класса Б. Инструкция: (текст инструкции).			
	REF		
Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121; Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru; Сайт: www.interoko.ru		Штрих-код	QR-код
 АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121. Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru . СДЕЛАНО В РОССИИ. РУ № РЗН 2009/05218 от г.		Выпускается по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020  Символ метода стерилизации	

«Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02 однократного применения по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020, в варианте исполнения: ПР 23-02/4 (без защиты от света). Состав изделия:			
Стерильно внутри, Апиrogenно, Нетоксично. 20 капель / 1 мл. ВНИМАНИЕ! не применять при нарушении целостности потребительской тары. Кровь и ее компоненты не переливать. Для однократного применения. Хранить при температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность: 0% - 80%. Срок годности: 5 лет. Утилизация: СанПиН 2.1.7.2790-10 для мед. отходов класса Б. Инструкция: (текст инструкции).			
	REF	 03/2020	
Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121; Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru; Сайт: www.interoko.ru		Штрих-код	QR-код
АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121. Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru. СДЕЛАНО В РОССИИ. РУ № РЗН 2009/05218 от г.		Выпускается по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020  Символ метода стерилизации	

«Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02 однократного применения по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020, в варианте исполнения: ПР 23-02/1 (Светозащитное исполнение). Состав изделия:			
Стерильно внутри, Апиrogenно, Нетоксично. 20 капель / 1 мл. ВНИМАНИЕ! не применять при нарушении целостности потребительской тары. Кровь и ее компоненты не переливать. Для однократного применения. Хранить при температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность: 0% - 80%. Срок годности: 5 лет. Утилизация: СанПиН 2.1.7.2790-10 для мед. отходов класса Б. Инструкция: (текст инструкции).			
	REF		
Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121; Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru; Сайт: www.interoko.ru		Штрих-код	QR-код
АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121. Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru. СДЕЛАНО В РОССИИ. РУ № РЗН 2009/05218 от г.		Выпускается по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020  Символ метода стерилизации	

«Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02 однократного применения по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020, в варианте исполнения: ПР 23-02/2 (Светозащитное исполнение). Состав изделия:			
Стерильно внутри, Апиrogenно, Нетоксично. 20 капель / 1 мл. ВНИМАНИЕ! не применять при нарушении целостности потребительской тары. Кровь и ее компоненты не переливать. Для однократного применения. Хранить при температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность: 0% - 80%. Срок годности: 5 лет. Утилизация: СанПиН 2.1.7.2790-10 для мед. отходов класса Б. Инструкция: (текст инструкции).			
	REF		
Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121; Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru; Сайт: www.interoko.ru		Штрих-код	QR-код
 АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121. Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru . СДЕЛАНО В РОССИИ. РУ № РЗН 2009/05218 от г.		Выпускается по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020 Символ метода стерилизации	

«Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02 однократного применения по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020, в варианте исполнения: ПР 23-02/3 (Светозащитное исполнение). Состав изделия:			
Стерильно внутри, Апиrogenно, Нетоксично. 20 капель / 1 мл. ВНИМАНИЕ! не применять при нарушении целостности потребительской тары. Кровь и ее компоненты не переливать. Для однократного применения. Хранить при температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность: 0% - 80%. Срок годности: 5 лет. Утилизация: СанПиН 2.1.7.2790-10 для мед. отходов класса Б. Инструкция: (текст инструкции).			
	REF		
Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121; Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru; Сайт: www.interoko.ru		Штрих-код	QR-код
 АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121. Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru . СДЕЛАНО В РОССИИ. РУ № РЗН 2009/05218 от г.		Выпускается по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020  Символ метода стерилизации	

«Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02 однократного применения по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020, в варианте исполнения: ПР 23-02/4 (Светозащитное исполнение). Состав изделия:

Стерильно внутри, Апиrogenно, Нетоксично. 20 капель / 1 мл.

ВНИМАНИЕ! не применять при нарушении целостности потребительской тары. Кровь и ее компоненты не переливать. Для однократного применения. Хранить при температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность: 0% - 80%. Срок годности: 5 лет. Утилизация: СанПиН 2.1.7.2790-10 для мед. отходов класса Б.

Инструкция: (текст инструкции).

	REF		
Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121; Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru; Сайт: www.interoko.ru		Штрих-код	QR-код
 АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121. Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru. СДЕЛАНО В РОССИИ. РУ № РЗН 2009/05218 от г. 		Выпускается по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020  Символ метода стерилизации	

Транспортная упаковка

Наименование и обозначение устройства (вариант исполнения)	Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02 однократного применения по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020, в варианте исполнения:		
Состав изделия			
ВНИМАНИЕ	Не применять при нарушении целостности потребительской тары; Кровь и ее компоненты не переливать; Для однократного применения; Хранить при температуре от 5 до 40 °С; Относительная влажность: 0%-80%; Срок годности: 5 лет; Утилизация: СанПиН 2.1.7.2790-10 для мед. отходов класса Б;		
Стерильно внутри, Апирогенно, Нетоксично			
Вид стерилизации			
Номер партии			
Номер по каталогу			
Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей, адрес, телефон, e-mail и сайт	Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей: АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121; Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; E-Mail: interoko@mail.ru ; Сайт: www.interoko.ru		
Наименование предприятия-изготовителя, адрес, телефон, e-mail и его товарный знак	 АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121. Телефон: +7 (495) 555-45-88, 552-47-66; e-mail: interoko@mail.ru .		
Количество устройств	__ шт.		
Дата производства (месяц, год)			
Годеи до (месяц, год)			
Масса нетто / брутто	кг.		
Размер короба (см) или объем (куб. м)			
Номер и дата регистрационного удостоверения	РУ № РЗН .../... от г.		
Обозначение настоящих технических условий	Выпускается по ТУ 32.50.13-002-73064893-2020		
После транспортирования в условиях отрицательных температур, устройства в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных условиях не менее 24 часов			
Штамп ОТК	QR код	Штрих-код	

Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02 однократного применения по ТУ 32.50.50-002-73064893-2020, в варианте исполнения: Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-02/1 (без защиты от света).

Состав изделия: Капельно-фильтрующий узел с совмещенной полимерной иглой – 1 шт.; Трубка – 1 шт.; Роликовый регулятор скорости потока – 1 шт.; Инъекционный узел – 1 шт.; Коннектор типа "Луер" - 1 шт.; Инъекционная игла - 1 шт.

РУ № ФСР 2009/05218 от XX.XX.XXXX г. Стерильно внутри, апиrogenно, нетоксично.

Хранить при температуре от 5 до 40°C; Относительная влажность 0% - 80%.

ВНИМАНИЕ! Не применять при нарушении целостности потребительской тары. Кровь и ее компоненты не переливать. Для однократного применения.

Срок годности 5 лет.

Утилизация: Медицинские отходы класса Б.

После транспортирования в условиях отрицательных температур, устройства в транспортной таре должны быть выдержаны при комнатной температуре не менее 24 часов.

Количество устройств: 200 шт.

Масса нетто/брутто 5/7 кг

Размер короба: 570x390x235

Наименование и адрес изготовителя, принимающего претензии потребителей:


АО «НПП «ИНТЕРОКО», 140080, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер промзона Тураево, стр. 8 здание 121.

Тел. (495) 552 47 66, 555 45 88; e-mail: interoko@mail.ru; сайт: www.interoko.ru



ООО «Медико-производственная компания «Елец», 399774, Липецкая обл., г. Елец, пер. Кирпичный, д.27.

тел.: 8 (47467) 5-19-65 E-mail: mpk-elets@mail.ru



STERILE EO



14607160190805

REF

IO11515000840

LOT



Штамп ОТК



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 16 лист(ов)

Директор

АО «НПП «ИНТЕРОКО»

В.П. Морозов

" 10 " октября 2023 г.

