

Общество с ограниченной ответственностью «Ком Спан»

115035 г. Москва, Космодамианская набережная, д. 40-42, строение 3, помещение ТАРП ЦАО

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Fast Track, Vas Track, High Track.

2019г.

Рис.1. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Fast Track. Катетер Fast Track VM-FTII-200-10. размер баллона: 2.00 мм x 10 мм. Изображение потребительской упаковки (лицевая сторона)

VASMED

VASMED

Fast Track

2.00 x 10

Percutaneous Transluminal Coronary
Angioplasty (PTCA) Balloon Catheter

Catheter Specification	
Usable length	135 cm
Proximal Diameter	2.2 Fr.
Distal Diameter	2.4 Fr.
Nominal Pressure	6 Atm
Rated Burst Pressure	16 Atm
Positioning Markers	80/100 cm
Maximum Guide wire	0.014"
Minimum Guide Catheter	5 Fr.

Ø in mm L in mm

Ref VM-FTII-200-10


LOT 020118FA1

Qty 1

2018-01-03

2021-01-02

CE 0120



STERILE EO



OPEN PRODUCT AT THE OTHER END

Рис.2. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Fast Track. Катетер FastTrack VM-FTII-200-10, размер баллона: 2,00 мм x 10 мм. Изображение потребительской упаковки (обратная сторона)

COMPLIANCE										
Pressure (atm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
Diastolic (mm)	1.56	1.82	2.00	2.10	2.20	2.30	2.37	2.45	2.54	
Nominal Pressure										
Rated Burst Pressure										



STERIL Sterpharm (UK) Ltd
Units 9-11, Mountney Bridge Business Park
Westham, Pevensy, East Sussex
BN 24 5 NJ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 519 45 50
Fax: +44 (0) 845 519 45 60
Email: info@sterpharm.uk

VASMED Technologies Ltd ZFC
Facility No.116
Fujairah Free Zone, Fujairah
United Arab Emirates
Ph: +971 9 222 88 62
Fax: +971 9 222 88 63

Fast Track

Pericardaneous Transluminal Coronary
Angioplasty (PTCA) Balloon Catheter

VSMTF-05-13018 REV 11



(0)18294077046801(0)020118FA1(17)21002

FAST TRACK 2.00 x 10mm

Lot : 020118FA1

EXP: 2021-01-02

VASMED

VAS-NT-100-01

VASMED
Vasmed Technologies Ltd FzC
Facility No. 116, P.O. Box 1356,
Fujairah Free Zone, Fujairah,
United Arab Emirates.
Ph: +971 9 222 88 62
Fax: +971 9 222 88 63
www.vasmed.ae

OPEN HERE

Fast

Pr
(6

Balloon Dia
(mm)

Doc No: VSM-MF-05

(01)6234007769488Q(10)020118FA1(17)210102

FAST TRACK 2.00 x 10mm
Lot : 020118FA1
EXP: 2021-01-02

VASMED

(01)6234007769488Q(10)020118FA1(17)210102

FAST TRACK 2.00 x 10mm
Lot : 020118FA1
EXP: 2021-01-02

VASMED

(01)6234007769488Q(10)020118FA1(17)210102

FAST TRACK 2.00 x 10mm
Lot : 020118FA1
EXP: 2021-01-02

VASMED

(01)6234007769488Q(10)020118FA1(17)210102

FAST TRACK 2.00 x 10mm
Lot : 020118FA1
EXP: 2021-01-02

VASMED

(01)6234007769488Q(10)020118FA1(17)210102

FAST TRACK 2.00 x 10mm
Lot : 020118FA1
EXP: 2021-01-02

VASMED

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Fast Track

Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Balloon Catheter

2.00 x 10

Ø in mm L in mm

Ref VM-FTII-200-10

LOT 020118FA1

Qty 1

2018-01-03

2021-01-02

Catheter Specification	
Usable length	135 cm
Proximal Diameter	2.2 Fr.
Distal Diameter	2.4 Fr.
Nominal Pressure	6 Atm
Rated Burst Pressure	16 Atm
Positioning Markers	80/100 cm
Maximum Guide wire	0.014"
Minimum Guide Catheter	5 Fr.


CE 0120

STERILE

EO



COMPLIANCE										
Pressure (atm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
Diameter (mm)	1.56	1.82	2.00	2.10	2.20	2.30	2.37	2.48	2.64	
Nominal Pressure	Rated Burst Pressure									



ECIREP Stripharm (UK) Ltd
Units 9-11, Mounting Bridge Business Park
Worthing, Poysersey, East Sussex
BN 24 1LJ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 519 45 50
Fax: +44 (0) 845 519 45 60
Email: info@stripharm.uk

Vamed Technologies Ltd PZC
Facility No. 116
Fujairah Free Zone, Fujairah
United Arab Emirates
Ph: +971 9 222 88 62
Fax: +971 9 222 88 63

Single Use Only - See insert - Do not resterilize - Store in a cool dry place - Sterile unless package is opened or damaged

VM-FTII-200-10/1P REL. 11

5074

Рис.5. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Fast Track. Катетер Fast Track VM-FTII. Изображение МИ без упаковки.




Рис.6. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Fast Track. Катетер Fast Track VM-FTII. Увеличенное изображение баллона с маркерами.



Рис.7. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Fast Track. Катетер Fast Track VM-FT-150-15, размер баллона: 1,50 мм x 15 мм. Изображение потребительской упаковки (лицевая сторона)

VASMED

VASMED

Fast Track

Percutaneous Transluminal Coronary
Angioplasty (PTCA) Balloon Catheter

Catheter Specification	
Usable length	135 cm
Proximal Diameter	2.2 Fr.
Distal Diameter	2.4 Fr.
Nominal Pressure	6 Atm
Rated Burst Pressure	16 Atm
Positioning Markers	80/100 cm
Maximum Guide wire	0.014"
Minimum Guide Catheter	5 Fr.

1.50 x 15

Ø In mm L In mm

Ref VM-FT-150-15

LOT 240218FC2

Qty 1

2018-03-20

2021-03-19

CE 0120



STERILE EO



OPEN PRODUCT AT THE OTHER END

Рис.8. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Fast Track. Катетер Fast Track VM-FT-150-15, размер баллона: 1.50 мм x 15 мм. Изображение потребительской упаковки (обратная сторона)

VASMED

VASMED

Fast Track

1.50 x 15

Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Balloon Catheter

Catheter Specification	
Usable length	135 cm
Proximal Diameter	22 Fr.
Distal Diameter	2.4 Fr.
Noninert Pressure	6 Atm
Rated Burst Pressure	16 Atm
Positioning Markers	80/100 cm
Maximum Guide wire	0.014"
Minimum Guide Catheter	5 Fr.

Ø In mm L in mm

Ref VM-FT-150-15


LOT 240218FC2

Qty 1

EXP 2018-03-20

EXP 2021-03-19

CE 0120



STERILE EO



OPEN PRODUCT AT THE OTHER END

Рис.9. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Fast Track. Катетер Fast Track VM. FT-150-15, размер баллона: 1,50 мм x 15 мм. Изображение blisterной упаковки (лицевая сторона)



Fast Track

Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Balloon Catheter

1.50 x 15

Ø in mm L in mm

Ref VM-FT-150-15

LOT 240218FC2

Qty 1


2018-03-20

2021-03-19

Catheter Specification	
Usable length	135 cm
Proximal Diameter	2.2 Fr.
Distal Diameter	2.4 Fr.
Nominal Pressure	6 Atm
Rated Burst Pressure	16 Atm
Positioning Markers	80/100 cm
Maximum Guide wire	0.014"
Minimum Guide Catheter	5 Fr.



COMPLIANCE										
Pressure (atm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
Diameter (mm)	1.24	1.45	1.50	1.67	1.76	1.86	1.97	2.07	2.20	
Nominal Pressure										Rated Burst Pressure




EC REP Steripharm (UK) Ltd
Units 9-11, Mountney Bridge Business Park
Westham, Pwinsty, East Sussex
BN 24 5 NJ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 519 45 50
Fax: +44 (0) 845 519 45 60
Email: info@steripharm.uk


VM Med Technologies Ltd FZC
Facility No. 116
Fujairah Free Zone, Fujairah
United Arab Emirates
Ph: +971 9 222 88 02
Fax: +971 9 222 88 03

Single Use Only Set Insert Do not Reinsert Store in a cool dry place Sterile unless package is opened or damaged

VM-FT-150-REV 12

605-A






VASMED

VASMED

Vas Track 2.50 x 20mm


Rapid Exchange PTCA Balloon catheter



Catheter Specifications	
Usable Length	135 cm
Proximal Diameter	2.3 Fr.
Distal Diameter	2.6 Fr.
Nominal Pressure	8 Atm
Rated Burst Pressure	16 Atm
Positioning Markers	80 /100 cm
Maximum Guide wire	0.014"
Minimum Guide Catheter	5 Fr.

Ref VM-VT-250-20
 LOT 080318FG1
 Qty 1
 2018-03-20
 2021-03-19

CE 0120



STERILE EO



COMPLIANCE

Pressure (atm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Diameter (mm)	2.10	2.29	2.45	2.50	2.62	2.65	2.72	2.77	2.81	2.86
Nominal Pressure				Rated Burst Pressure						

OPEN PRODUCT AT THE OTHER END

Рис.13. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Vas Track. Катетер Vas Track VM-VT-250-20, размер баллона: 2,50 мм x 20 мм. Изображение потребительской упаковки (лицевая сторона)

→

Stearns (UK) Ltd,
Units 9-11, Mountney Bridge Business Park,
Wetham, Avenbury, East Sussex,
BN 24 5 1U, United Kingdom.
Tel: +44 (0)845 519 45 50.
Fax: +44 (0)845 519 45 60.
Email: info@stearnsuk.co.uk

Rapid Exchange PTCA Balloon catheter

USMA-MF-11-10 Rev. 04

Vascorm Technologies Ltd P.O.
 Facility B6, 116,
 Fujairah Free Zone, Fujairah
 United Arab Emirates
 Ph. +971 9 222 88 62
 Fax +971 9 222 88 63
 Single Use Only
 Sterile Insert
 Do Not Reinsert
 Store in a cool dry place
 Sterile unless package is opened or damaged


Single Use Only

See insert
Do Not Pa

Store in a cool dry

Sterile unless package is

cafeum in rufum et cinnabarinum



VAS TRACK 2.50 x 20mm
LOT: 080318FG1
EXP: 2021-03-19

VASMED

Рис.15. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Vas Track. Катетер Vas Track VM- VT-250-20, размер баллона: 2.50 мм x 20 мм. Изображение blisterной упаковки (лицевая сторона)




Рис.16. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Vas Track. Катетер Vas Track VM VT-250-20, размер баллона: 2,50 мм х 20 мм. Изображение blisterной упаковки (обратная сторона)

EO GAS CHEMICAL INDICATOR
STERILE

Vas Track 2.50 x 20mm

Rapid Exchange PTCA Balloon catheter



Catheter Specifications	
Usable Length	135 cm
Proximal Diameter	2.3 Fr.
Distal Diameter	2.6 Fr.
Nominal Pressure	8 Atm
Rated Burst Pressure	16 Atm
Positioning Markers	80 /100 cm
Maximum Guide wire	0.014"
Minimum Guide Catheter	5 Fr.

Ref VM-VT-250-20

LOT

080318FG1

Qty



1



2018-03-20



2021-03-19



STERILE EO



COMPLIANCE

Pressure (atm)	Diameter (mm)	Nominal Pressure						Rated Burst Pressure					
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20		
		2.10	2.29	2.45	2.50	2.62	2.65	2.72	2.77	2.81	2.86		

STERIPHARM (UK) Ltd
Units 9-11, Mountney Bridge Business Park,
Westham, Pevensy, East Sussex,
BN 24 5 NJ, United Kingdom
Tel: +44 (0)845 519 45 50
Fax: +44 (0)845 519 45 60
Email: info@steripharm.uk

Vasmed Technologies Ltd PZC
Facility No.116
Fujairah Free Zone, Fujairah,
United Arab Emirates
Ph: +971 9 222 88 62
Fax: +971 9 222 88 63
Single Use Only
Do Not Resealize
Store in a cool dry place
Sterile unless package is opened or damaged

VSM-MF-11-10 Rev. 04

006-A

Рис.17. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Vas Track. Катетер Vas Track VM- VT. Изображение МИ без упаковки.




Рис.18. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Vas Track. Катетер Vas Track VM VT. Изображение баллона с маркерами.



VASMED

VASMED

High Track

High Pressure Low Compliant
Rapid Exchange PTCA Balloon Catheter

3.00 x 20

Ø in mm L in mm

Ref VM-HT-300-20

LOT 080318FF1

Qty 1

EXP 2018-03-20

EXP 2021-03-19

Catheter Specification	
Usable length	135 cm
Proximal Diameter	2.2 Fr.
Distal Diameter	2.6 Fr.
Nominal Pressure	8 Atm
Rated Burst Pressure	22 Atm
Positioning Markers	80/100cm
Maximum Guide wire	0.014"
Minimum Guide Catheter	5 Fr.

CE 0120



STERILE EO



OPEN PRODUCT AT THE OTHER END

Рис.19. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: High Track, Катетер High Track VM-HT-300-20, размер баллона: 3,00 мм x 20 мм. Изображение потребительской упаковки (лицевая сторона)

Рис.20. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: High Track. Катетер High Track VM-NT-300-20, размер баллона: 3,00 мм x 20 мм. Изображение потребительской упаковки (обратная сторона)

COMPLIANCE										
Pressure (atm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Diameter (mm)	2.90	3.00	3.15	3.20	3.25	3.31	3.38	3.45	3.53	3.61
NOMINAL PRESSURE										
RATED BURST PRESSURE										




EC REP Starpharm (UK) Ltd
Units 9-11, Mountney Bridge Business Park
Wisham, Pevensky, East Sussex
BN24 5 NJ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 145 519 45 50
Fax: +44 (0) 145 519 45 60
Email: info@starpharm.uk

Vasmed Technologies Ltd FZC
Facility No. 116
Fujairah Free Zone, Fujairah
United Arab Emirates
Ph: +971 9 222 88 62
Fax: +971 9 222 88 63

High Track

High Pressure Low Compliant
Rapid Exchange PTCA Balloon Catheter
VSM-MF-09-108 REV. 11



01953400761821000018FF107C0019

HIGH TRACK 3.00 x 20mm

Lot : 080318FF1

EXP : 2021-03-19

VASMED

Single Use Only
See insert
Do Not Reuse
Store in a cool dry place
Sterile unless package is opened or damaged


005-A

VAS-11 (Rev. 07)

VASMED
Vasmed Technologies Ltd Fzc
Facility No. 116, PO Box 1356,
Fujairah Free Zone, Fujairah,
United Arab Emirates
Ph: +971 9 222 88 62
Fax: +971 9 222 88 63
www.vasmed.ae

OPEN HERE

Рис.21. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: High Track. Катетер High VM-HT-300-20, размер баллона: 3,00 мм x 20 мм. Изображение блистерной упаковки (лицевая сторона)





High Track

High Pressure Low Compliant
Rapid Exchange PTCA Balloon Catheter

3.00 x 20

Ø in mm L in mm

Catheter Specification	
Usable length	135 cm
Proximal Diameter	2.2 Fr.
Distal Diameter	2.6 Fr.
Nominal Pressure	8 Atm
Rated Burst Pressure	22 Atm
Positioning Markers	80/100cm
Maximum Guide wire	0.014"
Minimum Guide Catheter	5 Fr.

Ref VM-HT-300-20

LOT 080318FF1

Qty 1


2018-03-20

2021-03-19



STERILE EO

COMPLIANCE											
Pressure (atm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Diameter (mm)	2.90	3.00	3.15	3.20	3.25	3.31	3.38	3.45	3.53	3.61	
NOMINAL PRESSURE											



ECIRP Steriphar (UK) Ltd
Units 9-11, Mountney Bridge Business Park
Westham, Pevensey, East Sussex
BN 24 5 NJ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 145 519 45 50
Fax: +44 (0) 145 519 45 60
Email: info@steriphar.uk

Vasmed Technologies Ltd FZC
Facility No.116
Fujairah Free Zone, Fujairah
United Arab Emirates
Ph: +971 9 222 88 62
Fax: +971 9 222 88 63

Single Use Only See Insert Do not Reinsert Store in a cool dry place Sterile unless package is opened or damaged

VM-MF-00-10P REV. 11

835 A

Рис.23. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: High Track. Катетер High VM-НТ. Изображение МИ без упаковки.




Рис.25. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: High Track. Катетер VM-HT. Изображение баллона с маркерами.





Рис.26. Фотографическое изображение МИ: «Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики, варианты исполнения: Fast Track, Vas Track, High Track»
Изображение защитного пенала МИ.



Всего прошито,
проиндексировано
и скреплено
26
авг.



ООО «КОМ СПАЙ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РАВАЛ Д.Ч.