

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО ЭО "ИНЖЕНЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
ВОЛОШЕНЮК Е. И.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Сканер интраоральный i600»

производства


«Медит Корп.» /«Medit Corp.», Республика Корея

2024

1. Ручной блок i600 – 1 шт.

Ручной блок i600 (общий вид с крышкой ручного блока)





Designed by Medit

Intramed Scanner

Model : MD-ISO100




(01)05800026700098


(Z1)SG2301100057

med Medit Corp.


www.medit.com

Made in Korea






Ручной блок i600 (индивидуальная упаковка)




Ручной блок i600 (общий вид в упаковке сканера)




2. Наконечники многоразовые – 4 шт.
Наконечники многоразовые (общий вид)








Наконечники многоразовые (индивидуальная упаковка)



Наконечники многоразовые (вторичная упаковка)



Caution

1. The tip must be cleaned and sterilized before using it for the first time and for reuse to avoid cross contamination among patients.
2. The mirror should be handled with care. Do not scratch it. Be careful not to smudge it before scanning a patient.

Cleaning and sterilization procedure

1. Clean the tip manually using soap water with a brush, and inspect the tip's mirror after cleaning.
2. If the mirror appears stained please repeat the cleaning procedure and carefully dry the tip and the mirror with a paper towel.
Put the tip in a paper sterilization pouch, and then seal the pouch airtight.
3. Sterilize the wrapped tip in an autoclave with the following conditions: 4 minutes of sterilization at 134°C (273°F) followed by a 20-minute drying period.
4. Refer to the safety manual for details on tip sterilization.

Medit will not be responsible for any damage including distortion, delamination etc. at other condition.

Reusable Tips

Sterilize tip in an autoclave prior to use according to the user manual.


QTY : 4

Assy Tip New Packing 103

3A0112340C0

H2608230104

2023-01-04



EC REP Meditrial Srl

Via Po 9 00198, Rome Italy Tel : +39 06 45429780

e-mail : ecrep@meditrial.eu

Medit Corp.


F9, F10, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Rep. of Korea

Tel : +82-2-2193-9600


3. Наконечники многоразовые малые – 4 шт. (при необходимости)

Наконечники многоразовые малые (общий вид)






Наконечники многоразовые малые (индивидуальная упаковка)




Наконечники многоразовые малые (вторичная упаковка)




4. Ремешок – 1 шт.

Ремешок (общий вид)



Ремешок (индивидуальная упаковка)




5. Программное обеспечение на флеш-накопителе – 1 шт.
Программное обеспечение на флеш-накопителе (общий вид)







Программное обеспечение на флеш-накопителе (индивидуальная упаковка)



6. Медицинский адаптер – 1 шт.
Медицинский адаптер (общий вид)



 ADAPTER TECH.

Medical Power Supply/AC ADAPTER 电源适配器

Model(型号): ATM036T-P120

INPUT(输入): 100-240V~50-60Hz 1A-0.45A

OUTPUT(输出): 12.0V=3.0A 36.0W

仅限室内使用

此产品用于信息技术设备

CAUTION:

Risk of electric Shock,

dry location use only.

Indoor use only.

S/N: 2236003840



SU10454-20008

R-R-S8P-ATM036T-P120

최저소비효율기준 만족 제품(Level VI)



Manufactured by BoaYang Elect. Co., Ltd.

A/S: 02)2193-9600(Medit)

<http://www.adaptertech.com.tw>

Manufacturer(制造商): 阿达特科技股份有限公司

CPC ID NO. A MADE IN CHINA 中国制造




RoHS







Медицинский адаптер (индивидуальная упаковка)





7. Калибровочный инструмент – 1 шт.

Калибровочный инструмент (общий вид)










Калибровочный инструмент (индивидуальная упаковка)




8. Кабель питания – 1 шт.

Кабель питания (общий вид)



Кабель питания (индивидуальная упаковка)



Assy Cable Power 103 KOR



3A0111864C0


H1626221212

2022-12-12


9. Кабель USB 3.0 – 1 шт.

Кабель USB 3.0 (общий вид)





Кабель USB 3.0 (индивидуальная упаковка)




10. Настольная подставка – 1 шт.

Настольная подставка (общий вид)







Настольная подставка (индивидуальная упаковка)




11. Настенный держатель – 1 шт.

Настенный держатель (общий вид)





Настенный держатель (индивидуальная упаковка)



Wall Mount Holder

Assy Cradle W New 103



3A0112346W0
H2598230109
2023-01-09



MEDIT Corp. www.medit.com

12. Зарядный хаб – 1 шт.

Зарядный хаб (общий вид)



Power Hub Rating: 12V 3A
*Use only with Adaptor ATM036T-P120


MD

Assy PD HUB 103




3A0111857C0
H1558230100553
2023-01-06

Medit Corp. www.medit.com




Зарядный хаб (индивидуальная упаковка)




13. Крышка ручного блока – 1 шт.

Крышка ручного блока (общий вид)








14. Модель для практики – 1 шт.

Модель для практики (общий вид)





Модель для практики (индивидуальная упаковка)




15. Кабель питания сканера – 1 шт.

Кабель питания сканера (общий вид)



Кабель питания сканера (индивидуальная упаковка)



Assy Cable USB Main I03



3A0111866C0
H1648230107
2023-01-07




16. Руководство пользователя – 1 шт.

Руководство пользователя (общий вид)



Руководство пользователя (индивидуальная упаковка)





Макет маркировки на русском языке

Сканер интраоральный i600, в составе:

1. Ручной блок i600 – 1 шт.
2. Наконечники многоразовые – 4 шт.
3. Наконечники многоразовые малые – 4 шт. (при необходимости)
4. Ремешок – 1 шт.
5. Программное обеспечение на флеш-накопителе – 1 шт.
6. Медицинский адаптер – 1 шт.
7. Калибровочный инструмент – 1 шт.
8. Кабель питания – 1 шт.
9. Кабель USB 3.0 – 1 шт.
10. Настольная подставка – 1 шт.
11. Настенный держатель – 1 шт.
12. Зарядный хаб – 1 шт.
13. Крышка ручного блока – 1 шт.
14. Модель для практики – 1 шт.
15. Кабель питания сканера – 1 шт.
16. Руководство пользователя – 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНЖЕНЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ", 109377, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ, Д. 32, К. 3, ПОМЕЩ. 202

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Процессировано и про-
нумеровано 63 (шестьдесят
три) листа.
Фирма ООО "Интернационал"
безопасна

