


ОКП 943640

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «МГ и К»


« » 2011 г.


КАНЮЛИ ГЛАЗНЫЕ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ – «КОНТУР»
Этикетка
ЛКЯМ. 304114.018 ЭТ

Изм. №	Подпись и дата	Изм. №	Подпись и дата

2011 г.

1 Общие сведения об изделии

1.1 Канюли глазные однократного применения стерильные – «Контур» (в дальнейшем – канюли) предназначены для работы в офтальмологических отделениях медицинских учреждений.

2 Основные технические данные

2.1 Типоразмеры и основные размеры канюль при заказе и записи в технической документации приведены на рисунках 1, 2 и в таблицах 1, 2.

2.2 Канюли соответствует требованиям технических условий ТУ 9436-004-43225198-2011.

2.3 Канюли К1...К7 должны изготавливаться из игл инъекционных «Луер» с маркировкой «SFM Hospital Products GmbH», Германия.

Примечание. Допускается применение инъекционных игл других производителей, разрешенных к применению в медицинской практике Министерством здравоохранения и социального развития РФ.

2.4 Трубки канюль КА 1Л...КА 3Л изготавливаются методом гальванопластики из анода никелевого НПА-1 ГОСТ 2132.

Трубки запрессовываются в муфты инъекционных игл «Луер».

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входят до 50 шт. канюль одного типоразмера в индивидуальных упаковках, пенал, этикетка – 1 шт.

4 Свидетельство о приемке

4.1 Канюли глазные изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Подпись и штамп ОТК _____

5 Сведения о качестве канюль

5.1 Канюли стерильны, нетоксичны.


Способ стерилизации – газовый.

Дата стерилизации _____

Срок сохранения стерильности – не менее 4 лет.

ЛКЯМ.304114.018 ЭТ




Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит. Лист Листов		
Разраб.		Важоров	<i>Важоров</i>	11.01.11			
Пров.		Васильев	<i>Васильев</i>	11.01.11	Канюли глазные однократного применения стерильные Этикетка	2	6
Т. контр.		Терентьев	<i>Терентьев</i>	11.01.11			
Н. контр.		Михайлова	<i>Михайлова</i>	11.01.11			
Утв.		<i>Михайлова</i>	<i>Михайлова</i>	11.01.11			



А (20:1) Вариант 1

А (20:1) Вариант 2

Б (20:1)



* Размеры для справок

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение канюли	Обозначение типоразмера	d	L	L ₁	L ₂	α°
К 1	0,4x22	0,4	39	14±0,9	8±1	32±2
К 2	0,4x25	0,4	42	17±0,9	8±1	32±2
К 3	0,5x19	0,5	36	11±0,9	8±1	45±2
К 4	0,5x22	0,5	39	13±0,9	9±1	45±2
К 5	0,5x25	0,5	42	17±0,9	8±1	45±2
К 6	0,6x22	0,6	39	13±0,9	9±1	45±2
К 7	0,6x27	0,6	44	19±0,9	8±1	21±2


Рисунок 1 - Канюля глазная

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата


ЛКЯМ.304114.018 ЭТ

Лист


3




А (50:1) Вариант 1




Б - Б (50:1)



А (50:1) Вариант 2



А (50:1) Вариант 3



* - размеры для справок

1 - трубка

2 - муфта

Таблица 2

Обозначение канюли	Вариант
КА 1Л	1
КА 2Л	2
КА 3Л	3

Рисунок 2 - Канюля глазная

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Взамен инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЛКЯМ.304114.018 ЭТ

Лист
4

УКАЗАНИЯ ПО ТИПОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗДАНИЮ ЭТИКЕТКИ

- 1 Для типографического издания подготовить оригинал.
- 2 Этикетку изготовить на бумаге типографской № 1 марки Б 65 К ГОСТ 9095-89 или на бумаге этикеточной марки В.45.Р ГОСТ 7625-86.
- 3 Этикетку выполнить на одном листе бумаги форматом 50 x 125 мм с односторонней печатью.
- 4 Содержание этикетки - согласно оригиналу.
- 5 Надписи выполнить шрифтом согласно оригиналу.
- 6 Этикетка должна содержать товарный знак предприятия-изготовителя, знак соответствия.
- 7 Переменные данные, вносимые в этикетку, должны быть выполнены штампом или записаны от руки тушью или чернилами (пастой) без помарок.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата
ЛКЯМ.304114.018 ЭТ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист
5

Лист регистрации изменений

Прошнуровано,
пронумеровано,
опечатано
на 6 (шесть) листов
Директор
Е.А. МАТВЕЕВ