

«Утверждаю»

Директор ООО «ИИЦ «Сервис-Мед»

С.С.
«24» мая 2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ
По применению

ПАКЕТЫ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2010 г.

1. Назначение.

Пакеты перевязочные медицинские (далее - пакеты) предназначены для оказания само- и взаимопомощи при ранениях и ожогах.

2. Основные технические характеристики.

Пакеты изготовлены стерильными.

Пакеты изготовлены следующих типов:

- Пакет перевязочный медицинский обыкновенный.
- Пакет перевязочный медицинский первой помощи с одной подушечкой.
- Пакет перевязочный медицинский первой помощи с двумя подушечками),

Для изготовления пакетов применяются материалы:

1). Пакет перевязочный медицинский обыкновенный (ватно-марлевая неподвижная подушечка, ватно-марлевая подвижная подушечка, бинт марлевый);

1а). Пакет перевязочный медицинский первой помощи с двумя подушечками (ватно-марлевая неподвижная подушечка, ватно-марлевая подвижная подушечка, бинт марлевый).

Материалы: Марля медицинская отбеленная, ГОСТ 9412-93. Вата медицинская хирургическая гигроскопическая, ГОСТ 5556-81. Упаковка – пергамент, ГОСТ 1341-97

2) Пакет перевязочный медицинский первой помощи с одной подушечкой (подушечка из полотна нетканого холстопршивного гигроскопического медицинского, бинт марлевый);

Материал: Полотно нетканое холстопршивное гигроскопическое медицинское. Марля медицинская отбеленная, ГОСТ 9412-93. Упаковка – пергамент, ГОСТ 1341-97.

3. Противопоказания к применению.

Пакеты не применять при нарушении целостности упаковки.

Пакеты однократного применения.

4. Подготовка к работе изделия.

Перед применением необходимо проверить целостность упаковки.

5. Порядок работы изделия.

Вскрыть упаковку и взять необходимые для работы изделие.

6. Правила хранения и использования.

Пакеты транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения по ГОСТ 7000.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с момента стерилизации.



Синтез и заверено
негатив 3 (три)

