

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭВЕРС»

Хорунжин И.О.

«02» июля 2024 г



Маркировка медицинского изделия

**ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**

по ТУ 21.20.24–003–15886239-2018

Маркировка медицинского изделия «Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018»

Вариант исполнения 1. Пластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, размером (ширина x длина): (5,0 x 500) см



Маркировка медицинского изделия «Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018»

Вариант исполнения 2. Пластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, размером (ширина x длина): (5,0 x 500) см

размер пластыря
5 см x 500 см


пластырь
медицинский фиксирующий
на тканевой основе

пластырь
медицинский фиксирующий
нестерильный
по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018
на тканевой основе

5 см x 500 см
размер пластыря

Производитель: ООО «Эверс», РФ, 141983,
Московская обл., г.о. Дубна, г. Дубна, пр-кт
Науки, д.13, тел. +7 (499) 707-10-09,
www.evers.ru.
Место производства: ООО «Эверс», Московская
обл., г.о. Дубна, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13.

Срок годности: 5 лет.
Хранить в сухом месте, при температуре от +5°
до +30°С и влажности не более 80%.
Утилизировать по СанГиги 2.1.3684-21,
класс А.
ТУ 21.20.24-003-15886239-2018
РУ ...



6 224000 549350

НАЗНАЧЕНИЕ: для фиксации перевязочных
средств, защитных повязок, тампонов,
зондов, катетеров, канюль.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
- очистить кожу
- наложить на рану повязку (установить
катетер) и зафиксировать пластырем

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- аллергия на компоненты изделия
- не допускать контакта с открытыми ранами

СОСТАВ: основа из ткани 100% хлопок,
каучуковый адгезив.

Дата изготовления:

партия:

Маркировка медицинского изделия «Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018»

Вариант исполнения 3. Пластырь медицинский фиксирующий на шелковой основе, размером (ширина x длина): (5,0 x 500) см

5 см x 500 см

пластырь
медицинский фиксирующий
на шелковой основе

пластырь

медицинский фиксирующий
нестерильный
по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018
на шелковой основе

5 см x 500 см
размер пластыря

Ижевск, 1983


Московская обл., г. Дубна, пр-кт
Науки, д.13, тел. +7 (499) 707-10-09,
www.evers.ru.

Место производства: ООО "Эверс",
Московская обл., г.о. Дубна, г. Дубна, пр-кт
Науки, д.13.

Срок годности: 5 лет.

Хранить в сухом месте, при температуре от +5°
до +30°C и влажности не более 80%.

Утилизировать по СанПин 2.1.3684-21,
класс А.
ТУ 21.20.24-003-15886239-2018
ру ...



6 224000 549350

НАЗНАЧЕНИЕ: для фиксации
перевязочных средств, защитных повязок,
тампонов, зондов, катетеров, канюль.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- очистить кожу
- наложить на рану повязку (установить катетер) и зафиксировать пластырем

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- аллергия на компоненты изделия
- не допускать контакта с открытыми ранами

СОСТАВ: основа из ацетатного шелка,
клеячий адгезив.

Дата изготовления:

партия:

Маркировка медицинского изделия «Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018»

Вариант исполнения 4. Пластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, размером (ширина x длина): (5,0 x 500) см



Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия «Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018».

Вариант исполнения 1. Пластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе,

пластырь

медицинский фиксирующий
нестерильный
по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018
на полимерной основе

НАЗНАЧЕНИЕ: применять для фиксации перевязочных средств, защитных повязок, тампонов, зондов, катетеров, канюль, и т.д.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
- очистить кожу
- наложить на рану повязку (установить катетер) и зафиксировать пластырем
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- аллергия на компоненты изделия
- не допускать контакта с открытыми ранами
СОСТАВ: основа из микроперфорированного полиэтилена, винил-акрилатный адгезив.


Дата изготовления:
партия:

5 см x 500 см
размер пластыря

4 шт.

Производитель: ООО «Эверс», РФ, 141983, Московская обл., г.о.Дубна, г.Дубна, пр-кт Науки, д.13, тел. +7 (499) 707-10-09, www.evers.ru.
Место производства: ООО «Эверс», Московская обл., г.о.Дубна, г.Дубна, пр-кт Науки, д.13.

Срок годности: 5 лет.
Хранить в сухом месте, при температуре от +5° до +30°С и влажности не более 80%.
Утилизировать по СанГиги 2.1.3684-21, класс А
ТУ 21.20.24-003-15886239-2018
РУ ...

Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018».

Вариант исполнения 1. Пластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе

пластырь

медицинский фиксирующий нестерильный

по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018

на полимерной основе

Производитель: ООО «Эверс», РФ, 141983, Московская обл., г.о.Дубна, г.Дубна, пр-кт Науки, д.13, тел. +7 (499) 707-10-09, www.evers.ru.

Место производства: ООО «Эверс», Московская обл., г.о.Дубна, г.Дубна, пр-кт Науки, д.13.

Срок годности: 5 лет.

Хранить в сухом месте, при температуре от +5° до +30°С и влажности не более 80%.

Утилизировать по СанГиги 2.1.3684-21, класс А

ТУ 21.20.24-003-15886239-2018

РУ ...

Дата изготовления:

партия:

5 см x 500 см
размер пластыря

20 шт.

5 коробок по 4 шт.





Прошито, пронумеровано и заверено печатью

6 (шесть) листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Эверс»

Хорунжий И.О.




Хорунжин И.О.

«03» июля 2024 г

по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018


Общий вид медицинского изделия: Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018.

Вариант исполнения 1. Пластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе.




Общий вид медицинского изделия: Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018.

Вариант исполнения 2. Пластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе.




Общий вид медицинского изделия: Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018.

Вариант исполнения 3. Пластырь медицинский фиксирующий на шелковой основе.



Общий вид медицинского изделия: Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018.

Вариант исполнения 4. Пластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе.



Общий вид упаковки медицинского изделия:

«Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018»

Вариант исполнения 1. Пластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе.



Общий вид упаковки медицинского изделия:

«Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018»

Вариант исполнения 2. Пластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе.



Общий вид упаковки медицинского изделия:

«Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018»

Вариант исполнения 3. Пластырь медицинский фиксирующий на шелковой основе.



Общий вид упаковки медицинского изделия:

«Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018»

Вариант исполнения 4. Пластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе.



Общий вид медицинского изделия:

Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018

в потребительской упаковке

Вариант исполнения 1. Пластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе.

пластырь

медицинский фиксирующий
нестерильный

по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018

на полимерной основе

5 см x 500 см
размер пластыря

4 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ: применить для фиксации
перевязочных средств, защитных повязок,
тампонов, зондов, катетеров, канюль, и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- очистить кожу
- наложить на рану повязку (установить катетер) и зафиксировать пластырем

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- аллергия на компоненты изделия
- не допускать контакта с открытыми ранами

СОСТАВ: основа из микроперфорированного
полиэтилена, винил-акрилатный адгезив.



Дата изготовления:

партия:

Производитель: ООО «Эверс», РФ, 141983,
Московская обл., г.о. Дубна, г. Дубна, пр-кт Науки,
д. 13, тел. +7 (499) 707-10-09, www.evers.ru.

Место производства: ООО «Эверс», Московская
обл., г.о. Дубна, г. Дубна, пр-кт Науки, д. 13.

Срок годности: 5 лет.

Хранить в сухом месте, при температуре от +5°
до +30°C и влажности не более 80%.

Утилизировать по СанПин 2.1.3684-21,
класс А

ТУ 21.20.24-003-15886239-2018


РУ ...

Общий вид медицинского изделия:

Пластырь медицинский фиксирующий нестерильный по ТУ 21.20.24-003-15886239-2018

в транспортной упаковке

Вариант исполнения 1. Пластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе





Прошито, пронумеровано и заверено печатью

11 (одинадцать) листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Эверс»

Хорунжин И.О.

