



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МЕДХЕЛТ ГРУПП»
Куликов С. И.

«27» мая 2024 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия
«Станция инфузионная рабочая Medcaptain в вариантах
исполнения с принадлежностями»**

Станция инфузионная рабочая Medcaptain в вариантах исполнения с принадлежностями

I. Станция инфузионная рабочая Medcaptain MS-100 с принадлежностями



Станция инфузионная рабочая Medcaptain MS-100 в сборе



Блок корпуса




Крышка блока корпуса



Шнур питания станции



Программное обеспечение iCMS на USB-носителе



Монитор HID-2132



Интерфейсный кабель



Шнур питания с блоком питания для подключения монитора




Кнопка вызова медсестры



Сканер штрих-кодов



Настольная подставка для монитора



Передвижная тележка



Настенное крепление для монитора



Кронштейн

II. Станция инфузионная рабочая Medcaptain HP-80 PRO с принадлежностями




Станция инфузионная рабочая Medcaptain HP-80 PRO в сборе



Блок корпуса



Крышка блока корпуса



Шнур питания станции



Программное обеспечение iCMS на USB-носителе




Кнопка вызова медсестры



Сканер штрих-кодов



Кронштейн



Передвижная тележка

III. Станция инфузионная рабочая Medcaptain HP-80 MRI с принадлежностями



Станция инфузионная рабочая Medcaptain HP-80 MRI в сборе



Станция инфузионная рабочая Medcaptain HP-80 MRI в сборе



Блок основной



Тележка для инфузионной рабочей станции




Шнур питания станции



Монитор HID-2132



Шнур питания с блоком питания для подключения монитора




Оптический кабель




Программное обеспечение iCMS на USB-носителе



Настольная подставка для монитора



Передвижная тележка




Настенное крепление для монитора



Транспортная упаковка Станции



Заводская маркировка транспортной упаковки на примере
Станции инфузионной рабочей Medcaptain HP-80 PRO



Упаковка отдельных элементов станции



Маркировка сканера




Маркировка кнопки вызова медсестры



Заводская маркировка Станции инфузионной рабочей Medcaptain MS-100
 (данная маркировка не будет перекрываться маркировкой на русском языке)




Заводская маркировка Станции инфузионной рабочей Medcaptain HP-80 MRI
(данная маркировка не будет перекрываться маркировкой на русском языке)



Заводская маркировка Станции инфузионной рабочей Medcaptain HP-80 PRO
(данная маркировка не будет перекрываться маркировкой на русском языке)



Заводская маркировка Монитора HID-2132



Заводская маркировка Тележки для инфузионной рабочей станции

Станция инфузионная рабочая Medcaptain

Модель: MS-100

MEDCAPTAIN

Электропитание: 100–240 В, переменный ток, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

Не более 200 ВА для одной станции
Не более 600 ВА для комбинации из трех станций

Масса: 3 кг

Допустимая рабочая нагрузка:

9 кг для одной станции

В зависимости от степени защиты от поражения электрическим током: класс I

IP23

Номер и дата регистрационного удостоверения:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055

Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя: ООО «МЕДХЕЛП ГРУПП»

Юридический адрес: 125466, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Куркино, Ул. Новогорская, д. 71, ком. 105

тел./факс: Тел. +7(495) 543-57-46 info@med-h.ru



XXXXXX
XX



XXXXXX
XX



CE 012



Макет маркировки на русском языке Станции инфузионной рабочей Medcaptain MS-100

(данная маркировка будет наклеиваться рядом с оригинальной заводской маркировкой изделия)

Станция инфузионная рабочая Medcaptain			
Модель: HP-80 MRI		MEDCAPTAIN	
Электропитание:	100–240 В, переменный ток, 50/60 Гц	Потребляемая мощность:	Не более 200 ВА
Масса:	56 кг (при монтаже на стойке)	Допустимая рабочая нагрузка:	9 кг
В зависимости от степени защиты от поражения электрическим током: класс I		IP33	
Номер и дата регистрационного удостоверения: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
 MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			
Уполномоченный представитель производителя: ООО «МЕДХЕЛП ГРУПП»			
Юридический адрес: 125466, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Куркино, Ул. Новогорская, д. 71, ком. 105			
тел./факс: Тел. +7(495) 543-57-46 info@med-h.ru			
 XXXXXX XX	 SN XXXXXX XX	   012	

**Макет маркировки на русском языке
Станции инфузионной рабочей Medcaptain HP-80 MRI**

(данная маркировка будет наклеиваться рядом с оригинальной заводской маркировкой изделия)

Станция инфузионная рабочая Medcaptain		
Модель: HP-80 PRO		MEDCAPTAIN
Электропитание:	100–240 В, переменный ток, 50/60 Гц	Потребляемая мощность: Не более 200 ВА для одной станции Не более 600 ВА для комбинации из трех станций
Масса:	3 кг	Допустимая рабочая нагрузка: 9 кг для одной станции
В зависимости от степени защиты от поражения электрическим током: класс I		IP23
Номер и дата регистрационного удостоверения: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
Уполномоченный представитель производителя: ООО «МЕДХЕЛП ГРУПП»		
Юридический адрес: 125466, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Куркино, Ул. Новогорская, д. 71, ком. 105		
тел./факс: Тел. +7(495) 543-57-46 info@med-h.ru		
 XXXXXX XX	 SN XXXXXX XX	  CE 012 

**Макет маркировки на русском языке
Станции инфузионной рабочей Medcaptain HP-80 PRO**

(данная маркировка будет наклеиваться рядом с оригинальной заводской маркировкой изделия)

Прошито, пронумеровано и
Скреплено печатью

49

лист

Генеральный директор
ООО «МЕДХЕЛП ГРУПП»

