

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Мерид Медикал»

Сен Тапас

«05» февраля 2024 г.

М.П.





**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Система эндопротезирования тазобедренного сустава LATITUD™
(Hip Replacement System LATITUD™)**

Редакция 6


Модульная головка бедренной кости (Modular Femoral Head)




Дизайн и маркировка наружной коробки (потребительской упаковки) изделия «Модульная головка бедренной кости (Modular Femoral Head)»




Наружная крышка Тувек с маркировкой – элемент упаковки изделия «Модульная головка бедренной кости (Modular Femoral Head)»




Внешний блистерный лоток из ПЭТГ с изделием внутри «Модульная головка бедренной кости (Modular Femoral Head)»




Внутренняя крышка Tyvek – элемент упаковки изделия «Модульная головка бедренной кости (Modular Femoral Head)»




Внутренний блистерный лоток из ПЭТГ с изделием внутри «Модульная головка бедренной кости (Modular Femoral Head)»




Пена РЕ – элемент упаковки изделия «Модульная головка бедренной кости (Modular Femoral Head)»



Фиксатор – элемент упаковки изделия «Модульная головка бедренной кости (Modular Femoral Head)»




Лист TPU – элемент упаковки изделия «Модульная головка бедренной кости (Modular Femoral Head)»




**Общий вид изделия и маркировки изделия. Модульная головка бедренной кости
(Modular Femoral Head)**


Чашка цементной фиксации (Cemented Cup)




Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) изделия «Чашка цементной фиксации (Cemented Cup)»




Наружная крышка Tyvek с маркировкой – элемент упаковки изделия «Чашка цементной фиксации (Cemented Cup)»




Внешний блистерный лоток из ПЭТГ с изделием внутри «Чашка цементной фиксации (Cemented Cup)»




Внутренняя крышка Tyvek– элемент упаковки изделия «Чашка цементной фиксации (Cemented Cup)»




Внутренний блистерный лоток из ПЭТГ с изделием внутри «Чашка цементной фиксации (Cemented Cup)»




Внутренняя упаковка с изделием внутри «Чашка цементной фиксации (Cemented Cup)»




Внутренняя упаковка с изделием внутри «Чашка цементной фиксации (Cemented Cup)»



Пена РЕ – элемент упаковки изделия «Чашка цементной фиксации (Cemented Cup)»



Фиксатор – элемент упаковки изделия «Чашка цементной фиксации (Cemented Cup)»




Лист ТПУ – элемент упаковки изделия «Чашка цементной фиксации (Cemented Cup)»





Общий вид маркировки изделия. Чашка цементной фиксации (Cemented Cup)


Костный винт (Bone screw)



Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) изделия «Костный винт (Bone screw)»



Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) и маркировки изделия «Костный винт (Bone screw)»



Внешний пакет Тувек и маркировка изделия «Костный винт (Bone screw)»



Внешний пакет Tyvek и маркировка изделия «Костный винт (Bone screw)»



Внутренний чехол TPU. Костный винт (Bone screw).



Общий вид изделия. Костный винт (Bone screw)





Общий вид маркировки изделия. Костный винт (Bone screw)


Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem)




Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) изделия «Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem)»




Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) изделия и маркировки
«Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem)»




Наружная крышка Tyvek с маркировкой – элемент упаковки изделия «Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem)»




Внешний блистерный лоток из ПЭТГ – элемент упаковки изделия «Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem)»




Внутренняя крышка Туvek – элемент упаковки изделия «Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem)»




Общий вид изделия в блистерном лотке «Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem)»




Пена (PE)/ Децентрированная пена. «Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem)»




Пена (PE)/ Нижняя пена, большая. «Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem)»



Пена (PE)/ Трапециевидная пена. «Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem)»




Внутренний блистерный лоток из ПЭТГ– элемент упаковки изделия «Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem)»



Общий вид изделия «Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem)»




Общий вид изделия и маркировки изделия. Бедренная ножка цементной фиксации
(Cemented Femoral Stem)





Общий вид маркировки изделия. Бедренная ножка цементной фиксации
(Cemented Femoral Stem)


Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)



Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) изделия «Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)»



Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) изделия и маркировки
«Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)»




Наружная крышка Tyvek с маркировкой – элемент упаковки изделия «Биполярная моноклочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)»


LOT 05B1204A	REF BABL-59/28
LATITUD™ Hip Replacement System	
BIPOLAR MONOBLOCK SHELL - HIP COMPONENT SIZE 59mm/28mm	
 02-2016  01-2021	 Sterilization Date 06-02-2016
 Meril Healthcare Pvt. Ltd. Orthopedics	STERILE EO M. L. No.G/28/1465 ILHSE000

LOT 05B1204A	REF BABL-59/28
LATITUD™ Hip Replacement System	
BIPOLAR MONOBLOCK SHELL - HIP COMPONENT SIZE 59mm/28mm	
 02-2016  01-2021	 Sterilization Date 06-02-2016
 Meril Healthcare Pvt. Ltd. Orthopedics	STERILE EO M. L. No.G/28/1465 ILHSE000


Маркировка внутренней упаковки. Биполярная моноклочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)





Внешний блистерный лоток из ПЭТГ – элемент упаковки изделия «Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)»




Внутренняя крышка Tyvek изделия – элемент упаковки изделия «Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)»




Внутренний блистерный лоток из ПЭТГ изделия «Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)»




Внутренний блистерный лоток из ПЭТТ с изделием внутри «Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)»



Фиксатор – элемент упаковки изделия «Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)»




Пена РЕ – элемент упаковки изделия «Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)»



Лист TPU – элемент упаковки изделия «Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)»



Общий вид изделия «Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)»





Маркировка изделия «Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell)»


Модульная чашка (Modular Shell)




Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) изделия «Модульная чашка (Modular Shell)»



Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) изделия и маркировки
«Модульная чашка (Modular Shell)»




Внешний блистерный лоток из ПЭТГ изделия «Модульная чашка (Modular Shell)»




Внутренний блистерный лоток из ПЭТГ изделия «Модульная чашка (Modular Shell)»




Наружная крышка Тувек с маркировкой – элемент упаковки изделия «Модульная чашка (Modular Shell)»




Общий вид элементов внутренней упаковки изделия «Модульная чашка (Modular Shell)»




Фиксатор – элемент упаковки изделия «Модульная чашка (Modular Shell)»




Пена РЕ – элемент упаковки изделия «Модульная чашка (Modular Shell)»





Лист TPU – элемент упаковки изделия «Модульная чашка (Modular Shell)»



Маркировка изделия «Модульная чашка (Modular Shell)»




Общий вид изделия и маркировки изделия. Модульная чашка (Modular Shell)





Общий вид: Модульная чашка (Modular Shell)


Модульный вкладыш (Modular Liner)



Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) изделия «Модульный вкладыш (Modular Liner)»




Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) и маркировки изделия «Модульный вкладыш (Modular Liner)»




Внешний блистерный лоток из ПЭТГ – элемент упаковки изделия «Модульный вкладыш (Modular Liner)»




Наружная крышка Tyvek– элемент упаковки изделия «Модульный вкладыш (Modular Liner)»




Внутренняя крышка Tyvek – элемент упаковки изделия «Модульный вкладыш (Modular Liner)»




Внутренний блистерный лоток из ПЭТГ – элемент упаковки изделия «Модульный вкладыш (Modular Liner)»




Внутренний блистерный лоток из ПЭТГ – элемент упаковки изделия «Модульный вкладыш (Modular Liner)»




Общий вид изделия во внутренней блистерной упаковке из ПЭТГ «Модульный вкладыш (Modular Liner)»





Фиксатор – элемент упаковки изделия «Модульный вкладыш (Modular Liner)»




Пена РЕ – элемент упаковки изделия «Модульный вкладыш (Modular Liner)»



Лист TPU – элемент упаковки изделия «Модульный вкладыш (Modular Liner)»




Общий вид изделия и маркировки изделия: Модульный вкладыш (Modular Liner)




Макет маркировки изделия «Модульный вкладыш (Modular Liner)»*


Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)



Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) изделия «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»



Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) и маркировки изделия
 «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»




Внешний блистерный лоток из ПЭТГ– элемент упаковки изделия «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»




Наружная крышка Tyvek– элемент упаковки изделия «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»




Наружная крышка Тувек с маркировкой – элемент упаковки изделия «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»




Внутренняя крышка Тувек – элемент упаковки изделия «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»



Внутренний блистерный лоток из ПЭТГ – элемент упаковки изделия «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»




Внутренний блистерный лоток из ПЭТГ – элемент упаковки изделия «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»




Общий вид изделия во внутренней блистерной упаковке из ПЭТГ «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»




Фиксатор – элемент упаковки изделия «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»





Пена РЕ – элемент упаковки изделия «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»




Лист ТПУ – элемент упаковки изделия «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»





Общий вид изделия и маркировки изделия: «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»





Макет маркировки изделия «Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique)»*

***На каждое изделие нанесена маркировка, различимая визуально. Фотографические изображения из-за преломления света не позволяют передать маркировку на изделии.**


Модульная головка бедренной кости Bioloх Delta (Modular Femoral Head Bioloх Delta)



Общий вид изделия и маркировки наружной коробки (потребительской упаковки) на примере:
Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 40/40+, конус 12/14 (taper
12/14, Ceramic, size: 40/40+, Bioloх Delta Modular Femoral Head)




Общий вид изделия и маркировки наружной коробки (потребительской упаковки) на примере: Керамическая модульная головка бедренной кости BioloX Delta, размер 40/40+, конус 12/14 (taper 12/14, Ceramic, size: 40/40+, BioloX Delta Modular Femoral Head)




Внешний блистерный лоток из ПЭТГ– элемент упаковки изделия «Керамическая модульная головка бедренной кости Biolox Delta (Ceramic, Biolox Delta Modular Femoral Head)»




Наружная крышка Тувек с маркировкой – элемент упаковки изделия «Керамическая модульная головка бедренной кости Biolog Delta (Ceramic, Biolog Delta Modular Femoral Head)»




Внутренняя крышка Tyvek – элемент упаковки изделия «Керамическая модульная головка бедренной кости Biolox Delta (Ceramic, Biolox Delta Modular Femoral Head)»




Внутренний блистерный лоток из ПЭТГ– элемент упаковки изделия «Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta (Ceramic, Bioloх Delta Modular Femoral Head)»





Фиксатор – элемент упаковки изделия «Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta (Ceramic, Bioloх Delta Modular Femoral Head)»



Пена РЕ – элемент упаковки изделия «Керамическая модульная головка бедренной кости Biolox Delta (Ceramic, Biolox Delta Modular Femoral Head)»



Лист ТПУ – элемент упаковки изделия «Керамическая модульная головка бедренной кости Biolox Delta (Ceramic, Biolox Delta Modular Femoral Head)»




Общий вид изделия и маркировки на примере: Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 40/40+, конус 12/14 (taper 12/14, Ceramic, size: 40/40+, Bioloх Delta Modular Femoral Head)



Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)



Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) изделия: Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)




Общий вид наружной коробки (потребительской упаковки) с маркировкой. Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)




Наружная крышка Туевк изделия с маркировкой «Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)»




Внешний блистерный лоток из ПЭТГ изделия «Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)»




Внутренняя крышка Tyvek изделия «Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)»




Внутренний блистерный лоток из ПЭТГ изделия «Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)»



Фиксатор – элемент внутренней упаковки изделия «Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)»




Общий вид элементов внутренней упаковки изделия «Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)»




Общий вид изделия «Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)»




Маркировка изделия «Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)»




Пена (PE)/ Центральная пена. Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)



Пена (PE)/ Децентрированная пена. Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)




Пена (РЕ)/ Нижняя пена, большая. Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)




Пена (РЕ)/ Нижняя пена, малая. Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem)

Заглушка апикального отверстия (Apical Hole Occluder)



Общий вид картонной коробки / внешней коробки изделия «Заглушка апикального отверстия (Apical Hole Occluder)»




Общий вид картонной коробки / внешней коробки, маркировки изделия «Заглушка
апикального отверстия (Apical Hole Occluder)»





Внешний пакет Тувек изделия «Заглушка апикального отверстия (Apical Hole Occluder)»



Внешний пакет Tyvek изделия «Заглушка апикального отверстия (Apical Hole Occluder)»/вид с обратной стороны




Внутренний чехол TPU изделия «Заглушка апикального отверстия (Apical Hole Occluder)»





Общий вид изделия и его маркировки «Заглушка апикального отверстия (Apical Hole Occluder)»


Централизатор (Centralizer)




Общий вид упаковки. Картонная коробка / внешняя коробка на примере:
«Централизатор (Centralizer)»




Общий вид упаковки. Картонная коробка / внешняя коробка на примере:
«Централизатор (Centralizer)»



Пакет Tyvek с маркировкой. Централизатор малый, размер малый (Centralizer Small, Size Small)




Внутренний чехол TPU





Общий вид:

Централизатор малый, размер малый (Centralizer Small, Size Small)

Ограничитель цемента (Cement Restrictor)




Общий вид упаковки. Картонная коробка / внешняя коробка на примере: Ограничитель цемента, средний размер (Cement Restrictor, Size Medium)




Общий вид упаковки и маркировки. Картонная коробка / внешняя коробка Ограничитель цемента, средний размер (Cement Restrictor, Size Medium)



Общий вид упаковки и маркировки. Картонная коробка / внешняя коробка Ограничитель цемента, средний размер (Cement Restrictor, Size Medium)




Пакет Тувек и маркировка. Ограничитель цемента, средний размер (Cement Restrictor, Size Medium)



Внутренний чехол TPU



Вид сверху



Общий вид:

Ограничитель цемента, средний размер (Cement Restrictor, Size Medium)

**Система эндопротезирования тазобедренного сустава LATITUD™
(Hip Replacement System LATITUD™)**

Наименование компонента: _____

СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО

РУ № _____ от ЧЧ.ММ.ГГГГ.

Условия хранения: при температуре от +15°C до +30°C и относительной влажности (40±5)%.
Хранить в месте, защищенном от попадания солнечных лучей.



Orthopedics



Meril Healthcare Pvt. Ltd.

First Floor H1-H3, Meril Park, Survey No
135/2/B & 174/2 Muktanand. Marg. Chala.
Vapi - 386191. Gujarat, India

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО "Мерил Медикал", 108811, Россия, г.
Москва, вн.тер.г. поселение Московский,
Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, д. 4/4,
помещ. 2/1

E-mail: tapas.sen@marillife.com

Макет стикера для потребительской упаковки при поставке в РФ



Общий вид третичной (транспортной) упаковки

**Система эндопротезирования тазобедренного сустава LATITUD™
(Hip Replacement System LATITUD™)**

Состав:

Наименование компонента	Номер по каталогу	Номер партии	Дата изготовления	Срок годности до	Кол-во, шт.
1.....					
2.....					
3.....					
4.....					

РУ № _____ от ЧЧ.ММ.ГГГГ.

Условия хранения: при температуре от +15 °C до +30 °C и относительной влажности (40±5)%. Хранить в месте, защищенном от попадания солнечных лучей.

Условия транспортировки: при температуре от +15 °C до +30 °C и относительной влажности (40±5)%.



Meril Healthcare Pvt. Ltd.
First Floor H1-H3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2 Muktanand, Marg, Chala, Vapi - 396191, Gujarat, India




STERILE

15° C — 30° C






Общий вид третичной (транспортной) маркировки (при поставке в РФ)

ПРИЛОЖЕНИЕ

(СПРАВОЧНОЕ)

СОСТАВ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система эндопротезирования тазобедренного сустава LATITUD™ (Hip Replacement System LATITUD™), в составе:

1. Компоненты ацетабулярной чашки, в составе:

1. Модульная чашка (Modular Shell), варианты исполнения:

1.1. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 40/35 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 40/35, Modular Shell).

1.2. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 42/37 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 42/37, Modular Shell).

1.3. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 44/37 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 44/37, Modular Shell).

1.4. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 46/40 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 46/40, Modular Shell).

1.5. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 48/40 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 48/40, Modular Shell).

1.6. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 50/44 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 50/44, Modular Shell).

1.7. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 52/44 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 52/44, Modular Shell).

1.8. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 54/44 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 54/44, Modular Shell).

1.9. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 56/48 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 56/48, Modular Shell).

1.10. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 58/48 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 58/48, Modular Shell).

1.11. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 60/52 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 60/52, Modular Shell).

1.12. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 62/52 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 62/52, Modular Shell).

1.13. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 64/52 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 64/52, Modular Shell).

1.14. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 66/52 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 66/52, Modular Shell).

1.15. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 68/52 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 68/52, Modular Shell).

1.16. Модульная чашка, бесцементная фиксация, Ti6Al4V-ELI, размер 70/52 (Cementless Ti6Al4V-ELI, size 70/52, Modular Shell).

2. Модульный вкладыш (Modular Liner), варианты исполнения:

2.1. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 35/22 (HXLPE size 35/22 Modular Liner).

2.2. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 35/28 (HXLPE size 35/28 Modular Liner).

2.3. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 37/22 (HXLPE size 37/22 Modular Liner).

2.4. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 37/28 (HXLPE size 37/28 Modular Liner).

2.5. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 40/28 (HXLPE size 40/28 Modular Liner).

2.6. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 40/32 (HXLPE size 40/32 Modular Liner).

- 2.7. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 44/28 (HXLPE size 44/28 Modular Liner).
- 2.8. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 44/32 (HXLPE size 44/32 Modular Liner).
- 2.9. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 44/36 (HXLPE size 44/36 Modular Liner).
- 2.10. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 48/28 (HXLPE size 48/28 Modular Liner).
- 2.11. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 48/32 (HXLPE size 48/32 Modular Liner).
- 2.12. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 48/36 (HXLPE size 48/36 Modular Liner).
- 2.13. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 48/40 (HXLPE size 48/40 Modular Liner).
- 2.14. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 52/32 (HXLPE size 52/32 Modular Liner).
- 2.15. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 52/36 (HXLPE size 52/36 Modular Liner).
- 2.16. Модульный вкладыш, HXLPE, размер 52/40 (HXLPE size 52/40 Modular Liner).
3. Вкладыш 10° Косой (Liner 10° Oblique), варианты исполнения:
 - 3.1. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 35\22, (HXLPE size 35\22 Liner 10° Oblique).
 - 3.2. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 35\28, (HXLPE size 35\28 Liner 10° Oblique).
 - 3.3. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 37\22, (HXLPE, size 37\22 Liner 10° Oblique).
 - 3.4. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 37\28, (HXLPE size 37\28 Liner 10° Oblique).
 - 3.5. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 40/28, (HXLPE size 40/28 Liner 10° Oblique).
 - 3.6. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 40/32, (HXLPE size 40/32 Liner 10° Oblique).
 - 3.7. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 44/28, (HXLPE size 44/28 Liner 10° Oblique).
 - 3.8. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 44/32, (HXLPE size 44/32 Liner 10° Oblique).
 - 3.9. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 44/36, (HXLPE size 44/36 Liner 10° Oblique).
 - 3.10. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 48/28, (HXLPE size 48/28 Liner 10° Oblique).
 - 3.11. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 48/32, (HXLPE size 48/32 Liner 10° Oblique).
 - 3.12. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 48/36, (HXLPE size 48/36 Liner 10° Oblique).
 - 3.13. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 48/40, (HXLPE size 48/40 Liner 10° Oblique).
 - 3.14. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 52/32, (HXLPE size 52/32 Liner 10° Oblique).
 - 3.15. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 52/36, (HXLPE size 52/36 Liner 10° Oblique).
 - 3.16. Вкладыш 10° Косой, HXLPE, размер 52/40, (HXLPE size 52/40 Liner 10° Oblique).
4. Чашка цементной фиксации (Cemented Cup), варианты исполнения:
 - 4.1. Чашка цементной фиксации 10°, размер 38/22, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 38/22, UHMWPE+SS 316LVM).
 - 4.2. Чашка цементной фиксации 10°, размер 40/22, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 40/22, UHMWPE+SS 316LVM).
 - 4.3. Чашка цементной фиксации 10°, размер 42/22, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 42/22, UHMWPE+SS 316LVM).
 - 4.4. Чашка цементной фиксации 10°, размер 44/22, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 44/22, UHMWPE+SS 316LVM).
 - 4.5. Чашка цементной фиксации 10°, размер 44/28, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 44/28, UHMWPE+SS 316LVM).
 - 4.6. Чашка цементной фиксации 10°, размер 46/28, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 46/28, UHMWPE+SS 316LVM).
 - 4.7. Чашка цементной фиксации 10°, размер 48/28, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 48/28, UHMWPE+SS 316LVM).
 - 4.8. Чашка цементной фиксации 10°, размер 48/32, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 48/32, UHMWPE+SS 316LVM).
 - 4.9. Чашка цементной фиксации 10°, размер 50/28, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 50/28, UHMWPE+SS 316LVM).
 - 4.10. Чашка цементной фиксации 10°, размер 50/32, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 50/32, UHMWPE+SS 316LVM).
 - 4.11. Чашка цементной фиксации 10°, размер 52/28, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 52/28, UHMWPE+SS 316LVM).

- 4.12. Чашка цементной фиксации 10°, размер 52/32, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 52/32, UHMWPE+SS 316LVM).
- 4.13. Чашка цементной фиксации 10°, размер 52/36, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 52/36, UHMWPE+SS 316LVM).
- 4.14. Чашка цементной фиксации 10°, размер 56/28, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 56/28, UHMWPE+SS 316LVM).
- 4.15. Чашка цементной фиксации 10°, размер 56/32, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 56/32, UHMWPE+SS 316LVM).
- 4.16. Чашка цементной фиксации 10°, размер 56/36, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 56/36, UHMWPE+SS 316LVM).
- 4.17. Чашка цементной фиксации 10°, размер 56/40, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 56/40, UHMWPE+SS 316LVM).
- 4.18. Чашка цементной фиксации 10°, размер 60/28, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 60/28, UHMWPE+SS 316LVM).
- 4.19. Чашка цементной фиксации 10°, размер 60/32, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 60/32, UHMWPE+SS 316LVM).
- 4.20. Чашка цементной фиксации 10°, размер 60/36, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 60/36, UHMWPE+SS 316LVM).
- 4.21. Чашка цементной фиксации 10°, размер 60/40, UHMWPE +SS 316LVM (10° Cemented Cup Size 60/40, UHMWPE+SS 316LVM).
5. Модульная головка бедренной кости (Modular Femoral Head), варианты исполнения:
 - 5.1. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 22/00 (12/14 Taper CoCr 22/00 Modular Femoral Head).
 - 5.2. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 22/35+ (12/14 Taper CoCr 22/35+ Modular Femoral Head).
 - 5.3. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 28/35- (12/14 Taper CoCr 28/35- Modular Femoral Head).
 - 5.4. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 28/00 (12/14 Taper CoCr 28/00 Modular Femoral Head).
 - 5.5. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 28/35+ (12/14 Taper CoCr 28/35+ Modular Femoral Head).
 - 5.6. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 28/70+ (12/14 Taper CoCr 28/70+ Modular Femoral Head).
 - 5.7. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 32/40- (12/14 Taper CoCr 32/40- Modular Femoral Head).
 - 5.8. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 32/00 (12/14 Taper CoCr 32/00 Modular Femoral Head).
 - 5.9. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 32/40+ (12/14 Taper CoCr 32/40+ Modular Femoral Head).
 - 5.10. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 32/70+ (12/14 Taper CoCr 32/70+ Modular Femoral Head).
 - 5.11. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 36/40- (12/14 Taper CoCr 36/40- Modular Femoral Head).
 - 5.12. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 36/00 (12/14 Taper CoCr 36/00 Modular Femoral Head).
 - 5.13. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 36/40+ (12/14 Taper CoCr 36/40+ Modular Femoral Head).
 - 5.14. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 36/70+ (12/14 Taper CoCr 36/70+ Modular Femoral Head).

- 5.15. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 40/40- (12/14 Taper CoCr 40/40- Modular Femoral Head).
- 5.16. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 40/00 (12/14 Taper CoCr 40/00 Modular Femoral Head).
- 5.17. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 40/40+ (12/14 Taper CoCr 40/40+ Modular Femoral Head).
- 5.18. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, CoCr, размер 40/70+ (12/14 Taper CoCr 40/70+ Modular Femoral Head).
- 5.19. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 22/00 (12/14 Taper HNSS 22/00 Modular Femoral Head).
- 5.20. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 22/35+ (12/14 Taper HNSS 22/35+ Modular Femoral Head).
- 5.21. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 28/00 (12/14 Taper HNSS 28/00 Modular Femoral Head).
- 5.22. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 28/35+ (12/14 Taper HNSS 28/35+ Modular Femoral Head).
- 5.23. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 28/70+ (12/14 Taper HNSS 28/70+ Modular Femoral Head).
- 5.24. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 28/35- (12/14 Taper HNSS 28/35- Modular Femoral Head).
- 5.25. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 32/00 (12/14 Taper HNSS 32/00 Modular Femoral Head).
- 5.26. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 32/40+ (12/14 Taper HNSS 32/40+ Modular Femoral Head).
- 5.27. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 32/70+ (12/14 Taper HNSS 32/70+ Modular Femoral Head).
- 5.28. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 32/40- (12/14 Taper HNSS 32/40- Modular Femoral Head).
- 5.29. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 36/00 (12/14 Taper HNSS 36/00 Modular Femoral Head).
- 5.30. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 36/40+ (12/14 Taper HNSS 36/40+ Modular Femoral Head).
- 5.31. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 36/70+ (12/14 Taper HNSS 36/70+ Modular Femoral Head).
- 5.32. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 36/40- (12/14 Taper HNSS 36/40- Modular Femoral Head).
- 5.33. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 40/00 (12/14 Taper HNSS 40/00 Modular Femoral Head).
- 5.34. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 40/40+ (12/14 Taper FTNSS 40/40+ Modular Femoral Head).
- 5.35. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 40/70+ (12/14 Taper HNSS 40/70+ Modular Femoral Head).
- 5.36. Модульная головка бедренной кости, конус 12/14, HNSS, размер 40/40- (12/14 Taper HNSS 40/40- Modular Femoral Head).
6. Модульная головка бедренной кости Bioloх Delta (Modular Femoral Head Bioloх Delta), варианты исполнения:
 - 6.1. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 28/35-, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 28/35-, taper 12/14).
 - 6.2. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 28/00, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 28/00, taper 12/14).

- 6.3. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 28/35+, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 28/35+, taper 12/14).
- 6.4. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 32/40-, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 32/40-, taper 12/14).
- 6.5. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 32/00, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 32/00, taper 12/14).
- 6.6. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 32/40+, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 32/40+, taper 12/14).
- 6.7. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 32/70+, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 32/70+, taper 12/14).
- 6.8. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 36/40-, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 36/40-, taper 12/14).
- 6.9. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 36/00, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 36/00, taper 12/14).
- 6.10. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 36/40+, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 36/40+, taper 12/14).
- 6.11. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 36/80+, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 36/80+, taper 12/14).
- 6.12. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 40/40-, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 40/40-, taper 12/14).
- 6.13. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 40/00, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 40/00, taper 12/14).
- 6.14. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 40/40+, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 40/40+, taper 12/14).
- 6.15. Керамическая модульная головка бедренной кости Bioloх Delta, размер 40/80+, конус 12/14 (Bioloх Delta Modular Femoral Head, Ceramic), size 40/80+, taper 12/14).

II. Компоненты биполярной чашки:

1. Биполярная моноблочная чашка (Bipolar Monoblock Shell), варианты исполнения:
 - 1.1. Биполярная моноблочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 37/22 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 37/22 Bipolar Monoblock Shell).
 - 1.2. Биполярная моноблочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 38/22 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 38/22 Bipolar Monoblock Shell).
 - 1.3. Биполярная моноблочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 39/22 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 39/22 Bipolar Monoblock Shell).
 - 1.4. Биполярная моноблочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 40/22 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 40/22 Bipolar Monoblock Shell).
 - 1.5. Биполярная моноблочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 41/22 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 41/22 Bipolar Monoblock Shell).
 - 1.6. Биполярная моноблочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 42/22 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 42/22 Bipolar Monoblock Shell).
 - 1.7. Биполярная моноблочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 43/22 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 43/22 Bipolar Monoblock Shell).
 - 1.8. Биполярная моноблочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 44/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 44/28 Bipolar Monoblock Shell).
 - 1.9. Биполярная моноблочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 45/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 45/28 Bipolar Monoblock Shell).
 - 1.10. Биполярная моноблочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 46/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 46/28 Bipolar Monoblock Shell).
 - 1.11. Биполярная моноблочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 47/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 47/28 Bipolar Monoblock Shell).

- 1.12. Биполярная моноклочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 48/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 48/28 Bipolar Monoblock Shell).
- 1.13. Биполярная моноклочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 49/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 49/28 Bipolar Monoblock Shell).
- 1.14. Биполярная моноклочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 50/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 50/28 Bipolar Monoblock Shell).
- 1.15. Биполярная моноклочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 51/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 51/28 Bipolar Monoblock Shell).
- 1.16. Биполярная моноклочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 53/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 53/28 Bipolar Monoblock Shell).
- 1.17. Биполярная моноклочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 55/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 55/28 Bipolar Monoblock Shell).
- 1.18. Биполярная моноклочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 57/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 57/28 Bipolar Monoblock Shell).
- 1.19. Биполярная моноклочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 59/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 59/28 Bipolar Monoblock Shell).
- 1.20. Биполярная моноклочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 61/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 61/28 Bipolar Monoblock Shell).
- 1.21. Биполярная моноклочная чашка, SS 316 LVM + UHMWPE 1050, размер 63/28 мм (SS 316LVM+UHMWPE 1050 size 63/28 Bipolar Monoblock Shell).

III. Компоненты бедренной ножки, в составе:

1. Бедренная ножка бесцементной фиксации (Uncemented Femoral Stem), варианты исполнения:

- 1.1. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 125°, типовой размер 0 (Ti6Al4V-ELI 125° Standard Size 0 Uncemented Femoral Stem).
- 1.2. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 125°, типовой размер 1 (Ti6Al4V-ELI 125° Standard Size 1 Uncemented Femoral Stem).
- 1.3. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 125°, типовой размер 2 (Ti6Al4V-ELI 125° Standard Size 2 Uncemented Femoral Stem).
- 1.4. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 125°, типовой размер 3 (Ti6Al4V-ELI 125° Standard Size 3 Uncemented Femoral Stem).
- 1.5. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 125°, типовой размер 4 (Ti6Al4V-ELI 125° Standard Size 4 Uncemented Femoral Stem).
- 1.6. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 125°, типовой размер 5 (Ti6Al4V-ELI 125° Standard Size 5 Uncemented Femoral Stem).
- 1.7. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 125°, типовой размер 6 (Ti6Al4V-ELI 125° Standard Size 6 Uncemented Femoral Stem).
- 1.8. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 125°, типовой размер 7 (Ti6Al4V-ELI 125° Standard Size 7 Uncemented Femoral Stem).
- 1.9. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 125°, типовой размер 8 (Ti6Al4V-ELI 125° Standard Size 8 Uncemented Femoral Stem).
- 1.10. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 125°, типовой размер 9 (Ti6Al4V-ELI 125° Standard Size 9 Uncemented Femoral Stem).
- 1.11. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 125°, типовой размер 10 (Ti6Al4V-ELI 125° Standard Size 10 Uncemented Femoral Stem).
- 1.12. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, типовой размер 0 (Ti6Al4V-ELI 135° Standard Size 0 Uncemented Femoral Stem).
- 1.13. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, типовой размер 1 (Ti6Al4V-ELI 135° Standard Size 1 Uncemented Femoral Stem).

- 1.14. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, типовой размер 2 (Ti6Al4V-ELI 135° Standard Size 2 Uncemented Femoral Stem).
- 1.15. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, типовой размер 3 (Ti6Al4V-ELI 135° Standard Size 03 Uncemented Femoral Stem).
- 1.16. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, типовой размер 4 (Ti6Al4V-ELI 135° Standard Size 4 Uncemented Femoral Stem).
- 1.17. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, типовой размер 5 (Ti6Al4V-ELI 135° Standard Size 5 Uncemented Femoral Stem).
- 1.18. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, типовой размер 6 (Ti6Al4V-ELI 135° Standard Size 6 Uncemented Femoral Stem).
- 1.19. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, типовой размер 7 (Ti6Al4V-ELI 135° Standard Size 7 Uncemented Femoral Stem).
- 1.20. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, типовой размер 8 (Ti6Al4V-ELI 135° Standard Size 8 Uncemented Femoral Stem).
- 1.21. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, типовой размер 9 (Ti6Al4V-ELI 135° Standard Size 9 Uncemented Femoral Stem).
- 1.22. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, типовой размер 10 (Ti6Al4V-ELI 135° Standard Size 10 Uncemented Femoral Stem).
- 1.23. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, поперечный размер 0 (Ti6Al4V-ELI 135° Lateral Size 0 Uncemented Femoral Stem).
- 1.24. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, поперечный размер 1 (Ti6Al4V-ELI 135° Lateral Size 1 Uncemented Femoral Stem).
- 1.25. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, поперечный размер 2 (Ti6Al4V-ELI 135° Lateral Size 2 Uncemented Femoral Stem).
- 1.26. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, поперечный размер 3 (Ti6Al4V-ELI 135° Lateral Size 3 Uncemented Femoral Stem).
- 1.27. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, поперечный размер 4 (Ti6Al4V-ELI 135° Lateral Size 4 Uncemented Femoral Stem).
- 1.28. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, поперечный размер 5 (Ti6Al4V-ELI 135° Lateral Size 5 Uncemented Femoral Stem).
- 1.29. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, поперечный размер 6 (Ti6Al4V-ELI 135° Lateral Size 6 Uncemented Femoral Stem).
- 1.30. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, поперечный размер 7 (Ti6Al4V-ELI 135° Lateral Size 7 Uncemented Femoral Stem).
- 1.31. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, поперечный размер 8 (Ti6Al4V-ELI 135° Lateral Size 8 Uncemented Femoral Stem).
- 1.32. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, поперечный размер 9 (Ti6Al4V-ELI 135° Lateral Size 9 Uncemented Femoral Stem).
- 1.33. Бедренная ножка бесцементной фиксации, Ti6Al4V-ELI, 135°, поперечный размер 10 (Ti6Al4V-ELI 135° Lateral Size 10 Uncemented Femoral Stem).
2. Бедренная ножка цементной фиксации (Cemented Femoral Stem), варианты исполнения:
 - 2.1. Бедренная ножка цементной фиксации, High Nitrogen SS, типовой размер 00 (High Nitrogen SS Standard Size 00 Cemented Femoral Stem).
 - 2.2. Бедренная ножка цементной фиксации, High Nitrogen SS, типовой размер 01 (High Nitrogen SS Standard Size 01 Cemented Femoral Stem).
 - 2.3. Бедренная ножка цементной фиксации, High Nitrogen SS, типовой размер 02 (High Nitrogen SS Standard Size 02 Cemented Femoral Stem).
 - 2.4. Бедренная ножка цементной фиксации, High Nitrogen SS, типовой размер 03 (High Nitrogen SS Standard Size 03 Cemented Femoral Stem).

2.5. Бедренная ножка цементной фиксации, High Nitrogen SS, типовой размер 04 (High Nitrogen SS Standard Size 04 Cemented Femoral Stem).

2.6. Бедренная ножка цементной фиксации, High Nitrogen SS, узкий размер 01 (High Nitrogen SS Narrow Size 01 Cemented Femoral Stem).

2.7. Бедренная ножка цементной фиксации, High Nitrogen SS, узкий размер 02 (High Nitrogen SS Narrow Size 02 Cemented Femoral Stem).

2.8. Бедренная ножка цементной фиксации, High Nitrogen SS, узкий размер 03 (High Nitrogen SS Narrow Size 03 Cemented Femoral Stem).

2.9. Бедренная ножка цементной фиксации, High Nitrogen SS, узкий размер 04 (High Nitrogen SS Narrow Size 04 Cemented Femoral Stem).

IV. Вспомогательные компоненты (при необходимости), в составе:

1. Костный винт (Bone screw), варианты исполнения:

1.1. Костный винт, Ti6Al4V-ELI, Ø 6,5 мм, длина 15 мм (Ti6Al4V-ELI Ø 6.5 mm length 15 mm Bone Screw).

1.2. Костный винт, Ti6Al4V-ELI, Ø 6,5 мм, длина 20 мм (Ti6Al4V-ELI Ø 6.5 mm length 20 mm Bone Screw).

1.3. Костный винт, Ti6Al4V-ELI, Ø 6,5 мм, длина 25 мм (Ti6Al4V-ELI Ø 6.5 mm length 25 mm Bone Screw).

1.4. Костный винт, Ti6Al4V-ELI, Ø 6,5 мм, длина 30 мм (Ti6Al4V-ELI Ø 6.5 mm length 30 mm Bone Screw).

1.5. Костный винт, Ti6Al4V-ELI, Ø 6,5 мм, длина 35 мм (Ti6Al4V-ELI Ø 6.5 mm length 35 mm Bone Screw).

1.6. Костный винт, Ti6Al4V-ELI, Ø 6,5 мм, длина 40 мм (Ti6Al4V-ELI Ø 6.5 mm length 40 mm Bone Screw).

1.7. Костный винт, Ti6Al4V-ELI, Ø 6,5 мм, длина 45 мм (Ti6Al4V-ELI Ø 6.5 mm length 45 mm Bone Screw).

1.8. Костный винт, Ti6Al4V-ELI, Ø 6,5 мм, длина 50 мм (Ti6Al4V-ELI Ø 6.5 mm length 50 mm Bone Screw).

2. Заглушка апикального отверстия (Apical Hole Occluder), варианты исполнения:

2.1. Заглушка апикального отверстия, Ti6Al4V-ELI, размер M10, резьба 3.5 мм (Ti6Al4V-ELI Size M10, Threading 3.5 mm, Apical Hole Occluder).

3. Централизатор (Centralizer), варианты исполнения:

3.1. Централизатор малый, размер малый, UHMWPE (UHMWPE, Centralizer Small, Size Small).

3.2. Централизатор универсальный, размер универсальный, UHMWPE (UHMWPE, Centralizer Universal, Size Universal).

4. Ограничитель цемента (Cement Restrictor), варианты исполнения:

4.1. Ограничитель цемента, малый размер, UHMWPE (UHMWPE Cement Restrictor, Size Small).

4.2. Ограничитель цемента, средний размер, UHMWPE (UHMWPE Cement Restrictor, Size Medium).

Эксплуатационная документация:

1. Инструкция по применению.

Прошито и скреплено печатью

