

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«22» декабря 2023 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 3555614


КУСАЙЛО Р. В.



Фотографические изображения изделия:

Реагент для предварительной промывки (PreClean) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro

«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»

(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай





Lifotronic



Lifotronic

PreClean[©]

2×2 L

P/N: 03-R05A000-00133

REF 0320507501

LOT 202306001

2025-06-28



38°C



Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd
Unit A, 4th Floor, Building 1, 5th Yiding Estate, No. 1008
Bengbu Road, Nanshan District, Shenzhen City,
Guangdong Province, 518055, P.R. China



Unedwings Netherlands B.V.
Tweethstraat 1, 2288EC, Rijswijk, The Netherlands
Tel: +31(0) 642738955 E-mail: ar@unedwings.eu



UDI

(01) 0 6970341 68953 7
(17) 230628
(10) 202306001

Lifotronic

Instruction For Use

【Product Name】

PreClean

【Order Information】

REF NO.	Package Size
0320507501	2 × 2 L

【Intended Use】

PreClean is used to remove potentially interfering substances before signal generation - the final step of the analytical procedure.

PreClean is used on ECL immunoassay analyzers in conjunction with assay reagents.

Buffer can be used with all reagent lots.

【Main Components】

0.01 mol/L Phosphate buffer; sodium chloride 20 mmol/L; detergent
≤ 0.1 %; preservative; pH 7.0.

【Materials provided】

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzer eCL9000,
eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i:

- PreClean, 2 × 2 L

【Materials required (but not provided)】

Automated ECL Immunoassay Analyzer eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900,
eCL9900i

- Auffer, 2 × 2 L

- Buffer, 2 × 2 L

【Storage and Shelf Life】

Stored at 4 ~ 30°C, valid for 24 months. The opened solution on the analyzers can
be used 4 weeks.

【Applicable Instrument】

Automated ECL Immunoassay Analyzer:
eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i.

【Assay Procedure】

PreClean is ready for use. Avoid foam formation.

【Precaution and Warning】

For in vitro diagnostic use.

Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents.
Disposal of all waste material should be in accordance with local guidelines.

【Symbol】

Symbol	Title of Symbol	Symbol	Title of Symbol
--------	-----------------	--------	-----------------

Реагент для предварительной промывки (PreClean) для автоматических электрохемилуминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro



Реагент для предварительной промывки

Lifotronic

Instruction For Use

【Product Name】

PreClean

【Order Information】

REF NO.	Package Size
0320507501	2 × 2 L

【Intended Use】

PreClean is used to remove potentially interfering substances before signal generation - the final step of the analytical procedure.

PreClean is used on ECL immunoassay analyzers in conjunction with assay reagents.

Buffer can be used with all reagent lots.

【Main Components】

0.01 mol/L Phosphate buffer ; sodium chloride 20 mmol/L; detergent ≤ 0.1 %; preservative; pH 7.0.

【Materials provided】

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzer eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i:

- PreClean, 2 × 2 L

【Materials required (but not provided)】

Automated ECL Immunoassay Analyzer eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i

- Auffer, 2 × 2 L

- Buffer, 2 × 2 L

【Storage and Shelf Life】

Stored at 4 ~ 30°C, valid for 24 months. The opened solution on the analyzers can be used 4 weeks.

【Applicable Instrument】

Automated ECL Immunoassay Analyzer:

eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i.

【Assay Procedure】

PreClean is ready for use. Avoid foam formation.

【Precaution and Warning】

For in vitro diagnostic use.

Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents. Disposal of all waste material should be in accordance with local guidelines.

【Symbol】

Symbol	Title of Symbol	Symbol	Title of Symbol
--------	-----------------	--------	-----------------

Инструкция по применению

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 6 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

