

Руководитель департамента регистрации

ООО «ИЛС»

Стариковская И.А.

«20» декабря 2023 г.




Фотографические изображения медицинского изделия

**«Система масс-спектрометрического анализа MassARRAY® Dx Analyzer 4 с
модулем подготовки чипов для in vitro диагностики»**

1. Анализатор MassARRAY® Dx Analyzer 4 – 1 шт.



2. Модуль подготовки чипов – 1 шт.



Интегрированный компьютер (не включен в состав)



3. Монитор – 1 лпг.



4. Комплект № 1 – 1 шт., в составе:





4.1. Набор стикеров самоклеющихся «MassARRAY® Dx Analyzer 4» - 1 шт.:




- на 24 лунки - 1 шт.

Agena Bioscience™


MassARRAY® Analyzer 4
24-well configuration

SPC 10321 Rev 1.0 2015-04


- на 96 лунок – 1 шт.




- на 384 лунки» - 1 шт.




4.2. Пинцет, тип 3 изогнутый – 1 шт.



4.3. Пинцет, тип 3 прямой – 1 шт.




4.4. Панель для крепления – 1 шт.



4.5. Кабель, категория 5 синий – 1 шт.



4.6. Ложка для ионообменной смолы – 1 шт.




4.7. Кабель питания – 1 шт.



4.8. Коврик для мыши с логотипом Agena – 1 шт.



4.9. Клавиатура – 1 шт.



4.10. Компьютерная мышь – 1 шт.




4.11. Удлинитель USB M-F – 1 шт.





4.12. Кабель HDMI – 1 шт.


5. Комплект № 2 – 1 шт., в составе:






5.1. Держатель чипов – 1 шт.







5.2. Передняя подножка модуля подготовки чипов – 1 шт.



5.3. Задняя подножка модуля подготовки чипов – 1 шт.



5.4. Кабель питания – 1 шт.



5.5. Теплообменная жидкость (1000 мл) – 1 шт.



5.6. Штуцер 3/8 RS1000 с полиуретановой трубкой – 1 шт.




5.7. Набор кабельных стяжек – 1 шт.:



- Кабельная стяжка нейлоновая – 6 шт.



- Кабельная стяжка с площадкой для крепления нейлоновая – 6 шт.



5.8. Набор винтов – 1 шт.:




- ВИНТ SS 12 мм – 1 шт.




- Винты SS 16 мм – 4 шт.



5.9. Ионообменная смола (28 г) – 1 шт.






5.10. Микрочип SpectroCHIP® - 2 шт.






6. Комплект № 3 – 1 шт., в составе:






6.1. Лоток для ионообменной смолы – 1 шт.




6.2. Решетка питающего бака – 1 шт.



6.3. Верхняя крышка доступа – 1 шт.



6.4. Крышка питающего бака – 1 шт.



6.5. Виалы для калибровочного вещества (0,2 мл) – 10 шт.





Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 49 лист (а/ов)

Руководитель департамента регистрации
ООО «ИДС»



И.А. Стариковская