


Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»
И.И. Левитский
Siemens
Healthcare ООО
QT № 18
«17» июля 2024г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**«Система рентгенодиагностическая LUMINOS Impulse с
принадлежностями»**

Общий вид медицинского изделия «Система рентгенодиагностическая LUMINOS Impulse с принадлежностями»:




Базовый блок

1. Телеуправляемый стол-штатив LUMINOS Impulse




2. Рентгеновский излучатель OPTITOR



3. Рентгеновский генератор POLYDOROS F



4. Коллиматор




5. Устройство измерения суммарной поверхностной дозы




6. Плоский детектор



7. Беспроводной плоский детектор MAX wi-D



8. Пульт управления системой




9. Система формирования изображений Fluorospot Compact, в составе:


- системный блок; - монитор;- клавиатура; - мышь;- базовое программное обеспечение




10. Стойка вертикальная для беспроводного детектора MAX wi-D




11. Консоль управления в комнате для обследований на тележке




12. Компрессионное устройство




13. Съёмная отсеивающая решётка для детектора MAX wi-D (15/80, F115)




14. Съёмная отсеивающая решётка для детектора MAX wi-D (5/85, F115)




15. Решетка отсеивающая универсальная (13/92)




16. Решетка отсеивающая (13/92, F180)




17.Монитор в комнате для обследования – 1 шт.




18. Монитор в комнате для обследования – 2 шт. в комплекте




19. Монитор на тележке в комнате для обследования – 1 шт.




20. Монитор на тележке в комнате для обследования – 2 шт. в комплекте



21. Монитор в пультовой – 1 шт.



22. Монитор в пультовой – 2 шт. в комплекте




23. Фиксатор для головы



24. Интервенционный набор, в составе:
- Передняя крышка;



- Крышка ножного конца; Задний чехол.



25. Мобильный стол-каталка пациента



26. Средство защиты от излучения, съемное





27. Устройство для защиты от излучения продольное




28-33. Компенсационный фильтр, таз, череп взрослого, нога, череп ребенка, плечо, Т-позвоночник, L-позвоночник.









Upgrade






37. Лицензионный ключ для установки центрального луча по последнему кадру CAREPOSITION





Digital zoom












42. Лицензионный ключ моментального снимка




43. Лицензионный ключ кинопетли










46. Лицензионный ключ для цифровой субтракционной ангиографии








DICOM



DICOM





51. Лицензионный ключ для расширенной кибербезопасности

Preregistered Patients		Examined Patients		Archiving Information		Service Service	
Patient Name	Patient ID	Social Security No.	Military Rank	Date of Birth	Sex	Study Description	Ward
III, III	250323...			25-03-199...	M		
Emergency, 1...	E_176			03-04-202...	O		
Emergency, 1...	E_177			03-04-202...	O		

userManager - [Local Users and Groups (Local)\Users]			
File Help			
Local Users and Groups (L...	Name	Full Name	Description
Users	DefaultAc...		A user account managed b...
Groups	FicAdmin	FLC Admin Account	Account for administering ...
	FicAdmin...		Built-in account for admini...
	FicUser	FLC User Account	Account for administering ...
	GuestDisa...		Built-in account for guest a...
	siemens	siemens	Administrator User

Printer connection





LUMINOS Impulse


Руководство пользователя

siemens-healthineers.com


SIEMENS
Healthineers

Принадлежности:

1. Экран световой декоративный



2. Зарядное устройство для детектора MAX wi-D, в составе: - зарядное устройство; - батарея детектора




3. Точка доступа беспроводного соединения WLAN для детекторов




4. Педальный переключатель для рентгеноסקопии и рентгенографии




CD/DVD




Interface




USB




8. Верхняя опорная ручка для пациента




9. Настенное зарядное устройство для детектора MAX wi-D



10. Дополнительный аккумулятор для детекторов




11. Подплечники




12. Стоподержатель



13. Опора для ног



14. Компрессионный ремень



15. Матрац пациента




16. Переговорное устройство




17. Настенный держатель для решеток



18. Планка-поручень




19. Защитная планка



20. Ручки изогнутые




21. Стол для консоли управления




22. Вращающийся стул



23. Опора предплечья




24. Кронштейн для сосуда инфузионной системы




25. Держатель детской люльки




26. Держатель детской люльки для стойки



27. Держатель фильтров




28. Трехпольные шаблоны






30. Стол для панели управления



31. Источник бесперебойного питания (для системы визуализации)



32. Защитное приспособление плоского детектора



Система рентгенодиагностическая LUMINOS Impulse

с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Страна производства: Китай

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

~3/N/PE 380/400/440/480 В

50/60 Гц

126 кВА / 1,5 кВА



Всего прошито и пронумеровано
43 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

