

Фотографические изображения медицинского изделия

Система рентгенодиагностическая APOLLO в вариантах исполнения

Производитель:

Villa Sistemi Medicali S.p.A.

Via delle Azalee, 3, 20090 Buccinasco, (MI), Italy



Система рентгенодиагностическая Apollo в вариантах
исполнения Вариант исполнения Apollo DRF

REF 9784G95313

SN 23012683

380/400 В 3~ 50/60 Гц

Потребляемая мощность: до 144 кВА кратковременная
до 10 кВА длительная



Villa Sistemi Medicali S.p.A.
Via delle Azalee 3, 20090 Buccinasco (MI) - ITALY



2023-11



ETMT101-00

Система рентгенодиагностическая АРОЛЛО в вариантах исполнения.

I. Вариант исполнения APOLLO DRF, в составе:


1. Стол-штатив дистанционно управляемый APOLLO DRF (1 шт).



1.1 Коллиматор для рентгеновского излучателя стола-штатива, производства компания RALCO S.r.l, Италия, модель R225 ACS DHHS (1 шт.).



1.2 Шкаф электроники для стола-штатива (1 шт).




1.4 Ручка для пациента для стола стандартная (не более 2 шт.).




1.5 Держатель для бумажных полотенец (при необходимости) (1 шт.).



1.6 Плечевой упор (при необходимости) (1 шт.).




1.7 Подставка под стакан бария (при необходимости) (1 шт.).



1.8 Держатель для приемников рентгеновского изображения при латеропроекции (при необходимости) (1 шт.).



1.9 Подставка для ног при гинекологических исследованиях (1 шт.).



1.10 Компрессионный пояс (при необходимости) (1 шт.).




1.11 Компрессионный конус (при необходимости) (1 шт.).




1.12 Подставка (платформа) для пациента (1 шт.).




1.13 Модификация исполнения стола - «Орен» с углепластиковой консольной декой (при необходимости).




2. Рентгеновский генератор мощностью 50, 65 или 80 кВт (1 шт.)
модель G100 RF Rev.Q производства Communications & Power Industries Inc.,
Канада для работы с одним или двумя излучателями



или модель GENIUS HF-C, производства Odel s.r.l, Италия: для работы с одним излучателем




или модель GENIUS HF-A, производства Odel s.r.l, Италия: для работы с двумя излучателями



2.1 Стартер скоростного разгона анода трубки для рентгеновского генератора (при необходимости) (1 шт.).




2.2 Педаль для включения/ выключения экспозиции (не более 2 шт.)



3. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой (не более 2 шт.)


- Рентгеновский излучатель C52 с рентгеновской трубкой RTM 782H или RTM 782HS, или RTM 90H или RTM 90HS; производства IAE S.p.A., Италия или




- Рентгеновский излучатель C52 SUPER с рентгеновской трубкой RTM101H или RTM 101HS или RTC 600HS, или RTC 700HS, или RTC 1000HS; производства IAE S.p.A., Италия или



- Рентгеновский излучатель С100 ХТ с рентгеновской трубкой RTM101Н или RTM 101HS или RTC 600HS, или RTC 700HS, или RTC 1000HS; производства IAE S.p.A., Италия.



4. Консоль оператора DRF 4343-TS для рентгеновской системы, производства Applicazione Tecnologie Speciali Srl, Италия 1 шт, в составе:




4.1 Плоскопанельный динамический детектор PIXIUM 4343 FL, производства компании Thales, Франция (1 шт.).




4.2 Шкаф электроники цифровой станции (1 шт.).




4.3 Видеомонитор цифровой станции (сенсорный) (1 шт.).



4.4 Измеритель производства дозы на площадь серии KermaX plus производства компании IBA Dosimetry GmbH Германия, или серии ДРК производства компании ДОЗА НПП, Россия (при необходимости) (не более 2 шт.).




4.5 Ионизационная камера для системы автоматического контроля экспозиции (АКЭ) производства Varex Imaging, Нидерланды (не более 2 шт.).




4.6 Беспроводной плоскпанельный детектор PIXIUM 2430EZ или PIXIUM 3543EZ, производства Thales, Франция (при необходимости) (не более 2 шт.).




4.7 DICOM Media Export (устройство для записи оптических дисков) (при необходимости)
(1 шт.).




4.8 Программное обеспечение для цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА) (при необходимости) (1 шт.).



4.9 Программное обеспечение для сшивки изображений с линейкой и ручкой для пациента при латеропроекциях на столе (при необходимости) (1 шт.).



4.10 Программное обеспечение для томосинтеза (при необходимости) (1 шт.).



4.11 Программное обеспечение для ортопедических измерений (при необходимости) (1 шт.).



4.12 Программное обеспечение DICOM функции Query/ Retrieve (при необходимости)
(1 шт.).

Query/Retrieve

From: To: Server Address:

Queried Studies

Name	Birthdate	Patient ID	Study Description	Study Date	Accession Number	Modality	Number of Study Related Instances
HANLS	05/07/1952	95536	PT MVO - 2 PLSL-01968	17/09/2009	4550408	CF	2
EXAM	01/01/1901	PNC-0119190051		28/01/2002		RF	1
diastole	06/06/1968	123-65796		10/12/2020		SF	1
ALESSANDRO	15/01/1945	PAT01008	COMPLETE -4AVD	11/12/2020	99988888888	PC(CR)DX(SF	13
DANILE	01/01/1901	937654321		11/12/2020		SF	1
GABRILO	12/12/1975	PAT01007	COMPLETE -COT	15/12/2020	111222333444	PFDX	6


Retrieved Studies

Navigation: 1 / 8

4.13 Рабочий стол (при необходимости) (1 шт.).




4.14 Видеомонитор для визуализации (не более 4 шт.).



5. Отсеивающий рентгеновский растр производства Soyee Product Inc., Республика Корея или JPI Healthcare Co., Ltd. Республика Корея (не более 4 шт.).





X-RAY GRID

Interspacer : AL. (S/N:235315)

Size : 480 X 438 MM

Lines : 80 L/CM

Ratio : 12 : 1

F. D. : 120 CM

 : Jul. 2023



Manufacturer: Soree Product Inc.
33 Sunhwan-ro 198 beon-gil, Jangjeon-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KOREA

EC REP

EC Representative
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Paraiso Largo N° 18, CP 29006, Málaga, Spain



6. Высоковольтный кабель производства Varex Imaging, Нидерланды (не более 2 пар).



7. Рама для крепления стола-штатива Apollo DRF: стандартная или напольная, или внутрипольная (при необходимости) (1 шт.).

Рама стандартная



Рама напольная



Рама внутримольная




Принадлежности


1. Тележка с видеомонитором (видеомонитор не более 2 шт.).






2. Стойка снимков Tele VD3 или Tele iC с наклоняемым снимочным узлом или с прямым снимочным узлом (1 шт.).





2.1 Ручка для пациента при латеропроекции на стойке снимков (1 шт.).




3. Потолочное крепление для рентгеновского излучателя семейства Lem Plus производства General Medical Merate S.p.A., Италия или Orion (1 шт.)





3.1 Коллиматор для рентгеновского излучателя потолочного крепления, производства компания RALCO S.r.l, Италия, модель R225 ACS или R221/A (1 шт.).





4. Рабочая станция врача-рентгенолога (1 шт.).



5. Дополнительный пульт управления системой на тележке, без монитора (1 шт.).



II. Вариант исполнения APOLLO EZ DRF, в составе:


1. Стол-штатив дистанционно управляемый APOLLO EZ DRF (2w или 4w) (1 шт.).



1.1. Коллиматор для рентгеновского излучателя стола-штатива, производства компания RALCO S.r.l, Италия, модель R225 ACS DHHS (1 шт.).




1.2. Шкаф электроники для стола-штатива (1 шт.).



1.4. Ручка для пациента для стола стандартная (не более 2 шт.).



1.5. Держатель для бумажных полотенец (при необходимости) (1 шт.).



1.6. Плечевой упор (при необходимости) (1 шт.)



1.7. Подставка под стакан бария (при необходимости) (1 шт.).



1.8. Держатель для приемников рентгеновского изображения при латеропроекции (при необходимости) (1 шт.)



1.9. Подставка для ног при гинекологических исследованиях (1 шт.).



1.10. Компрессионный пояс (при необходимости) (1 шт.).




1.11. Компрессионный конус (при необходимости) (1 шт.).




1.12. Подставка (платформа) для пациента (1 шт.).




1.13. Складная ступенька для пациента (при необходимости) (1 шт.).




2. Рентгеновский генератор мощностью 50, 65 или 80 кВт (1 шт.):
модель G100 RF Rev.Q производства Communications & Power Industries Inc.,
Канада для работы с одним или двумя излучателями или




модель GENIUS HF-C, производства Odel s.r.l, Италия: для работы с одним излучателем или



модель GENIUS HF-A, производства Odel s.r.l, Италия: для работы с двумя излучателями



2.1. Стартер скоростного разгона анода трубки для рентгеновского генератора (при необходимости) (1 шт.).




2.2. Педаль для включения/ выключения экспозиции (не более 2 шт.)



3. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой (не более 2 шт.).
Рентгеновский излучатель C52 с рентгеновской трубкой RTM 782H или RTM 782HS, или RTM 90H или RTM 90HS; производства IAE S.p.A., Италия или



Рентгеновский излучатель C52 SUPER с рентгеновской трубкой RTM101H или RTM 101HS или RTC 600HS, или RTC 700HS, или RTC 1000HS; производства IAE S.p.A., Италия или



Рентгеновский излучатель С100 ХТ с рентгеновской трубкой RTM101Н или RTM 101HS или RTC 600HS, или RTC 700HS, или RTC 1000HS; производства IAE S.p.A., Италия



4. Консоль оператора DRF 4343-TS для рентгеновской системы, производства Applicazione Tecnologie Speciali Srl, Италия (1 шт.), в составе:



4.1. Плоскопанельный динамический детектор семейства PIXIUM 4343 FL,
производства компании Thales, Франция




4.2. Шкаф электроники консоли (1 шт.).




4.3. Видеомонитор консоли (сенсорный) (1 шт.).




4.4. Ионизационная камера для системы автоматического контроля экспозиции (АКЭ) производства Varex Imaging, Нидерланды (не более 2 шт.).




4.5. Измеритель произведения дозы на площадь серии KermaX plus производства компании IBA Dosimetry GmbH или серии ДРК производства компании ДОЗА НПП, Россия (при необходимости) (не более 2 шт.).




4.6. Беспроводной плоскпанельный детектор PIXIUM 2430EZ или PIXIUM 3543EZ, или PIXIUM 4343EZ2, производства Thales, Франция (при необходимости) (не более 2шт.).




4.7. DICOM Media Export (устройство для записи оптических дисков) (при необходимости) (1 шт.).




4.8. Программное обеспечение для цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА)
(при необходимости) (1 шт.).




4.9. Программное обеспечение для сшивки изображений с линейкой и ручкой для пациента при латеропроекциях на столе (при необходимости) (1 шт.).



4.10. Программное обеспечение для томосинтеза (при необходимости) (1 шт.).



4.11. Программное обеспечение для ортопедических измерений (при необходимости) (1 шт.).



4.12. Программное обеспечение DICOM функции Query/ Retrieve (при необходимости)
(1 шт.).

Query Retrieve

Server AE Title: DCM4EYES

from: [Patient ID] to: [Patient ID]

Search: [Magnifying Glass Icon]

Queried Studies


Name	Birthdate	Patient ID	Study Description	Study Date	Accession Number	Modality	Number Of Study Related Instances
HANDS	09/07/1955	99595	Pr: MAO - 2 PL ST-0106B	17/09/2008	4550406	CR	3
EXAM	01/01/1601	PACS-3318190051		28/01/2002		RF	1
danielle	06/06/1968	123456789		10/12/2020		SR	1
ALESSANDRO	15/01/1945	PAT001008	COMPLETE -HAND	11/12/2020	99988888888	RF\CR\DX\SR	18
DANIELE	01/01/1601	987654321		11/12/2020		SR	1
GALLEO	12/12/1975	PAT001007	COMPLETE -FOOT	15/12/2020	111222333444	RF\DX	6

Retrieved Studies


1 / 8

Navigation: [Previous], [Next], [First], [Last], [Previous Page], [Next Page]

4.13. Рабочий стол (при необходимости) (1 шт.).



4.14. Видеомонитор для визуализации (не более 4 шт.)



5. Отсеивающий рентгеновский растр производства Soyee Product Inc., Республика Корея или JPI Healthcare Co., Ltd. Республика Корея (не более 4 шт.).



X-RAY GRID

Interspacer : AL. (S/N:235315)

Size : 480 X 438 MM

Lines : 80 L/CM

Ratio : 12 : 1

F. D. : 120 CM


 : Jul. 2023



Manufacturer: Soave Product Inc.
23 Buthwan-ro 198 Beon-gil, Jungseong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KOREA

EC REP

EC Representative
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Morale Lengo Nº 18, CP 29006, Málaga, Spain



X-RAY GRID

Interspacer : AL. (S/N:235456)
Size : 480 X 438 MM
Lines : 80 L/CM
Ratio : 12 : 1
F. D. : 180 CM
⚡ : Jul. 2023



Manufacturer: Soyee Product Inc.
23 Sunhwan-ro 198 beon-gil, Jungeon-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KOREA

EC REP


EC Representative
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo N° 18, CP 29005, Málaga, Spain

92


6. Высоковольтный кабель производства Varex Imaging, Нидерланды (не более 2 пар)



7. Рама для крепления стола-штатива Apollo EZ DRF: стандартная или напольная, или внутрипольная (при необходимости) (1 шт.).
Рама стандартная



Рама напольная




Рама внутрипольная



Принадлежности


1. Тележка с видеомонитором (видеомониторов не более 2 шт.)







2. Стойка снимков Tele VD3 или Tele iC с наклоняемым снимочным узлом или с прямым снимочным узлом (1 шт.).

Tele VD3






2.1. Ручка для пациента при латеропроекции на стойке снимков (1 шт.).



3. Потолочное крепление для рентгеновского излучателя семейства Lem Plus производства General Medical Merate S.p.A., Италия, или Orion (1 шт.)






3.1. Коллиматор для рентгеновского излучателя потолочного крепления, производства компания RALCO S.r.l, Италия, модель R225 ACS или R221/A (1 шт.).



OFF



4. Рабочая станция врача-рентгенолога (не более 2 шт.)



5. Дополнительный пульт управления системой на тележке, без монитора (1 шт.)



