

Фотографии медицинского изделия

*Устройство объединения изображений и оперативной навигации PercuNav для
ультразвуковых систем серии EPIQ, с принадлежностями*


производства «Филипс Ультрасаунд, Инк» / Philips Ultrasound, Inc., USA

1. Генератор сигналов частоты полей
2. Модуль соединения устройств Tool Connection Unit (TCU)
3. Лоток системный PercuNav
4. Устройство слежения за иглами коаксиальное Philips PercuNav, размер - 13G, длина - 11 см.
5. Устройство слежения за иглами коаксиальное Philips PercuNav, размер - 13G, длина - 16 см.
6. Устройство слежения за иглами коаксиальное Philips PercuNav, размер - 16G, длина - 11 см.
7. Устройство слежения за иглами коаксиальное Philips PercuNav, размер - 17G, длина - 16 см.
8. Устройство слежения за иглами коаксиальное Philips PercuNav, размер - 18G, длина - 8 см.
9. Устройство слежения за иглами коаксиальное Philips PercuNav, размер - 18G, длина - 13 см.
10. Устройство слежения за иглами коаксиальное Philips PercuNav, размер - 20G, длина - 8 см.
11. Устройство слежения за иглами коаксиальное Philips PercuNav, размер - 20G, длина - 13 см.
12. Устройство слежения за иглами коаксиальное Philips PercuNav, размер - 20G, длина - 17 см.
13. Устройство слежения за иглами адаптивное Philips
14. Устройство слежения за пациентом Philips PercuNav
15. Устройство слежения ультразвуковое Philips PercuNav
16. Устройство слежения ультразвуковое Philips PercuNav для датчика ультразвукового L12-5
17. Устройство слежения ультразвуковое Philips PercuNav для датчика ультразвукового C10-4ес
18. Комплект принадлежностей нестерильный для адаптивного устройства слежения за иглами Philips PercuNav
19. Стойка генератора сигналов частоты полей

Директор по нормативно-
правовому регулированию и
качеству ООО «ФИЛИПС»
(должность)




О.В.Бахвалова
(И. О. Фамилия)




Генератор сигналов частоты полей



Модуль соединения устройств Tool Connection Unit (TCU)





Лоток системный PercuNav





Устройство


000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU  ния за иглами коаксиальное Philips PercuNav, размер - 13G, длина - 11 см.





























Устройство слежения за пациентом Philips PercuNav







Устройство слежения ультразвуковое Philips PercuNav для датчика ультразвукового C10-4ес



Комплект принадлежностей нестерильный для адаптивного устройства слежения за иглами Philips

PercuNav



Стойка генератора сигналов частоты полей



20 листов