

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ДАЛИ Медикал»

Обернин В.Ф.

2024 г.




**Аппарат рентгеновский диагностический
цифровой стационарный «НЕО-Про»
по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022,
в вариантах исполнения
Фотографические изображения**

2024 г.

Вариант исполнения 01

Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022, вариант исполнения 01. Общий вид.



	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 01 РУ № XXXXXXXXXX от дд.мм.гггг	
	Заводской номер Дата изготовления	XXXXXXX XXX XX
3~380В XXXXA	Сеть 50±1Гц X,XX Ом	







1. Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR



1. Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR.
Маркировка




1. Устройство рентгеновское питающее VZW2556



1. Устройство рентгеновское питающее «Импульс»



2. Рентгеновский излучатель DU 1750-E или DU 2550-E



2. Рентгеновский излучатель DU 1750-Е. Пример маркировки




2. Рентгеновский излучатель E7242X, или E7252X











2. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, варианты исполнения.
Пример упаковки 1



Пример упаковки 2



2. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, варианты исполнения.
Пример упаковки 3



**3. Стол со штативом снимков ТОМОС, в исполнениях:
ТОМОС-А, ТОМОС-Д**





ООО "Севкаврентген-Д"
Устройства штативные
рентгеновские медицинские
по ТУ 9452-005-86112671-2012

Стол со штативом

снимков ТОМОС в исполнении

Заводской No

Напряжение сети питания, В

Частота сети питания, Гц

Потребляемая мощность, кВт

Дата изготовления

220


50

0,5




Сделано в России


3. Стол со штативом снимков ТОМОС, в исполнениях:
ТОМОС-АЕ, ТОМОС-ДЕ




3. Стол со штативом снимков ТОМОС, в исполнениях:
ТОМОС-АЕ, ТОМОС-ДЕ. Пример маркировки




4. Стойка снимков СС, в исполнениях: СС-А, СС-Д




4. Стойка снимков СС, в исполнениях: СС-АП, СС-ДП



4. Стойка снимков СС, в исполнениях: СС-АП, СС-ДП, СС-АП, СС-ДП. Пример маркировки



5. Коллиматор для рентгеновских аппаратов серии Optica, модели OPTICA10, OPTICA20



5. Коллиматор для рентгеновских аппаратов серии Optica, модели OPTICA 10.



5. Коллиматор для рентгеновских аппаратов серии Optica, модели OPTICA10, OPTICA20.
Пример маркировки




6. Отсеивающие решетки Soyeer






7. Ионизационные камеры SSMC 601



7. Ионизационные камеры SSMC 601. Пример маркировки




8. Комплект высоковольтных кабелей




9. Система медицинской визуализации цифровая Cloud DR с принадлежностями




10. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA3543RPW




10. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA3543RPW.
Пример маркировки



10. Детектор рентгеновский плоскочелюстной серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA4343R



10. Детектор рентгеновский плоскочастотный серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA4343R. Пример маркировки



**10. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDХА с принадлежностями
модели FDХА4343R-HD**



10. Детектор рентгеновский плоскочастотный серии FDXA с принадлежностями модели FDXA4343R-HD. Пример маркировки




10. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA4343RPW




10. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA4343RPW.
Пример маркировки



10. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями,
модели AR-D3543W



10. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модели AR-D3543W. Пример маркировки



10. Детектор Mars 1417X, или Luna 1417X (идентичны внешне)




10. Детектор Mars 1717X, или Luna 1717X (идентичны внешне)



10. Детектор Mars 1417X, или Mars 1717X, или Luna 1417X, или Luna 1717X.
Пример маркировки



10. Детектор Mars 1417X, или Mars 1717X, или Luna 1417X, или Luna 1717X.
Пример упаковки



11. Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований АрхиМед




12. Мониторы медицинские серии Beacon



Страница 51 из 185

12. Мониторы медицинские серии JUSHA



Страница 52 из 185

13. Камера мультиматная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями



13. Камера мультиформатная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями



13. Камера мультiformатная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями. Пример маркировки



13. Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA



13. Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA 2



14. Пленка для мультиформатной камеры, Агфа Н.В.




14. Пленка для мультиформатной камеры, Коники Минолта




15. Держатель кассет для съемки в латеральной позиции





16. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001



16. Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004



16. Комплект резиновых изделий для защиты медицинского персонала и пациентов при рентгенологических исследованиях КРЗ-«РАНДА» по ТУ 9398-002-33023803-2006




16. Изделия индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов из рентгенозащитного материала МЗ-7 по ТУ 9398-012-59003778-07



16. Комплект индивидуальных средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«ПРОМЕТ» по ТУ 14.12.30-001-39575739-2019





17. Пример Ширмы рентгенозащитные по ТУ 9452-010-46782692-2001 в следующих исполнениях: резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К»; резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-«Р-К» (фронтальная ШРЗпб-Ф-«Р-К»; с центральной и боковой панелью правой ШРЗпб-П-«Р-К»; с центральной и боковой панелью левой ШРЗпб-Л-«Р-К»; с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗпб-ПЛ-«Р-К»)









17. Пример Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002, моделей: I. Ширмы для медицинского персонала: ШРБ1-«ПОНИ»; ШРБ2п-«ПОНИ»; ШРБ2л-«ПОНИ»; ШРБ3-«ПОНИ»; ШРМ-«ПОНИ»; ШРМЭ-«ПОНИ»; II. Ширма для пациента ШРП-«ПОНИ»



71

17. Пример Ширмы рентгенозащитные металлические (глухие и с остеклением) ШРЗ-1, ШРЗ-2, ШРЗ-3 по ТУ 6968-005-91065324-2016



18. Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 в варианте исполнения: Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М



18. Дозиметр рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 в варианте исполнения: Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М. Пример маркировок



18. Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System варианты исполнения: VacuDap standart или VacuDap OEM







Крепление детское универсальное

по ТУ-9452-001-80020198 РУ №ФСР2011/09994
от 18.11.2011г.  РОСС RU.HB61.H05246

производитель: ИПБОЮЛ Давлетов Д.Я.
452686, Республика Башкортостан г.Нефтекамск
м/р Марино, ул.Советская, 25, 8-901-4415418
сайт: www.stilmed.ru. эл. почта: diflian@mail.ru

Серийный номер 1240 Дата выпуска 1.06.2022

**20. Негатоскоп «РЕНЕКС НЦП-1», или «РЕНЕКС НЦП-2», или «РЕНЕКС НЦП-4»
по ТУ 9442-008-01416381-2002**




20. Негатоскопы диагностические светодиодные по ТУ 32.50.50-014-17459079-2019 в следующих исполнениях:
НС1-02, или НС2-02, или НС3-02, или НС4-02



20. Негатоскопы диагностические светодиодные по ТУ 32.50.50-014-17459079-2019 в следующих исполнениях:
НС1-02, или НС2-02, или НС3-02, или НС4-02. Пример маркировки



21. Щит электрический распределительный



Страница 82 из 185

22. Источник бесперебойного питания APC Back-UPS



23. Переговорное устройство т.м. «STELBERRY», S



23. Переговорное устройство Digital Duplex



24. Стабилизатор напряжения ШТИЛЬ (трехфазный)



**24. Стабилизатор напряжения LIDER PS 63SQ-I-15
(трехфазный)**




24. Стабилизатор напряжения LIDER PS 100SQ-I-15 (трехфазный)



25. Стабилизатор напряжения LIDER PS 5000SQ-15
(однофазный)



25. Стабилизатор напряжения LIDER PS 7500SQ-15
(однофазный)





Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛИ Медикал»

Телефон/факс: 8(495)215-09-15

Email: info@dali-medical.com

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДАЛИ Медикал»

Обернин В.Ф.

«24» января 2024 г.

**Аппарат рентгеновский диагностический цифровой
стационарный «НЕО-Про»,
по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022,
вариант исполнения 01**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЕНА.941211.004-01 РЭ

Редакция 1.2

2024 г.

ООО «ДАЛИ Медикал», 143700, Московская область, р. п. Шаховская, г.о. Шаховская,
р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1



Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛИ Медикал»

Телефон/факс: 8(495)215-09-15
Email: info@dali-medical.com

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДАЛИ Медикал»

_____ Обернин В.Ф.

«24» января 2024 г.

**Аппарат рентгеновский диагностический
цифровой стационарный «НЕО-Про»
по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022,
вариант исполнения 01**

ПАСПОРТ
ДЕНА.941211.004-01 ПС
Редакция 1.2

2024 г.


ООО «ДАЛИ Медикал». 143700, Московская область, г.о. Шаховская,
р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1.

Вариант исполнения 02

Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022, вариант исполнения 02. Общий вид.



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022, вариант исполнения 02. Маркировка





1. Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR



1. Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR. Маркировка




1. Устройство рентгеновское питающее VZW2556



1. Устройство рентгеновское питающее «Импульс»



2. Рентгеновский излучатель DU 1750-E или DU 2550-E



2. Рентгеновский излучатель DU 1750-E. Пример маркировки





2. Рентгеновский излучатель E7242X, или E7252X






2. Рентгеновский излучатель RTM 90 HS. Пример маркировки





2. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, варианты исполнения.
Пример упаковки 1



2. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, варианты исполнения.
Пример упаковки 2




2. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, варианты исполнения.
Пример упаковки 3



3. Стол снимков, варианты исполнения: серии OKS, модели OKS 1000 или OKS 2000




3. Стол снимков CS 2000-Томо 2



 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация 143700, МО, г.о Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	ДАЛИ МЕДИКАЛ
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения 02 Заводской номер № 000010223	
	Стол снимков вариант исполнения: Стол снимков CS 2000-Томо 2 Производитель: Pausch Medical GmbH, Германия	


		2018-12
REF	0125 9002	
SN	0619	
Voltage	115 / 230	VAC
Frequency	50 / 60	Hz
max.Current	6 / 3	A


 Made in Germany

0125 9002




4. Стойка снимков OKS W100



4. Стойка снимков OKS W100. Пример маркировки




4. Стойка снимков BS2000V



4. Стойка снимков BS2000V. Пример маркировки



5. Коллиматор для рентгеновских аппаратов серии Optica, модели OPTICA10, OPTICA20



5. Коллиматор для рентгеновских аппаратов серии Optica, модели OPTICA10.
Пример маркировки




5. Коллиматор для рентгеновских аппаратов серии Optica, модели OPTICA10, OPTICA20.
Пример маркировки




6. Отсеивающие решетки Soye





7. Ионизационные камеры SSMC 601




7. Ионизационные камеры SSMC 601. Пример маркировки




8. Комплект высоковольтных кабелей



9. Система медицинской визуализации цифровая Cloud DR с принадлежностями




9. Система медицинской визуализации цифровая Cloud DR с принадлежностями.
Пример маркировки




10. Программное обеспечение получения и обработки рентгеновских медицинских изображений TESEO



11. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA4343R




11. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA4343R. Пример маркировки




**11. Детектор рентгеновский плоскпанельный серии FDXA с принадлежностями
модели FDXA4343R-HD**



11. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA3543RPW



11. Детектор рентгеновский плоскостанельный серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA3543RPW.
Пример маркировки




11. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDХА с принадлежностями, модели FDХА4343RРW




11. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA4343RPW.
Пример маркировки



11. Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями,
модели AR-D3543W



11. Детектор рентгеновский плоскочастотный серии FDXA с принадлежностями, модели AR-D3543W. Пример маркировки



11. Детектор Mars 1417X, или Luna 1417X (идентичны внешне)




11. Детектор Mars 1717X, или Luna 1717X (идентичны внешне)



11. Детектор Mars 1417X, или Mars 1717X, или Luna 1417X, или Luna 1717X.
Пример маркировки



11. Детектор Mars 1417X, или Mars 1717X, или Luna 1417X, или Luna 1717X.
Пример упаковки



12. Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований АрхиМед




13. Мониторы медицинские серии Beacon



Страница 142 из 185

13. Мониторы медицинские серии JUSHA



14. Камера мультиматная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями



14. Камера мультиформатная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями





14. Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA



14. Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA 2



15. Пленка для мультиматной камеры, Агфа Н.В.



15. Пленка для мультиформатной камеры, Коника Минолта




16. Держатель кассет для съемки в латеральной позиции



17. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001



17. Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004



17. Комплект резиновых изделий для защиты медицинского персонала и пациентов при рентгенологических исследованиях КРЗ-«РАНДА» по ТУ 9398-002-33023803-2006




17. Изделия индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов из рентгенозащитного материала МЗ-7 по ТУ 9398-012-59003778-07



17. Комплект индивидуальных средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«ПРОМЕТ» по ТУ 14.12.30-001-39575739-2019






18. Пример Ширмы рентгенозащитные по ТУ 9452-010-46782692-2001 в следующих исполнениях: резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К»; резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-«Р-К» (фронтальная ШРЗпб-Ф-«Р-К»; с центральной и боковой панелью правой ШРЗпб-П-«Р-К»; с центральной и боковой панелью левой ШРЗпб-Л-«Р-К»; с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗпб-ПЛ-«Р-К»)









18. Пример Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002, моделей: I. Ширмы для медицинского персонала: ШРБ1-«ПОНИ»; ШРБ2п-«ПОНИ»; ШРБ2л-«ПОНИ»; ШРБ3-«ПОНИ»; ШРМ-«ПОНИ»; ШРМЭ-«ПОНИ»; II. Ширма для пациента ШРП-«ПОНИ»




18. Пример Ширмы рентгенозащитные металлические (глухие и с остеклением) ШРЗ-1, ШРЗ-2, ШРЗ-3 по ТУ 6968-005-91065324-2016




19. Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 в варианте исполнения: Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М



19. Дозиметр рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 в варианте исполнения: Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М. Пример маркировок



19. Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System варианты исполнения: VacuDap standart или VacuDap OEM



20. Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010





Крепление детское универсальное

по ТУ-9452-001-80020198 РУ №ФСР2011/09994
от 18.11.2011г.  РОСС RU.HB61.H05246

производитель: ИПБОЮЛ Давлетов Д.Я.
452686, Республика Башкортостан г.Нефтекамск
м/р Марино, ул.Советская, 25, 8-901-4415418
сайт: www.stilmed.ru. эл. почта: diflian@mail.ru

Серийный номер 1240 Дата выпуска 1.06.2022

**21. Негатоскоп «РЕНЕКС НЦП-1», или «РЕНЕКС НЦП-2», или «РЕНЕКС НЦП-4»
по ТУ 9442-008-01416381-2002**



ПОЛ

EPD

Environmental Product Declaration (EPD) –
Produziert in Deutschland, in der ISO 14001

PLEXIGLAS® ist ein registriertes Warenzeichen der RÖHM GmbH.
PLEXIGLAS® ist ein Markenname der RÖHM GmbH. (DIN EN ISO 9001:2015)
DIN EN ISO 14001:2015 (Umweltmanagement)

PLEXIGLAS® ist ein registriertes Warenzeichen der RÖHM GmbH.
PLEXIGLAS® ist ein Markenname der RÖHM GmbH. (DIN EN ISO 9001:2015)
DIN EN ISO 14001:2015 (Umweltmanagement)

www.plexiglas.de

RÖHM

Service Side

Service Side

PLEXIGLAS®
THE ORIGINAL BY RÖHM

Vollständig zertifiziert als umweltverträglich nach ISO 14001:2015
Produziert in Deutschland, in der ISO 14001:2015
Produziert in Deutschland, in der ISO 14001:2015

PMMA


PE-LD

masking

sheet

ISO 14001


21. Негатоскопы диагностические светодиодные по ТУ 32.50.50-014-17459079-2019 в следующих исполнениях:
НС1-02, или НС2-02, или НС3-02, или НС4-02. Пример маркировки



22. Щит электрический распределительный



22. Щит электрический распределительный. Пример маркировки



23. Источник бесперебойного питания APC Back-UPS



24. Переговорное устройство т.м. «STELBERRY», S



24. Переговорное устройство Digital Duplex



25. Стабилизатор напряжения ШТИЛЬ (трехфазный)



**25. Стабилизатор напряжения LIDER PS 63SQ-I-15
(трехфазный)**



25. Стабилизатор напряжения LIDER PS 100SQ-I-15
(трехфазный)



26. Стабилизатор напряжения LIDER PS 5000SQ-15

(однофазный)



26. Стабилизатор напряжения LIDER PS 7500SQ-15 (однофазный)





Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛИ Медикал»

Телефон/факс: 8(495)215-09-15

Email: info@dali-medical.com

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДАЛИ Медикал»

Обернин В.Ф.

«24» января 2024 г.

**Аппарат рентгеновский диагностический цифровой
стационарный «НЕО-Про»,
по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022,
вариант исполнения 02**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЕНА.941211.004-02 РЭ

Редакция 1.2

2024 г.

ООО «ДАЛИ Медикал». 143700, Московская область, р. п. Шаховская, г.о. Шаховская,
р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1



Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛИ Медикал»

Телефон/факс: 8(495)215-09-15
Email: info@dali-medical.com



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДАЛИ Медикал»

_____ Обернин В.Ф.

«24» января 2024 г.



**Аппарат рентгеновский диагностический
цифровой стационарный «НЕО-Про»
по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022,
вариант исполнения 02**

ПАСПОРТ

ДЕНА.941211.004-02 ПС

2024 г.

ООО «ДАЛИ Медикал», 143700, Московская область, г.о. Шаховская,
р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1.



Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛИ Медикал»

Телефон/факс: 8(495)215-09-15
Email: info@dali-medical.com



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДАЛИ Медикал»

Обернин В.Ф.

«24» января 2024 г.



**Аппарат рентгеновский диагностический
цифровой стационарный «НЕО-Про»
по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022,
вариант исполнения 02**

ПАСПОРТ

ДЕНА.941211.004-02 ПС

2024 г.

ООО «ДАЛИ Медикал», 143700, Московская область, г.о. Шаховская,
р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1.

1

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

105 (сто восемьдесят пять) листов

Ген директор
ООО «ДАЛИ Медикал»



Обернин В.Ф.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ДАЛИ Медикал»

Обернин В.Ф.

«12» января 2024 г.



**Аппарат рентгеновский диагностический
цифровой стационарный «НЕО-Про»
по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022,
в вариантах исполнения**

**МАКЕТЫ МАРКИРОВОК
ДЕНА.941211.004 М**

2024г.

Содержание

1. Макет маркировки для МИ	4
1.1 Вариант исполнения 01	5
1.2 Вариант исполнения 02	6
2 Макет маркировки для составных частей	7
2.1 Устройство рентгеновское питающее	7
2.1.1 «Устройство EPS 45-80 с принадлежностями», EMD Technologies (Канада)	7
2.1.2 «Устройство VZW2556», Communication & Power Industries Inc (Канада)	7
2.1.3 «Устройство «Импульс»», ООО «ДАЛИ Медикал» (Россия)	8
2.2 Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой	9
2.2.1 «Излучатель с трубкой DU XXXX-E», Dunlee (США)	9
2.2.2 «Излучатель с трубкой DU XXXX-E», Philips Medical Systems DMC GmbH (Германия)	9
2.2.3 «Излучатель EXXXXX», Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. (Япония)	10
2.2.4 «Излучатели RTM XX HS, RTM XXX HS», I.A.E. S.p.A. (Италия)	11
2.3 Стол со штативом снимков	11
2.3.1 «Стол ТОМОС, в исполнениях», ООО «Севкаврентген-Д» (Россия)	11
2.3.2 «Стол серии OKS», Integral Medical GmbH (Германия)	12
2.3.3 «Стол CS 2000-Томо 2», Paush Medical GmbH (Германия)	12
Стол снимков, варианты исполнения: Стол снимков CS 2000-Томо 2, производства Paush Medical GmbH, Германия	12
2.4 Стойка снимков	13
2.4.1 «Стойка СС, в исполнениях», ООО «Севкаврентген-Д» (Россия)	13
2.4.2 «Стойка OKS W100», Integral Medical GmbH (Германия)	13
2.4.3 «Стойка BS2000V», Paush Medical GmbH (Германия)	14
Стойка снимков, варианты исполнения: Стойка снимков BS2000V, производства Paush Medical GmbH, Германия	14
2.5 Коллиматор	14
2.5.1 «Коллиматоры OPTICAXX», Varex Imaging Nederland B.V. (Нидерланды)	14
2.5.2 «Коллиматоры OPTICAXX», Varex Imaging Americas Corp. (США)	15
2.5.3 «Коллиматоры OPTICAXX», Varex Imaging Philippines Inc (Филиппины)	15
2.6 Отсеивающая решётка	16
2.7 Ионизационная камера	16
2.8 Комплект высоковольтных кабелей	17
2.8.1 «Комплект», Varex Imaging Nederland B.V. (Нидерланды)	17
2.8.2 «Комплект», Varex Imaging Philippines Inc (Филиппины)	17
2.9 Система медицинской визуализации	18
2.10 Детектор рентгеновский плоскопанельный	18
2.10.1 «Детектор серии FDXA, модели FDXAXXXXR(-HD)», Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. (Япония)	18
2.10.2 «Детектор серии FDXA, модели FDXAXXXXRPW», Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. (Япония)	19
2.10.3 «Детектор серии FDXA, модели AR-DXXXXW», Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. (Япония)	19
2.10.4 «Детектор Mars XXXXX», iRayTechnology (Китай)	20
2.10.5 «Детектор Luna XXXXX», iRayTechnology (Китай)	20
2.11 Комплекс аппаратно-программный АрхиМед	21
2.12 Мониторы медицинские	21
2.12.1 «Мониторы серии Beacon», Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd. (Китай)	21
2.12.2 «Мониторы серии JUSHA», Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd. (Китай)	22
2.13 Медицинская мультимедийная камера	22
2.13.1 «Камера Drystar AXYS», Агфа Н.В. (Бельгия)	22
2.13.2 «Камера Drystar 5302», Агфа Н.В. (Бельгия)	23
2.13.3 «Камера DRYPRO SIGMA», Konica Minolta, Inc. (Япония)	23
2.13.4 «Камера DRYPRO SIGMA 2», Konica Minolta, Inc. (Япония)	24

2.14 Держатель кассет	24
2.14.1 «Держатель кассет», ООО «Севкавренген-Д» (Россия)	24
2.14.2 «Держатель кассет», Integral Medical GmbH (Германия)	25
2.15 Дозиметр	25
2.15.1 «Дозиметры ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012», ООО НПП «ДОЗА» (Россия)	25
2.15.2 «Дозиметр VacuDap System, VacuDap standart», VacuTec Meßtechnik GmbH (Германия)	26
2.15.3 «Дозиметр VacuDap System, VacuDap OEM», VacuTec Meßtechnik GmbH (Германия)	26
2.16 Крепление детское	27
2.17 Негатоскоп	27
2.17.1 «Негатоскоп «РЕНЕКС НЦП-Х» по ТУ 9442-008-01416381-2002», ООО НПП «Гелиомед» (Россия)	27
2.17.2 «Негатоскопы по ТУ 32.50.50-014-17459079-2019: НСХ-02», АО «ПЮНИ» (Россия)	28
2.18 Щит электрический	28
2.19 Источник бесперебойного питания	29
2.20 Переговорное устройство	29
2.20.1 «STELBERRY», ООО «Современные технологии» (Россия)	29
2.20.2 «Digital Duplex», ГК «КОМКОМ» (Россия)	30
2.21 Стабилизатор напряжения (трёхфазный)	30
2.21.1 «Стабилизатор ШТИЛЬ», ЗАО «Тэнси-техно» (Россия)	30
2.21.2 «Стабилизатор LIDER PS XXSQ-I-15, LIDER PS XXXSQ-I-15», ООО «Псковский трансформаторный завод» (Россия)	31
2.22 Стабилизатор напряжения (однофазный)	31
2.23 Программное обеспечение	32

1. Макет маркировки для МИ

Макеты маркировок на медицинское изделие «Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022, в вариантах исполнения» (далее – «МИ», «медицинское изделие») и его составные части.

Макеты маркировок МИ и его составных частей носят демонстрационный характер, в связи с этим некоторые технические значения и наименования моделей/вариантов исполнения содержат условное обозначение «Х». При распечатывании финальной маркировки для нанесения на МИ и/или его составные части, «Х» заменяется на конкретные значения, соответствующие данному МИ и/или составной части.

- Пример макета маркировки для рентгеновского излучателя с рентгеновской трубкой

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com													
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX													
	Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой вариант исполнения: DU XXXX-E Производитель: Dunlee, США													
<table border="0"><tr><td>☐ 0,Х мм</td><td>☐ Х,Х мм</td><td>150 кВ</td></tr><tr><td>Внутренняя фильтрация</td><td></td><td>Х,Х мм Al</td></tr><tr><td>Фильтрация кожуха</td><td></td><td>Х,Х мм Al</td></tr><tr><td>Дополнительная фильтрация</td><td></td><td>Х,Х мм Al</td></tr></table>			☐ 0,Х мм	☐ Х,Х мм	150 кВ	Внутренняя фильтрация		Х,Х мм Al	Фильтрация кожуха		Х,Х мм Al	Дополнительная фильтрация		Х,Х мм Al
☐ 0,Х мм	☐ Х,Х мм	150 кВ												
Внутренняя фильтрация		Х,Х мм Al												
Фильтрация кожуха		Х,Х мм Al												
Дополнительная фильтрация		Х,Х мм Al												

- Пример финальной маркировки для распечатки и нанесения на рентгеновский излучатель с трубкой DU 1750-E

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com													
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 01 Заводской номер № 00010223													
	Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой вариант исполнения: DU 1750-E Производитель: Dunlee, США													
<table border="0"><tr><td>☐ 0,6 мм</td><td>☐ 1,2 мм</td><td>150 кВ</td></tr><tr><td>Внутренняя фильтрация</td><td></td><td>0,6 мм Al</td></tr><tr><td>Фильтрация кожуха</td><td></td><td>0,3 мм Al</td></tr><tr><td>Дополнительная фильтрация</td><td></td><td>1,6 мм Al</td></tr></table>			☐ 0,6 мм	☐ 1,2 мм	150 кВ	Внутренняя фильтрация		0,6 мм Al	Фильтрация кожуха		0,3 мм Al	Дополнительная фильтрация		1,6 мм Al
☐ 0,6 мм	☐ 1,2 мм	150 кВ												
Внутренняя фильтрация		0,6 мм Al												
Фильтрация кожуха		0,3 мм Al												
Дополнительная фильтрация		1,6 мм Al												

1.1 Вариант исполнения 01

Макет маркировки «Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022, вариант исполнения 01»



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический
цифровой стационарный «НЕО-Про»
по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 01
РУ № XXXXXXXXXX от дд.мм.гггг



Заводской номер
Дата изготовления

XXXXXXXXXX
XXX.XX

3~380В
XXXXA

Сеть

50±1Гц
X,XX Ом



1.2 Вариант исполнения 02

Макет маркировки «Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022, вариант исполнения 02»



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический
цифровой стационарный «НЕО-Про»
по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 02
РУ № XXXXXXXXXX от дд.мм.гггг

Заводской номер
Дата изготовления

XXXXXXXXXX
| XXX.XX

3~380В
ХХХА

Сеть

50±1Гц
Х,ХХ Ом



2 Макет маркировки для составных частей

Во избежание разукomплектования выбранной конфигурации МИ путём несанкционированной замены составных частей МИ, влияющих на качество, эффективность и безопасность МИ, на корпус таких составных частей наносится маркировка ООО «ДАЛИ Медикал», обеспечивающая их идентификацию.

2.1 Устройство рентгеновское питающее

2.1.1 «Устройство EPS 45-80 с принадлежностями», EMD Technologies (Канада)

Устройство рентгеновское питающее, варианты исполнения: Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR, с принадлежностями, производства «ЕМД Текнолоджис», Канада (EMD Technologies, Canada) (ПУ № ФСЗ 2010/06234)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Устройство рентгеновское питающее вариант исполнения:
Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE
GENERATOR, с принадлежностями
Производитель: "ЕМД Текнолоджис", Канада (EMD Technologies,
Canada)

Сеть 3 ~380В / 50Гц
При рентгенографии XXXA (кратковременно)
Мощность XX кВт (кратковременно)

2.1.2 «Устройство VZW2556», Communication & Power Industries Inc (Канада)

Устройство рентгеновское питающее, варианты исполнения: Устройство рентгеновское питающее VZW2556, производства Communication & Power Industries Inc, Канада

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Устройство рентгеновское питающее вариант исполнения:
Устройство рентгеновское питающее VZW2556
Производитель: Communication & Power Industries Inc,
Канада

Сеть 3 ~380В / 50Гц
При рентгенографии XXXA (кратковременно)
Мощность XX кВт (кратковременно)

2.1.3 «Устройство «Импульс»», ООО «ДАЛИ Медикал» (Россия)

Устройство рентгеновское питающее, варианты исполнения: Устройство рентгеновское питающее «Импульс», производства ООО «ДАЛИ Медикал», Россия

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Устройство рентгеновское питающее вариант исполнения:
устройство рентгеновское питающее "Импульс"
Производитель: ООО "ДАЛИ Медикал"

Серийный номер
Дата изготовления

XXXXXX
ГГГГ.ММ

Сеть 3 ~380В / 50Гц
При рентгенографии XXXA (кратковременно)
Мощность XX кВт (кратковременно)

2.2 Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой


В виду конструктивных особенностей рентгеновских излучателей и размещения оригинальной маркировки производителя в труднодоступном и скрытом от глаз пользователя месте, ООО «ДАЛИ Медикал» дублирует все характеристики и обозначения рентгеновских излучателей на русско-язычном варианте маркировки.

Просим обратить внимание, что обозначение полярности кабельных разъёмов представлено в виде отдельно клеящихся маркировок с нанесёнными на них символами «+» и «-». Каждый символ располагается у своего разъёма рентгеновского излучателя.

2.2.1 «Излучатель с трубкой DU XXXX-E», Dunlee (США)

Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, варианты исполнения: DU 1750-E, или DU 2550-E, производства Dunlee, США

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com												
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX												
	Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой вариант исполнения: DU XXXX-E Производитель: Dunlee, США												
	<table border="0"><tr><td>☐ 0,Х мм</td><td>☐ Х,Х мм</td><td>150 кВ</td></tr><tr><td>Внутренняя фильтрация</td><td></td><td>Х,Х мм Al</td></tr><tr><td>Фильтрация кожуха</td><td></td><td>Х,Х мм Al</td></tr><tr><td>Дополнительная фильрация</td><td></td><td>Х,Х мм Al</td></tr></table>		☐ 0,Х мм	☐ Х,Х мм	150 кВ	Внутренняя фильтрация		Х,Х мм Al	Фильтрация кожуха		Х,Х мм Al	Дополнительная фильрация	
☐ 0,Х мм	☐ Х,Х мм	150 кВ											
Внутренняя фильтрация		Х,Х мм Al											
Фильтрация кожуха		Х,Х мм Al											
Дополнительная фильрация		Х,Х мм Al											

2.2.2 «Излучатель с трубкой DU XXXX-E», Philips Medical Systems DMC GmbH (Германия)

Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, варианты исполнения: DU 1750-E, или DU 2550-E, производства Philips Medical Systems DMC GmbH, Германия

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой вариант исполнения:
DU XXXX-E
Производитель: Philips Medical Systems DMC GmbH (Германия)

☐ 0,Х мм	☐ Х,Х мм	150 кВ
Внутренняя фильтрация		Х,Х мм Al
Фильтрация кожуха		Х,Х мм Al
Дополнительная фильтрация		Х,Х мм Al

2.2.3 «Излучатель EXXXXX», Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. (Япония)

Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, варианты исполнения: Рентгеновский излучатель E7242X, или E7252X, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX


Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой вариант
исполнения: Рентгеновский излучатель EXXXXX
Производитель: Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония

☐ 0,Х мм	☐ Х,Х мм	150 кВ
Внутренняя фильтрация		Х,Х мм Al
Фильтрация кожуха		Х,Х мм Al
Дополнительная фильтрация		Х,Х мм Al

2.2.4 «Излучатели RTM XX HS, RTM XXX HS», I.A.E. S.p.A. (Италия)

Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, варианты исполнения: Рентгеновский излучатель RTM 782 HS, или RTM 90 HS, или RTM 92 HS, производства I.A.E. S.p.A., Италия

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com																	
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX																	
	Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой вариант исполнения: Рентгеновский излучатель RTM XXX HS Производитель: I.A.E. S.p.A., Италия																	
<table border="0"><tr><td>☐ 0,Х мм</td><td>☐ Х,Х мм</td><td>150 кВ</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Внутренняя фильтрация</td><td></td><td>Х,Х мм Al</td></tr><tr><td colspan="2">Фильтрация кожуха</td><td></td><td>Х,Х мм Al</td></tr><tr><td colspan="2">Дополнительная фильтрация</td><td></td><td>Х,Х мм Al</td></tr></table>			☐ 0,Х мм	☐ Х,Х мм	150 кВ		Внутренняя фильтрация			Х,Х мм Al	Фильтрация кожуха			Х,Х мм Al	Дополнительная фильтрация			Х,Х мм Al
☐ 0,Х мм	☐ Х,Х мм	150 кВ																
Внутренняя фильтрация			Х,Х мм Al															
Фильтрация кожуха			Х,Х мм Al															
Дополнительная фильтрация			Х,Х мм Al															

2.3 Стол со штативом снимков

2.3.1 «Стол ТОМОС, в исполнениях», ООО «Севкаврентген-Д» (Россия)

Стол со штативом снимков ТОМОС, в исполнениях: ТОМОС-А, ТОМОС-Д, ТОМОС-АЕ, ТОМОС-ДЕ, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия (РУ № ФСР 2012/13784)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX	
	Стол со штативом снимков ТОМОС, в исполнении: ТОМОС-Х/-ХХ Производитель: ООО "Севкаврентген-Д", Россия	
		

2.3.2 «Стол серии OKS», Integral Medical GmbH (Германия)

Стол снимков, варианты исполнения: серии OKS, модели OKS 1000 или OKS 2000, производства Integral Medical GmbH, Германия

Применимость: вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXXX

Стол снимков вариант исполнения: серии OKS, модель OKS X000
Производитель: Integral Medical GmbH, Германия



2.3.3 «Стол CS 2000-Томо 2», Paush Medical GmbH (Германия)

Стол снимков, варианты исполнения: Стол снимков CS 2000-Томо 2, производства Paush Medical GmbH, Германия

Применимость: вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXXX

Стол снимков вариант исполнения:
Стол снимков CS 2000-Томо 2
Производитель: Pausch Medical GmbH, Германия



2.4 Стойка снимков

2.4.1 «Стойка СС, в исполнениях», ООО «Севкав рентген-Д» (Россия)

Стойка снимков СС, в исполнениях: СС-А, СС-Д, СС-АП, СС-ДП, производства ООО «Севкав рентген-Д», Россия (ПУ № ФСР 2012/13784)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Стойка снимков СС, в исполнении: СС-Х/ХХ Производитель: ООО "Севкав рентген-Д", Россия	
		

2.4.2 «Стойка OKS W100», Integral Medical GmbH (Германия)

Стойка снимков, варианты исполнения: Стойка снимков OKS W100, производства Integral Medical GmbH, Германия

Применимость: вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Стойка снимков вариант исполнения: Стойка снимков OKS W 100 Производитель: Integral Medical GmbH, Германия	
		

2.4.3 «Стойка BS2000V», Paush Medical GmbH (Германия)

Стойка снимков, варианты исполнения: Стойка снимков BS2000V, производства Paush Medical GmbH, Германия

Применимость: вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Стойка снимков вариант исполнения:
Стойка снимков BS2000V
Производитель: Pausch Medical GmbH, Германия



2.5 Коллиматор

2.5.1 «Коллиматоры OPTICAХХ», Varex Imaging Nederland B.V. (Нидерланды)

Коллиматор для рентгеновских аппаратов серии Optica, модели OPTICA10, OPTICA20, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Коллиматор для рентгеновских аппаратов серии Optica, модель OpticaXX
Производитель: Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды



2.5.2 «Коллиматоры OPTICAХХ», Varex Imaging Americas Corp. (США)

Коллиматор для рентгеновских аппаратов серии Optica, модели OPTICA10, OPTICA20, производства Varex Imaging Americas Corp., Соединенные Штаты

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0Х
Заводской номер № XXXXXXXX

Коллиматор для рентгеновских аппаратов серии Optica, модель OpticaXX
Производитель: Varex Imaging Americas Corp., Соединенные штаты



2.5.3 «Коллиматоры OPTICAХХ», Varex Imaging Philippines Inc (Филиппины)

Коллиматор для рентгеновских аппаратов серии Optica, модели OPTICA10, OPTICA20, производства Varex Imaging Philippines Inc, Филиппины

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0Х
Заводской номер № XXXXXXXX

Коллиматор для рентгеновских аппаратов серии Optica, модель OpticaXX
Производитель: Varex Imaging Philippines Inc., Филиппины



2.6 Отсеивающая решётка

Отсеивающие решетки, производства Soyee Product Inc., Корея

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Отсеивающая решетка
Производитель: Производитель: Soyee Product Inc., Корея

2.7 Ионизационная камера

Ионизационные камеры SSMC 601, производства Varex Imaging Nederland B.V.,
Нидерланды

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Ионизационная камера SSMC 601
Производитель: Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды

2.8 Комплект высоковольтных кабелей

2.8.1 «Комплект», Varex Imaging Nederland B.V. (Нидерланды)

Комплект высоковольтных кабелей, производства Varex Imaging Nederland B.V.,
Нидерланды

*Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02
ДЕНА.941211.004-02*



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXXX

Комплект высоковольтных кабелей
Производитель: Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды

2.8.2 «Комплект», Varex Imaging Philippines Inc (Филиппины)

Комплект высоковольтных кабелей, производства Varex Imaging Philippines Inc,
Филиппины

*Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02
ДЕНА.941211.004-02*



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXXX

Комплект высоковольтных кабелей
Производитель: Varex Imaging Philippines Inc, Филиппины

2.9 Система медицинской визуализации

Система медицинской визуализации цифровая Cloud DR с принадлежностями, производства ООО «ДАЛИ Медикал»

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX	
	Система медицинской визуализации цифровая Cloud DR с принадлежностями Производитель: ООО "ДАЛИ Медикал", Россия	
	Серийный номер Дата изготовления	XXXXXX ГГГГ.ММ
	Сеть	
	~220В XXA	50±1Гц X,XX Ом

2.10 Детектор рентгеновский плоскопанельный

2.10.1 «Детектор серии FDXA, модели FDXAXXXXR(-HD)», Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. (Япония)

Детектор рентгеновский плоскопанельный, варианты исполнения: Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA4343R или FDXA4343R-HD, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX	
	Детектор рентгеновский плоскопанельный вариант исполнения: Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модель FDXAXXXXR(-HD) Производитель: Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония	

2.10.2 «Детектор серии FDXA, модели FDXAXXXXRPW», Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. (Япония)

Детектор рентгеновский плоскопанельный, варианты исполнения: Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модели FDXA3543RPW или FDXA4343RPW, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЭО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Детектор рентгеновский плоскопанельный вариант исполнения:
Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями,
модель FDXAXXXXRPW
Производитель: Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония

2.10.3 «Детектор серии FDXA, модели AR-DXXXXW», Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. (Япония)

Детектор рентгеновский плоскопанельный, варианты исполнения: Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модели AR-D3543W, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЭО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Детектор рентгеновский плоскопанельный вариант исполнения:
Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDXA с принадлежностями, модель AR-DXXXXW
Производитель: Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония

2.10.4 «Детектор Mars XXXXX», iRayTechnology (Китай)

Детектор рентгеновский плоскопанельный, варианты исполнения: Детектор Mars 1417X, или Mars 1717X, производства iRayTechnology, Китай

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com  Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX Детектор рентгеновский плоскопанельный вариант исполнения: Детектор Mars XXXXX Производитель: iRayTechnology, Китай
--	--

2.10.5 «Детектор Luna XXXXX», iRayTechnology (Китай)

Детектор рентгеновский плоскопанельный, варианты исполнения: Детектор Luna 1417X, или Luna 1717X, производства iRayTechnology, Китай

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com  Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX Детектор рентгеновский плоскопанельный вариант исполнения: Детектор Luna XXXXX Производитель: iRayTechnology, Китай
--	--

2.11 Комплекс аппаратно-программный АрхиМед

Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований АрхиМед, ТУ 9440-001-98944313-2007, производства ООО «Мед-Рей», Россия (ПУ № ФСР 2008/02715)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0Х
Заводской номер № XXXXXXXXX

Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и
протоколирования медицинских диагностических исследований АрхиМед, ТУ
9440-001-98944313-2007
Производитель: ООО «Мед-Рей», Россия

2.12 Мониторы медицинские

2.12.1 «Мониторы серии Beacon», Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd. (Китай)

Мониторы медицинские, варианты исполнения: Мониторы медицинские серии Beacon, производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd., Китай

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0Х
Заводской номер № XXXXXXXXX

Монитор медицинский вариант исполнения: Монитор медицинский серии
Beacon
Производитель: Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd., Китай

2.12.2 «Мониторы серии JUSHA», Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd. (Китай)

Мониторы медицинские, варианты исполнения: Мониторы медицинские серии JUSHA, производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd., Китай

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Монитор медицинский вариант исполнения: Монитор
медицинский серии JUSHA
Производитель: Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd., Китай

2.13 Медицинская мультимедийная камера

2.13.1 «Камера Drystar AXYS», Агфа Н.В. (Бельгия)

Медицинская мультимедийная камера, варианты исполнения: Камера мультимедийная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями, производства «Агфа Н.В.», Бельгия (РУ № ФСЗ 2008/01838)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Медицинская мультимедийная камера вариант исполнения: Камера
мультимедийная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями
Производитель: "Агфа Н.В.", Бельгия

2.13.2 «Камера Drystar 5302», Агфа Н.В. (Бельгия)

Медицинская мультиформатная камера, варианты исполнения: Камера мультиформатная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями, производства «Агфа Н.В.», Бельгия (ПУ № ФСЗ 2008/02792)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0Х Заводской номер № XXXXXXXX	
	Медицинская мультиформатная камера вариант исполнения: Камера мультиформатная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями Производитель: "Агфа Н.В.", Бельгия	

2.13.3 «Камера DRYPRO SIGMA», Konica Minolta, Inc. (Япония)

Медицинская мультиформатная камера, варианты исполнения: Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями, производства «Коника Минолта, Инк.», Япония (Konica Minolta, Inc.) (ПУ № ФСЗ 2012/12920)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0Х Заводской номер № XXXXXXXX	
	Медицинская мультиформатная камера вариант исполнения: Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями Производитель: "Коника Минолта Инк.", Япония (Konica Minolta Inc.)	

2.13.4 «Камера DRYPRO SIGMA 2», Konica Minolta, Inc. (Япония)

Медицинская мультиформатная камера, варианты исполнения: Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA 2 с принадлежностями, производства «Кonica Минолта, Инк.», Япония (Konica Minolta, Inc.) (ПУ № РЗН 2020/9645)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

	
	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0Х Заводской номер № XXXXXXXX
Медицинская мультиформатная камера вариант исполнения: Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA 2 с принадлежностями Производитель: "Кonica Минолта Инк.", Япония (Konica Minolta Inc.)	

2.14 Держатель кассет

2.14.1 «Держатель кассет», ООО «Севкаврентген-Д» (Россия)

Держатель кассет для съемки в латеральной позиции, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01

	
	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0Х Заводской номер № XXXXXXXX
Держатель кассет для съемки в латеральной позиции Производитель: ООО «Севкаврентген-Д», Россия	

2.14.2 «Держатель кассет», Integral Medical GmbH (Германия)

Держатель кассет для съемки в латеральной позиции, производства Integral Medical GmbH, Германия

Применимость: вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0Х
Заводской номер № XXXXXXXXX

Держатель кассет для съемки в латеральной позиции
Производитель: Integral Medical GmbH, Германия

2.15 Дозиметр

2.15.1 «Дозиметры ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012», ООО НПП «ДОЗА» (Россия)

Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 в варианте исполнения: Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства ООО НПП «ДОЗА», Россия (РУ № РЗН 2014/1562)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0Х
Заводской номер № XXXXXXXXX

Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ
9441-109-31867313-2012 вариант исполнения:
Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М
Производитель: ООО НПП «ДОЗА», Россия

2.15.2 «Дозиметр VacuDap System, VacuDap standart», VacuTec Meßtechnik GmbH (Германия)

Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System варианты исполнения: VacuDap standart, производства VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия (ПУ № ФСЗ 2012/11816)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System варианты исполнения VacuDap standart
Производитель: VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия

2.15.3 «Дозиметр VacuDap System, VacuDap OEM», VacuTec Meßtechnik GmbH (Германия)

Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System варианты исполнения: VacuDap OEM, производства VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия (ПУ № ФСЗ 2012/11816)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System варианты исполнения: VacuDap OEM
Производитель: VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия

2.16 Крепление детское

Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010, производства ИП Давлетов Дифиян Ясавиевич, Россия (РУ № ФСР 2011/09994)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0Х
Заводской номер № XXXXXXXX

Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010
Производитель: ИП Давлетов Дифиян Ясавиевич

2.17 Негатоскоп

2.17.1 «Негатоскоп «РЕНЕКС НЦП-Х» по ТУ 9442-008-01416381-2002», ООО НПП «Гелиомед» (Россия)

Негатоскоп «РЕНЕКС НЦП-1», или «РЕНЕКС НЦП-2», или «РЕНЕКС НЦП-4» по ТУ 9442-008-01416381-2002, производства ООО НПП «Гелиомед», Россия (РУ ФСР 2010/07380)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0Х
Заводской номер № XXXXXXXX

Негатоскоп «РЕНЕКС НЦП-Х» по ТУ 9442-008-01416381-2002
Производитель: ООО НПП «Гелиомед», Россия

2.17.2 «Негатоскопы по ТУ 32.50.50-014-17459079-2019: НСХ-02», АО «ПОНИ» (Россия)

Негатоскопы диагностические светодиодные по ТУ 32.50.50-014-17459079-2019 в следующих исполнениях: НС1-02, или НС2-02, или НС3-02, или НС4-02, производства АО «ПОНИ», Россия (ПУ № РЗН 2020/9942)

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0Х
Заводской номер № XXXXXXXX

Негатоскопы диагностические светодиодные по ТУ
32.50.50-014-17459079-2019 в исполнении: НСХ-02
Производитель: АО «ПОНИ», Россия

2.18 Щит электрический

Щит электрический распределительный, производства ООО «ДАЛИ Медикал», Россия

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0Х
Заводской номер № XXXXXXXX

Щит электрический распределительный
Производитель: ООО "ДАЛИ Медикал", Россия

Серийный номер
Дата изготовления

XXXXXX
ГГГГ.ММ

2.19 Источник бесперебойного питания

Источник бесперебойного питания APC Back-UPS, производства American Power Conversion Corp. by Schneider Electric, Франция

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Источник бесперебойного питания APC Back-UPS Производитель: American Power Conversion Corp. by Schneider Electric, Франция	

2.20 Переговорное устройство

2.20.1 «STELBERRY», ООО «Современные технологии» (Россия)

Переговорное устройство т.м. «STELBERRY», S, производства ООО «Современные технологии», Россия

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Переговорное устройство т.м. «STELBERRY», S Производитель: ООО «Современные технологии», Россия	

2.20.2 «Digital Duplex», ГК «КОМКОМ» (Россия)

Переговорное устройство Digital Duplex, производства ГК «КОМКОМ», Россия

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Переговорное устройство Digital Duplex
Производитель: ГК «КОМКОМ», Россия

2.21 Стабилизатор напряжения (трёхфазный)

2.21.1 «Стабилизатор ШТИЛЬ», ЗАО «Тэнси-техно» (Россия)

Стабилизатор напряжения (трехфазный), варианты исполнения: Стабилизатор напряжения ШТИЛЬ, производства ЗАО «Тэнси-техно», Россия

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный
«НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Стабилизатор напряжения (трехфазный) вариант исполнения:
Стабилизатор напряжения ШТИЛЬ
Производитель: ЗАО «Тэнси-техно», Россия

2.21.2 «Стабилизатор LIDER PS XXSQ-I-15, LIDER PS XXXSQ-I-15», ООО «Псковский трансформаторный завод» (Россия)

Стабилизатор напряжения (трехфазный), варианты исполнения: Стабилизатор напряжения LIDER PS 63SQ-I-15, или LIDER PS 100SQ-I-15, производства ООО «Псковский трансформаторный завод», Россия

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dall-medical.com ДАЛИ МЕДИКАЛ
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX
	Стабилизатор напряжения (трехфазный) вариант исполнения: Стабилизатор напряжения LIDER PS XXSQ-I-15/ XXXSQ-I-15 Производитель: ООО "Псковский трансформаторный завод", Россия

2.22 Стабилизатор напряжения (однофазный)

Стабилизатор напряжения (однофазный), варианты исполнения: Стабилизатор напряжения LIDER PS 5000SQ-15 или LIDER PS 7500SQ-15, производства ООО «Псковский трансформаторный завод», Россия

Применимость: вариант исполнения 01 ДЕНА.941211.004-01, вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dall-medical.com ДАЛИ МЕДИКАЛ
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕО-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX
	Стабилизатор напряжения (однофазный) вариант исполнения: Стабилизатор напряжения LIDER PS XX00SQ-15 Производитель: ООО "Псковский трансформаторный завод", Россия

2.23 Программное обеспечение

Программное обеспечение получения и обработки рентгеновских медицинских изображений TESEO, производства Digitec Srl., Италия

Применимость: вариант исполнения 02 ДЕНА.941211.004-02

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dal-medical.com	ДАЛИ МЕДИКАЛ
	Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный «НЕС-Про» по ТУ 26.60.11-004-34910593-2022 вариант исполнения: 0Х Заводской номер № ХХХХХХХХ	
	Программное обеспечение получения и обработки рентгеновских медицинских изображений TESEO Производитель: Digitec Srl., Италия	
	Версия: ХХ.ХХ	

Всего прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

32 (Тридцать два) листов

Ген директор

ООО «ДАЛИ Медикал»



Обернин В.Ф.