


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «КарбонФарм»
А.Д. Хрячков
«29» августа 2023 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Повязка адсорбирующая углеродная активированная «ЛЛЕДР»
по ТУ 21.20.24-001-56369295-2023»

КОПИЯ
ВЕРНА



ООО «КарбонФарм»

Производитель: ООО «КарбонФарм»
109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, кв./оф. 47/1П
E-mail: info@kbf-corp.ru
Телефон: +7 (964) 579-85-09

**ПОВЯЗКА АДсорбирующая УГлеродная АКтивированная «ЛЛЕДР»
по ТУ 21.20.24-001-56369295-2023**

1 шт. НЕТОКСИЧНО Для местного применения РУ №XXX XXXX/XXX от XX.XX.2013

STERILE R

LOT 112/23

1.09.2023

1.09.2024

Подготовка изделия к использованию.

Вынуть повязку из упаковки. Визуально проверить повязку на однородность окраски и отсутствие инородных включений.

Использование изделия.

Вскрыть упаковку, извлечь и развернуть повязку, наложить на рану закрепить на поверхности раны сеткой, бинтом легкого наложения или пластырем по краям повязки, перекрывающей не менее сантиметра рану.

Состав изделия: Волокнистый углеродный материал темн.

Урал-ТЗКБФ по ТУ 13.20.3-002-6369295-2023

Использованные изделия утилизировать как отходы класса Б. Непользованные изделия, а также при нарушении стерильности или по окончании срока хранения утилизируют как отходы класса А.

Варианты исполнения изделия:

повязка размер 180 x 180 мм

Срок годности: 1 год



Рис. 1. Макет маркировки индивидуальной упаковки



ООО «КарбонФарм»

Производитель: ООО «КарбонФарм»
109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, кв./оф. 47/1П
E-mail: info@kbf-corp.ru
Телефон: +7 (964) 579-85-09

**ПОВЯЗКА АДсорбирующая УГлеродная АКтивированная «ЛЛЕДР»
по ТУ 21.20.24-001-56369295-2023**

В КОРОБКЕ 15 шт. НЕТОКСИЧНО Для местного применения РУ №XXX XXXX/XXX от XX.XX.2013

STERILE R

LOT 112/23

1.09.2023

1.09.2024

Подготовка изделия к использованию.

Вынуть повязку из упаковки. Визуально проверить повязку на однородность окраски и отсутствие инородных включений.

Использование изделия.

Вскрыть упаковку, извлечь и развернуть повязку, наложить на рану закрепить на поверхности раны сеткой, бинтом легкого наложения или пластырем по краям повязки, перекрывающей не менее сантиметра рану.

Состав изделия: Волокнистый углеродный материал темн.

Урал-ТЗКБФ по ТУ 13.20.3-002-6369295-2023

Использованные изделия утилизировать как отходы класса Б. Непользованные изделия, а также при нарушении стерильности или по окончании срока хранения утилизируют как отходы класса А.

Варианты исполнения изделия:

повязка размер 180 x 180 мм

Срок годности: 1 год





Рис. 2. Макет маркировки групповой упаковки.



ООО КарбонФарм»

**ПОВЯЗКА АДсорбирующая УГЛЕРОДная
АКТИВИРОВАНная «Л.ЛЕДР»
по ТУ 21.20.24-001-56369295-2023**

LOT

112/23



1.09.2023

Варианты исполнения изделия

повязка размер 180 x 180 мм

Вес брутто

Количество упаковок

ООО «КарбонФарм»

109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 51, кв./оф. 47/1П

E-mail: info@kbf-corp.ru

Телефон: +7(964)579-65-09



Рис. 3. Макет маркировки транспортной упаковки.




Прошито и опечатано

3

листов

Генеральный директор ООО «КарбонФарм»

Хрячков А.Д.




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «КарбонФарм»

А.Д. Хрячков

«29» августа 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Повязка адсорбирующая углеродная активированная «ЛЛЕДР»
по ТУ 21.20.24-001-56369295-2023»**




Рис. 1. Внешний вид медицинского изделия без упаковки.



Рис. 2. Медицинское изделие в индивидуальной упаковке.




Рис. 3. Медицинское изделие в индивидуальной упаковке.



Рис. 4. Медицинское изделие в групповой упаковке.



Рис. 5. Медицинское изделие в групповой упаковке.



Рис. 5. Медицинское изделие в транспортной упаковке.



Рис. 5. Медицинское изделие в транспортной упаковке.

Прошито и опечатано

5

листов

Генеральный директор ООО «КарбонФарм»

Хрячков А.Д.

