

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению комплекта одежды и белья акушерского из нетканого материала одноразовый стерильный "АНТИС"

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект одежды и белья акушерского из нетканого материала одноразовый стерильный «АНТИС» предназначен для защиты медперсонала и рожениц от инфицирования во время приёма родов.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Одноразовая одежда имеет удельную разрывную нагрузку

Для вертикальных тканых нитей – 30 N/cm (ТС 253)

Для горизонтальных тканых нитей – 120 N/cm (ТС 253)

Плотность материала составляет - 23 г/м<sup>3</sup>

Одноразовые простыни, полотенца, салфетки имеют удельную разрывную нагрузку

Для вертикальных тканых нитей – 74 N/cm (ТС 253)

Для горизонтальных тканых нитей – 100 N/cm (ТС 253)

## 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к применению не существует.

Побочные эффекты не существуют.

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед использованием очистить кожу от микробных веществ.

Перед использованием комплекта необходимо убедиться в том, что срок стерильности комплекта не закончился.

## 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Соблюдайте порядок работы, указанной на упаковке.

Вскрыть пакет, распределить содержимое комплекта по местам применения.

По окончании периода использования утилизировать.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1 ГОСТ 15150-69.

Изделие можно использовать только один раз. Не повреждайте упаковку изделия и не используйте изделие с повреждённой упаковкой, так как бельё стерильно. Для гарантированного использования следуйте указаниям, имеющимся на упаковке.

Перед использованием комплекта необходимо убедиться в том, что срок стерильности комплекта не закончился. Утилизация использованных комплектов производится путем сжигания.

Генеральный директор  
ООО «Белая линия»



А.В. Голоднов