



Электропростыня медицинская электрическая инфракрасная Linen 150x90 (однозонная)





Электропростыня медицинская электрическая инфракрасная Sofy 150x120 (однозонная)



электропростыня медицинская электрическая инфракрасная Согревайка М 150х115 (однозонная)



Электропростыня медицинская электрическая инфракрасная Согревайка XL 150х180





Электрогрелка медицинская электрическая инфракрасная иWorm 45*50





11111

11111










Электроодеяло медицинское электрическое инфракрасное Infrasauna 180×220 (двухзонное)



строодеяло медицинское электрическое инфракрасное Blanket 145x180 (однозонное или
хзонное)



Устройство медицинское для электро-терморегулируемого обогрева инфракрасное, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-002- 74841844-2020

Макеты маркировок

Устройство медицинское для электро-терморегулируемого обогрева инфракрасное, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-002- 74841844-2020.

Электропростыня медицинская электрическая инфракрасная

Модель: Согревайка XI 150x180 (однозонная)  20-S150180-B1-001-R



ООО «Энерлек», 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 79, корп.4, кв.91



10.2020

Место производства медицинского изделия: 1. ООО «Энерлек», 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская, д. 6, производственное помещение А4-12, Литер А, четвертый этаж

2. ИП «Атнашев Дмитрий Анатольевич», 195213, г.

Санкт-Петербург, ул. Складская, д. 6, производственное помещение А4 41, Литер А, четвертый этаж



IP 45

Запрещено:

1. Запрещается машинная стирка и сушки.
2. Использовать прибор в сложенном виде.
3. Использовать прибор в мокром виде.
4. Использовать прибор детям, а так же инвалидам и людям с повышенной чувствительностью к теплу.
5. Использовать прибор во время сна.

Номинальное напряжение: 220 В 

Частота: 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 55 Вт

Место для Регистрационного удостоверения

прибор медицинский для электро-терморегулируемого обогрева инфракрасного, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-002- 74841844-2020.

Электроодеяло медицинское электрическое инфракрасное

Модель: Infrasauna 180×220 (двухзонное)  20-B180220-B1-001-R



ООО «Энерлек» 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 79, корп.4, кв.91



10.2020

Место производства медицинского изделия: 1. ООО «Энерлек», 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская, д. 6, производственное помещение А4-12, Литер А, четвертый этаж

2. ИП «Атнашев Дмитрий Анатольевич», 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская, д. 6, производственное помещение А4-41, Литер А, четвертый этаж



IP 45

Номинальное напряжение: 220 В ~

Частота: 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 180 Вт

Место для Регистрационного удостоверения

Запрещено:

1. Запрещается машинная стирка и сушки.
2. Использовать прибор в сложенном виде.
3. Использовать прибор в мокром виде.
4. Использовать прибор детям, а так же инвалидам и людям с повышенной чувствительностью к теплу
5. Использовать прибор во время сна.

Прибор медицинский для электро-терморегулируемого обогрева инфракрасное, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-002- 74841844-2020.

Электрогрелка медицинская электрическая инфракрасная

Модель: Hotty 40x50

SN

20-W4050-B1-001-R



ООО «Энерлек», 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 79, корп.4, кв.91



10.2020

Место производства медицинского изделия: 1. ООО «Энерлек», 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская, д. 6, производственное помещение А4-12, Литер А, четвертый этаж

2. ИП «Атнашев Дмитрий Анатольевич», 195213, г.

Санкт-Петербург, ул. Складская, д. 6, производственное помещение А4-41, Литер А, четвертый этаж



IP 45

Номинальное напряжение: 220 В ~

Частота: 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 50 Вт

Место для Регистрационного удостоверения

Запрещено:

1. Запрещается машинная стирка и сушки.
2. Использовать прибор в сложенном виде.
3. Использовать прибор в мокром виде.
4. Использовать прибор детям, а так же инвалидам и людям с повышенной чувствительностью к теплу.
5. Использовать прибор во время сна.

прошито, пронумеровано и

Скреплено 2 листов

ООО «Энертек»

Генеральный директор Литвинко О.А.

Подпись

«12» сб 2018