

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АСТРА-77»




В.А. Дергунов


2023 г.


Фотографические изображения изделия:

**Центрифуга ТХК4 для карт гелевых для иммуногематологических исследований методом
колоночной агглютинации для диагностики in vitro**


**Changsha Yingtai Instrument Co., Ltd.
(«Чанша Интай Инструмент Ко., Лтд.»), Китай**







Gel Card Centrifuge
Model: TXK4 Volume: 12 Cards
RCF: 370×g Max Speed: 2000rpm
Power: 100W Voltage: 220V50HZ
Production Date: 2023-04-18
Expiration Date: 2028-04-17
Series NO.: 24312304098



Общий вид медицинского изделия

Gel Card Centrifuge

Model:TXK4

Volume: 12 Cards

RCF: 370×g

Max Speed:2000rpm

Power: 100W

Voltage:220V50HZ

Production Date: 2023-04-18


Expiration Date: 2028-04-17

Series NO.: 24312304098


Шильдик медицинского изделия



Центрифуга ТХК4 – 1 шт.



Ротор (12 карт) – 1 шт.



Кабель питания – 1 шт.

Centrifuge Calibration Report

Date: April 16, 2023

Model No.		Gel Card Centrifuge		Parameter of Instrument		12 cards	
Code of producing		24312304098		Inspection reference documents		Xiangchang Mechanical Equipment: 20160150	
Material code		5129-00004-01		Checking of finished product		Mr. Yujun Chen	
Serial No.		Test Items		Contents		Result	
1	Surface	Item	appearance	Centrifugal chamber	Wiring	Fastening piece (melt/plastic)	√
		testing	in good condition	304# stainless steel	In order	No loose	
2	Parameters Setting	Stopped status	Setting	Modify	Locked	Speed	√
		allowed	allowed	yes	running status	unchangable	
3	Memory function	Turn off the power, it can remember the last working program when you turn on the power again.					√
4	Speed Accuracy	Setting speed	500rpm	1000rpm	2000rpm	3000rpm	√
		Actual speed	495rpm~505rpm	995rpm~1005rpm	1995rpm~2005rpm	2995~3005rpm	
		Conclusion	√	√	√	√	
5	Noise	Position	Front	Back	Left	Right	√
		Rea test	53	53	52	52	
		Conclusion	√	√	√	√	
6	Ground connection	Conclusion: (All power circuits have connected with ground) √					√
7	Earthing resistance	Test points	Power circuit	Control panel	Motor		√
		Resistance	(10s)	(10s)	(10s)		
		Conclusion	√	√	√		
8	The fluctuation of Voltage	AC 198-233V				Conclusion: (normally working) √	
9	Continuous working	Running time: 99min59sec				Conclusion: (It has no fault in running within continuous working) √	
10	Insulation resistance	Voltage: 500V conclusion: (>1MΩ) √					
11	Lock & electrical chain	Stop	Can open the lid	Run	Can't open the lid	Outage	Can open by hands
12	Standard of test	GB4793.7-2008 GBT-30099-2013 YY/T0657-2017					
13	Comment of test	Pass					
14	Approve	Yes					

Pass "√"

Off-grade: "x"

Inapplicability: "—"

Отчет о калибровке центрифуги – 1 шт. (при необходимости)

User Manual
For
TXK4
Gel card Centrifuge

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Информацию на стикере считать приоритетной

Центрифуга ТХК4 для карт гелевых для иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации для диагностики *in vitro*

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Параметры источника питания: $220В \pm 10\% \sim$, $50Гц \pm 1Гц$, $100 Вт$.

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «АСТРА-77»

Адрес: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 5, строение 12, этаж 2, офис №204

Тел.: +7(495) 925-77-59, E-mail: info@astra77.ru



Changsha Yingtai Instrument Co., Ltd.

(«Чанша Интай Инструмент Ко., Лтд.»), Китай

No. 102, Building A3, Liandong Jinyu Industrial Center, No.

308, Section 2, Maqiaohe Road, Wangcheng Economic and

Technological Development Zone, Changsha City, China

Только для диагностики *in vitro* · Для профессионального применения

Остальную информацию и символы см. на оригинальной маркировке



Макет маркировки корпуса центрифуги ТХК4 на русском языке

Центрифуга ТХК4 для карт гелевых для иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации для диагностики *in vitro*, в составе:

- Центрифуга ТХК4 – 1 шт.;
- Ротор (12 карт) – 1 шт.;
- Кабель питания – 1 шт.;
- Отчет о калибровке центрифуги – 1 шт. (при необходимости);
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Условия хранения и транспортирования:

Температура воздуха – $0^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$;

Относительная влажность – Не более 95% (без конденсата);

Атмосферное давление – $75 \text{ кПа} \sim 106 \text{ кПа}$.

Масса нетто: _____; Масса брутто: _____;

Габаритные размеры (Д×Ш×В): _____.

Остальную информацию и символы см. на оригинальной маркировке

Changsha Yingtai Instrument Co., Ltd.

(«Чанша Интай Инструмент Ко., Лтд.»), Китай

No. 102, Building A3, Liandong Jinyu Industrial Center, No. 308, Section 2,

Maqiaohe Road, Wangcheng Economic and Technological Development

Zone, Changsha City, China



Макет маркировки транспортной тары изделия на русском языке

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 12 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Дергунов В.А.
М.П.

