

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МТК288»

Хван Е.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Филлер интрадермальный, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus с лидокаином

Производства: Feel Korea Co., Ltd. (Фил Кореа Ко., Лтд.), Республика Корея


**12, Hwanggeum-ro 274 beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
(Республика Корея)**



Фотографии 1-6 – Внешний вид потребительской упаковки Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Fine с лидокаином



Фотография 10 – Содержимое блистера Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Fine с лидокаином



Фотография 11 – Внешний вид шприца Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Fine с лидокаином



Фотографии 12-15 – Маркировка шприца Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Fine с лидокаином



Фотография 13 – Иглы, входящие в комплект Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Fine с лидокаином, в индивидуальной упаковке





Фотография 14 – Внешний вид иглы, входящей в комплект Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Fine с лидокаином




Фотографии 15-20 – Внешний вид потребительской упаковки Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Deep с лидокаином



Фотография 21 – Содержимое потребительской упаковки Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Deep с лидокаином



Фотографии 22-23 – Внешний вид блистера Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Deep с лидокаином




Фотография 24 – Содержимое блистера Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Deep с лидокаином




Фотография 25 – Внешний вид шприца Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Deep с лидокаином



Фотографии 26-29 – Маркировка шприца Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Deer с лидокаином



Фотография 30 - Иглы, входящие в комплект Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Deer с лидокаином, в индивидуальной упаковке





Фотография 31 – Внешний вид иглы, входящей в комплект Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Deer с лидокаином



Фотографии 32-37 – Внешний вид потребительской упаковки Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus SUB-Q с лидокаином



Фотография 38 – Содержимое потребительской упаковки Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus SUB-Q с лидокаином



Фотографии 39-40 – Внешний вид блистера Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus SUB-Q с лидокаином




Фотография 41 – Содержимое блистера Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus SUB-Q с лидокаином




Фотография 42 – Внешний вид шприца Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus SUB-Q с лидокаином



Фотографии 43-46 – Маркировка шприца Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus SUB-Q с лидокаином



Фотография 47 - Иглы, входящие в комплект Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus SUB-Q с лидокаином, в индивидуальной упаковке



Фотография 48 – Внешний вид иглы, входящей в комплект Филлера интрадермального, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus SUB-Q с лидокаином

Макет этикетки потребительской упаковки MIRALINE Plus Fine

Наименование:

Филлер интрадермальный, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Fine с лидокаином, в составе:

1. Шприц с филлером MIRALINE Plus Fine (1,1 мл) - 1 шт.
2. Игла стерильная 30G x 12 мм (0,30 x 12 мм) – 2 шт.
3. Самоклеящаяся этикетка – 2 шт.
4. Инструкция по применению - 1 шт.

Основной состав:

Сшитый гиалуронат натрия (24 мг/мл) + лидокаин (0,3 мг/мл)

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2023/0000 от 00.00.2023

Номер партии «Lot No:» и срок годности «Exp Date:» см. на упаковке и самоклеящейся этикетке

**Производитель**

Feel Korea Co., Ltd. (Фил Кореа Ко., Лтд.), Республика Корея

12, Hwanggeum-ro 274 beon-gil, Yangcheon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (Республика Корея)

Условия хранения:

Температура 2°C - 25°C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги, не замораживать.

Макет этикетки потребительской упаковки MIRALINE Plus Deep

Наименование:

Филлер интрадермальный, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Deep с лидокаином, в составе:

1. Шприц с филлером MIRALINE Plus Deep (1,1 мл) - 1 шт.
2. Игла стерильная 27G x 12 мм (0,4 x 12 мм) – 2 шт.
3. Самоклеящаяся этикетка – 2 шт.
4. Инструкция по применению - 1 шт.

Основной состав:

Сшитый гиалуронат натрия (24 мг/мл) + лидокаин (0,3 мг/мл)

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2023/0000 от 00.00.2023

Номер партии «Lot No:» и срок годности «Exp Date:» см. на упаковке и самоклеящейся этикетке

**Производитель**

Feel Korea Co., Ltd. (Фил Кореа Ко., Лтд.), Республика Корея

12, Hwanggeum-ro 274 beon-gil, Yangcheon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (Республика Корея)

Условия хранения:

Температура 2°C - 25°C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги, не замораживать.

Макет этикетки потребительской упаковки MIRALINE Plus Sub-Q

Наименование:

Филлер интрадермальный, на основе гиалуроната натрия MIRALINE Plus Sub-Q с лидокаином, в составе:

1. Шприц с филлером MIRALINE Plus Sub-Q (1,1 мл) - 1 шт.
2. Игла стерильная 25G x 12 мм (0,5 x 12 мм) – 2 шт.
3. Самоклеящаяся этикетка – 2 шт.
4. Инструкция по применению - 1 шт.

Основной состав:

Сшитый гиалуронат натрия (24 мг/мл) + лидокаин (0,3 мг/мл)

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2023/0000 от 00.00.2023

Номер партии «Lot No:» и срок годности «Exp Date:» см. на упаковке и самоклеящейся этикетке

**Производитель**

Feel Korea Co., Ltd. (Фил Кореа Ко., Лтд.), Республика Корея

12, Hwanggeum-ro 274 beon-gil, Yangcheon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (Республика Корея)

Условия хранения:

Температура 2°C - 25°C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги, не замораживать.



Макет этикетки коробки (внешней упаковки) MIRALINE Plus Deep с указанием расположения русскоязычного стикера

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 15

Александр листах

Генеральный
директор



ИТК 288

ИТК 288

Квант В.