

Генеральный директор
ООО «ГЛАВМЕДСНАБ»



Саенков М.А.
28.06.2024 г.

Фотографии общего вида

Авторефкератометр PRK-7000, PRK-8000, с принадлежностями

Варианты исполнения:

1. Авторефкератометр PRK-7000, в составе:

- Основной блок PRK-7000 – 1 шт.
- Тестовая модель глаза для Авторефкератометра серии PRK – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Бумага для упора подбородка для Авторефкератометра серии PRK - 1 упаковка.
- Бумага для печати для Авторефкератометра серии PRK - 2 рулона.
- Пылезащитный чехол для Авторефкератометра серии PRK – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

- Бумага для печати, для Авторефкератометра серии PRK - не более 10 рулонов.

2. Авторефкератометр PRK-8000, в составе:

- Основной блок PRK-8000 – 1 шт.
- Тестовая модель глаза для Авторефкератометра серии PRK – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Бумага для упора подбородка для Авторефкератометра серии PRK - 1 упаковка.
- Бумага для печати для Авторефкератометра серии PRK - 2 рулона.
- Пылезащитный чехол для Авторефкератометра серии PRK – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

- Бумага для печати, для Авторефкератометра серии PRK - не более 10 рулонов.

Производства

POTEC CO., LTD., 40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea












бумага для упора подбородка для Авторефрактометра серии PRK










POTEC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

▲ АВТОРЕФРАКТОМЕТР

PRK-7000



www.potec.biz

Прежде, чем использовать изделие, тщательно прочитайте данное руководство.

POTEC **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР

PRK-8000



www.potec.biz

Перед использованием прибора обязательно внимательно прочтите данное руководство.

принадлежности:

бумага для печати, для Авторефкератометра серии PRK



POTEC

Авторефкератометр PRK-7000, PRK-8000 с принадлежностями



АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР PRK-8000

Вольт 100-240В~
Мощность 40-60 ВА
Частота 50/60Гц

SN

K8JJ20A



2020.09.01



Прибор соответствует ISO 10342

Оптическая сила отображается для длины волны $d = 546.07$ нм или $d = 587.56$ нм

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



POTEC CO., LTD.

40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea


Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО «ГМС», 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом 49, строение 4, Тел.: +7 (499) 678-02-92

На примере варианта исполнения Авторефкератометр PRK-8000

POTEC

Авторефрактометр PRK-7000, PRK-8000 с принадлежностями



Авторефрактометр PRK-8000

в составе:

- Основной блок PRK-7000 – 1 шт.
- Тестовая модель глаза для Авторефрактометра серии PRK – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Бумага для упора подбородка для Авторефрактометра серии PRK - 1 упаковка.
- Бумага для печати для Авторефрактометра серии PRK - 2 рулона.
- Пылезащитный чехол для Авторефрактометра серии PRK – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Принадлежности: - Бумага для печати, для Авторефрактометра серии PRK - не более 10 рулонов.



Вольт 100-240В~

Мощность 40-60 ВА

Частота 50/60Гц

SN

K8JJ20A



2020.09.01

Прибор соответствует ISO 10342

Оптическая сила отображается для длины волны $d = 546.07$ нм или $d = 587.56$ нм

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Транспортировка и хранение: Температура: от -10 до +55 °С. Влажность: от 10 до 95% относительной влажности. Атмосферное давление: от 50 до 106 кПа

Эксплуатация: Температура: от +10 до +40 °С. Влажность: от 30 до 85% относительной влажности. Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

УТИЛИЗАЦИЯ: Отходы относятся к классу А (СанПиН 2.1.3684-21).

Использованная бумага для упора подбородка относится к классу Б (СанПиН 2.1.3684-21).



POTEC CO., LTD.

40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «ГМС», 127015,

г. Москва, ул. Вятская, дом 49, строение 4, Тел.: +7 (499) 678-02-92

POTEC

Бумага для печати, для Авторефкератометра серии PRK

Авторефкератометр PRK-7000, PRK-8000 с принадлежностями,

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Транспортировка и хранение: Температура: от -10 до +55 °С. Влажность: от 10 до 95% относительной влажности. Атмосферное давление: от 50 до 106 кПа

Эксплуатация: Температура: от +10 до +40 °С. Влажность: от 30 до 80 % относительной влажности. Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

УТИЛИЗАЦИЯ: Отходы относятся к классу А (СанПиН 2.1.3684-21).



2020.09.01



POTEC CO., LTD.

40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «ГМС»; 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом 49, строение 4, Тел.: +7 (499) 678-02-92







ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Макет маркировки основного блока на русском языке

ROTEC		Авторефкератометр PRK-7000, PRK-8000 с принадлежностями		
АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР PRK-7000				
Вольт	100-240В~	 SN	XXXXXXXX	
Мощность	40-60 ВА			
Частота	50/60Гц			
			гггг.мм.дд	
Прибор соответствует ISO 10342				
Оптическая сила отображается для длины волны $d = 546.07$ нм или $d = 587.56$ нм				
Регистрационное удостоверение № _____ от _____				
	ROTEC CO., LTD.			
	40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea			
	Уполномоченный представитель производителя в РФ			
ООО «ГМС», 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом 49, строение 4, Тел.: +7 (499) 678-02-92				

ROTEC		Авторефкератометр PRK-7000, PRK-8000 с принадлежностями		
АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР PRK-8000				
Вольт	100-240В~	 SN	XXXXXXXX	
Мощность	40-60 ВА			
Частота	50/60Гц			
			гггг.мм.дд	
Прибор соответствует ISO 10342				
Оптическая сила отображается для длины волны $d = 546.07$ нм или $d = 587.56$ нм				
Регистрационное удостоверение № _____ от _____				
	ROTEC CO., LTD.			
	40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea			
	Уполномоченный представитель производителя в РФ			
ООО «ГМС», 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом 49, строение 4, Тел.: +7 (499) 678-02-92				

ROTEC

Авторефрактометр PRK-7000, PRK-8000 с принадлежностями



Авторефрактометр PRK-7000

в составе:

- Основной блок PRK-7000 – 1 шт.
- Тестовая модель глаза для Авторефрактометра серии PRK – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Бумага для упора подбородка для Авторефрактометра серии PRK - 1 упаковка.
- Бумага для печати для Авторефрактометра серии PRK - 2 рулона.
- Пылезащитный чехол для Авторефрактометра серии PRK – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.



Принадлежности: -Бумага для печати, для Авторефрактометра серии PRK - не более 10 рулонов.

Вольт 100-240В~

Мощность 40-60 ВА

Частота 50/60Гц

SN

XXXXXXXX



гггг.мм.дд

Прибор соответствует ISO 10342

Оптическая сила отображается для длины волны $d = 546.07$ нм или $d = 587.56$ нм

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Транспортировка и хранение: Температура: от -10 до + 55 °С. Влажность: от 10 до 95% относительной влажности. Атмосферное давление: от 50 до 106 кПа

Эксплуатация: Температура: от +10 до + 40 °С. Влажность: от 30 до 85% относительной влажности. Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

УТИЛИЗАЦИЯ: Отходы относятся к классу А (СанПиН 2.1.3684-21).

Использованная бумага для упора подбородка относится к классу Б (СанПиН 2.1.3684-21).




ROTEC CO., LTD.

40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «ГМС», 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом 49, строение 4, Тел.: +7 (499) 678-02-92

POTEC

Авторефкератометр PRK-7000, PRK-8000 с принадлежностями



Авторефкератометр PRK-8000

в составе:

- Основной блок PRK-7000 – 1 шт.
- Тестовая модель глаза для Авторефкератометра серии PRK – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Бумага для упора подбородка для Авторефкератометра серии PRK - 1 упаковка.
- Бумага для печати для Авторефкератометра серии PRK - 2 рулона.
- Пылезащитный чехол для Авторефкератометра серии PRK – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.



Принадлежности: -Бумага для печати, для Авторефкератометра серии PRK - не более 10 рулонов.

Вольт 100-240В~

Мощность 40-60 ВА

Частота 50/60Гц

SN

XXXXXXXX



гггг.мм.дд

Прибор соответствует ISO 10342

Оптическая сила отображается для длины волны $d = 546.07$ нм или $d = 587.56$ нм

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Транспортировка и хранение: Температура: от -10 до + 55 °С. Влажность: от 10 до 95% относительной влажности. Атмосферное давление: от 50 до 106 кПа**Эксплуатация:** Температура: от +10 до + 40 °С. Влажность: от 30 до 85% относительной влажности. Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа**УТИЛИЗАЦИЯ:** Отходы относятся к классу А (СанПиН 2.1.3684-21).

Использованная бумага для упора подбородка относится к классу Б (СанПиН 2.1.3684-21).

**POTEC CO., LTD.**

40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «ГМС», 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом 49, строение 4, Тел.: +7 (499) 678-02-92

POTEC

Бумага для печати, для Авторефкератометра серии PRK

Авторефкератометр PRK-7000, PRK-8000 с принадлежностями,

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Транспортировка и хранение: Температура: от -10 до + 55 °С. Влажность: от 10 до 95% относительной влажности. Атмосферное давление: от 50 до 106 кПа

Эксплуатация: Температура: от +10 до + 40 °С. Влажность: от 30 до 85% относительной влажности. Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

УТИЛИЗАЦИЯ: Отходы относятся к классу А (СанПиН 2.1.3684-21).



2020.09.01



POTEC CO., LTD.

40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015, Korea


Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «ГМС», 127015,
г. Москва, ул. Вятская, дом 49, строение 4, Тел.: +7 (499) 678-02-92

Прошито и пронумеровано

22 (двадцать два)

Генеральный директор
ООО «ГЛАВМЕДСНАБ»




Саенков М.