

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «Асмед»**

**Ю.В. Плечун
«10» марта 2023 г.**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Простыни и покрытия медицинские одноразовые нестерильные АГАТМЕД
по ТУ 32.50.50-016-28215400-2021**

ВЕРСИЯ 4 от 10 марта 2023

г. Клин, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование, состав, комплектность медицинского изделия.....	3
2. Сведения о производителе медицинского изделия.....	3
3. Область применения	3
4. Класс риска медицинского изделия, вид и длительность контакта с телом человека	3
5. Назначение, функциональные характеристики, потенциальные потребители медицинского изделия	3
6. Риски применения медицинского изделия	4
7. Показания, противопоказания, побочные действия	4
8. Описание медицинского изделия и его основные технические характеристики	4
9. Упаковка медицинского изделия.....	5
10. Маркировка медицинского изделия.....	6
11. Информация по применению медицинского изделия (метод применения).....	7
12. Правила эксплуатации, транспортирования и хранения медицинского изделия	7
13. Гарантийные обязательства	8
14. Порядок осуществления утилизации медицинского изделия.....	8
15. Рекламации	8
16. Сведения о нормативной документации на медицинское изделие	8
Приложение 1. Варианты исполнения МИ.....	10

1. Наименование, состав, комплектность медицинского изделия

Медицинское изделие:

Простыни и покрытия медицинские одноразовые нестерильные АГАТМЕД по ТУ 32.50.50-016-28215400-2021 (далее – МИ, простыни, покрытия, изделие).

МИ выпускается в вариантах исполнения согласно Приложению 1.

В комплект поставки входит:

– Простыни и покрытия медицинские одноразовые нестерильные АГАТМЕД по ТУ 32.50.50-016-28215400-2021 одного варианта исполнения в индивидуальной упаковке в количестве в соответствии с указанными требованиями ТУ 32.50.50-016-28215400-2021.

– Инструкция по применению.

Инструкция по применению входит в комплект поставки и вложена в транспортную тару вместе с изделием. При поставке изделий в несколько грузовых мест инструкцию по применению допускается вкладывать в комплект сопроводительных документов.

2. Сведения о производителе медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью «Асмед» (ООО «Асмед»)

Юридический адрес: 141601, Россия, Московская область, город Клин, Ленинградское шоссе, корпус строение 5, помещение 1.

Тел.: +7(495)374-61-26

E-mail: info@ooo-asmed.ru

Адрес места производства: 141601, Россия, Московская область, город Клин, Ленинградское шоссе, корпус строение 5, помещение 1.

3. Область применения

Осмотр/терапевтические процедуры.

4. Класс риска медицинского изделия, вид и длительность контакта с телом человека

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508.

Вид медицинского изделия: 187230.

«Простыни и покрытия медицинские одноразовые нестерильные АГАТМЕД по ТУ 32.50.50-016-28215400-2021» – неинвазивное медицинское изделие кратковременного применения, непосредственный контакт с неповрежденной кожей.

5. Назначение, функциональные характеристики, потенциальные потребители медицинского изделия

Медицинское изделие «Простыни и покрытия медицинские одноразовые нестерильные АГАТМЕД по ТУ 32.50.50-016-28215400-2021» предназначено для применения в качестве барьера между пациентом и поверхностью с целью сохранения гигиенических условий при проведении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий.

Функциональные характеристики:

Обеспечение барьера между пациентом и поверхностью при проведении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий.

Наличие адгезивного края на изделии позволяет закрепить его на поверхности, тем самым предотвратив скольжение изделия во время проведения обследований, манипуляций или процедур.

Наличие кармана на простыне позволяет складывать в него использованные салфетки, тампоны, и прочие расходные материалы, не отвлекаясь от проведения обследований, манипуляций

или процедур, с последующей их утилизацией вместе с простыней, что обеспечивает соблюдение чистоты и гигиены смотрового или медицинского кабинета.

Преимущество использования изделий одноразового применения:

- удобство в применении;
- экономическая эффективность при применении по сравнению с применением многоразового белья;
- длительный срок хранения нестерильных одноразовых изделий;
- простота утилизации использованных изделий.

Потенциальные потребители медицинского изделия – медицинский персонал и пациенты медицинских организаций.

Простыни и покрытия применяются в стационарных, амбулаторных, лечебно-профилактических учреждениях, а также в помещениях, в которых проводятся приемы или осмотры пациентов, и в других медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

6. Риски применения медицинского изделия

Повторно не использовать. Информация указана на маркировке.

При обнаружении на поверхности изделия внешних дефектов: пятен, загрязнений, разрывов, нарушений структуры материала и других механических повреждений изделие не использовать.

Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

7. Показания, противопоказания, побочные действия

7.1. Показания к применению медицинского изделия

Для одноразового кратковременного применения в качестве защитного покрытия с целью сохранения гигиенических условий при проведении обследований, манипуляций или процедур, не требующих соблюдения стерильных условий.

7.2. Противопоказания к применению медицинского изделия

Индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

7.3. Побочные действия медицинского изделия

Возможна аллергическая реакция на материалы изготовления МИ. При появлении симптомов: кожного зуда, покраснения, отека, сыпи – прекратить контакт с изделием.

8. Описание медицинского изделия и его основные технические характеристики

8.1. Описание медицинского изделия

«Простыни и покрытия медицинские одноразовые нестерильные АГАТМЕД по ТУ 32.50.50-016-28215400-2021» представляют собой изделия геометрических форм, исполненные в виде штучных изделий или в виде изделий, разделенных перфорацией в рулоне. Габаритные размеры и количество изделий в упаковке указано на маркировке МИ.

8.2. Технические характеристики медицинского изделия

8.2.1. Для изготовления изделий используются материалы Santeys, Спанлейс, Спанлейс ламинированный, СМС, Спанбонд, Спанбонд ламинированный, Бумага ламинированная 2х-слойная, Бумага ламинированная 3х-слойная, ПВД (карман), Адгезивная пленка (адгезивный край).

8.2.2. Изделия выпускаются поверхностной плотности от 12 г/м² до 104 г/м². Допускаемые отклонения от установленных значений по поверхностной плотности не более 7 г/м².

8.2.3. Материалы могут быть выполнены в белом, голубом цветах.

8.2.4. При заказе медицинского изделия с заказчиком согласовывается плотность, материал и цвет в соответствии с указанными требованиями ТУ 32.50.50-016-28215400-2021. Сырьевой состав указывается на маркировке медицинского изделия.

8.2.5. Изделие не содержит материалов животного и/или человеческого происхождения, фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов.

8.2.6. Поверхность изделия не имеет внешних дефектов: пятен, загрязнений, разрывов и других механических повреждений, нарушений структуры материала.

8.2.7. Материалы, применяемые при изготовлении, обеспечивают требования биологической безопасности по ГОСТ Р 52770, ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-5, ГОСТ ISO 10993-10.

8.2.8. Прочность материалов, применяемых при изготовлении, соответствует таблице 1.

Таблица 1. Требования к исполнению изделий

№	Характеристика	Единица измерения	Требования
1.	Прочность на разрыв в сухом состоянии - продольное направление - поперечное направление	кПа	≥ 30 ≥ 10
2.	Прочность на разрыв во влажном состоянии - продольное направление - поперечное направление	кПа	≥ 20 ≥ 10
3.	Прочность на растяжение в сухом состоянии - продольное направление - поперечное направление	Н	≥ 30 ≥ 10
4.	Прочность на растяжение во влажном состоянии - продольное направление - поперечное направление	Н	≥ 15 ≥ 10
5.	Прочности отрыва одной простыни/покрытия от другой для формата выпуска изделий «с перфорацией»	Н	10-30

8.2.9. Водоупорность ламинированных изделий не менее 10 см вод.ст.

8.2.10. Изделия, изготовленные из материалов Santeys, Спанлейс, Спанлейс ламинированный, Бумага ламинированная, должны обладать впитывающей способностью. Абсорбционная емкость данных изделий не менее 0,1%.

8.2.11. Материалы Santeys, Спанлейс, Спанлейс ламинированный, Бумага ламинированная являются впитывающими материалами. Для изделий, изготовленных из впитывающих материалов, время впитывания жидкости составляет от 1 до 20 сек.

8.2.12. Сопротивление отслаиванию адгезивного края не менее 250 сек.

8.2.13. МИ нестерильно. Не подлежит повторному использованию.

9. Упаковка медицинского изделия

9.1. Потребительская (индивидуальная) упаковка закрыта таким образом, чтобы обеспечивалась сохранность и защита МИ от загрязнений во время хранения и транспортировки.

9.2. Для хранения МИ в исполнениях в рулоне уложены в потребительскую (индивидуальную) упаковку, представляющую собой пакет (типа «рукав») из ПВД марки 15803-020 по ГОСТ 16337, края которого завернуты внутрь рулона и заклеены стикером, остальные виды исполнения МИ должны быть уложены в пакет (типа «рукав») из ПНД по ГОСТ 12302 и запаяны с двух сторон.

9.3. Для транспортирования МИ в потребительской (индивидуальной) упаковке уложены в коробки из гофрированного картона марки Т24 по ГОСТ Р 52901. Транспортная тара оклеена лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477. МИ в исполнениях в рулоне в потребительской (индивидуальной) упаковке уложены в пакет (типа «рукав») из ПВД марки 15803-020 по ГОСТ 16337, края которого должны быть запаяны с одной стороны и заклеены с другой стороны лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.

9.4. Инструкция по применению вкладывается в транспортную тару вместе с изделием. При поставке изделий в несколько грузовых мест инструкцию по применению допускается вкладывать в комплект сопроводительных документов.

9.5. Масса брутто одного места не должна превышать 35 кг.

10. Маркировка медицинского изделия

10.1. Маркировка выполнена в соответствии с требованиями ТУ. На этикетках использованы необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

10.2. Маркировка четкая, разборчивая при нормальном или скорректированном до нормального зрения.

10.3. Маркировка потребительской упаковки выполнена в виде вложенной этикетки и содержит:

- Товарный знак и/или наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- Номер регистрационного удостоверения;
- Обозначение настоящих технических условий;
- Наименование изделия;
- Вариант исполнения;
- Артикул;
- Размер;
- Сырьевой состав;
- Количество;
- Слово «НЕСТЕРИЛЬНО!»;
- Номер партии (порядковый номер недели);
- Дата изготовления (месяц год);
- Срок годности (Годен до: месяц год);
- Символ «НЕСТЕРИЛЬНО»;
- Символ «ЗАПРЕТ НА ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ»
- Символ «НЕ ДОПУСКАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА»;
- Символ «ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРЫ» с указанием температурного диапазона хранения от +5 °С до +40 °С;
- Символ «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ».

10.4. Применяемые на упаковке МИ условные и манипуляционные знаки:

Знак	Расшифровка
	Беречь от влаги
	Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С

	Запрет на повторное применение
	Нестерильно
	Не допускать воздействия солнечного света. Примечание - Настоящий символ может также означать «Держать вдали от источников тепла» (см. ИСО 7000).

10.5. Транспортная маркировка выполнена по ГОСТ 14192. Маркировку наносят на бумажный ярлык. Переменные данные на ярлыке могут быть заполнены от руки четко и разборчиво. На транспортную упаковку нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Беречь от влаги», «Хранить при температуре», «Не допускать воздействия солнечного света», «Запрет на повторное применение», «Нестерильно».

11. Информация по применению медицинского изделия (метод применения)

11.1. Общая информация по применению медицинского изделия

Простыни и покрытия применяются в стационарных, амбулаторных, лечебно-профилактических учреждениях, а также в помещениях, в которых проводятся приемы или осмотры пациентов, и в других медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

МИ поставляется в нестерильном виде, упакованным в потребительскую упаковку, готовым к эксплуатации.

После транспортирования в условиях отрицательных температур МИ должно быть выдержано в транспортной таре в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.

Рекомендуется применять в сухих помещениях при температуре от +20°C до +35°C при относительной влажности воздуха не более 85%.

К работе с МИ допускается любой медицинский персонал.

Для начала работы с МИ нет особых требований. Медицинское изделие не требует подготовки перед применением.

11.2. Порядок работы с медицинским изделием

1. Вскрыть упаковку и извлечь изделие.
2. Использовать по назначению.
 - Для исполнений в рулоне: отмотать необходимое количество изделий и использовать их по назначению.
 - Для исполнений с адгезивным краем: расправить изделие на поверхности, снять защитное покрытие с липкого края и закрепить изделие на поверхности, использовать по назначению.
 - Для исполнения с карманом: расправить простыню на поверхности, расположив ее карманом вниз, снять защитное покрытие с липкого края и закрепить изделие на поверхности (при наличии адгезивного края), расправить стенки кармана, использовать по назначению.
3. Заменить изделие при загрязнении и по окончании проведения обследований, манипуляций или процедур.
4. Утилизировать изделие в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

12. Правила эксплуатации, транспортирования и хранения медицинского изделия

12.1. Правила эксплуатации

Изделие при эксплуатации устойчиво к климатическим воздействиям при температуре от 10 до 35°C и относительной влажности не более 80% (при 25°C).

12.2. Правила транспортирования

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

12.3. Правила хранения

Изделие должно храниться в потребительской упаковке предприятия-изготовителя в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности не более 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Хранение вблизи открытого огня и под прямыми лучами солнца не допускается.

13. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок годности – 6 лет со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Производитель гарантирует сохранение изделия в течение 6 лет при соблюдении условий хранения и транспортирования. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит замену изделия в случае обнаружения какой-либо неисправности, если неисправность не связана с нарушением условий хранения. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, связанные с использованием не по назначению.

14. Порядок осуществления утилизации медицинского изделия

Использованное изделие должно быть утилизировано на общих основаниях согласно СанПиН 2.1.3684, как медицинские отходы класса А, а в случаях загрязнения изделий биологическими жидкостями и материалами – для отходов класса Б.

15. Рекламации

В случае претензий по качеству МИ, а также любым другим вопросам, связанным с использованием МИ, направлять информацию производителю: Обществу с ограниченной ответственностью «Асмед» (ООО «Асмед») по адресу: 141601, Россия, Московская область, город Клин, Ленинградское шоссе, корпус строение 5, помещение 1. Телефон: +7(495)374-61-26, e-mail: info@ooo-asmed.ru.

16. Сведения о нормативной документации на медицинское изделие

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
- ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.
- ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.
- ГОСТ ISO 10993-12-2015 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы.
- ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

- ГОСТ 31209-2003 Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний.
- ГОСТ 31214-2016 Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность.
- ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии.
- ГН 2.3.3.972-00 Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.
- МУ 1.1.037-95 Биотестирование продукции из полимерных и других материалов.
- МУК 4.1.647-96 Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде.
- ГОСТ Р 55227-2012 Вода. Методы определения содержания формальдегида.
- МУК 4.1.3166-14 Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м», о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава.
- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировке, этикетки, сопроводительная документация.

Приложение 1. Варианты исполнения МИ

Простыни и покрытия медицинские одноразовые нестерильные АГАТМЕД по ТУ 32.50.50-016-28215400-2021, вариант исполнения:

1. Простыня в рулоне с перфорацией:

- размер (Ш×Д, см):

70×100; 80×100; 90×100; 95×100; 100×100; 70×105; 80×105; 90×105; 95×105; 100×105; 70×110; 80×110; 90×110; 95×110; 100×110; 70×115; 80×115; 90×115; 95×115; 100×115; 70×120; 80×120; 90×120; 95×120; 100×120; 70×125; 80×125; 90×125; 95×125; 100×125; 70×130; 80×130; 90×130; 95×130; 100×130; 70×135; 80×135; 90×135; 95×135; 100×135; 70×140; 80×140; 90×140; 95×140; 100×140; 70×145; 80×145; 90×145; 95×145; 100×145; 70×150; 80×150; 90×150; 95×150; 100×150; 70×155; 80×155; 90×155; 95×155; 100×155; 70×160; 80×160; 90×160; 95×160; 100×160; 70×165; 80×165; 90×165; 95×165; 100×165; 70×170; 80×170; 90×170; 95×170; 100×170; 70×175; 80×175; 90×175; 95×175; 100×175; 70×180; 80×180; 90×180; 95×180; 100×180; 70×185; 80×185; 90×185; 95×185; 100×185; 70×190; 80×190; 90×190; 95×190; 100×190; 70×195; 80×195; 90×195; 95×195; 100×195; 70×200; 80×200; 90×200; 95×200; 100×200; 70×205; 80×205; 90×205; 95×205; 100×205; 70×210; 80×210; 90×210; 95×210; 100×210; 70×215; 80×215; 90×215; 95×215; 100×215; 70×220; 80×220; 90×220; 95×220; 100×220; 70×225; 80×225; 90×225; 95×225; 100×225; 70×230; 80×230; 90×230; 95×230; 100×230; 70×235; 80×235; 90×235; 95×235; 100×235; 70×240; 80×240; 90×240; 95×240; 100×240; 70×245; 80×245; 90×245; 95×245; 100×245; 70×250; 80×250; 90×250; 95×250; 100×250; 70×255; 80×255; 90×255; 95×255; 100×255; 70×260; 80×260; 90×260; 95×260; 100×260; 70×265; 80×265; 90×265; 95×265; 100×265; 70×270; 80×270; 90×270; 95×270; 100×270; 70×275; 80×275; 90×275; 95×275; 100×275; 70×280; 80×280; 90×280; 95×280; 100×280; 70×285; 80×285; 90×285; 95×285; 100×285; 70×290; 80×290; 90×290; 95×290; 100×290; 70×295; 80×295; 90×295; 95×295; 100×295; 70×300; 80×300; 90×300; 95×300; 100×300; 70×305; 80×305; 90×305; 95×305; 100×305; 70×310; 80×310; 90×310; 95×310; 100×310; 70×315; 80×315; 90×315; 95×315; 100×315; 70×320; 80×320; 90×320; 95×320; 100×320;

- количество:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500 шт.

2. Простыня:

- размер (Д×Ш, см):

100×70; 105×70; 110×70; 115×70; 120×70; 125×70; 130×70; 135×70; 140×70; 145×70; 150×70; 155×70; 160×70; 165×70; 170×70; 175×70; 180×70; 185×70; 190×70; 195×70; 200×70; 205×70; 210×70; 215×70; 220×70; 225×70; 230×70; 235×70; 240×70; 245×70; 250×70; 255×70; 260×70; 265×70; 270×70; 275×70; 280×70; 285×70; 290×70; 295×70; 300×70; 305×70; 310×70; 315×70; 320×70; 100×75; 105×75; 110×75; 115×75; 120×75; 125×75; 130×75; 135×75; 140×75; 145×75; 150×75; 155×75; 160×75; 165×75; 170×75; 175×75; 180×75; 185×75; 190×75; 195×75; 200×75; 205×75; 210×75; 215×75; 220×75; 225×75; 230×75; 235×75; 240×75; 245×75; 250×75; 255×75; 260×75; 265×75; 270×75; 275×75; 280×75; 285×75; 290×75; 295×75; 300×75; 305×75; 310×75; 315×75; 320×75; 100×80; 105×80; 110×80; 115×80; 120×80; 125×80; 130×80; 135×80; 140×80; 145×80; 150×80; 155×80; 160×80; 165×80; 170×80; 175×80; 180×80; 185×80; 190×80; 195×80; 200×80; 205×80; 210×80; 215×80; 220×80; 225×80; 230×80; 235×80; 240×80; 245×80; 250×80; 255×80; 260×80; 265×80; 270×80; 275×80; 280×80; 285×80; 290×80; 295×80; 300×80; 305×80; 310×80; 315×80; 320×80; 100×85; 105×85; 110×85; 115×85; 120×85; 125×85; 130×85; 135×85; 140×85; 145×85; 150×85; 155×85; 160×85; 165×85; 170×85; 175×85; 180×85; 185×85; 190×85; 195×85; 200×85; 205×85; 210×85; 215×85; 220×85; 225×85; 230×85; 235×85; 240×85; 245×85; 250×85; 255×85; 260×85; 265×85; 270×85; 275×85; 280×85; 285×85; 290×85; 295×85; 300×85; 305×85; 310×85; 315×85; 320×85; 100×90; 105×90; 110×90; 115×90; 120×90; 125×90; 130×90; 135×90; 140×90; 145×90; 150×90; 155×90; 160×90; 165×90; 170×90; 175×90; 180×90; 185×90; 190×90; 195×90; 200×90; 205×90; 210×90; 215×90; 220×90; 225×90; 230×90; 235×90; 240×90; 245×90; 250×90; 255×90; 260×90; 265×90; 270×90; 275×90; 280×90; 285×90; 290×90; 295×90; 300×90; 305×90; 310×90; 315×90; 320×90; 100×95; 105×95; 110×95; 115×95; 120×95; 125×95; 130×95; 135×95; 140×95; 145×95; 150×95; 155×95; 160×95; 165×95; 170×95; 175×95; 180×95; 185×95; 190×95; 195×95; 200×95; 205×95; 210×95; 215×95; 220×95; 225×95; 230×95; 235×95; 240×95; 245×95; 250×95; 255×95; 260×95; 265×95; 270×95; 275×95; 280×95; 285×95; 290×95; 295×95; 300×95; 305×95; 310×95; 315×95; 320×95; 100×100; 105×100; 110×100; 115×100; 120×100; 125×100; 130×100; 135×100; 140×100; 145×100; 150×100; 155×100; 160×100; 165×100; 170×100; 175×100; 180×100; 185×100; 190×100; 195×100; 200×100; 205×100; 210×100; 215×100; 220×100; 225×100; 230×100; 235×100; 240×100; 245×100; 250×100; 255×100; 260×100; 265×100; 270×100; 275×100; 280×100; 285×100; 290×100; 295×100; 300×100; 305×100; 310×100; 315×100; 320×100; 105×105; 110×105; 115×105; 120×105; 125×105; 130×105; 135×105; 140×105; 145×105; 150×105; 155×105; 160×105; 165×105; 170×105; 175×105; 180×105; 185×105; 190×105; 195×105; 200×105; 205×105; 210×105; 215×105; 220×105; 225×105; 230×105; 235×105; 240×105; 245×105; 250×105; 255×105; 260×105; 265×105; 270×105; 275×105; 280×105; 285×105; 290×105; 295×105; 300×105; 305×105; 310×105; 315×105; 320×105; 110×110; 115×110; 120×110; 125×110; 130×110; 135×110; 140×110; 145×110; 150×110; 155×110; 160×110; 165×110; 170×110; 175×110; 180×110; 185×110;

[illegible]

310×215; 315×215; 320×215; 220×220; 225×220; 230×220; 235×220; 240×220; 245×220; 250×220; 255×220; 260×220; 265×220; 270×220; 275×220; 280×220; 285×220; 290×220; 295×220; 300×220; 305×220; 310×220; 315×220; 320×220; 225×225; 230×225; 235×225; 240×225; 245×225; 250×225; 255×225; 260×225; 265×225; 270×225; 275×225; 280×225; 285×225; 290×225; 295×225; 300×225; 305×225; 310×225; 315×225; 320×225; 230×230; 235×230; 240×230; 245×230; 250×230; 255×230; 260×230; 265×230; 270×230; 275×230; 280×230; 285×230; 290×230; 295×230; 300×230; 305×230; 310×230; 315×230; 320×230; 235×235; 240×235; 245×235; 250×235; 255×235; 260×235; 265×235; 270×235; 275×235; 280×235; 285×235; 290×235; 295×235; 300×235; 305×235; 310×235; 315×235; 320×235; 240×240; 245×240; 250×240; 255×240; 260×240; 265×240; 270×240; 275×240; 280×240; 285×240; 290×240; 295×240; 300×240; 305×240; 310×240; 315×240; 320×240; 245×245; 250×245; 255×245; 260×245; 265×245; 270×245; 275×245; 280×245; 285×245; 290×245; 295×245; 300×245; 305×245; 310×245; 315×245; 320×245; 250×250; 255×250; 260×250; 265×250; 270×250; 275×250; 280×250; 285×250; 290×250; 295×250; 300×250; 305×250; 310×250; 315×250; 320×250; 255×255; 260×255; 265×255; 270×255; 275×255; 280×255; 285×255; 290×255; 295×255; 300×255; 305×255; 310×255; 315×255; 320×255; 260×260; 265×260; 270×260; 275×260; 280×260; 285×260; 290×260; 295×260; 300×260; 305×260; 310×260; 315×260; 320×260; 265×265; 270×265; 275×265; 280×265; 285×265; 290×265; 295×265; 300×265; 305×265; 310×265; 315×265; 320×265; 270×270; 275×270; 280×270; 285×270; 290×270; 295×270; 300×270; 305×270; 310×270; 315×270; 320×270; 275×275; 280×275; 285×275; 290×275; 295×275; 300×275; 305×275; 310×275; 315×275; 320×275; 280×280; 285×280; 290×280; 295×280; 300×280; 305×280; 310×280; 315×280; 320×280; 285×285; 290×285; 295×285; 300×285; 305×285; 310×285; 315×285; 320×285; 290×290; 295×290; 300×290; 305×290; 310×290; 315×290; 320×290; 295×295; 300×295; 305×295; 310×295; 315×295; 320×295; 300×300; 305×300; 310×300; 315×300; 320×300; 305×305; 310×305; 315×305; 320×305; 310×310; 315×310; 320×310; 315×315; 320×315; 320×320;

- количество: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50 шт.

3. Простыня с карманом с адгезивным краем или без:

- размер (Д×Ш, см):

100×70; 105×70; 110×70; 115×70; 120×70; 125×70; 130×70; 135×70; 140×70; 145×70; 150×70; 155×70; 160×70; 165×70; 170×70; 175×70; 180×70; 185×70; 190×70; 195×70; 200×70; 100×75; 105×75; 110×75; 115×75; 120×75; 125×75; 130×75; 135×75; 140×75; 145×75; 150×75; 155×75; 160×75; 165×75; 170×75; 175×75; 180×75; 185×75; 190×75; 195×75; 200×75; 100×80; 105×80; 110×80; 115×80; 120×80; 125×80; 130×80; 135×80; 140×80; 145×80; 150×80; 155×80; 160×80; 165×80; 170×80; 175×80; 180×80; 185×80; 190×80; 195×80; 200×80; 100×85; 105×85; 110×85; 115×85; 120×85; 125×85; 130×85; 135×85; 140×85; 145×85; 150×85; 155×85; 160×85; 165×85; 170×85; 175×85; 180×85; 185×85; 190×85; 195×85; 200×85; 100×90; 105×90; 110×90; 115×90; 120×90; 125×90; 130×90; 135×90; 140×90; 145×90; 150×90; 155×90; 160×90; 165×90; 170×90; 175×90; 180×90; 185×90; 190×90; 195×90; 200×90; 100×95; 105×95; 110×95; 115×95; 120×95; 125×95; 130×95; 135×95; 140×95; 145×95; 150×95; 155×95; 160×95; 165×95; 170×95; 175×95; 180×95; 185×95; 190×95; 195×95; 200×95; 100×100; 105×100; 110×100; 115×100; 120×100; 125×100; 130×100; 135×100; 140×100; 145×100; 150×100; 155×100; 160×100; 165×100; 170×100; 175×100; 180×100; 185×100; 190×100; 195×100; 200×100;

- размер кармана (Д×Ш, см):

50×70; 55×70; 60×70; 65×70; 70×70; 75×70; 80×70; 85×70; 90×70; 95×70; 100×70; 50×75; 55×75; 60×75; 65×75; 70×75; 75×75; 80×75; 85×75; 90×75; 95×75; 100×75; 50×80; 55×80; 60×80; 65×80; 70×80; 75×80; 80×80; 85×80; 90×80; 95×80; 100×80; 50×85; 55×85; 60×85; 65×85; 70×85; 75×85; 80×85; 85×85; 90×85; 95×85; 100×85; 50×90; 55×90; 60×90; 65×90; 70×90; 75×90; 80×90; 85×90; 90×90; 95×90; 100×90; 50×95; 55×95; 60×95; 65×95; 70×95; 75×95; 80×95; 85×95; 90×95; 95×95; 100×95; 50×100; 55×100; 60×100; 65×100; 70×100; 75×100; 80×100; 85×100; 90×100; 95×100; 100×100;

- количество: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50 шт.

4. Покрывало в рулоне с перфорацией:

- размер (Ш×Д, см):

70×70; 80×70; 90×70; 95×70; 100×70; 70×75; 80×75; 90×75; 95×75; 100×75; 70×80; 80×80; 90×80; 95×80; 100×80; 30×25; 40×25; 50×25; 53×25; 60×25; 65×25; 70×25; 75×25; 80×25; 85×25; 90×25; 95×25; 100×25; 30×30; 40×30; 50×30; 53×30; 60×30; 65×30; 70×30; 75×30; 80×30; 85×30; 90×30; 95×30; 100×30; 30×35; 40×35; 50×35; 53×35; 60×35; 65×35; 70×35; 75×35; 80×35; 85×35; 90×35; 95×35; 100×35; 30×40; 40×40; 50×40; 53×40; 60×40; 65×40; 70×40; 75×40; 80×40; 85×40; 90×40; 95×40; 100×40; 30×45; 40×45; 50×45; 53×45; 60×45; 65×45; 70×45; 75×45; 80×45; 85×45; 90×45; 95×45; 100×45; 30×50; 40×50; 50×50; 53×50; 60×50; 65×50; 70×50; 75×50; 80×50; 85×50; 90×50; 95×50; 100×50; 30×55; 40×55; 50×55; 53×55; 60×55; 65×55; 70×55; 75×55; 80×55; 85×55; 90×55; 95×55; 100×55; 30×60; 40×60; 50×60; 53×60; 60×60; 65×60; 70×60; 75×60; 80×60; 85×60; 90×60; 95×60; 100×60;

- количество:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500 шт.

5. Покрытие:

- размер (Д×Ш, см):

25×25; 30×30; 35×35; 40×40; 45×45; 50×50; 55×55; 60×60; 65×65; 70×70; 75×70; 80×70; 85×70; 90×70; 95×70; 25×30; 30×35; 35×40; 40×45; 45×50; 50×55; 55×60; 60×65; 65×70; 70×75; 75×75; 80×75; 85×75; 90×75; 95×75; 25×35; 30×40; 35×45; 40×50; 45×55; 50×60; 55×65; 60×70; 70×80; 75×80; 80×80; 85×80; 90×80; 95×80; 25×40; 30×45; 35×50; 40×55; 45×60; 50×65; 60×80; 70×85; 75×85; 80×85; 85×85; 90×85; 95×85; 25×45; 30×50; 35×55; 40×60; 45×65; 60×90; 70×90; 75×90; 80×90; 85×90; 90×90; 95×90; 25×50; 30×55; 35×60; 40×65; 70×95; 75×95; 80×95; 85×95; 90×95; 95×95; 25×55; 30×60; 35×65; 70×100; 75×100; 80×100; 85×100; 90×100; 95×100; 25×60; 30×65; 70×110; 75×110; 80×110; 85×110; 90×110; 95×110; 25×65; 70×120; 75×120; 80×120; 85×120; 90×120; 95×120; 70×130; 75×130; 80×130; 85×130; 90×130; 95×130; 70×140; 75×140; 80×140; 85×140; 90×140; 95×140; 70×150; 75×150; 80×150; 85×150; 90×150; 95×150; 70×160; 75×160; 80×160; 85×160; 90×160; 95×160; 70×170; 75×170; 80×170; 85×170; 90×170; 95×170; 70×180; 75×180; 80×180; 85×180; 90×180; 95×180; 70×190; 75×190; 80×190; 85×190; 90×190; 95×190; 70×200; 75×200; 80×200; 85×200; 90×200; 95×200; 70×210; 75×210; 80×210; 85×210; 90×210; 95×210; 70×220; 75×220; 80×220; 85×220; 90×220; 95×220;

- количество: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100 шт.

6. Простыня с адгезивным краем:

- размер (Д×Ш, см):

100×70; 105×70; 110×70; 115×70; 120×70; 125×70; 130×70; 135×70; 140×70; 145×70; 150×70; 155×70; 160×70; 165×70; 170×70; 175×70; 180×70; 185×70; 190×70; 195×70; 200×70; 205×70; 210×70; 215×70; 220×70; 225×70; 230×70; 235×70; 240×70; 245×70; 250×70; 255×70; 260×70; 265×70; 270×70; 275×70; 280×70; 285×70; 290×70; 295×70; 300×70; 305×70; 310×70; 315×70; 320×70; 100×75; 105×75; 110×75; 115×75; 120×75; 125×75; 130×75; 135×75; 140×75; 145×75; 150×75; 155×75; 60×75; 165×75; 170×75; 175×75; 180×75; 185×75; 190×75; 195×75; 200×75; 205×75; 210×75; 215×75; 220×75; 225×75; 230×75; 235×75; 240×75; 245×75; 250×75; 255×75; 260×75; 265×75; 270×75; 275×75; 280×75; 285×75; 290×75; 295×75; 300×75; 305×75; 310×75; 315×75; 320×75; 100×80; 105×80; 110×80; 115×80; 120×80; 125×80; 130×80; 135×80; 140×80; 145×80; 150×80; 155×80; 160×80; 165×80; 170×80; 175×80; 180×80; 185×80; 190×80; 195×80; 200×80; 205×80; 210×80; 215×80; 220×80; 225×80; 230×80; 235×80; 240×80; 245×80; 250×80; 255×80; 260×80; 265×80; 270×80; 275×80; 280×80; 285×80; 290×80; 295×80; 300×80; 305×80; 310×80; 315×80; 320×80; 100×85; 105×85; 110×85; 115×85; 120×85; 125×85; 130×85; 135×85; 140×85; 145×85; 150×85; 155×85; 160×85; 165×85; 170×85; 175×85; 180×85; 185×85; 190×85; 195×85; 200×85; 205×85; 210×85; 215×85; 220×85; 225×85; 230×85; 235×85; 240×85; 245×85; 250×85; 255×85; 260×85; 265×85; 270×85; 275×85; 280×85; 285×85; 290×85; 295×85; 300×85; 305×85; 310×85; 315×85; 320×85; 100×90; 105×90; 110×90; 115×90; 120×90; 125×90; 130×90; 135×90; 140×90; 145×90; 150×90; 155×90; 160×90; 165×90; 170×90; 175×90; 180×90; 185×90; 190×90; 195×90; 200×90; 205×90; 210×90; 215×90; 220×90; 225×90; 230×90; 235×90; 240×90; 245×90; 250×90; 255×90; 260×90; 265×90; 270×90; 275×90; 280×90; 285×90; 290×90; 295×90; 300×90; 305×90; 310×90; 315×90; 320×90; 100×95; 105×95; 110×95; 115×95; 120×95; 125×95; 130×95; 135×95; 140×95; 145×95; 150×95; 155×95; 160×95; 165×95; 170×95; 175×95; 180×95; 185×95; 190×95; 195×95; 200×95; 205×95; 210×95; 215×95; 220×95; 225×95; 230×95; 235×95; 240×95; 245×95; 250×95; 255×95; 260×95; 265×95; 270×95; 275×95; 280×95; 285×95; 290×95; 295×95; 300×95; 305×95; 310×95; 315×95; 320×95; 100×100; 105×100; 110×100; 115×100; 120×100; 125×100; 130×100; 135×100; 140×100; 145×100; 150×100; 155×100; 160×100; 165×100; 170×100; 175×100; 180×100; 185×100; 190×100; 195×100; 200×100; 205×100; 210×100; 215×100; 220×100; 225×100; 230×100; 235×100; 240×100; 245×100; 250×100; 255×100; 260×100; 265×100; 270×100; 275×100; 280×100; 285×100; 290×100; 295×100; 300×100; 305×100; 310×100; 315×100; 320×100; 105×105; 110×105; 115×105; 120×105; 125×105; 130×105; 135×105; 140×105; 145×105; 150×105; 155×105; 160×105; 165×105; 170×105; 175×105; 180×105; 185×105; 190×105; 195×105; 200×105; 205×105; 210×105; 215×105; 220×105; 225×105; 230×105; 235×105; 240×105; 245×105; 250×105; 255×105; 260×105; 265×105; 270×105; 275×105; 280×105; 285×105; 290×105; 295×105; 300×105; 305×105; 310×105; 315×105; 320×105; 110×110; 115×110; 120×110; 125×110; 130×110; 135×110; 140×110; 145×110; 150×110; 155×110; 160×110; 165×110; 170×110; 175×110; 180×110; 185×110; 190×110; 195×110; 200×110; 205×110; 210×110; 215×110; 220×110; 225×110; 230×110; 235×110; 240×110; 245×110; 250×110; 255×110; 260×110; 265×110; 270×110; 275×110; 280×110; 285×110; 290×110; 295×110; 300×110; 305×110; 310×110; 315×110; 320×110; 115×115; 120×115; 125×115; 130×115; 135×115; 140×115; 145×115; 150×115; 155×115; 160×115; 165×115; 170×115; 175×115; 180×115; 185×115; 190×115; 195×115; 200×115; 205×115; 210×115; 215×115; 220×115; 225×115; 230×115; 235×115; 240×115; 245×115; 250×115; 255×115; 260×115; 265×115; 270×115; 275×115; 280×115; 285×115; 290×115; 295×115; 300×115; 305×115; 310×115; 315×115; 320×115; 120×120; 125×120; 130×120; 135×120; 140×120; 145×120; 150×120; 155×120; 160×120; 165×120; 170×120; 175×120; 180×120; 185×120; 190×120; 195×120; 200×120; 205×120; 210×120; 215×120; 220×120; 225×120; 230×120; 235×120; 240×120; 245×120; 250×120; 255×120; 260×120; 265×120; 270×120; 275×120; 280×120; 285×120; 290×120; 295×120; 300×120; 305×120; 310×120; 315×120; 320×120; 125×125; 130×125; 135×125; 140×125; 145×125; 150×125; 155×125; 160×125; 165×125; 170×125; 175×125; 180×125; 185×125; 190×125; 195×125; 200×125; 205×125; 210×125; 215×125; 220×125; 225×125; 230×125;



270×255; 275×255; 280×255; 285×255; 290×255; 295×255; 300×255; 305×255; 310×255; 315×255; 320×255; 260×260; 265×260; 270×260; 275×260; 280×260; 285×260; 290×260; 295×260; 300×260; 305×260; 310×260; 315×260; 320×260; 265×265; 270×265; 275×265; 280×265; 285×265; 290×265; 295×265; 300×265; 305×265; 310×265; 315×265; 320×265; 270×270; 275×270; 280×270; 285×270; 290×270; 295×270; 300×270; 305×270; 310×270; 315×270; 320×270; 275×275; 280×275; 285×275; 290×275; 295×275; 300×275; 305×275; 310×275; 315×275; 320×275; 280×280; 285×280; 290×280; 295×280; 300×280; 305×280; 310×280; 315×280; 320×280; 285×285; 290×285; 295×285; 300×285; 305×285; 310×285; 315×285; 320×285; 290×290; 295×290; 300×290; 305×290; 310×290; 315×290; 320×290; 295×295; 300×295; 305×295; 310×295; 315×295; 320×295; 300×300; 305×300; 310×300; 315×300; 320×300; 305×305; 310×305; 315×305; 320×305; 310×310; 315×310; 320×310; 315×315; 320×315; 320×320;

- количество: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50 шт.

7. Покрытие с адгезивным краем:

- размер (Д×Ш, см):

40×40; 45×45; 50×50; 55×55; 60×60; 65×65; 70×70; 75×70; 80×70; 85×70; 90×70; 95×70; 40×45; 45×50; 50×55; 55×60; 60×65; 65×70; 70×75; 75×75; 80×75; 85×75; 90×75; 95×75; 40×50; 45×55; 50×60; 55×65; 60×70; 70×80; 75×80; 80×80; 85×80; 90×80; 95×80; 40×55; 45×60; 50×65; 60×80; 70×85; 75×85; 80×85; 85×85; 90×85; 95×85; 40×60; 45×65; 60×90; 70×90; 75×90; 80×90; 85×90; 90×90; 95×90; 40×65; 70×95; 75×95; 80×95; 85×95; 90×95; 95×95; 70×100; 75×100; 80×100; 85×100; 90×100; 95×100; 70×110; 75×110; 80×110; 85×110; 90×110; 95×110; 70×120; 75×120; 80×120; 85×120; 90×120; 95×120; 70×130; 75×130; 80×130; 85×130; 90×130; 95×130; 70×140; 75×140; 80×140; 85×140; 90×140; 95×140; 70×150; 75×150; 80×150; 85×150; 90×150; 95×150; 70×160; 75×160; 80×160; 85×160; 90×160; 95×160; 70×170; 75×170; 80×170; 85×170; 90×170; 95×170; 70×180; 75×180; 80×180; 85×180; 90×180; 95×180; 70×190; 75×190; 80×190; 85×190; 90×190; 95×190; 70×200; 75×200; 80×200; 85×200; 90×200; 95×200; 70×210; 75×210; 80×210; 85×210; 90×210; 95×210; 70×220; 75×220; 80×220; 85×220; 90×220; 95×220.

- количество: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100 шт.

В настоящем документе прошито и
пронумеровано

15 (пятнадцать) листов

Генеральный директор
ООО «Асмед»

Ю.В.Плечун

