



ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела регистрации

медицинских изделий

Е.В. Макарова



2023 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Нож офтальмологический Laser Edge Plus™ в вариантах исполнения


производитель Surgistar Inc., USA /Серджистар Инк., США

2023 г.


1. Нож расслаиватель (Crescent knife), стерильный, одноразовый (2,0 мм) – 6 шт. Общий вид медицинского изделия.



2. Нож расслаиватель (Crescent knife), стерильный, одноразовый (2,0 мм) – 6 шт. Открытая упаковка.



3. Нож расслаиватель (Crescent knife), стерильный, одноразовый (2,0 мм).




4. Нож трапециевидный (Trapezoid knife), стерильный, одноразовый (1,6x1,8 мм) – 6 шт. Общий вид.



5. Нож трапецевидный (Trapezoid knife), стерильный, одноразовый (1,6x1,8 мм)- 6 шт. Открытая упаковка.



6. Нож трапецевидный (Trapezoid knife), стерильный, одноразовый (1,6x1,8 мм).




7. Нож трапециевидный (Trapezoid knife), стерильный, одноразовый (1,8x2,2 мм). Общий вид.




8. Нож трапециевидный (Trapezoid knife), стерильный, одноразовый (1,8x2,2 мм)- 6 шт. Открытая упаковка.




9. Нож трапецевидный (Trapezoid knife), стерильный, одноразовый (1,8x2,2 мм).




10. Нож трапециевидный (Trapezoid knife), стерильный, одноразовый (2,0x2,2 мм). Общий вид.



11. Нож трапецевидный (Trapezoid knife), стерильный, одноразовый (2,0x2,2 мм).




12. Нож микровитреоретинальный (MVR knife), стерильный, одноразовый -6 шт. Общий вид.




13. Нож микровитреоретинальный (MVR knife), стерильный, одноразовый – 6 шт. Открытая упаковка.



14. Нож микровитреоретинальный (MVR knife), стерильный, одноразовый.



15. Нож для корneosклеральных разрезов (Slit knife), стерильный, одноразовый (2,2 мм) – 6 шт. Общий вид.



16. Нож для корнеосклеральных разрезов (Slit knife), стерильный, одноразовый (2,2 мм) – 6 шт. Открытая упаковка.




17. Нож для корнеосклеральных разрезов (Slit knife), стерильный, одноразовый (2,2 мм).




18. Нож для корнеосклеральных разрезов (Slit knife), стерильный, одноразовый (2,65 мм). Общий вид



19. Нож для корнеосклеральных разрезов (Slit knife), стерильный, одноразовый (2,65 мм) – 6 шт. Общий вид.



20. Нож для корнеосклеральных разрезов (Slit knife), стерильный, одноразовый (2,65 мм)




21. Нож для парацентеза (Arrow knife) стерильный, одноразовый (0,8 мм). Общий вид



22. Нож для парацентеза (Arrow knife) стерильный, одноразовый (0,8 мм) – 6 шт. Общий вид.



23. Нож для парацентеза (Arrow knife) стерильный, одноразовый (0,8 мм)



27. Проект русскоязычной маркировки для обращения медицинского изделия на территории РФ.

МАКЕТ СТИКЕРА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ	Код страны
	RU
Нож офтальмологический Laser Edge Plus™ в вариантах исполнения.	ИДЕНТИФИКАТО Р СТИКЕРА
Нож расслаиватель (Crescent knife), стерильный, одноразовый, в составе:	LP7510
1. Нож расслаиватель (Crescent knife), стерильный, одноразовый (2,0 мм) – 6 шт.;	РАЗМЕР СТИКЕРА
2. Инструкция по применению – 1 шт.	
Регистрационное удостоверение № ____ от ____ . ____ . ____	[приклеить]
Условия хранения: от +10 °С до +15 °С	
Условия транспортирования: от -50 °С до +50 °С	
Производитель: Серджистар Инк., 2310 Ла Миранда Драйв, Виста, штат Калифорния 92081 США Surgistar Inc., 2310 La Miranda Drive, Vista, CA 92081 USA	
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "Бауш Хелс", Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, тел. +7 (495) 510-28-79, Russia.Claims@bausch.com	
 	

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью К листа (ов)
Руководитель отдела по регистрации
медицинских изделий Макарова Е.В.

Подпись Макарова Е.В. МП

« 27 » декабря 20 22



ПОДТВЕРЖДАЮ
Руководитель по направлению регистрации
медицинских изделий
Е.В.Макарова
«16» сентября 2024 г.



Дополнения к фотографическим изображениям общего вида медицинского изделия

Нож офтальмологический Laser Edge Plus™ в вариантах исполнения
производитель Surgistar Inc., USA /Серджистар Инк., США

2024 г.

STORZ
Ophthalmic Instruments

LASEREDGE PLUS

Нож офтальмологический Laser Edge Plus™ в вариантах исполнения:
Нож расщепляющий (Crescent knife), стерильный, одоразовый (2,0 мм) – 6 шт.,
1. Нож расщепляющий (Crescent knife), стерильный, одоразовый (2,0 мм) – 6 шт.,
2. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Условия хранения: от +10 °C до +15 °C
Условия транспортирования: от -50 °C до +50 °C
Производитель: Стерилистар Инк., 2310 La Miranda Drive, Vista, штат Калифорния 92081 США
Surgistar Inc., 2310 La Miranda Drive, Vista, CA 92081 USA
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "Бейш Хелс", Россия, 115162, Москва, ул.
Шаболовка, д. 31, стр. 5, тел. +7 (495) 510-28-79, Russia.Claims@bausch.com

6

BAUSCH+LOMB

6

LASEREDGE PLUS

REF LP7510
LOT 211019
2026-10-19
EAN (01)06878799004208

STERILE R
STERILIZED
BY GAMMA
RADIATION
IN CONTAINER

CE 2797

EC REP
WILKING LTD
The Glass Centre
St. Mary's Place
Tisbury, Wiltshire

428121

Crescent

2. Нож трапецевидный (Trapezoid knife), стерильный, одноразовый (1,6x1,8 мм) – 6 шт. Общий вид.




3. Нож трапециевидный (Trapezoid knife), стерильный, одноразовый (1,8x2,2 мм). Общий вид.



4. Нож трапецевидный (Trapezoid knife), стерильный, одноразовый (2,0x2,2 мм). Общий вид.




5. Нож микровитреоретинальный (MVR knife), стерильный, одноразовый -6 шт. Общий вид.



6. Нож для корнеосклеральных разрезов (Slit knife), стерильный, одноразовый (2,2 мм) – 6 шт. Общий вид.



7. Нож для корнеосклеральных разрезов (Slit knife), стерильный, одноразовый (2,65 мм). Общий вид



8. Нож для парацентеза (Arrow knife) стерильный, одноразовый (0,8 мм). Общий вид



9. Нож для парацентеза (Arrow knife) стерильный, одноразовый (1,1 мм) – 6 шт. Общий вид.



10.. Проект русскоязычной маркировки для обращения медицинского изделия на территории РФ.

Нож офтальмологический Laser Edge Plus™ в вариантах исполнения:
Нож расслаиватель (Crescent knife), стерильный, одноразовый, в составе:

1. Нож расслаиватель (Crescent knife), стерильный, одноразовый (2,0 мм) – 6 шт.;
2. Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную упаковку)

Регистрационное удостоверение № ____ от ____ . ____ . ____

Условия хранения: от +10 °С до +15 °С

Условия транспортирования: от -50 °С до +50 °С

Производитель: Серджистар Инк., 2310 Ла Мирада Драйв, Виста, штат Калифорния 92081 США

Surgistar Inc., 2310 La Miranda Drive, Vista, CA 92081 USA

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "Бауш Хелс", Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, тел. +7 (495) 510-28-79, Russia.Claims@bausch.com



Н

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 11 листа (ов)
Руководитель по направлению регистрации
медицинских изделий
Макарова Е.В.

Подпись _____ МП
« 26 » апреля 2024г

