

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «Научно-производственное

Объединение «МЕДКАР»

 С.Д. Горобец

«11» декабря 2023 г.

**Фотографические изображения
на медицинское изделие**

Модуль функциональной диагностики телемедицинский
«RUSTELEMED»

по


ТУ 26.60.12-012-37600580-2022

Россия


2023

I. Фотографические изображения изделия

1. Компьютер планшетный



2. Блок питания для компьютера планшетного




3. Блок измерительный



4. Блок питания с кабелем питания для блока измерительного



5. Кабель ЭКГ 5-ти электродный



6. Электроды многоцветные для ЭКГ (на конечности)




7. Электроды для ЭКГ



8. ЭКГ- электроды одноразовые для диагностики



9. Манжета НИАД



10. Шланг удлинительный НИАД



11. Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПП -«Тритон»




12. Датчик температурный универсальный наконечный




13. Кейс для переноски



14. Программное обеспечение «RTM» на USB flash-накопителе



15. Кабель соединительный



16. Сумка универсальная



II. Маркировка изделия

Маркировка на крышке кейса или сумке универсальной для переноски содержит следующую информацию:

 **Модуль функциональной диагностики**
телемедицинский «RUSTELEMED»
ТУ 26.60.12-012-37600580-2022

SN



 **ЗАО «НПО «МЕДКАР»**
140104, Российская Федерация, Московская область
г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206
тел.: +7 (495) 540-45-96, e-mail: med@medcar.ru, сайт: www.medcar.ru

Сделано в России

Регистрационное удостоверение № от

Маркировка, наносимая непосредственно на корпус блока измерительного:

 **Модуль функциональной диагностики**
телемедицинский «RUSTELEMED»
ТУ 26.60.12-012-37600580-2022

SN 

Питание 12,6В — 2А **IP 20**

 **ЗАО «НПО «МЕДКАР»**
140104, Российская Федерация, Московская область
г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206
тел.: +7 (495) 540-45-96, e-mail: med@medcar.ru, сайт: www.medcar.ru

Сделано в России

Регистрационное удостоверение № от

Маркировка разъемов блока измерительного :

Разъемы блока измерительного	Наименование типа рабочей части	Символы маркировки
Разъем для подключения кабеля ЭКГ	рабочая часть типа CF с защитой от разряда дефибриллятора	 <i>ECG</i> 
Разъем для подключения датчика пульсоксиметрического	рабочая часть типа BF	 <i>SpO₂</i> 
Разъем для подключения датчика температурного универсального накожного	рабочая часть типа BF	 <i>Temp</i> 
Разъем для подключения шланга удлинительного НИАД	рабочая часть типа BF	 <i>NIBP</i> 

III. Упаковка и маркировка упаковки

Упаковка модуля функциональной диагностики телемедицинского «RUSTELEMED» (МФДТ) выполнена в соответствии с ГОСТ Р 50444.

МФДТ вместе с составными частями (комплектующими), помещенными в индивидуальную упаковку - пакет типа Zip-Lock из полимерных пленок и комбинированных материалов по ГОСТ 12302, упаковывается в кейс для переноски или сумку универсальную (потребительскую упаковку) и укладываются в транспортную тару. По требованию заказчика кейс для переноски или сумка универсальная может быть дополнительно обернута в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. Упаковка изготовлена по технической документации, утвержденной в установленном порядке. Индивидуальная и потребительская упаковка исключает самопроизвольное перемещение изделия относительно тары при транспортировке и хранении.

Маркировка изделия осуществляется шильдиками на блоке измерительном и на крышке кейса для переноски или сумки универсальной.

Внешний вид Модуля функциональной диагностики телемедицинский «RUSTELEMED» по ТУ 26.60.12-012-37600580-2022 в кейсе для переноски :



Маркировка изделия на крышке кейса для переноски



Маркировка изделия на крышке кейса



Внешний вид Модуля функциональной диагностики телемедицинский «RUSTELEMED» по ТУ 26.60.12-012-37600580-2022 в сумке универсальной:



Маркировка изделия на сумке универсальной



Маркировка изделия на сумке универсальной



Маркировка индивидуальной упаковки изделия выполнена в виде этикетки нанесенной на пакет типа Zip-Lock, где х – соответствующее цифровое обозначение количества (указывается, если количество более 1 штуки), года, месяца:



Модуль функциональной диагностики
телемедицинский «RUSTELEMED»
ТУ 26.60.12-012-37600580-2022

Наименование составной части (комплектующей)
Количество в упаковке - X штуки

REF

SN/LOT



xx - 202x






Транспортировка

Хранение




+50°C



80%



+40°C



80%



-50°C



20%



+5°C



20%



ЗАО «НПО «МЕДКАР»
140104, Российская Федерация, Московская область
г. Раменское, ул.Москворецкая, д. 62, ком. 206
тел.: +7 (495) 540-45-96, e-mail: med@medcar.ru, сайт: www.medcar.ru



Сделано в России

Регистрационное удостоверение № _____ от _____._____

Далее упакованный в кейс для переноски или сумку универсальную Модуль функциональной диагностики телемедицинский «RUSTELEMED» по ТУ 26.60.12-012-37600580-2022 помещается в транспортную упаковку. Маркировка транспортной упаковки изделия :

Маркировка транспортной упаковки изделия

Маркировка упаковки манипуляционными знаками



Модуль функциональной диагностики
телемедицинский «RUSTELEMED»
ТУ 26.60.12-012-37600580-2022


SN








Транспортировка



Хранение



Масса брутто , кг : _____

Масса нетто , кг : _____

Габаритные размеры упаковки , мм : _____

Грузополучатель : _____



ЗАО «НПО «МЕДКАР»
140104, Московская область, г. Раменское
ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206
тел. +7(495)540-45-96 e-mail: med@medcar.ru сайт: www.medcar.ru

Сделано в России

Регистрационное удостоверение № _____ от _____. ____.



Потребительская упаковка обеспечивает сохранность товарного вида МФДТ, защиту от загрязнений, защиту от воздействия механических и климатических факторов во время эксплуатации, транспортирования и хранения. Транспортная упаковка - во время транспортирования и хранения.

При поставках в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы изделие упаковывается с учетом требований ГОСТ 15846.

Габаритные размеры индивидуальной упаковки (ДхШхВ) не более, мм: 300х400х20

Габаритные потребительской упаковки (ДхШхВ) не более, мм:

- МФДТ в кейсе для переноски: 420х395х140
- МФДТ в сумке универсальной: 390х320х215



Габаритные транспортной упаковки (ДхШхВ) не более, мм:

- МФДТ в кейсе для переноски : 465х435х160
- МФДТ в сумке универсальной: 430х350х235

Масса брутто изделия не более, кг : 7

Масса нетто (масса изделия без упаковки) не более, кг: 3,8

IV. Графические символы, наносимые при маркировке изделия и упаковки

Символ	Обозначение
	Товарный знак предприятия-изготовителя
Модуль функциональной диагностики телемедицинский «RUSTELEMED»	Вид и наименование медицинского изделия
ТУ 26.60.12-012-37600580-2022	Обозначение настоящих технических условий
	Серийный (заводской) номер
	Номер партии
	Каталожный номер
	Указывает дату, когда было изготовлено медицинское изделие (четыре цифры года и две цифры месяца)
	Указывает на изготовителя медицинского изделия (наименование предприятия-изготовителя, адрес, телефон, электронная почта)
	Знак утверждения типа средств измерений по ПР 50.2.107-09
	Постоянный ток
	Класс электробезопасности II
	Рабочая часть типа CF с защитой от разряда дефибриллятора
	Рабочая часть типа BF
IP XX	Символ типа защиты оболочек
	Условия транспортировки и хранения (диапазон температуры)
	Условия транспортировки и хранения (диапазон влажности)
	Условия транспортировки и хранения (диапазон давления)
	Указание на необходимость для пользователя ознакомиться с инструкцией по применению
	Указывает на необходимость для пользователя, ознакомиться с важной информацией инструкции по применению, такой как предупреждения и меры предосторожности, которые не могут по

	разным причинам быть размещены на медицинском
	QR-код
	«Вверх»
	«Хрупкое. Осторожно»
	«Беречь от влаги»
	Не кантовать
	Штабелирование до 3 яруса
	«Не утилизировать с бытовым мусором»
Регистрационно е удостоверение № _____ Дата _____	Номер и дата регистрационного удостоверения;
«Сделано в России»	Указание «Сделано в России»

КОПИЯ ВЕРНА

Всего прошито, пронумеровано
скреплено печатью

26 *Александр Шестов* листов

Генеральный директор ЗАО «НПО «МЕДКАР»

Горобец С.Л.
Горобец С.Л.

