

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АСЦЕНЗИЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ»
(ООО "АСЦЕНЗИЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ")**

Юридический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, офис 706

Фактический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, офис 1009

ИНН: 7707351359 КПП: 770301001

ОГРН: 1157746856244

Фотографические изображения

Ланцеты "Микролет" (Microlet) к устройству для прокалывания пальца

2023

Рис. 1. Ланцеты "Микролет" (Microlet) к устройству для прокалывания пальца. Потребительская упаковка



Рис. 2. Ланцеты "Микролет" (Microlet) к устройству для прокалывания пальца. Маркировка на потребительской упаковке

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Асцензия Диабетическая продукция»
Краснопресненская наб., д. 12, офис 706,
123610, Москва, Россия
тел. 8 800 200 44 43

www.diabetes.ascensia.com.ru

Произведено в Польше.

Регистрационное Удостоверение
№ФСЗ 2009/05028 от



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

Асцензия Диабетис Кеа Холдингс АГ, Швейцария




ASCENSIA
Diabetes Care

Microlet®

Ланцеты «Микролет» к устройству
для прокалывания пальца



Ослабьте закругленный защитный наконечник на ланцете, повернув его на $\frac{1}{4}$ оборота, но не снимайте его.



Плотно вставьте ланцет в прокалыватель до упора.



Открутите закругленный защитный наконечник ланцета. Сохраните его для утилизации ланцета.

Извлеките и утилизируйте использованный ланцет. См. инструкцию по применению, прилагаемую к устройству для прокалывания пальца.

LOT : C16C1S
STERILE : 2022-05-16
⌚ : 2027-05-01



(01) 05016003659201
(17) 270501
(10) C16C1S

Рис. 4. Ланцеты "Микролет" (Microlet) к устройству для прокалывания пальца. Маркировка на потребительской упаковке





Рис. 5. Ланцеты "Микролет" (Microlet) к устройству для прокалывания пальца. Маркировка на потребительской упаковке



Рис. 6. Ланцеты "Микролет" (Microlet) к устройству для прокалывания пальца. Маркировка на потребительской упаковке






Рис. 7. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия: «Ланцеты "Микролет" (Microlet) к устройству для прокалывания пальца»

Всего прошито, пронумеровано и

скреплено печатью листов 8

Handwritten signature

Дата 12.12. 2023

