

УТВЕРЖДАЮ

Директор

должность

ООО «Медикал-Сервис»

наименование организации

Дьяков В.В.

расшифровка подписи



« 17 » мая 2024 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия
«Аппарат рентгенодиагностический передвижной цифровой типа «С-
Дуга «DiAR Скопи 3500» по ТУ 26.60.11-002-12657596-2023»**



Исполнение 1. Штатив типа С-дуга на тележке с пультом управления



Исполнение 2. Штатив типа С-дуга на тележке с пультом управления



АРМ рентгенолаборанта с двумя мониторами

Аппарат рентгенодиагностический передвижной
цифровой типа С-Дуга «DiAR Скопи 3500» по ТУ 26.60.11-
002-12657596-2023

АРМ рентгенолаборанта с двумя мониторами

SN 003APM2



2023-08

~ 220 В, 50 Гц



ООО «Медикал-Сервис»
150043, г. Ярославль, ул. Радищева, д. 5 А, офис 10





АРМ рентгенолаборанта с единым широкоформатным монитором

Аппарат рентгенодиагностический передвижной
цифровой типа С-Дуга «DiAR Скопи 3500» по ТУ 26.60.11-
002-12657596-2023

АРМ рентгенолаборанта с единым широкоформатным
монитором

SN 003АРМ1




2023-08

~ 220 В, 50 Гц



ООО «Медикал-Сервис»
150043, г. Ярославль, ул. Радищева, д. 5 А, офис 10

Маркировка АРМ рентгенолаборанта с единым широкоформатным монитором



Моноблок Poskom

DIAGNOSTIC X-RAY UNIT (MODEL : HTC-35B)

SN 2212006



2022.12.23

Power Requirement : 200-240 VAC, 50/60 Hz, 0.6 A, continuous
23 A Momentary (setting value : 100 kV, 3.0 mAs, 27 mA)



Output Range : 40 kV~110 kV / 25~45 mA

Total Filtration : Min. 1.8 mmAl Eq

X-ray Tube Model : DF-151SBR (CANON)

Focal Spot : Small 0.5 mm, Large 1.5 mm



POSKOM Co., Ltd. POSKOM Tower, 227, Sowon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si,
Gyeonggi-do, 10534, REPUBLIC OF KOREA



Take adequate precautions to prevent the possibility of any persons
carelessly exposing themselves or others to radiation

HIGH VOLTAGE TANK

SN 2212006



2022.12.23

MODEL : HV-HTC-35B

Tube Model : DF-151SBR (CANON)

Focal Spot : Small 0.5 mm, Large 1.5 mm

Inherent Filtration : 0.8 mmAl Eq

Rating : Max. 110 kV, 45 mA, Max output : 3.5 kW

Tube No : 2E35194



POSKOM Co., Ltd. POSKOM Tower, 227, Sowon-ro, Deogyang-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do, 10534, REPUBLIC OF KOREA



Warning : Dangerous voltage.

Do not remove cover. Reserve servicing to qualified personnel.

Маркировка на моноблоке Poskom

Collimator (Model: XPLUS 35 COL)

SN XP0352LJ2901

 Oct 2022

CE 0123



Rated input: 24V $\overline{\overline{=}}$, 1A

Total filtration: 2.5mm Al 70kV/HVL 3.1mm Al

Permanent filtration in the X-ray beam: 0.8mm Al/75kV



GEMSS HEALTHCARE CO., LTD.

1F, 822, Bogwang-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si,
Gyeonggi-do, 10952 REPUBLIC OF KOREA

EC **REP**

Medical Econet GmbH


Im Erlengrund 20 46149 Oberhausen, GERMANY



Ножной переключатель




Маркировка на ножном переключателе



Ручной переключатель экспозиции рентгеновского излучения

Hand Switch
(Model: C2U)

SN FD0352NG2801


 Jul 2023

Rated Input: 24V $\overline{=}$, 0.2A


Маркировка на ручном переключателе экспозиции рентгеновского излучения



Маркировка усилителя рентгеновского изображения



Усилитель рентгеновского изображения с растровой решеткой для Исполнения 1



Маркировка растровой решетки для Исполнения 1



Маркировка растровой решетки для Исполнения 2



Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС», производства ЗАО «Ренекс»



Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС», производства ЗАО «Ренекс»



Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001», производства ООО "Рентген-Комплект"



Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001», производства ООО "Рентген-Комплект"




Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001», производства ООО "Рентген-Комплект"




Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1, исполнение 02, производства ООО НПП «Доза»




Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства ООО НПП «Доза»




Программное обеспечение специализированное «DiAR Скопи»




Программное обеспечение специализированное «DiAR Скопи»



Транспортная упаковка с нанесенными манипуляционными знаками и маркировкой



Маркировка на транспортной упаковке (Исполнение 1)



**Аппарат рентгенодиагностический
передвижной цифровой типа С-Дуга «DiAR
Скопи 3500» по ТУ 26.60.11-002-12657596-2023**


Исполнение 2

Производитель: ООО «Медикал-Сервис»
150043, г. Ярославль, ул. Радищева, д. 5 А,
офис 10


Упаковано:
2023.09

Серийный номер:
004

Маркировка на транспортной упаковке (Исполнение 2)



Маркировка изделия (Исполнение 1)




Маркировка изделия (Исполнение 2)

Предупреждающие наклейки:



«Опасность травмы головы»



«Лазерный модуль»




«Опасность травмы рук»




«Опасность травмы ног»



«Электрическая опасность»



Исполнение 1



Исполнение 2

«Механическая безопасность»



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 39/тридцать девять лист(ов)
Директор ООО "Медикал-Сервис"
Дьяков В.В.