

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НаноМед»



Б.Е. Рассказов Б.Е. Рассказов

«23» июня 2020 г.

Фотографическое изображение маркировки упаковки медицинского изделия:
«Стенты сосудистые баллонорасширяемые коронарные, периферические баллонорасширяемые, периферические саморасширяющиеся и системы доставки по ТУ 9444-001-66708887-2014», вариантов исполнения: стентов коронарных на системе доставки с комбинированным лекарственно-углеродным покрытием (тип «DEC»), стентов коронарных на системе доставки с лекарственным антипролиферативным покрытием (тип «DE») и систем доставки производства ООО «НаноМед»

Стент коронарный
с комбинированным
лекарственно-углеродным
покрытием
на системе доставки

NanoMed



CL3,0/28-DEC

МОДЕЛЬ

0,014"

ПРОВОДНИК Ø МАКС.

3,0 мм

ДИАМЕТР СТЕНТА Ø

0,055" (5 Fr)

ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

28 мм

ДЛИНА СТЕНТА →

20-0029-11

НОМЕР ПАРТИИ

NanoMed

ООО «НаноМед», 440088,
Россия, г. Пенза, ул. Центральная, д.1
тел. (8412) 38-09-59, 30-08-43
E-mail: nanomed_penza@mail.ru
<http://www.medeng.ru>




Стенты сосудистые баллонорасширяемые
коронарные, периферические
баллонорасширяемые, периферические
саморасширяющиеся и системы доставки
ТУ 9444-001-6870887-2014

Рег. удостоверение № РЗН 2016/1098
от 17 мая 2016 г.


2020-05

2023-05


STERILE EO



НЕТОКСИЧНО



Стент коронарный
с лекарственным
антипролиферативным
покрытием
на системе доставки



CL3,5/24-DE

МОДЕЛЬ

3,5 мм

ДИАМЕТР СТЕНТА Ø

24 мм

ДЛИНА СТЕНТА

0,014"

ПРОВОДНИК Ø МАКС.

0,055" (5 Fr)

ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

20-0033-07

НОМЕР ПАРТИИ



ООО «Цирми», 400008,
Россия, г.Тамбов, ул. Центральная, д.1
тел. (8452) 38-46-46, 38-46-63
E-mail: nanomed_jsc@cirmi.ru
<http://www.cirmi.ru>



Стенты коронарные баллонрасширяемые
короткого «п»-профиля-микро
баллонрасширяемые с покрытием
антипролиферативным и системой доставки
ТУ 9444-001-01700007-2016


При изготовлении на ПЗП от 20160008
от 17 мая 2016 г.

2020-05

2023-05

STERILE EO

НЕТОКСИЧНО



Пример маркировки фольгированного пакета стентов коронарных на системе доставки с лекарственным антипролиферативным покрытием (тип «DE»)





Открывать
здесь

Стент коронарный
с комбинированным
лекарственно-углеродным
покрытием
на системе доставки

 NanoMed



CL3,0/28-DEC

МОДЕЛЬ

3,0 мм

ДИАМЕТР СТЕНТА Ø

28 мм

—ДЛИНА СТЕНТА—

0,014"

ПРОВОДНИК Ø МАКС.

0,055" (5 Fr)

ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

20-0029-11

НОМЕР ПАРТИИ

 NanoMed

ООО «Наномед», 440050,
Росси́я, г. Пенза, ул. Центральная, д.1
тел. (8412) 38-09-09, 38-09-43
E-mail: nanomed@nanomed.ru
http://www.nanomed.ru



Стент коронарный лекарственно-углеродным
покрытием (CL3,0/28-DEC)
Аннотация к применению. Инструкция по
использованию. Сертификат соответствия
ТУ 444-001-2017 от 11.11.2017

2020-05

2023-05

STERILE EO



НЕТОКСИЧНО

255 мм

1400 мм

Пример маркировки фольгированного пакета стентов коронарных на системе доставки с комбинированным лекарственно-углеродным покрытием (тип «DEC»)

Стент коронарный
с комбинированным
лекарственно-углеродным
покрытием
на системе доставки

XXX NanoMed



CL3.0/28-DEC

МОДЕЛЬ

3,0 мм

ДИАМЕТР СТЕНТА Ø

28 мм

ДЛИНА СТЕНТА

0,014"

ПРОВОДНИК Ø МАКС.

0,055" (5 Fr)

ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

20-0029-11

НОМЕР ПАРТИИ



CL3,0/28-DEC

МОДЕЛЬ

3,0x28

РАЗМЕРЫ СЕНТА (ММ)



2020-05



2023-05

NanoMed

ООО «НаноМед» 400083,
Рязань, г. Баски ул. Центральная, д.1
т. (8412) 78-09-26, 28-66-43
E-mail: nanomed_rus@rambler.ru
http://www.nanomed.ru




Счетчик соответствует требованиям
корпоративных стандартов
Санитарно-эпидемиологического
надзора Российской Федерации
ТУ 1444-001-2014

Рег. удостоверение № 0291-2014-0098
от 11.04.2014 г.

2020.05
2023.05



НЕТОКСИЧНО



NanoMed


SPRINGS OF EXPANSION

Давление АТМ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА Ø(мм) ±5%
6	2.71
7	2.68
8	2.96
9	НОМИНАЛ 3.00
10	3.15
11	3.23
12	3.26
13	3.34
14	3.36
15	3.43
16	МАКСИМУМ 3.45
17	3.43
18	3.53
19	3.59

Do not use if seal is broken
NanoMed



Стент коронарный
с лекарственным
антипролиферативным
покрытием
на системе доставки



CL3,5/24-DE

МОДЕЛЬ

3,5 мм

ДИАМЕТР СТЕНТА Ø

24 мм

← ДЛИНА СТЕНТА →

0,014"

ПРОВОДНИК Ø МАКС.


0,055" (5 Fr)

ПРОВ. КАТЕТЕР Ø МИН.

20-0033-07

НОМЕР ПАРТИИ

Пример маркировки картонной коробки стентов коронарных на системе доставки с лекарственным антипролиферативным покрытием (тип «DE»)



XXX NanoMed

ООО «НаноМед» 441088,
Росси́я, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1
т/ф. (8412) 31-69-59, 31-68-43
E-mail: alcohol_medical@mail.ru
<http://www.meding.ru>

STERILE EO

2020-05

2023-06

НЕТОКСИЧНО

80%
35°C
50%

255 мм

1400 мм

Рег. удостоверения № Р.311-2016-0003
от 11 мая 2016 г.

Давление АТМ	Диаметр баллона Ø(мм) ±5%	practice of restoration
6	3.16	
7	3.34	
8	3.45	
9	НОМИНАЛ 3.50	
10	3.63	
11	3.70	
12	3.76	
13	3.81	
14	МАКСИМУМ 3.86	
15	3.91	
16	3.96	
17	4.02	
18	4.08	
19	4.14	

Do not use if seal is broken

NanoMed

прошнуровано и
скреплено печатью

11 ЛИСТ 06

