

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

/В.В. Осипова/

20 24.



Проект маркировки

**Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов
вируса гриппа типов А и В в биологическом материале**

**«Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021**

1.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 1

1.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 1



2. Образцы маркировки комплекта № 2

2.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 2

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT Иконки: термометр +30°C, -30°C, IVD, книга, часы
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 0,5 мл LOT Иконки: термометр +30°C, -30°C, IVD, книга, часы

2.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 2



3. Образцы маркировки комплекта № 3

3.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 3

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT 30°C 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 0,5 мл – 10 фл. LOT 30°C 30°C IVD

3.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 3

Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 3

ПУ № РЗН 2023/20730

- Тест-кассета
 - Буферный раствор, 0,5 мл
 - Тампон-зонд МиниМед стерильный
 ТУ 32 50 50-034-20508133-2020, в составе:
 1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:
 - зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый,
 длина: 150 мм (ПУ № РЗН 2021/15079)
 - Инструкция по применению

10 шт. LOT
 10 фл. W
 10 шт. H
 1 шт. REF KR-016/10.3

Imbian

4 620102 805462

30°C

30°C

IVD

Σ 10


ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
 г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
 ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
 +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imblian.ru

4. Образцы маркировки комплекта № 4

4.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 4

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 0,5 мл – 20 фл. LOT IVD

4.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 4

Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 4

ПУ № РЗН 2023/20730

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов вируса гриппа типов А и В в биологическом материале «Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021.

20 шт. LOT

20 фл. REF KR-016/20.4

20 шт.

1 шт.

ТУ 32 50 50-034-29508133-2020, в составе:

1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:

- зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый, длина: 150 мм (ПУ № РЗН 2021 15079)

- Инструкция по применению

IVD

Imbian

4 620102 805486


ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
 г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
 ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
 +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

5. Образцы маркировки комплекта № 5

5.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 5

Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска А/В	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска А/В – 20 шт. LOT 30°C 30°C IVD
Тест-полоска H1N1	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска H1N1 – 20 шт. LOT 30°C 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор – 12,0 мл LOT 30°C 30°C IVD
Пробирка	Пробирка – 20 шт.

5.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 5

Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 5

ПУ № РЗН 2023/20730

- Тест-полоска А/В 20 шт.
 - Тест-полоска H1N1 20 шт.
 - Буферный раствор, 12,0 мл 1 фл.
 - Пробирка 20 шт.
 - Тампон-зонд МиниМед стерильный 20 шт.
 ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, в составе:
 1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:
 - зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый,
 длина: 150 мм (ПУ № РЗН 2021/15079)
 - Ложечник 1 шт.
 - Инструкция по применению 1 шт.

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630659, Россия, Новосибирская область,
 г.о. рабочий поселок Колыцово, р.п. Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7,
 этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbian.ru

LOT
 REF KR-016/20.5
 Imbian
 4 620102 805493

30°C
 30°C
 IVD
 20

6. Образцы маркировки комплекта № 6

6.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 6

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT 30°C 30°C IVD i
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 0,5 мл – 25 фл. LOT 30°C 30°C IVD i
K _A (+)	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА K_A(+) Растворить в 500 мкл дистиллированной воды LOT 30°C 30°C IVD i
K _B (+)	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА K_B(+) Растворить в 500 мкл дистиллированной воды LOT 30°C 30°C IVD i
K(-)	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА K(-) Растворить в 500 мкл дистиллированной воды LOT 30°C 30°C IVD i

6.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 6

Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 6

ПУ № РЗН 2023/20730

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 0,5 мл
- Тампон-зонд МиниМед стерильный
ТУ 32 50 50-034-29508133-2020. в составе:
1 Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения
- зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый,
длина 150 мм (ПУ № РЗН 2021/15079)
- K_A(+)
- K_B(+)
- K(-)
- Инструкция по применению

25 шт.
25 фл.
25 шт.

LOT

30°C

30°C

IVD

i

Σ 25

1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 шт.

REF KR-016/25.6

Imbian

4 620102 805509



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

7. Образцы маркировки комплекта № 7

7.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 7

Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска А/В	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска А/В – 25 шт. LOT 30°C 30°C IVD И
Тест-полоска H1N1	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска H1N1 – 25 шт. LOT 30°C 30°C IVD И
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор – 15,0 мл LOT 30°C 30°C IVD И
Пробирка	Пробирка – 25 шт.

7.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 7

Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 7

РУ № РЗН 2023/20730

- Тест-полоска А/В
- Тест-полоска Н1N1
- Буферный раствор. 15,0 мл
- Пробирка
- Тампон-зонд МиниМед стерильный

ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, в составе:

- 1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:
- зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый, длина: 150 мм (РУ № РЗН 2021/15079)
- Ложечек
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов вируса гриппа типов А и В в биологическом материале «Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021

25 шт.

25 шт.

1 фл.

25 шт.

25 шт.

1 шт.

1 шт.

LOT

REF KR-016/25.7

Imbian

4 620102 805516

+30°C

-30°C

25



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

8. Образцы маркировки комплекта № 8

8.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 8

Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска А/В	■ ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска А/В – 25 шт. LOT +30°C -30°C
Тест-полоска Н1N1	■ ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска Н1N1 – 25 шт. LOT +30°C -30°C

Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 0,5 мл – 25 капс. LOT IVD +30°C -30°C
Пробирка	Пробирка – 25 шт.

8.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 8

Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 8

ПУ № РЗН 2023/20730

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов вируса гриппа типов А и В в биологическом материале «Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021

- Тест-полоска А/В 25 шт.
- Тест-полоска Н1N1 25 шт.
- Буферный раствор, 0,5 мл 25 капс.
- Пробирка 25 шт.
- Тампон-зонд МиниМед стерильный ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, в составе: 25 шт.
- 1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:
 - зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый, длина: 150 мм (ПУ № РЗН 2021/15079) 1 шт.
 - Ложемент 1 шт.
 - Инструкция по применению 1 шт.

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область, го. рабочий поселок Копыцово, р.п. Копыцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbjan.ru

REF KR-016/25.8

Imbian

4 620102 805523

IVD

+30°C
-30°C

Σ 25

9. Образцы маркировки комплекта №9

9.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 9

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT IVD +30°C -30°C
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор – 15,0 мл LOT IVD +30°C -30°C

Пробирка	Пробирка – 25 шт.
Пипетка Пастера	Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) – 25 шт.

9.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 9

Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 9
ПУ № РЗН 2023/20730

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 15,0 мл
- Пробирка
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
- 1 Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Тампон-зонд МиниМед стерильный ТУ 32.50.50.034.29508133.2020. в составе
- 1 Тампон зонд МиниМед стерильный варианты исполнения зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый длина 150 мм (ПУ № РЗН 2021/15079)
- Локамент
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов вируса гриппа типов А и В в биологическом материале «Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021

25 шт.

1 фп.

25 шт.

25 шт.

25 шт.

1 шт.

1 шт.

LOT

REF KR-016/25.9

Imbian

4 620102 805530

-30°C

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

10. Образцы маркировки комплекта № 10

10.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 10

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT 30°C 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 0,5 мл – 100 фл. LOT 30°C 30°C IVD

10.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 10

Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 10

ПУ № РЗН 2023/20730

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 0,5 мл
- Тампон-зонд МиниМед стерильный
ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, в составе:
1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:
- зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый,
длина: 150 мм (ПУ № РЗН 2021/15079)
- Инструкция по применению

100 шт.
100 фл.
100 шт.

1 шт.

REF KR-016/100.10

Imbian

4 620102 805547

30°C

30°C

IVD

Σ 100


ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
 г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
 ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
 +7 (383) 209-34-54
 www.imbian.ru
 info@imbian.ru

11. Образцы маркировки комплекта № 11

11.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 11

Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска A/B	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп A/B-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска A/B – 100 шт. LOT IVD +30°C -30°C
Тест-полоска H1N1	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп A/B-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска H1N1 – 100 шт. LOT IVD +30°C -30°C
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор – 60,0 мл LOT IVD +30°C -30°C
Пробирка	Пробирка – 100 шт.

11.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 11

Грипп A/B-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 11

РУ № РЗН 2023/20730

- Тест-полоска A/B
- Тест-полоска H1N1
- Буферный раствор, 60,0 мл
- Пробирка
- Тампон-зонд Микробед стерильный

ТУ 32.60.60-034-2008133-2020, в составе:

1. Тампон-зонд Микробед стерильный, варианты исполнения:

- зонд пластиковый (полипропилен), тампон латексный, длина: 190 мм (РУ № РЗН 2021/16079)
- Полюмент
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов вируса гриппа типов А и В в биологическом материале «Грипп A/B-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-114-41306206-2021

LOT

100 шт.

100 шт.

1 фл.

100 шт.

100 шт.

REF KR-016/100.11

4 шт.

1 шт.

Imbian

4 620102 805554

+30°C

-30°C

IVD

Σ

100



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

12. Образцы маркировки комплекта № 12

12.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 12

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 4,0 мл LOT IVD
Пробирка-капельница	Пробирка-капельница – 20 шт.

12.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 12

Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 12

РУ № РЗН 2023/20730

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 4,0 мл
- Пробирка-капельница
- Тампон-зонд МиниМед стерильный

ТУ 32.50.50-034-29608133-2020, в составе:

1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:

- зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый, длина: 150 мм (РУ № РЗН 2021/15079)
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов вируса гриппа типов А и В в биологическом материале «Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021

20 шт.

3 фл.

20 шт.

20 шт.

1 шт.

LOT

REF KR-016/20.12

Imbian

4 620102 805622

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

15

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью



лист 1
Генеральный директор
ООО «ИЗБИАН ЛАБ»
В.В. Осипова
2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

_____/В.В. Осипова/


_____/2024 г.



Фотографические изображения общего вида

**Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов
вируса гриппа типов А и В в биологическом материале**


**«Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021**



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ГРИПП А/В

- Лабораторная точность
- Результат от 3 минут

1 ТЕСТ



Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт.

LOT 230601

2026-06-01

IVD

Imbian
Грипп А/В


C
B
A

S

230601

2026-06-01

IVD



Производитель: ООО «МиниМед»
Хранить следует при t от -50 до +40°C, влажность воздуха менее 90%.
Транспортировать при t от -40 до +50°C, влажность воздуха менее 100%.
РУ № РЗН 2021/15079 от 26.10.2021 г.

Тампон-зонд МиниМед стерильный
ТУ 32.50.50-034-25608133-2020

Зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопчатобумажный
Зонд 19,2,5 мм
Тампон 10,0 мм
Дата изгот.: 10.12.2021
Год изгот.: 09.12.2020



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов вируса гриппа типов А и В в биологическом материале «Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению распространяется на Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов вируса гриппа типов А и В в биологическом материале «Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021 (далее Экспресс-тест «Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА»).

Сокращенное наименование

Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА
Назначение изделия
Экспресс-тест «Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА» предназначен для качественного выявления антигенов (нуклеопротеинов) вируса гриппа типа А (включая подтипы H1N1 и H3N2) и/или типа В в назальных мазках, мазках из ротоглотки и образцах слюны человека методом иммунохроматографического анализа (ИХА).


Предназначен для диагностики in vitro при профессиональном применении с целью первичной диагностики и дифференциации вируса гриппа А и/или В.

Популяционно-демографические особенности

Применение экспресс-теста не имеет популяционных и демографических аспектов.

Функциональное назначение

Диагностика и дифференциация вируса гриппа типа А и/или В.
Показания



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ГРИПП А/В

- Лабораторная точность
- Результат от 3 минут

1 ТЕСТ



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов вируса гриппа типов А и В в биологическом материале «Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021
ру № РЗН 2023/20730



СОСТАВ:

Тест-кассета 1 шт.
Буферный раствор, 0,5 мл 1 фл.
Тампон-зонд МиниМед стерильный ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, в составе:
1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения: - зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый, длина: 150 мм (РУ № РЗН 2021/15079) 1 шт.
Инструкция по применению 1 шт.
Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.

КОМПЛЕКТ № 1

LOT 230601
2023-06-01
2026-06-01

Пройдены клинические испытания

Одобрено Росздравнадзором

Сверхчувствительный

Прост в использовании


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий посёлок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел: +7(383) 209-34-54; info@imbian.ru; www.imbian.ru

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
ГРИПП А/В




4 620102 805325



REF

KR-016/1.1

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
ГРИПП А/В



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ГРИПП А/В

• ПАНДЕМИЙНЫЙ ШТАММ H1N1


- Лабораторная точность
- Результат от 3 минут

1 ТЕСТ



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов вируса гриппа типов А и В в биологическом материале «Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021

РУ № РЗН 2023/20730



СОСТАВ:

Тест-кассета 1 шт.
Буферный раствор, 0,5 мл 1 фл.
Тампон-зонд МиниМед стерильный ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, в составе:
1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения: - зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый, длина: 150 мм (РУ № РЗН 2021/15079) 1 шт.
Инструкция по применению 1 шт.

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.

КОМПЛЕКТ № 2

LOT 230601

2023-06-01

2026-06-01

Пройдены клинические испытания

Одобрено Росздравнадзором

Сверхчувствительный

Прост в использовании



ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий посёлок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; info@imbian.ru; www.imbian.ru

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ГРИПП А/В

• ПАНДЕМИЙНЫЙ ШТАММ H1N1



4 620102 805332




REF

KR-016/1.2

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ГРИПП А/В

• ПАНДЕМИЙНЫЙ ШТАММ H1N1

Комплект № 3



Грипп А/В- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 3


РУ № РЗН 2023/20730

- Тест-кассета
 - Буферный раствор, 0,5 мл
 - Тампон-зонд МиниМед стерильный
- ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, в составе:
1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:
- зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый, длина: 150 мм (РУ № РЗН 2021/15079)
 - Инструкция по применению


Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
антигенов вируса гриппа типов А и В
в биологическом материале
«Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021

10 шт. **LOT** 230603
10 фл. **EXP** 2023-06-03
10 шт. **EXP** 2026-06-03
1 шт. **REF** KR-016/10.3

Imbian



 ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru



Грипп А/В- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 4

РУ № РЗН 2023/20730

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 0,5 мл
- Тампон-зонд МиниМед стерильный
ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, в составе:
1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:
- зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый,
длина 150 мм (РУ № РЗН 2021/15079)
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
антигенов вируса гриппа типов А и В
в биологическом материале
«Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021

20 шт.
20 фл.
20 шт.



230603



2023-06-03



2026-06-03

1 шт.




KR-016/20.4


Imbian




4 620102 805486



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru





Грипп А/В- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 6

РУ № РЗН 2023/20730

- Тест-кассета
 - Буферный раствор, 0,5 мл
 - Тампон-зонд МиниМед стерильный
- ТУ 32.50.50-034-29506133-2020, в составе:
1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:
- зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый, длина 150 мм (РУ № РЗН 2021/15079)
 - K₁(+)
 - K₂(+)
 - K₃(-)
 - Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
антигенов вируса гриппа типов А и В
в биологическом материале
«Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021

25 шт.
25 фл.
25 шт.

LOT 230605


2023-06-05

2026-06-05


REF KR-016/25.6

1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 шт.

Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru



Грипп А/В- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 7

РУ № РЗН 2023/20730

- Тест-полоска А/В
 - Тест-полоска Н1Н1
 - Буферный раствор, 15,0 мл
 - Пробирка
 - Тампон-зонд МиниМед стерильный
- ТУ 32.50.50-034-29506133-2020, в составе:
- 1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:
 - зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый, длина: 150 мм (РУ № РЗН 2021/15079)
 - Ложемент
 - Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
антигенов вируса гриппа типов А и В
в биологическом материале
«Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021

25 шт.

25 шт.

1 фл.

25 шт.

25 шт.

1 шт.

1 шт.



230605



2023-06-05



2026-06-05




KR-016/25.7


Imbian




4 620102 805516



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru






Грипп А/В- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 9

РУ № РЗН 2023/20730

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 15,0 мл
- Пробирка
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
- 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)
- Тампон-зонд МиниМед стерильный ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, в составе:
- 1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:
- зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый, длина: 150 мм (РУ № РЗН 2021/15079)
- Ложемент
- Инструкция по применению



Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
антигенов вируса гриппа типов А и В
в биологическом материале
«Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021

25 шт.

1 фл.

25 шт.

25 шт.

25 шт.

1 шт.

1 шт.



230605



2023-06-05



2026-06-05





KR-016/25.9

Imbian






ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru






Комплект № 11







Грипп А/В- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 12

РУ № РЗН 2023/20730

- Тест-кассета
 - Буферный раствор, 4,0 мл
 - Пробирка-капельница
 - Тампон-зонд МиниМед стерильный
- ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, в составе:
1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения:
 - зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый,
 - длина: 150 мм (РУ № РЗН 2021/15079)
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
антигенов вируса гриппа типов А и В
в биологическом материале
«Грипп А/В-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-114-41390295-2021

20 шт.

3 фл.

20 шт.

20 шт.

1 шт.



230607



2023-06-07



2026-06-07




KR-016/20.12

Imbian



4 620102 805622



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

