



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2024 года № РЗН 2024/22905

На медицинское изделие

Центрифуга медицинская лабораторная КЛС-I

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Плазмовита Лтд.", США,

Plasmovita Ltd., 9595 Angola ct. Indianapolis, IN., 46268, USA

Производитель

"Цзянсу Канцзянь Медикал Аппаратус Ко., Лтд.", Китай,

**Jiangsu KangJian Medical Apparatus Co., Ltd., № 16 Zhanqian Road, Jiangyan,
Taizhow, Jiangsu, 225500, China**

Место производства медицинского изделия

**Jiangsu KangJian Medical Apparatus Co., Ltd., № 16 Zhanqian Road, Jiangyan,
Taizhow, Jiangsu, 225500, China**

Номер регистрационного досье № РД-60433/5049 от 29.01.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **26.60.12.119**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 11 июня 2024 года № 3468
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0077665

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2024 года


№ РЗН 2024/22905

Лист 1

На медицинское изделие

Центрифуга медицинская лабораторная КJLC-I, в составе:

1. Центрифуга - 1 шт.
2. Шнур электропитания - 1 шт.
3. Ключ гаечный № 14 - 1 шт.
4. Ротор угловой с 24 лунками - 1 шт.
5. Штатив 016 x 85 мм - 36 шт. (для ротора углового с 24 лунками).
6. Прокладка резиновая 27 мм - 54 шт. (при необходимости, для роторов угловых с 12 и 24 лунками).
7. Ротор угловой с 12 лунками - 1 шт. (при необходимости).
8. Штатив 017 x 105 мм - 18 шт. (при необходимости, для ротора углового с 12 лунками).
9. Прокладка резиновая 48 мм - 18 шт. (при необходимости, для ротора углового с 12 лунками).
10. Ротор горизонтальный с 6 лунками - 1 шт. (при необходимости).
11. Штатив 16,5 x 82,7 мм - 6 шт. (при необходимости, для ротора горизонтального с 6 лунками).
12. Руководство по эксплуатации.



**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0141077