

121596 Российская Федерация
Москва, ул. Горбунова, 2,
стр. 3, эт. 1, пом. II, комната 7
БЦ Гранд Сетунь Плаза

Тел.: +7 495 256 06 76
E-mail: info@melius-ltd.ru
www.melius-medical.ru

ООО «ММ Рус»
ИНН/КПП: 7729761550/773101001
ОГРН 1147746007111



УТВЕРЖДЕНО/APPROVE

Генеральный директор

ООО «ММ Рус»

/ П.Н. Сулицкий

(Подпись и печать)

« 12 » каждого 2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с принадлежностями»

2020г.



1. Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с принадлежностями - общий вид.

CAUTION!

Always use earthed wall sockets.

DİKKAT!

Cihazı mutlaka topraklı prizde çalıştırınız.

Z14E 02 022

1.1 Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с принадлежностями – фото этикетки «Внимание! Использовать только настенные розетки с заземлением.»



**DO NOT OPERATE
BEFORE READING
THE INSTRUCTION MANUAL!..**



**KULLANMA KILAVUZUNU
OKUMADAN ÇALIŞTIRMAYINIZ!..**

Z14E 02 016

1.2 Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с принадлежностями - фото этикетки «Не использовать перед прочтением инструкции!»



F2x10A 250V ~

1.3 Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с принадлежностями – фото этикетки «Предохранители инкубатора PN 150. Макс. ток 10 А макс. напряжение 250 В»

NC - CONTACT

Z14.E 02 128

1.4 Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с принадлежностями – фото этикетки «Нормально замкнутые контакты»

REMOTE ALARM KIT

Z14E 02 129

1.5 Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с принадлежностями – фото этикетки «Комплект дистанционной аварийной сигнализации»

RS 232

Z14.E 02 125

1.6 Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с принадлежностями – фото этикетки «Интерфейс RS-232 для передачи данных»



WARNING !..

**DISCONNECT THE MAIN SUPPLY
BEFORE REMOVING THE COVER.**

DİKKAT !..

**BU KAPAĞI AÇMADAN FİŞİ
MUTLAKA PRİZDEN ÇIKARINIZ.**

Z14.E 02 015

1.7 Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с принадлежностями – фото этикетки «Предупреждение! Перед снятием крышки отсоедините основной источник питания»



**ONLY AUTHORIZED
TECHNICAL SERVICE
CAN OPEN.**

**SADECE YETKİLİ
TEKNİK SERVİS
AÇABİLİR.**

Z14.E 02 032

1.8 Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с принадлежностями – фото этикетки «Доступно только уполномоченным представителям технического сервиса.»



**NUVE
SANAYI
MALZEMELERİ
İMALAT VE
TİCARET A.Ş.**

Saracalar Mah.

Saracalar Kume Evleri No: 4/2

Akyurt 06750 Ankara/TURKIYE

Tel: +90.312 399 28 30-31

Fax: +90.312.399 21 97

E-mail: sales@nuve.com.tr

satis@nuve.com.tr



2020

Ürün (Product) :

PN 150 TROMBOSİT İNKÜBATÖR
(Platelet Incubator)

REF : Z10.PN 150

Model : **PN 150**
Model

SN : **04.0391**

Hacim : **150 Litre**
Volume : 150 Liters

Mak. Sıcaklık : **20 °C / 35 °C**
Max. Temperature

Güç Değerleri : **230 V, 50 Hz**
AC Mains

Kurulu Güç : **600 W**
Power


**Kullanma Kilavuzunu
okumadan
çalıştırmayınız !**



**Do not operate
before reading the
instruction manual !**



1984



8698863113801

Made in Turkey

KKP05F01 Rev. No: 04

1.8 Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с принадлежностями - макет идентификационной этикетки

Производитель:

**Nüve Sanayi Malzemeleri İmalat ve Ticaret
A.Ş., Турция
(Нюве Санайи Малземелери Ималат ве
Тиджарет А.Ш., Турция)**

**Инкубатор для хранения тромбоцитов
PN 150 с принадлежностями**

**Серийный номер и дату производства
см. на этикетке производителя**

**Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «ММ Рус»**

Адрес:

**121596, г. Москва,
ул. Горбунова, дом 2, строение 3, этаж 1,
пом. II, комната 7**

Тел.: + 7 (495) 256-06-76

**РУ <указывается дата и номер
регистрационного удостоверения>**

1.9 Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с принадлежностями - макет дополнительной маркировки на потребительской упаковке для пользователей на территории Российской Федерации



2.1 Программное обеспечение Nuve Closer на оптическом или электронном носителе с кабелем для соединения с компьютером RS 232, 3м (при необходимости)



2.2 Программное обеспечение Nuve Closer на оптическом или электронном носителе с кабелем для соединения с компьютером RS 232, 3м (при необходимости)




2.3 Программное обеспечение Nuve Closer на оптическом или электронном носителе с кабелем для соединения с компьютером RS 232, 3м (при необходимости)



2.3 Программное обеспечение Nuve Closer на оптическом или электронном носителе с кабелем для соединения с компьютером RS 232, 3м (при необходимости)



3. Шейкер тромбоцитов PS 54 – общий вид



WARNING !..

**DISCONNECT THE MAIN SUPPLY
BEFORE REMOVING THE COVER.**

DİKKAT !..

**BU KAPAĞI AÇMADAN FİŞİ
MUTLAKA PRIZDEN ÇIKARINIZ.**

Z14.E 02 015

3.1 Шейкер тромбоцитов PS 54 – фото этикетки «Предупреждение! Перед снятием крышки отсоедините основной источник питания»

CAUTION!

Always use earthed wall sockets.

DİKKAT!

Cihazı mutlaka topraklı prizde çalıştırınız.

Z14.E 02 022

3.2 Шейкер тромбоцитов PS 54 – фото этикетки «Внимание! Использовать только настенные розетки с заземлением.»



NUVE
SANAYI
MALZEMELERİ
İMALAT VE
TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah.

Saracalar Kume Evleri No: 4/2

Akyurt 06750 Ankara/TURKIYE

Tel: +90.312 399 28 30-31

Fax: +90.312.399 21 97

E-mail: sales@nuve.com.tr

satis@nuve.com.tr



2017

Ürün (Product) :

PS 54 PLAZMA SALLAYICI
(Platelet Agitator)

REF : Z10.PS 54

Model : **PS 54**
Model

SN : **02.0387**

Kapasite : **54 Trombosit Torbasi**
Capacity *54 Platelet Bags*

Çalkalama Hizi : **60 RPM**
Shaking Speed

Güç Degerleri : **230 V, 50 Hz**
AC Mains

Kurulu Güç : **55 W**
Power

Kullanma Kilavuzunu
okumadan
calistirmayiniz !



Do not operate
before reading the
instruction manual !



8698863113573

Made in Turkey

KKP05F01 Rev. No: 03

3.3 Шейкер тромбоцитов PS 54 - макет идентификационной этикетки

Производитель:

**Nüve Sanayi Malzemeleri İmalat ve Ticaret
A.Ş., Турция
(Нюве Санайи Малземеелери Ималат ве
Тиджарет А.Ш., Турция)**

Шейкер для тромбоцитов PS54

**Серийный номер и дату производства
см. на этикетке производителя**

**Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «ММ Рус»**


Адрес:

**121596, г. Москва,
ул. Горбунова, дом 2, строение 3, этаж 1,
пом. II, комната 7**


Тел.: + 7 (495) 256-06-76

**РУ <указывается дата и номер
регистрационного удостоверения>**

3.4 Шейкер тромбоцитов PS 54 - макет дополнительной маркировки на потребительской упаковке для пользователей на территории Российской Федерации



4. Ключ от двери, не более 2 шт.



5. Записывающее устройство (при необходимости)



6. Ключ записывающего устройства, не более 2 шт. (при необходимости)



NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

**Инкубатор для хранения тромбоцитов PN 150 с
принадлежностями**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ**



Z14. K25 266 Ред. № 09 Дата ред.: 07 / 2019

DİKKAT


Alarm sesini duyduğunuzda
Kan Saklama Dolabı'nda
elektrik kesintisi oluşmuştur.
Lütfen gerekli önlemi alınız.

WARNING


In case of power breakdown
you will hear an alarm.
Please take necessary
precautions.

Z14.E 02 119

1. Дистанционная аварийная сигнализация NuveWarn со встроенным модулем Alarm Module с фото этикетки «Предупреждение!
В случае отключения электроэнергии активируется сигнал тревоги. Необходимо принять соответствующие меры предосторожности.»



2. Аккумулятор аварийной сигнализации



3. Кабель аварийной сигнализации, 10м




4. Аварийный модуль AlerText GSM в составе:


4.1 модуль AlerText GSM со встроенным модемом Quectel M95



4. Аварийный модуль AlerText GSM в составе:
4.2 кабель питания



4. Аварийный модуль AlerText GSM в составе:
4.3 кабель для подключения антенны



4. Аварийный модуль AlerText GSM в составе:
4.4 кабель для соединения RS 232, 3м




5. Маркер для записывающего устройства




JRI
2 rue de la Voivre
Parc d'activité Technol
BP 21
25490 FESCHES LT
Tél : +33 (0)3 81 3
Fax : +33 (0)3 81
Site web : www.jr
Adresse e-mail :

REF : 00002
031740
3 560251 000029



6. Бумага для записывающего устройства (100 шт. в 1 уп.)



7. Батарея записывающего устройства

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
34 листа (ов)

