



«Утверждаю»

Генеральный директор ОАО «Тонус»

Я.Л.Демьянова

2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

НАКОЛЕННИКА ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНОГО «ЭЛАСМА»

1. Назначение

Наколенник трикотажно-эластичный «Эласма» предназначен для поддержания в состоянии покоя тканей коленного сустава в послеоперационный период с целью профилактики послеоперационных осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде, для профилактики травм коленного сустава и в качестве поддерживающего средства после травмирования коленного сустава.

Область медицинского применения изделия: травматология, ортопедия, флебология.

2. Основные технические характеристики

Наколенник соответствует требованиям технических условий № 9396-010-10434277-2007 и вырабатывается по технологическому регламенту № С 350 ОАО «Тонус» с соблюдением санитарных норм и правил.

Наколенник изготавливается из материалов, разрешенных к применению в медицинской практике.

3. Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

4. Подготовка к использованию

Подбор размера осуществляется замером обхвата конечности по линии сустава (колено) и сопоставлением полученного результата с данными Таблицы подбора размеров, размещенной на этикетке изделия.

5. Правила хранения и использования

Срок хранения – 5 лет с даты производства изделия.

Стирать изделие рекомендуется с помощью мягких моющих средств. Сушить в расправленном виде.

Начальник производства

Шумейко Н.В.