



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 16 сентября 2024 года № РЗН 2024/23645

На медицинское изделие

Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Чжухай Тон-Бридж Медикал Тех. Ко., Лтд", Китай,
Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd., Unit 1-B, Building 4, CEC High Tech
Industrial Park, Zhuhai City, China**

Производитель

**"Чжухай Тон-Бридж Медикал Тех. Ко., Лтд", Китай,
Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd., Unit 1-B, Building 4, CEC High Tech
Industrial Park, Zhuhai City, China**

Место производства медицинского изделия

**Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd., Unit 1-B, Building 4, CEC High Tech
Industrial Park, Zhuhai City, China**

Номер регистрационного досье № РД-62425/110955 от 19.04.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 16 сентября 2024 года № 5354
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0079409

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 сентября 2024 года № РЗН 2024/23645

Лист 1

На медицинское изделие

Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador,
в вариантах исполнения:

I. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC071-06-95-S: Наружный диаметр 6F/2.00 мм, Внутренний диаметр 0.071"/1.80 мм, Эффективная длина 95 см, Форма дистального кончика прямая, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

II. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC071-06-105-S: Наружный диаметр 6F/2.00 мм, Внутренний диаметр 0.071"/1.80 мм, Эффективная длина 105 см, Форма дистального кончика прямая, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

III. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC071-06-115-S: Наружный диаметр 6F/2.00 мм, Внутренний диаметр 0.071"/1.80 мм, Эффективная длина 115 см, Форма дистального кончика прямая, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

IV. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC071-06-95-D: Наружный диаметр 6F/2.00 мм, Внутренний диаметр 0.071"/1.80 мм, Эффективная длина 95 см, Форма дистального кончика Multipurpose D, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

V. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC071-06-105-D: Наружный диаметр 6F/2.00 мм, Внутренний диаметр 0.071"/1.80 мм, Эффективная длина 105 см, Форма дистального кончика Multipurpose D, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

VI. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC071-06-115-D: Наружный диаметр 6F/2.00 мм, Внутренний диаметр 0.071"/1.80 мм, Эффективная длина 115 см, Форма дистального кончика Multipurpose D, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

VII. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC071-06-95-C: Наружный диаметр 6F/2.00 мм, Внутренний диаметр 0.071"/1.80

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0149309

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 сентября 2024 года № РЗН 2024/23645

Лист 2

мм, Эффективная длина 95 см, Форма дистального кончика Multipurpose C, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

VIII. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC071-06-105-C: Наружный диаметр 6F/2.00 мм, Внутренний диаметр 0.071"/1.80 мм, Эффективная длина 105 см, Форма дистального кончика Multipurpose C, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

IX. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC071-06-115-C: Наружный диаметр 6F/2.00 мм, Внутренний диаметр 0.071"/1.80 мм, Эффективная длина 115 см, Форма дистального кончика Multipurpose C, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

X. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC078-07-95-S: Наружный диаметр 7F/2.30 мм, Внутренний диаметр 0.078"/1.98 мм, Эффективная длина 95 см, Форма дистального кончика прямая, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

XI. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC078-07-105-S: Наружный диаметр 7F/2.30 мм, Внутренний диаметр 0.078"/1.98 мм, Эффективная длина 105 см, Форма дистального кончика прямая, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

XII. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC078-07-115-S: Наружный диаметр 7F/2.30 мм, Внутренний диаметр 0.078"/1.98 мм, Эффективная длина 115 см, Форма дистального кончика прямая, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

XIII. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador DAGC078-07-95-D: Наружный диаметр 7F/2.30 мм, Внутренний диаметр 0.078"/1.98 мм, Эффективная длина 95 см, Форма дистального кончика Multipurpose D, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

XIV. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0149310

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 сентября 2024 года № РЗН 2024/23645

Лист 3

DAGC078-07-105-D: Наружный диаметр 7F/2.30 мм, Внутренний диаметр 0.078"/1.98 мм, Эффективная длина 105 см, Форма дистального кончика Multipurpose D, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

XV. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador

DAGC078-07-115-D: Наружный диаметр 7F/2.30 мм, Внутренний диаметр 0.078"/1.98 мм, Эффективная длина 115 см, Форма дистального кончика Multipurpose D, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

XVI. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador

DAGC078-07-95-C: Наружный диаметр 7F/2.30 мм, Внутренний диаметр 0.078"/1.98 мм, Эффективная длина 95 см, Форма дистального кончика Multipurpose C, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

XVII. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador


DAGC078-07-105-C: Наружный диаметр 7F/2.30 мм, Внутренний диаметр 0.078"/1.98 мм, Эффективная длина 105 см, Форма дистального кончика Multipurpose C, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.

XVIII. Катетер проводниковый для дистального доступа TONBRIDGE Matador

DAGC078-07-115-C: Наружный диаметр 7F/2.30 мм, Внутренний диаметр 0.078"/1.98 мм, Эффективная длина 115 см, Форма дистального кончика Multipurpose C, в составе:

1. Катетер проводниковый для дистального доступа - 1 шт./уп.
2. Оболочка для отслаивания - 1 шт./уп.
3. Инструкция по применению - 1 шт./уп.



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0149311