

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
ООО «Полипак»



Н.В. Жомова

«20» сентября 2023 г.
МП

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Генерального директора
ООО «ПОЛИГЕМ»



И.В. Урсу

«20» сентября 2023 г.
МП

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИ

Система транспортная со средой Эймса

по ТУ 20.59.52-003-18847814-2021

в вариантах исполнения

г. Дубна

2023

1. Маркировка этикетки пробирки со средой

Система транспортная R00070
со средой Эймса жидкой, материал тампона нейлон

ФИО _____

Место взятия _____

Дата _____ Время _____

STERILE R IVD REF LOT 

R00070

  +2°C  +8°C 

Пробирка с транспортной средой Эймса жидкой (1 мл)

ПОЛИГЕМ

 ООО «ПОЛИГЕМ», 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.

Система транспортная R00071
со средой Эймса жидкой, материал тампона вискоза

ФИО _____

Место взятия _____

Дата _____ Время _____

STERILE R IVD REF LOT 

R00071

  +2°C  +8°C 

Пробирка с транспортной средой Эймса жидкой (1 мл)

ПОЛИГЕМ

 ООО «ПОЛИГЕМ», 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.

Система транспортная R00076
со средой Эймса агаризованной, материал тампона вискоза

ФИО _____

Место взятия _____

Дата _____ Время _____

STERILE R IVD REF LOT 

R00076

  +2°C  +8°C 

Пробирка с транспортной средой Эймса агаризованной (4 мл)

ПОЛИГЕМ

 ООО «ПОЛИГЕМ», 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.

Система транспортная R00078
со средой Эймса агаризованной с углём, материал тампона вискоза

ФИО _____

Место взятия _____

Дата _____ Время _____

STERILE R IVD REF LOT 

R00078

  +2°C  +8°C 

Пробирка с транспортной средой Эймса агаризованной с углём (4 мл)

ПОЛИГЕМ

 ООО «ПОЛИГЕМ», 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.

ПОЛИГЕМ

Система транспортная
со средой Эймса
по ТУ 20.59.52-003-18847814-2021
в варианте исполнения:

«Система транспортная R00070
со средой Эймса жидкой,
материал тампона нейлон»

Система транспортная R00070

Состав: пробирка с транспортной
средой Эймса жидкой (1 мл),
стандартный зонд-тампон
(нейлон) – 1 шт.

Для профессионального
применения

РУ № _____ от 00.00.0000 г.

1



2



3



4



5



REF R00070

LOT



+28°C
+2°C

STERILE R



IVD



Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»,
Адрес производства: 141983, Россия,
Московская обл., г. Дубна,
ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.

ПОЛИГЕМ

Система транспортная
со средой Эймса
по ТУ 20.59.52-003-18847814-2021
в варианте исполнения:

«Система транспортная R00071
со средой Эймса жидкой,
материал тампона вискоза»

Система транспортная R00071

Состав: пробирка с транспортной
средой Эймса жидкой (1 мл),
стандартный зонд-тампон
(вискоза) – 1 шт.

Для профессионального
применения

РУ № _____ от XX.XX.XXXX г.



REF R00071

LOT



+2°C +28°C

STERILE R



IVD



Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»,
Адрес производства: 141983, Россия,
Московская обл., г. Дубна,
ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.

ПОЛИГЕМ

Система транспортная
со средой Эймса
по ТУ 20.59.52-003-18847814-2021
в варианте исполнения:

«Система транспортная R00076
со средой Эймса агаризованной,
материал тампона вискоза»

Система транспортная R00076

Состав: пробирка с транспортной
средой Эймса агаризованной (4 мл),
стандартный зонд-тампон
(вискоза) – 1 шт.

Для профессионального
применения

ПУ № _____ от XX.XX.XXXX г.



REF R00076

LOT



+28°C
+2°C

STERILE R



IVD



Изготовитель ООО «ПОЛИГЕМ»,
Адрес производства: 141983, Россия,
Московская обл., г. Дубна,
ул. Тверская, д. 28А, стр. 1.

ПОЛИГЕМ

Система транспортная
со средой Эймса
по ТУ 20.59.52-003-18847814-2021
в варианте исполнения:

«Система транспортная R00078
со средой Эймса агаризованной
с утём, материал тампона вискоза»

Система транспортная R00078

Состав: пробирка с транспортной
средой Эймса агаризованной
с утём (4 мл), стандартный
зонд-тампон (вискоза) – 1 шт.

Для профессионального
применения

РУ № _____ от xx.xx.xxxx г.

1



2



3



4



5



REF R00078

LOT



+28°C

STERILE R



Изготовитель ООО «ПОЛИГЕМ»,
Адрес производства: 141963, Россия,
Московская обл., г. Дубна,
ул. Тверская, д. 26А, стр. 1.

3. Маркировка потребительской упаковки медицинского изделия

**СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ПО ТУ 20.59.52-003-18847814-2021 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ:
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00070 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ЖИДКОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА НЕЙЛОН»
СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00070**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно-анаэробные, факультативно-анаэробные и прихотливые бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии - см. в инструкции по применению.

Способ применения:



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

ПУ № _____ от XX.XX.XXXX г.

Состав изделия:

Пробирка с транспортной средой Эймса, жидкой (1 мл), стандартный зонд-тампон (нейлон) - 1 шт.

Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).

*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

Срок годности (мм гггг) - см. на упаковке.



Изготовитель ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская д. 26А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

**СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ПО ТУ 20.59.52-003-18847814-2021 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ:
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00071 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ЖИДКОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»
СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00071**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно-анаэробные, факультативно-анаэробные и прихотливые бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии - см. в инструкции по применению.

Способ применения:



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

ПУ № _____ от XX.XX.XXXX г.

Состав изделия:

Пробирка с транспортной средой Эймса, жидкой (1 мл), стандартный зонд-тампон (вискоза) - 1 шт.

Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).

*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

Срок годности (мм гггг) - см. на упаковке.



Изготовитель ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская д. 26А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

**СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ПО ТУ 20.59.52-003-18847814-2021 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ:
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00076 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА АГАРИЗОВАННОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»
СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00076**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно-анаэробные, факультативно-анаэробные и прихотливые бактерии. Функциональное назначение – вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии – см. в инструкции по применению.

Способ применения:



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

РУ № _____ от XX.XX.XXXX г.

Состав изделия:

Пробирка с транспортной средой Эймса агаризованной (4 мл); стандартный зонд-тампон (вискоза) – 1 шт.

Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия – см. в инструкции по применению.

Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).

*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя

Срок годности (мм гггг) – см. на упаковке.



Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

**СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ПО ТУ 20.59.52-003-18847814-2021 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ:
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00078 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА АГАРИЗОВАННОЙ С УГЛЕМ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»
СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00078**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно-анаэробные, факультативно-анаэробные и прихотливые бактерии. Функциональное назначение – вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии – см. в инструкции по применению.

Способ применения:



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

РУ № _____ от XX.XX.XXXX г.

Состав изделия:

Пробирка с транспортной средой Эймса агаризованной с углем (4 мл); стандартный зонд-тампон (вискоза) – 1 шт.

Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия – см. в инструкции по применению.

Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).

*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя

Срок годности (мм гггг) – см. на упаковке.



Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия
(Фрагмент 1)

	11

(Фрагмент 2)

	11

(Символы)



5. Маркировка этикетки транспортной упаковки медицинского изделия

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00070

Система транспортная со средой Эймса по ТУ 20.59.52-003-18847814-2021
в варианте исполнения: «Система транспортная R00070
со средой Эймса жидкой, материал тампона нейлон».

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,

г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

LOT



REF

R00070

БРУТТО: _____ кг

НЕТТО: _____ кг

Кол-во: 400 шт.

НЕТТО потребительской упаковки: _____ кг

Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала): Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

STERILE R

Стерильно



IVD



i



СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00071

Система транспортная со средой Эймса по ТУ 20.59.52-003-18847814-2021
в варианте исполнения: «Система транспортная R00071
со средой Эймса жидкой, материал тампона вискоза».

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,

г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

LOT



REF

R00071

БРУТТО: _____ кг

НЕТТО: _____ кг

Кол-во: 400 шт.

НЕТТО потребительской упаковки: _____ кг

Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала): Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

STERILE R

Стерильно



IVD



i



СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00076

Система транспортная со средой Эймса по ТУ 20.59.52-003-18847814-2021
в варианте исполнения: «Система транспортная R00076
со средой Эймса агаризованной, материал тампона вискоза».

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1
тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

LOT



REF

R00076

БРУТТО: _____ кг

НЕТТО: _____ кг

Кол-во: 400 шт.


НЕТТО потребительской упаковки: _____ кг

STERILE R

Стерильно



IVD



Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала): Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00078

Система транспортная со средой Эймса по ТУ 20.59.52-003-18847814-2021
в варианте исполнения: «Система транспортная R00078
со средой Эймса агаризованной с углём, материал тампона вискоза».

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1
тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

LOT



REF

R00078

БРУТТО: _____ кг

НЕТТО: _____ кг

Кол-во: 400 шт.


НЕТТО потребительской упаковки: _____ кг

STERILE R

Стерильно



IVD



Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала): Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 12 листа/-ов

Генеральный директор
ООО «ПОЛИГЕМ»
Урсу Урсу И.В.



УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Генерального директора
ООО «ПОЛИГЕМ»



И.В. Урсу

«20» сентября 2023 г.


МП


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система транспортная со средой Эймса
по ТУ 20.59.52-003-18847814-2021

г. Дубна, 2023

1.1. «Система транспортная R00070 со средой Эймса жидкой, материал тампона нейлон».





ПОЛИГЕМ

Система трансфертная
«Система трансфертная R00070»
по ТУ 02.02.01-001-16447814-2021
в комплекте поставки

«Система трансфертная R00070»
из полимерных материалов,
выполненная по технологии

Система трансфертная R00070
Система прибора с трансфертным
электродом (1 шт.),
электродом (1 шт.)
(в комплекте) – 1 шт.

Для профессионального
применения

РУ № _____ ОТ 01.01.2021 г.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

REF R00070

LOT 0080 05 2025

STERILE R

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

ПОЛИГЕМ

Система трансфертная
«Система трансфертная R00070»
по ТУ 02.02.01-001-16447814-2021
в комплекте поставки

«Система трансфертная R00070»
из полимерных материалов,
выполненная по технологии

Система трансфертная R00070
Система прибора с трансфертным
электродом (1 шт.),
электродом (1 шт.)
(в комплекте) – 1 шт.

Для профессионального
применения

РУ № _____ ОТ 01.01.2021 г.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

REF R00070

LOT 0080 05 2025

STERILE R

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD

IVD


IVD

IVD

**СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ СО СРЕДОЙ ЗЙМСА ПО ТУ 20.59.52-003-18847614-2021 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ:
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00070 СО СРЕДОЙ ЗЙМСА ЖИДКОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА НЕЙЛОН»
СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00070**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно-анаэробные, факультативно-анаэробные и приотщепляемые бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии - см. в инструкции по применению.

Способ применения:



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!
РУ № _____ ОТ КОД-КОДА К

Состав изделия:

Пробирка с транспортной средой Зймса, жидкой (1 мл), стандартный зонд-тампон (нейлон) - 1 шт.

Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействия влаги, солнечного света, огня, искробразования.

Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).

*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

Срок годности (мм гггг) - см. на упаковке.




Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»

Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

1.2. «Система транспортная R00071 со средой Эймса жидкой, материал тампона вискоза».






**СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ПО ТУ 20.59.52-003-18847814-2021 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ:
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00071 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ЖИДКОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»
СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00071**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно-анаэробные, факультативно-анаэробные и приотливающие бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии - см. в инструкции по применению.

Способ применения:



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!
РУ № _____ ОТ КОД. КОД. С

Состав изделия:

Пробирка с транспортной средой жидкой (1 мл), стандартный зонд-тампон (вискоза) - 1 шт.

Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях исключенных действия прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействия влаги, солнечного света, огня, коррозионных сред. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).

*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

Срок годности (мм гггг) - см. на упаковке.




Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»



Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

1.3. «Система транспортная R00076 со средой Эймса агаризованной, материал тампона вискоза».








**СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ СО СРЕДОЙ ЗЙМСА ПО ТУ 20.69.62-003-18847814-3021 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ:
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00076 СО СРЕДОЙ ЗЙМСА АГАРИЗОВАННОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»
СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00076**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно-анаэробные, факультативно-анаэробные и приотлинные бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии - см. в инструкции по применению.

Способ применения:



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!
РУ № _____ ОТ КХХХХХХХ Г

Состав изделия:

Пробирка с транспортной средой Зеймса агаризованной (4 мл), стандартный зонд-тампон (вискоза) - 1 шт.

Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждения упаковки, воздействия влаги, солнечного света, огня, искробразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).

Срок годности (мм гггг) - см. на упаковке.

Срок годности (мм гггг) - см. на упаковке.




Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»



Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

1.4. «Система транспортная R00078 со средой Эймса агаризованной с углём, материал тампона вискоза».








**СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ПО ТУ 20.58.52-003-18847814-2021 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ:
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00078 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА АГАРИЗОВАННОЙ С УГЛЕМ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»
СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00078**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно-анаэробные, факультативно-анаэробные и приотъемные бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии - см. в инструкции по применению.

Способ применения:



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

Р/№ _____ от 20.05.2025 г.

Состав изделия:

Пробирка с транспортной средой Эймса агаризованной с углем (4 мл); стандартный зонд-тампон (вискоза) - 1 шт.

Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):

Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°C и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждения упаковки, воздействия влаги, солнечного света, огня, изморозования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

Состав изделия в потребительской упаковке: 40 шт: единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости).

*Возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

Срок годности (мм гггг) - см. на упаковке.



Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 20А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью (17) листа/-ов
ВРИО ген. директора ООО «ПОЛИГЕМ»



Урсу И.В. Урсу