



Р-ФАРМ

Инновационные
технологии
здоровья

Акционерное общество «Р-Фарм»

123154, г. Москва, ул. Берзарина,

д. 19, корп. 1


+7 (495) 956 79 37

info@rpharm.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы регистрации
медицинских изделий отдела регистрации
Медицинского департамента АО «Р-Фарм»

Гелах Е.И.
(на основании Доверенности № 235 от 11.11.2021)



2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Аппарат рентгеновский портативный FDR Xair, модель XD2000», с

принадлежностями


производства FUJIFILM Corporation (ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн), Япония



2. Основной блок – вид экраном вверх



3. Инфракрасный дистанционный переключатель XD2000 RS



4. Плечевой ремень



5. Сетевой адаптер




6. Рулетка




7. Стартовый набор для подключения Системы визуализации на основе детектора рентгеновского плоскостанельного FDR D-EVO II (DR-ID 1200) в исполнении DR-ID 1201SE, DR-ID 1202SE, DR-ID 1211SE, DR-ID 1212SE, DR-ID 1213SE в составе:




- Позиционирующее приспособление (DR-ID 1200)



- Приспособление для сброса IP-адреса (DR-ID 1200)




- Кабель для подключения детектора




- Ферритовые сердечники






-Винт

- Колпачок (наклейка) на винт



8.

- Нескользкие листы




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Удерживающее устройство XD2000 ST-M



2. Удерживающее устройство XD2000 ST-S



3. Лента на липучке, размер S, L



Маркировка медицинского изделия

1. Макет паспортной таблички основного блока

	FUJIFILM Corporation	26-30, NISHIAZABU 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 106-8620, JAPAN
PORTABLE X-RAY UNIT		MODEL : XD2000 PX
Input : 11.1V $\equiv$ 1450mAh		Maximum tube voltage : 90kV
Inherent filtration of tube : 0.5Al/75		 
Focus spot : 0.8 Total filtration : Min. 2.5mmAl		
Maximum load condition of mAs : 100mAs/h		
Maximum load condition of the number of exposure : 200 shot/h		
Maximum exposure ON time : 0.5 s Minimum exposure OFF time : 8.0 s		
MADE IN KOREA		

2. Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

Аппарат рентгеновский портативный FDR Xair, модель XD2000		
Производитель:	ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн,	FUJIFILM Corporation,
Страна происхождения:	Япония	Japan
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	АО «Р-Фарм», 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1, тел. 8-495-956-79-37 факс: 8-495-956-79-38 e-mail: info@rpharm.ru	
Регистрационное удостоверение		
№ _____ от _____ г.		

Доверенность
на представление
документов

