



МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Тел. (343) 311-22-19
факс (343) 231-80-10
E-mail: omt@omt-ural.ru
www.omt-ural.ru


УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «МО «Отдел Медицинской техники»
Никитин Алексей Юрьевич
29.07.2024 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Система инфузионная KOMETALINE® стерильная однократного применения для вливания растворов по ТУ 32.50.13-003-55796184-2023, в вариантах исполнения


Система инфузионная КОМЕТАLINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с пластиковым шипом стандартная IS101 с коннектором Луер Лок




Система инфузионная КОМЕТАLINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с пластиковым шипом стандартная IS101 с коннектором Луер




Система инфузионная KOMETALINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с Y- портом IS102 с коннектором Луер Лок



Система инфузионная КОМЕТАLINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с Y- портом IS102 с коннектором Луер




Система инфузионная KOMETALINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с пластиковым шипом светозащитная IS103 с коннектором Луер Лок




Система инфузионная КОМЕТАLINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с пластиковым шипом светозащитная IS103 с коннектором Луер




Система инфузионная КОМЕТАLINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с металлическим шипом стандартная IS104 с коннектором Луер Лок




Система инфузионная КОМЕТАЛИНЕ® стерильная однократного применения для вливания растворов с металлическим шипом стандартная IS104 с коннектором Луер





Система инфузионная KOMETALINE® стерильная однократного применения для вливания растворов барабанного типа с пластиковым шипом IS105 с коннектором Луер Лок





Система инфузионная КОМЕТАLINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с фильтром тонкой очистки IS106 с коннектором Луер Лок







Система инфузионная KOMETALINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с пластиковым шипом стандартная, в комплекте с иглой-бабочкой и фиксирующей повязкой IS107 с коннектором Луер Лок



Система инфузионная KOMETALINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с пластиковым шипом стандартная, в комплекте с иглой-бабочкой и фиксирующей повязкой IS107 с коннектором Луер




Система инфузионная KOMETALINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с пластиковым шипом стандартная, в комплекте с иглой-бабочкой и фиксирующей повязкой IS107 с коннектором Луер Лок, с фиксирующей повязкой



Система инфузионная KOMETALINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с пластиковым шипом стандартная, в комплекте с иглой-бабочкой и фиксирующей повязкой IS107 с коннектором, с фиксирующей повязкой



Система инфузионная KOMETALINE® стерильная однократного применения для вливания растворов с пластиковым шипом стандартная, в комплекте с иглой-бабочкой и фиксирующей повязкой IS107 с коннектором, с фиксирующей повязкой (повязка в упаковке)



KOMETALINE

www.kometa-med.com

открывать здесь

Система инфузионная KOMETALINE®

стерильная однократного применения
для вливания растворов с пластиковым шипом
стандартная IS101

ПР 23-05

1. Основная часть, состав:

- 1.1. Пластиковый шип (арт: ПШ1) – 1 шт.
- 1.2. Воздушный фильтр с клапаном (арт: В1) – 1 шт.
- 1.3. Капельница с фильтром (арт: К1) – 1 шт.
- 1.4. Трубка 1500 мм (арт: Т1500) – 1 шт.
- 1.5. Регулятор скорости потока роликового типа (арт: РР1) – 1 шт.
- 1.6. Порт для дополнительных инъекций (арт: П1) – 1 шт.
- 1.7. Коннектор Луер (арт: КЛ1) – 1 шт.
2. Игла инъекционная 0,8 мм х 38,0 мм (арт: ИИ8038) – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С и влажности до 80%.

Не применять при нарушении целостности потребительской тары. Срок годности – 5 лет.

Производитель: ООО «МО «Отдел медицинской техники»

620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Белореченская,
д. 22, тел.: (343) 311-22-19

ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ

КЭВ

ГОДЕН ДО

(СМ. ТАБ. 1, 2)

ПУ №

от

ТУ 32.50.13-003-55796184-2023

Соответствует ГОСТ 25047.


STERILE EO



штрих-код

Инструкция по применению устройства

- Убедитесь в целостности упаковки. Проверьте срок годности систем.
- Вскрывать упаковку только в соответствующем месте (обозначено на упаковке).
- Закрывать регулятор скорости потока.
- При наличии воздухозаборной иглы, ввести иглу в емкость. Пластиковым/металлическим шипом присоединить систему к емкости.
- При использовании бутылок открыть клапан воздушного фильтра (при вливании из контейнера клапан не открывать).
- Заполнить капельницу до половины.
- Открыть регулятор скорости потока и выпустить воздух, заполнив устройство.
- Закрывать регулятор скорости потока.
- После введения иглы/иглы-бабочки в вену настроить скорость капельного потока при помощи регулятора скорости потока.
- Иглу /иглу-бабочку зафиксировать повязкой
- Для однократного использования.
- После применения следует утилизировать.
- Не применять при нарушении целостности упаковки.
- Не использовать для переливания крови и ее компонентов.
- Хранить при температуре от +5°C до +40°C и влажности до 80%.



QR

КОМЕТАLINE

www.kometa-med.com

Система инфузионная КОМЕТАLINE®

стерильная однократного применения
для вливания растворов с пластиковым шипом
стандартная IS101

ПР 23-05

1. Основная часть, состав:

- 1.1. Пластиковый шип (арт: ПШ1) – 1 шт.
- 1.2. Воздушный фильтр с клапаном (арт: В1) – 1 шт.
- 1.3. Капельница с фильтром (арт: К1) – 1 шт.
- 1.4. Трубка 1500 мм (арт: Т1500) – 1 шт.
- 1.5. Регулятор скорости потока
роликового типа (арт: РР1) – 1 шт.
- 1.6. Порт для дополнительных инъекций (арт: П1) – 1 шт.
- 1.7. Коннектор Луер (арт: КЛ1) – 1 шт.
2. Игла инъекционная 0,8 мм х 38,0 мм (арт: ИИ8038) – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

45 шт.

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ,
АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО,
СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С и влажности до 80%.
Срок годности – 5 лет.

ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ

LOT



ГОДЕН ДО _____
(месяц, год)

ПУ № _____ ОТ _____

ТУ 32.50.13-003-55796184-2023

Соответствует ГОСТ 25047

Производитель: ООО «МО «Отдел медицинской техники»
620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Белореченская, д. 22, тел.: (343) 311-22-19



STERILE EO G

штрих-код

KOMETALINE www.kometa-med.com

Система инфузионная KOMETALINE®

стерильная однократного применения
для вливания растворов с пластиковым шипом
стандартная IS101

ПР 23-05

720 шт.

1. Основная часть, состав:

- 1.1. Пластиковый шип (арт: ПШ1) – 1 шт.
- 1.2. Воздушный фильтр с клапаном (арт: В1) – 1 шт.
- 1.3. Капельница с фильтром (арт: К1) – 1 шт.
- 1.4. Трубка 1500 мм (арт: Т1500) – 1 шт.
- 1.5. Регулятор скорости потока роликового типа (арт: РР1) – 1 шт.
- 1.6. Порт для дополнительных инъекций (арт: П1) – 1 шт.
- 1.7. Коннектор Луер (арт: КП1) – 1 шт.
- 2. Игла инъекционная 0,8 мм x 38,0 мм (арт: ИИ8038) - 1 шт.
- 3. Инструкция по применению - 1 шт.

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С и влажности до 80%.

ТУ 32.50.13-003-55796184-2023

Соответствует ГОСТ 25047

РУ № _____ от _____

Производитель: ООО «МО «Отдел медицинской техники»

620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 22, тел.: (343) 311-22-19



STERILE EO G

штрих-код

Система инфузионная KOMETALINE®

стерильная однократного применения
для вливания растворов с пластиковым шипом
стандартная IS101
ПР 23-05

G.W.: 00
N.W.: 00
MEAS: 000X000X000

Срок годности – 5 лет.



КОМЕТАLINE

www.kometa-med.com

Система инфузионная КОМЕТАLINE®

стерильная однократного применения
для вливания растворов с пластиковым шипом
стандартная IS101

ПР 23-05

720 шт.**1. Основная часть, состав:**

- 1.1. Пластиковый шип (арт: ПШ1) – 1 шт.
- 1.2. Воздушный фильтр с клапаном (арт: В1) – 1 шт.
- 1.3. Капельница с фильтром (арт: К1) – 1 шт.
- 1.4. Трубка 1500 мм (арт: Т1500) – 1 шт.
- 1.5. Регулятор скорости потока роликового типа (арт: РР1) – 1 шт.
- 1.6. Порт для дополнительных инъекций (арт: П1) – 1 шт.
- 1.7. Коннектор Луер (арт: КЛ1) – 1 шт.
2. Игла инъекционная 0,8 мм х 38,0 мм (арт: ИИ8038) – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С и влажности до 80%.

ТУ 32.50.13-003-55796184-2023

Соответствует ГОСТ 25047

РУ № _____ от _____

Производитель: ООО «МО «Отдел медицинской техники»

620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 22, тел.: (343) 311-22-19



STERILE EO G

штрих-код

Система инфузионная КОМЕТАLINE®

стерильная однократного применения
для вливания растворов с пластиковым шипом
стандартная IS101

ПР 23-05

ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ

LOT



ГОДЕН ДО _____

(месяц, год)



Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью
22 двадцать три листа(-ов)

ООО «МО» «Отдел медицинской техники».

Директор Цикин А.Ю.

Подпись

