

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и принадлежностей
«Набор для недериватизированной tandemной масс-спектрометрии NeoBase 2
(NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit)»**

Официальный производитель:

Wallac Oy (Валлак Ою)
Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finland
(Мустионкату 6, FI-20750, Турку, Финляндия)
Тел: 358-(0)2-267 8111
Факс: 358-(0)2-267 8357

Наименование и адрес места производства:

Wallac Oy (Валлак Ою),
Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finland
(Мустионкату 6, FI-20750, Турку, Финляндия)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

Акционерное общество «ПРИБОРЫ»
109028, г. Москва, Певческий переулок, дом 4, строение 1, помещение I, комната 10
Телефон/факс: +7 (495) 937-45-94/ +7 (495) 937-45-92
Адрес электронной почты: info@pribori.com

Утверждено:

Полное имя: Ефимов Леонид Николаевич
Должность: Генеральный директор
Компания: Акционерное общество «ПРИБОРЫ»
Подпись:
Дата:
Печать:



Номер по каталогу: 3044-0010

Наименование и состав:

«Набор для неderivатизированной tandemной масс-спектрометрии NeoBase 2 (NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit)», в составе:

1. Внутренние стандарты NeoBase 2 (NeoBase 2 Internal Standards) – 1 пробирка, лиофилизированные;
2. Контроли низкого, высокого уровней NeoBase 2 (NeoBase 2 Controls Low, High) - 3 кассеты фильтровальной бумаги, содержащие по 3 пятна каждого уровня;
3. Микропланшеты, U-образные (Microplate, U-bottomed) – 20 шт.;
4. Клеящиеся пленки для микропланшетов (Adhesive microplate covers) – 20 листов;
5. Этикетки со штрихкодами для планшетов (Barcode labels for the plates) - 30 шт. (10 различных штрихкодов, по 3 шт. на каждый планшет);
6. Сертификат контроля качества партии (Lot-specific quality control certificate) – 1 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.

Назначение: Набор для неderivатизированной tandemной масс-спектрометрии NeoBase 2 (NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit) предназначен для количественного определения и анализа концентраций целевых аналитов (аминокислот, сукцинилацетона, свободного карнитина, ацилкарнитина, нуклеозидов и лизофосфолипидов) в образцах цельной капиллярной крови, взятых у новорожденных путем пункции пяточной области и высушенных на фильтрованной бумаге, методом tandemной масс-спектрометрии без derivатизации (МС/МС). Только для профессионального применения. Для диагностики *in vitro*.

Наименование и адрес производителя:

Wallac Oy (Валлак Ою)

Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finland (Мустионкату 6, FI-20750, Турку, Финляндия)

Наименование страны происхождения товара: Финляндия

Наименование и адрес уполномоченного представителя производителя:

АО «ПРИБОРЫ»

109028, ГОРОД МОСКВА, ПЕР.ПЕВЧЕСКИЙ, Д.4, СТ.1, ПОМЕЩ.1, КОМНАТА 10

8 (495) 937-45-94/ 8 (495) 937-45-92

info@pribori.com

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

РУ <указывается номер и дата регистрационного удостоверения>

Масса нетто: _____


Масса брутто: _____

Упаковка «Набор для недериватизированной tandemной масс-спектрометрии NeoBase 2 (NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit)»




[illegible]


«Набор для неderivатизированной tandemной масс-спектрометрии NeoBase 2 (NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit)». Маркировка упаковки




Общий вид «Набор для неderivатизированной tandemной масс-спектрометрии NeoBase 2 (NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit)»



Компонент NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit – 1. Внутренние стандарты NeoBase 2 (NeoBase 2 Internal Standards)




Компонент NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit – 2. Контроли низкого, высокого уровней NeoBase 2 (NeoBase 2 Controls Low, High)




[illegible]

Компонент NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit – 3. Микропланшеты. U-образные (Microplate. U-bottomed)



Компонент NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit – 4. Клеящиеся пленки для микропланшетов
(Adhesive microplate covers)



Компонент NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit – 5. Этикетки со штрихкодами для планшетов (Barcode labels for the plates)





QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD

QUALITY CONTROL CERTIFICATE
CERTIFICAT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ

NeoBase[®] ; Non-derivatized MSMS kit

Catalog no. / Número de catálogo	3044-0010	Kit lot / Lot de trousse KIT-Charge / Lots del kit	698461	Expiry date / Date de péremption Verfallsdatum / Fecha de caducidad	2023-02-28
----------------------------------	-----------	---	--------	--	------------

Composant / Component Komponente / Komponente	Lot No. / Lot n° Ch. Nr. / N° de lote	Expiry date / Date de péremption Verfallsdatum / Fecha de caducidad
NecBase 2 Base Standards	697566	2023-04
NecBase 2 Control Low, High	696654	2023-02

Standard Standard Standard Étalon	IS *	Concentration Concentration Konzentration Concentración ($\mu\text{mol/L}$)	DBS *	Low control / Contrôle faible Niedrige Kontrolle / Control bajo		High control / Contrôle élevé Hohe Kontrolle / Control alto	
				Result / Résultat	1 SD / 1 DS	Result / Résultat	1 SD / 1 DS
				Ergebnis / Resultado	1 SA / 1 DE	Ergebnis / Resultado	1 SA / 1 DE
				($\mu\text{mol/L}$)	($\mu\text{mol/L}$)		($\mu\text{mol/L}$)

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью на 13 листах.

Подпись _____

Ф.И.О. _____

