

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«3» 09 2024 г.




МИТРОХИНА Ю.Ю.  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№77АД6134547


**Фотографические изображения медицинского изделия**

**Система компьютерной томографии**

(Neusoft Medical Systems Co., Ltd («Неусофт Медикал Системс Ко., Лтд»), Китай)



Система компьютерной томографии NeuViz 128. Общий вид гентри и стола пациента с регулируемой высотой (205 кг) 14109491



Система компьютерной томографии NeuViz 128. Общий вид гентри и стола пациента с регулируемой высотой (300 кг) 14106791

# Neusoft Система компьютерной томографии

МОДЕЛЬ: NeuViz 128

ПИТАНИЕ: 3~, 380/400 В ЧАСТОТА: 50/60 Гц

МОЩНОСТЬ: 90 кВА

КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ: I класс



ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ: группа 1, класс А

РЕЖИМ РАБОТЫ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ



Neusoft Medical Systems Co., Ltd. («Неусофт Медикал Системс Ко., Лтд»), Китай, No. 177-1 Chuangxin Road, Hunnan District, 110167, Shenyang, Liaoning, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Emergo Europe («Емерго Юроп»), Нидерланды  
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи» (ООО «Компания «БиВи») 129085,  
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1  
+7 (499) 281-67-68 info@beawire.com


НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:

от

Система компьютерной томографии NeuViz 128. Макет маркировки изделия




Система компьютерной томографии NeuViz ACE. Общий вид гентри и стола пациента с фиксированной высотой CT-SMC303



**Система компьютерной томографии NeuViz ACE. Общий вид гентри и стола пациента с регулируемой высотой CT-SMC302**



Система компьютерной томографии NeuViz ACE SP. Общий вид гентри и стола пациента с фиксированной высотой CT-SMC303



Система компьютерной томографии NeuViz ACE SP. Общий вид гентри и стола пациента с регулируемой высотой CT-SMC302

# Neusoft Система компьютерной томографии

МОДЕЛЬ: NeuViz ACE

ПИТАНИЕ: 3~, 380/400 В ЧАСТОТА: 50/60 Гц

МОЩНОСТЬ: 47 кВА



КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ: I класс

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ: группа 1, класс A

РЕЖИМ РАБОТЫ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ  
С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ




Neusoft Medical Systems Co., Ltd. («Неусофт Медикал Системс Ко., Лтд»), Китай, No. 177-1 Chuangxin Road, Hunnan District, 110167, Shenyang, Liaoning, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Emergo Europe («Емерго Юроп»), Нидерланды

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands




ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи» (ООО «Компания «БиВи») 129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1  
+7 (499) 281-67-68 info@beawire.com

НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:

ОТ


Система компьютерной томографии NeuViz ACE. Макет маркировки изделия. Для модели NeuViz ACE SP – аналогично




Общий вид консоли оператора (аналогичный для всех вариантов исполнения изделия).  
Стол, клавиатура и мышка не входят в комплект поставки.




Пульт управления СТ-BOX 14107331. Общий вид




Пульт управления СТ-BOX402. Общий вид



Пульт управления СТ-BOX401. Общий вид




Монитор HL2416SL. Общий вид




Монитор P2422H. Общий вид




Шкаф консольный 14109501. Общий вид



Шкаф консольный СТ-KZT403. Общий вид




Компьютер консольный Precision 5820 Tower. Общий вид




Компьютер консольный Precision 3650 Tower. Общий вид



Компьютер реконструкционный PowerEdge T640. Общий вид



Компьютер реконструкционный Precision 5820 Tower. Общий вид



Станция рабочая врача Advanced Visualization Workspace. Общий вид монитора врача HL2416SL



Станция рабочая врача Advanced Visualization Workspace. Общий вид компьютера рабочей станции Precision 5820 Tower




Трансформатор разделительный SGB-37KVA. Общий вид




Монитор передвижной 14100091. Общий вид



Монитор передвижной СТ-ССТ502. Общий вид



Фантом QA 12100683. Общий вид



Фантом QA 12122442. Общий вид



Подставка коронарная для подбородка 200mm×156mm×120mm. Общий вид



Подушка под шею 196mm×96mm×63mm. Общий вид



Подушка боковая, сверху вниз: большой размер 210mm×110mm×50mm, средний размер 210mm×95mm×40mm и маленький размер 210 mm×95mm×35mm. Общий вид



Подушка для головы 219mm×204mm×102mm. Общий вид



Подушка для колен 460mm×380mm×165mm. Общий вид



Подушка плоская для головы 160mm×166mm×60mm. Общий вид




Подголовник 407mm×211mm×186mm. Общий вид



Подголовник коронарный 365mm×217mm×134mm. Общий вид



Подголовник плоский 368mm×216mm×144mm. Общий вид




Опора для головы и рук 420mm×500mm×220mm. Общий вид




Ремень для пациента всех вариантов исполнения (различаются только размером). Общий вид




Секция удлинительная стола пациента 462mm×450mm×57mm. Общий вид




Секция удлинительная стола пациента 432mm×450mm×57mm. Общий вид




Поддержка для руки 507mm×350mm×33mm. Общий вид




**Ручка деки стола пациента 218mm×180mm×25mm. Общий вид**



Люлька для младенцев 1000mm×200mm×143mm. Общий вид



Матрас для стола пациента всех вариантов исполнения (различаются только размером).  
Общий вид



Матрас для удлинительной секции стола пациента всех вариантов исполнения  
(различаются только размером). Общий вид



Комплект направляющих всех вариантов исполнения (различаются только размером).  
Общий вид

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью и подписью: 47 листа (-ов)

Генеральный директор У / Носова Т. А.  
М.П.

