

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ДНК ГРИБОВ
ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА «МАГНОПРАЙМ® ФАСТ-М»
ПО ТУ 21.20.23-214-09286667-2023

Макеты этикеток

Лист утверждения

Макеты этикеток
 для набора реагентов для экстракции ДНК грибов
 из биологического материала «МагноПрайм® ФАСТ-М»
 по ТУ 21.20.23-214-09286667-2023

Наименование этикетки/реагента	Макет этикетки
Набор (лицевая сторона)	
Набор (оборотная сторона)	 Набор реагентов для экстракции ДНК грибов из биологического материала «МагноПрайм® ФАСТ-М» по ТУ 21.20.23-214-09286667-2023 REF X 96 2 °C — 25 °C Состав набора: Буфер L 24,0 мл × 1 Буфер M 27,0 мл × 1 Буфер E 77,0 мл × 1 ВКО-FL 1,10 мл × 1 МГС 1,10 мл × 1 ОКО 1,10 мл × 1 Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73 LOT ХДДММГГГГ ГТГГ-ММ-ДД ГТГГ-ММ-ДД XXXXXX ООО «НекстБио» Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

Буфер L

АМРІРІМЕ

Буфер L
24,0 мл

REF XXXX
LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

25 °C
2 °C



Опасно

Буфер M

АМРІРІМЕ

Буфер M
27,0 мл

REF XXXX LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

25 °C
2 °C



Буфер E

АМРІРІМЕ

Буфер E
77,0 мл

REF XXXX
LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

25 °C
2 °C



МГС

АМРІРІМЕ

МГС
1,10 мл

REF XXXX
LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

25 °C
2 °C





1210 2021-05-06

ВКО-FL

АМРІРІМЕ

ВКО-FL
1,10 мл

REF XXXX
LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

25 °C
2 °C





1210 2021-05-06

ОКО

ОКО
1,10 мл

AMPLIPRIME

REF XXXX
LOT XXXX
ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 25 °C

!

9210 2021-05-06

Пронумеровано, скреплено и прошито
лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

М.Е. Сенина





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ДНК ГРИБОВ ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА «МАГНОПРАЙМ® ФАСТ-М»
ПО ТУ 21.20.23-214-09286667-2023

Маркировка транспортной тары

Лист утверждения

Маркировка транспортной тары для набора реагентов для экстракции ДНК грибов из биологического материала «МагноПрайм® ФАСТ-М» по ТУ 21.20.23-214-09286667-2023

Транспортная этикетка

ООО «НекстБио»


Россия, 111394, город Москва,
улица Полимерная, дом 8, стр. 2

**Условия транспортирования
и хранения**

Место № ____ / **Количество мест** ____

Грузополучатель

Пункт назначения



Масса нетто наборов реагентов ____ кг

Масса брутто ____ кг



Опасно

Заявления об опасности: H225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пар; H302: Вредно при проглатывании; H311: Токсично при контакте с кожей; H319: Вызывает серьезное раздражение глаз; H332: Вредно при вдыхании; H336: Может вызвать вялость или сонливость; H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; EUH032: При контакте с кислотами освобождаются очень токсичные газы.

Меры предосторожности: P210: Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Не курить; P233: Хранить в плотно закрытой таре; P241: Использовать взрывобезопасное электрическое оборудование; P242: Используйте только не искрящие инструменты; P261: Избегать вдыхания паров; P264: Вымойте руки после работы тщательно; P270: Не есть, не пить и не курить в процессе использования этого продукта; P271: Используйте только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении; P273: Избегать попадания в окружающую среду; P280: Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз; P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или принять душ; P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз снять их и продолжить промывание водой; P312: Обратиться к врачу при плохом самочувствии; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу; P337+P313: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской консультацией; P362+P364: Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием; P370+P378: В случае пожара: Использовать огнетушитель для тушения; P403+P235: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать содержимое в соответствии с национальными правилами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Манипуляционные знаки



Верх

Хрупкое. Осторожно



Беречь от влаги

Приложение №2
к договору поставки № ДП-ХХ/ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Упаковочный лист

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

г. Москва

Договор поставки № ДП-ХХ/ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Покупатель: _____

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "НастБюо"

Товарная накладная №ХХХХХХХХХХХХ от ХХ месяца ХХХХ г.

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Менюсовая часть	Кол-во	Серия	Дата выпуска	Срок годности	Ед

СДАЛ:
ОТ ПОСТАВЩИКА
ООО "НастБюо"

ПРИНЯЛ:
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

Должность

ФИО

Подпись

Дата "_____" 20__ г.

Должность

ФИО

Подпись

Дата "_____" 20__ г.

Упаковочный лист

Пронумеровано, скреплено и прошито
лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБюро»

М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

«02» Октября 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для экстракции ДНК грибов из биологического материала «МагноПрайм®
ФАСТ-М» по ТУ 21.20.23-214-09286667-2023

Набор реагентов для экстракции ДНК грибов из биологического материала «МагноПрайм® ФАСТ-М» по ТУ 21.20.23-214-09286667-2023

Состав набора:

1. Буфер L – 24,0 мл x 1 флакон
2. Буфер M – 27,0 мл x 1 флакон
3. Буфер E – 77,0 мл x 1 флакон
4. ВКО-FL – 1,10 мл x 1 пробирка
5. МГС – 1,10 мл x 1 пробирка
6. ОКО – 1,10 мл x 1 пробирка

Комплектность набора:

1. Набор реагентов.
2. Инструкция по применению набора в электронном виде¹ на официальном сайте Производителя по адресу: www.nextbio.ru.
3. Краткое руководство по применению набора в бумажном виде.
4. Паспорт качества в электронном виде на официальном сайте Производителя по адресу: www.nextbio.ru.

¹ Печатная версия инструкции доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73.

I. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет полиэтиленовый с застёжкой Zip-Lock
«МагноПрайм® ФАСТ-М»
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«МагноПрайм® ФАСТ-М»
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для экстракции ДНК грибов
из биологического материала
«МагноПрайм® ФАСТ-М»
по ТУ 21.20.23-214-09286667-2023

REF 111-Z

Σ 96

25 °C
2 °C

Состав набора:

Буфер L 24,0 мл × 1



Опасно

Содержит опасные вещества: изопропанол, гуанидин гидрохлорид, гуанидин тиоцианат, тритон X-100, 1-тиоглицерол.
H225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пар, H302: Вредно при проглатывании, H311: Токсично при контакте с кожей, H319: Вызывает серьезное раздражение глаз, H332: Вредно при вдыхании, H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями, EUH032: При контакте с кислотами освобождаются очень токсичные газы.

Буфер M 27,0 мл × 1

Буфер E 77,0 мл × 1

ВКО-FL 1,10 мл × 1

МГС 1,10 мл × 1

ОКО 1,10 мл × 1

Только для диагностики *in vitro*.

Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru.

Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

LOT 318092301

2024-09-18



318092301

2023-09-18


ООО «НекстБио»

Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2

тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru

РУ № РЭН Х000Х/Х000Х от ХХ.ХХ.Х000Х

«МагноПрайм® ФАСТ-М» ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



«МагноПрайм® ФАСТ-М»
СОСТАВ



II. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет металлизированный с застёжкой Zip-Lock
«МагноПрайм® ФАСТ-М»
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«МагноПрайм® ФАСТ-М» ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для экстракции ДНК грибов
из биологического материала
«МагноПрайм® ФАСТ-М»
по ТУ 21.20.23-214-09286667-2023

REF 111-Z  2-28 °C

Состав набора:

Буфер L 24,0 мл × 1

 Содержит опасные вещества: изопропанол, гуанидин гидрохлорид, гуанидин тиоцианат, триэтан-1-ол, 1-метилпиперидин.
H229: Лепкоослимающаяся жидкость: не пар. H302: Вредно при прикосновении. H311: Токсично при контакте с кожей. H319: Вызывает раздражение слизистой оболочки. H332: Вредно при вдыхании. H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. EUH052: При контакте с кожей может вызывать раздражение. См. также Токсичный лист.

Опасно

Буфер M 27,0 мл × 1

Буфер E 77,0 мл × 1

ВКО-FL 1,10 мл × 1

МГС 1,10 мл × 1

ОЖО 1,10 мл × 1

Тепло для диагностики не надо.
Для профессионального применения
Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru.
Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

LOT 318092301  2024-09-18 
2023-09-18 318092301

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЭН 0000/00000 от 01.01.2000

«МагноПрайм® ФАСТ-М» ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



«МагноПрайм® ФАСТ-М»
СОСТАВ



Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

Органическое общество
«НекстБЮ»