

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *MICROSPORUM CANIS* МЕТОДОМ
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ» «АМПЛИПРАЙМ® *MICROSPORUM CANIS*»
ПО ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

Макеты этикеток

Лист утверждения

Макеты этикеток

для набора реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporium canis*» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023


Наименование этикетки/реагента	Макет этикетки																	
Набор (лицевая сторона)	 АмплиПрайм® <i>Microsporum canis</i> Набор реагентов для выявления ДНК <i>Microsporum canis</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® <i>Microsporum canis</i>» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023 																	
Набор, форма 1 (оборотная сторона)	Набор реагентов для выявления ДНК <i>Microsporum canis</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® <i>Microsporum canis</i>» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023 Форма выпуска 1 Состав набора: <table><tr><td>ПЦР-смесь <i>Microsporum</i></td><td>1,20 мл × 1</td><td></td><td>ХДДММГГГГ</td></tr><tr><td>ПЦР-буфер-Н</td><td>0,65 мл × 1</td><td></td><td>ГГГГ-ММ-ДД</td></tr><tr><td>ПКО <i>Microsporum</i></td><td>0,26 мл × 1</td><td></td><td>ГГГГ-ММ-ДД</td></tr><tr><td>К-</td><td>0,26 мл × 1</td><td></td><td></td></tr></table>	ПЦР-смесь <i>Microsporum</i>	1,20 мл × 1		ХДДММГГГГ	ПЦР-буфер-Н	0,65 мл × 1		ГГГГ-ММ-ДД	ПКО <i>Microsporum</i>	0,26 мл × 1		ГГГГ-ММ-ДД	К-	0,26 мл × 1			 X  100  2 °C  8 °C  Только для диагностики <i>in vitro</i> Для профессионального применения Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73  ООО «НекстБио» Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru РУ № РЗН xxxx/xxxx от dd.мм.гггг 
ПЦР-смесь <i>Microsporum</i>	1,20 мл × 1		ХДДММГГГГ															
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл × 1		ГГГГ-ММ-ДД															
ПКО <i>Microsporum</i>	0,26 мл × 1		ГГГГ-ММ-ДД															
К-	0,26 мл × 1																	

Набор, форма 2
(оборотная
сторона)

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporium canis*» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

Форма выпуска 2 REF X

100



Состав набора:

ПЦР-смесь *Microsporium* 0,01 мл × 100
(12,5 стрипов по 8 пробирок)

LOT ХДДММГГYY

ПЦР-буфер-К 1,20 мл × 1

ГГГГ-ММ-ДД

ПКО *Microsporium* 0,26 мл × 1

ГГГГ-ММ-ДД

К- 0,26 мл × 1

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru

РУ № РЗН xxxx/xxxx от dd.мм.гггг



ПЦР-смесь
Microsporium,
форма 1

АМПЛИПРИМЕ

ПЦР-смесь
Microsporium
1,20 мл

REF XXXX LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C

!

!

Barcode: 495 620 08 73

ПЦР-смесь
Microsporium,
форма 2

АМПЛИПРИМЕ

ПЦР-смесь *Microsporium*

0,01 мл × 100
(12,5 стрипов по 8 пробирок)

REF XXXX LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C

!

!

ПЦР-буфер-Н,
форма 1

АМПЛИПРИМЕ

ПЦР-буфер-Н
0,65 мл

REF XXXX
LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C

!

Barcode: 495 620 08 73

ПЦР-буфер-К,
форма 2

АМПЛИПРИМЕ

ПЦР-буфер-К
1,20 мл

REF XXXX
LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C

!

Barcode: 495 620 08 73

ПКО *Microsporum*

АМPLIРIМЕ

ПКО
Microsporum
0,26 мл

REF XXXX LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C

!

48-1234-5678

К-

АМPLIРIМЕ

К-
0,26 мл

REF XXXX LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 25 °C

!

48-1234-5678

Пронумеровано, скреплено и прошито
лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *MICROSPORUM CANIS* МЕТОДОМ
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ» «АМПЛИПРАЙМ® *MICROSPORUM CANIS*»
ПО ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

Транспортная маркировка

Лист утверждения

Маркировка транспортной тары
для набора реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis* методом полимеразной цепной
реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporium canis*»
по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

Транспортная этикетка

ООО «НекстБио»

Россия, 111394, город Москва,
улица Полимерная, дом 8, стр. 2

Место № ____ / **Количество мест** ____

Грузополучатель

Пункт назначения

**Условия транспортирования
и хранения**



Не допускается замораживание реагентов.
Допускается транспортирование при температуре от
8 до 25 °C не более 3 суток.

Масса нетто наборов реагентов ____ кг

Масса брутто ____ кг

Манипуляционные знаки



Верх

Хрупкое. Осторожно



Беречь от влаги

Приложение №2
к договору поставки № ДП-ХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Упаковочный лист

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

г. Москва

Договор поставки № ДП-ХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Покупатель: _____

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "НекстБюро"

Товарная накладная №ХХХХХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Изготовитель часть	Кол-во	Серия	Дата выпуска	Срок годности	Ед

СДАЛ:
ОТ ПОСТАВЩИКА
ООО "НекстБюро"

ПРИНЯЛ:
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

Должность
ФИО
Подпись
Дата "_____" 20__ г.

Должность
ФИО
Подпись
Дата "_____" 20__ г.

Упаковочный лист

Пронумеровано, скреплено и прошито
3 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»

М. Е. Сенина

2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis* методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporium canis*»
по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporium canis*» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

Набор реагентов выпускается в 2 формах выпуска:

Форма выпуска 1 в составе:

1. ПЦР-смесь *Microsporium* – 1,20 мл x 1 пробирка
2. ПЦР-буфер-Н – 0,65 мл x 1 пробирка
3. ПКО *Microsporium* – 0,26 мл x 1 пробирка
4. К- – 0,26 мл x 1 пробирка

Форма выпуска 2 в составе:

1. ПЦР-смесь *Microsporium* – 0,01 мл x 100 пробирок (12,5 стрипов по 8 пробирок)¹
2. ПЦР-буфер-К – 1,20 мл x 1 пробирка
3. ПКО *Microsporium* – 0,26 мл x 1 пробирка
4. К- – 0,26 мл x 1 пробирка

Комплектность набора:

1. Набор реагентов (форма выпуска 1 или 2).
2. Инструкция по применению набора в электронном виде² на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru
3. Краткое руководство по применению набора в бумажном виде.
4. Комплект вкладышей к набору в бумажном виде.
5. Паспорт качества в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru


¹ Пробирки с голубым парафином не используются.

² Печатная версия инструкции доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73.

**I. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет полистиленовый с застёжкой Zip-Lock
«АмплиПрайм® *Microsporium canis*», форма выпуска 1
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**



«АмплиПрайм® *Microsporium canis*», форма выпуска 1
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporium canis*» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

Форма выпуска 1 REF 2166-11  

Состав набора:

ПЦР-смесь <i>Microsporium</i>	1,20 мл × 1	LOT 318092302
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл × 1	 2023-09-18
ПКО <i>Microsporium</i>	0,26 мл × 1	 2024-09-18
К-	0,26 мл × 1	

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

Только для диагностики in vitro
Для профессионального применения

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН 2000/xxxx от ДД.ММ.ГГГГ



318092302



ООО «НекстБио», Россия, 111394, г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru

ВКЛАДЫШ
«АмплиПрайм® *Microsporium canis*»
Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporium canis*» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

ФОРМА ВЫПУСКА 1 REF 2166-11  

1. Рекомендуемый протокол для получения качественного результата

Время	Температура/Длительность/Действие	Время/Длительность/Действие	Время/Длительность/Действие	Время/Длительность/Действие	Время/Длительность/Действие
ИНИЦИАЦИЯ	95°C 30 сек	95°C 30 сек	95°C 30 сек	95°C 30 сек	95°C 30 сек
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ	95°C 10 сек / 55°C 1 мин	95°C 10 сек / 55°C 1 мин	95°C 10 сек / 55°C 1 мин	95°C 10 сек / 55°C 1 мин	95°C 10 сек / 55°C 1 мин

При выполнении протокола с набором «АмплиПрайм® *Microsporium canis*» рекомендуется использовать «АмплиПрайм® *Microsporium canis*» при температуре 55°C.



• Рекомендуемый протокол для получения качественного результата

ВКЛАДЫШ
для автоматической обработки результатов к набору «АмплиПрайм® *Microsporium canis*»

Группа совместимости: АмплиПрайм (РНК)

Кат. №: 2166-11
Серия: 318092302

Срок
Мл
Гр
Пр
Ш

Краткое руководство
по применению набора реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporium canis*» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

АмплиПрайм® *Microsporium canis*
Форма выпуска 1
REF 2166-11


ООО «НекстБио», Россия, 111394, г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru




«АмплиПрайм® *Microsporium canis*», форма выпуска 1
СОСТАВ



«АмплиПрайм® *Microsporium canis*», форма выпуска 2
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«АмплиПрайм® *Microsporium canis*», форма выпуска 2
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporium canis*» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

Форма выпуска 2 REF P2166-12 Σ 100 2°C 8°C 

Состав набора:

ПЦР-смесь <i>Microsporium</i>	0,01 мл × 100 (12,5 стрипов по 8 пробирок)	LOT 318092303
ПЦР-буфер-К	1,20 мл × 1	 2023-09-18
ПКО <i>Microsporium</i>	0,26 мл × 1	 2024-09-18
К-	0,26 мл × 1	

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

 ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг


318092303

ООО «НекстБЮ»
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru

ВКЛАДЫШ
«АмплиПрайм® *Microsporium canis*»
Упаковка реактивов для выявления ДНК *Microsporium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени»
в соответствии с требованиями к упаковке реактивов для диагностики *Microsporium canis*
по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

КОДЫ АНАЛИЗОВ: 3 ☐ 10000-01 ☐ 10000-02

1. Рекомендуемые наборы для генотипирования

Наименование	Составляющие (объемы, количество)	Объем (масса) / Количество	Срок годности / Срок хранения	Дополнительная информация	Материал
AMP/Buffer	10 шт по 10 мл	0,07	10 – 15 лет	холодильник	стекло
AMP/Control	10 шт по 10 мл	0,07	10 – 15 лет	холодильник	стекло

При работе с реактивами необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в инструкции к реактивам.


ВКЛАДЫШ
для автоматической обработки результатов к набору
«АмплиПрайм® *Microsporium canis*»

Группа совместимости: АмплиПрайм (РНК)

Кат. №: P2166-12
Серия: 318092303
Срок годности до: 2024-09-18
Методика: ☐ 10000-01 ☐ 10000-02
Группа совместимости: АмплиПрайм (РНК RG)
Прибор: Rotor-Gene Q



Кат. №: P2166-12
Серия: 318092303
Срок годности до: 2024-09-18
Методика: ☐ 10000-01 ☐ 10000-02
Группа совместимости: АмплиПрайм (РНК)
Прибор: Bio-Rad CFX95



Краткое руководство
по применению набора реактивов для выявления
ДНК *Microsporium canis* методом полимеразной
цепной реакции с детекцией в режиме «реального
времени» «АмплиПрайм® *Microsporium canis*»
по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

АмплиПрайм® *Microsporium canis*
Форма выпуска 2
REF P2166-12

ООО «НекстБЮ», Россия, 111394, г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru



Набор реактивов для выявления ДНК *Microsporium canis* методом
полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® *Microsporium canis*» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

Форма выпуска 2 **REF P2166-12** **100**

Состав набора:

ПЦР-смесь *Microsporium* 0,01 мл × 100 (12,5 стрипов по 8 пробирок) **LOT 318092303**

ПЦР-буфер-К 1,20 мл × 1 **2023-09-18**

ПКО *Microsporium* 0,26 мл × 1 **2024-09-18**

К- 0,26 мл × 1

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкции по применению набора находятся
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73


ООО «НекстБЮ»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН хххх/хххх от дд.мм.гггг

318092303

АМПЛИПРАЙМ

ПЦР-смесь *Microsporium*
0,01 мл × 100
(12,5 стрипов по 8 пробирок)
REF 8113 **LOT 0001**
2024-11-15

«АмплиПрайм® *Microsporium canis*», форма выпуска 2
СОСТАВ



**II. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет металлизированный с застёжкой Zip-Lock
«АмплиПрайм® *Microsporium canis*», форма выпуска 1
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**



«АмплиПрайм® *Microsporium canis*», форма выпуска 1
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporium canis*» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

Форма выпуска 1

REF 2166-11

100

2 °C 8 °C



Состав набора:

ПЦР-смесь *Microsporium*

1,20 мл × 1

LOT

318092302

ПЦР-буфер-Н

0,65 мл × 1

2023-09-18

ПКО *Microsporium*

0,26 мл × 1

2024-09-18

Н-

0,26 мл × 1

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru

РУ № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг



318092382

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporidium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporidium canis*» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

Форма выпуска 1 REF 2166-11 ∇ 100 2°C ∇ 100 2°C ∇ 100

Состав набора:

ПЦР-смесь <i>Microsporidium</i>	1,20 мл × 1	LOT 318092302
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл × 1	2023-09-18
ПКО <i>Microsporidium</i>	0,26 мл × 1	2024-09-18
К-	0,26 мл × 1	

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
RU NR P3N XXXX/XXXX OT DD.MM.YYYY

318092302

ВКЛАДЫШ

АмплиПрайм® *Microsporidium canis*

Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporidium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporidium canis*» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

ИНСТРУКЦИЯ

1. Рекомендуемые инструменты для проведения ручного теста

Вещь	Объем/Время/Длина/Диагностика	Параметры/Диагностика	Диагностика	Диагностика
Микротитровальный пипеттер	от 5 до 10 мкл	0,01	10–15 мкл	микротитровальный пипеттер
Вспомогательная пипетка	от 5 до 10 мкл	0,01	10–15 мкл	вспомогательная пипетка

При запуске прибора в режим «АмплиПрайм® *Microsporidium canis*» необходимо убедиться, что функция «АмплиПрайм® *Microsporidium canis*» активирована при первом запуске прибора.

ВКЛАДЫШ

для автоматической обработки результатов к набору «АмплиПрайм® *Microsporidium canis*»

Группа совместимости: АмплиПрайм (РНК)

Кат. №: 2166-11
Серия: 318092302
Срок годности до: 2024-09-18

М

АмплиПрайм® НекстБио

Краткое руководство

по применению набора реагентов для выявления ДНК *Microsporidium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Microsporidium canis*» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

АмплиПрайм® *Microsporidium canis*

Форма выпуска 1

REF 2166-11

ООО «НекстБио», Россия, 111394, г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru

IVD




«АмплиПрайм® *Microsporium canis*», форма выпуска 1
СОСТАВ



«АмплиПрайм® *Microsporium canis*», форма выпуска 2
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«АмплиПрайм® *Microsporium canis*», форма выпуска 2
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



Набор реагентов для выявления ДНК *Microsporidium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® Microsporidium canis» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

Форма выпуска 2 REF P2166-12 V 100 2°C 8°C

Состав набора:

ПЦР-смесь <i>Microsporidium</i>	0,01 мл × 100 (12,5 стрипов по 8 пробирок)	LOT 318092303
ПЦР-буфер-К	1,20 мл × 1	2023-09-18
ПКО <i>Microsporidium</i>	0,26 мл × 1	2024-09-18
К-	0,26 мл × 1	

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nexstbio.ru. Пожалуйста, обращайтесь по телефону (495) 620-08-73

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

ООО «НекстБио»
Россия, 111194, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nexstbio.ru
RU № РИН 1433/1434 ОТ ДА.ММ.ПТТ

318092303



ВКЛАДЫШ

АмплиПрайм® Microsporidium canis

Итого комплекта реагентов для выявления ДНК *Microsporidium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® Microsporidium canis» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

КОД НАБОРА: 2 REF P2166-12 V 100

1. Рекомендуемые количества для выявления патогенного возбудителя

Наименование	Объем/концентрация	Единица измерения	Количество	Группа совместимости	Срок годности	Дополнительные сведения
ПЦР-смесь	0,01 мл × 100	шт	100	20-25 °C	2023-09-18	
ПЦР-буфер	1,20 мл × 1	шт	1	20-25 °C	2024-09-18	

При заказе прибора с набором реагентов для выявления ДНК *Microsporidium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® Microsporidium canis» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023

ВКЛАДЫШ

Для автоматической обработки результатов к набору «АмплиПрайм® Microsporidium canis»

Группа совместимости: АмплиПрайм (РНК)

Наз. №: P2166-12
Серия: 318092303
Срок годности до: 2024-09-18
Методика: www.nexstbio.ru
Группа совместимости: АмплиПрайм (РНК RG)
Прибор: Rotor-Gene Q

Штрих-код:

420610478001800243

Наз. №: P2166-12
Серия: 318092303
Срок годности до: 2024-09-18
Методика: www.nexstbio.ru
Группа совместимости: АмплиПрайм (РНК)
Прибор: Rotor-Gene Q

Штрих-код:

420610478001800243



АмплиПрайм® Microsporidium canis

НекстБио

Краткое руководство

по применению набора реагентов для выявления ДНК *Microsporidium canis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® Microsporidium canis» по ТУ 21.20.23-212-09286667-2023


АмплиПрайм® Microsporidium canis

Форма выпуска 2

REF P2166-12

ООО «НекстБио», Россия, 111194, с/населенная, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nexstbio.ru

«АмплиПрайм® *Microsporium canis*», форма выпуска 2
СОСТАВ



Пронумеровано, скреплено и прошито
18 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

М.Е. Сенина

