



ООО «Алкон Фармацевтика»
Юридический адрес:
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3
Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720
ОГРН 1027739129857
ИНН 7709354370
КПП 774301001

Менеджер по регистрации медицинских изделий



"УТВЕРЖДАЮ"

Волкова Д.О.

ООО «Алкон Фармацевтика»


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены, в вариантах исполнения:

1. Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; общий диаметр 14,2 мм; оптическая сила линзы от -12,00 дптр до +8,00 дптр: в диапазоне оптической силы от -12,00 дптр до -8,50 дптр с шагом 0,5 дптр; в диапазонах оптической силы от -8,00 дптр до -0,25 дптр с шагом 0,25 дптр, от +0,25 дптр до +6,00 дптр с шагом 0,25 дптр и от -6,5 дптр до +8, 00 дптр с шагом 0,50 дптр (1 шт./уп.; 3 шт./уп.; 6 шт./уп.).
2. Линзы контактные мягкие мультифокальные TOTAL30 Multifocal ежемесячной замены, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; общий диаметр 14,2 мм; оптическая сила линзы от -10,00 до +6,00 дптр с шагом 0,25 дптр; аддидация: низкая, средняя, высокая (1 шт./уп.; 3 шт./уп.; 6 шт./уп.).

2023 г.

Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены



TOT

ONE-MONTH REPLACEMENT



Sample for regulatory submission

Not for human use

Alcon

TOTAL30™
CONTACT LENSES

(lensfilcon A)

English  **CONTENTS:** Six (6) sterile, handling tinted soft contact lenses (45% lensfilcon A, 55% water) in phosphate buffered saline with polymeric wetting agents. Lenses contain light absorbing chromophores. **TAMPER RESISTANT:**  Do not use if blister package is damaged.

For Daily Wear. Monthly replacement recommended.

Caution  Consult instructions for use. Please ask your eye care professional for instructions on the safe and proper use of this product.

French  **CONTENU :** Six (6) lentilles de contact souples, stériles, teintées pour la manipulation (45 % de lensfilcon A, 55 % d'eau), immergées dans une solution saline tamponnée au phosphate contenant des agents mouillants polymériques. Les lentilles contiennent des chromophores absorbant la lumière. **FERMETURE DE SECURITE :**  Ne pas utiliser si le blister est endommagé. Port journalier. Remplacement mensuel recommandé. **Attention**  Consulter la notice d'utilisation. Consulter votre spécialiste-lentilles concernant les instructions pour une utilisation correcte et en toute sécurité de ce produit.

 www.alcon.com

U.S. Pat. www.alconpatents.com

30004013

VISITINT™

Medical device



DO NOT DISPOSE LENSES
IN TOILET OR SINK



Batch code

LOT

Date of manufacture

Use-by date

EXP


N4012746 2025-09-30

730822287692


2020-10-29

GTIN: 00730822287692





Линзы контактные мягкие мультифокальные TOTAL30 Multifocal ежемесячной замены»



MULTIFOCAL
TOTAL 30TM
CONTACT LENSES

(lehfilcon A)

English **en** **CONTENTS:** Six (6) sterile, handling tinted multifocal soft contact lenses (45% lehfilcon A, 55% water) in phosphate buffered saline with polymeric wetting agents. Lenses contain light absorbing chromophores. **TAMPER RESISTANT:**  Do not use if blister package is damaged. For Daily Wear. Monthly replacement recommended.  Caution  Consult instructions for use. Please **ask your eye care professional** for instructions on the safe and proper use of this product. **French** **fr** **CONTENU :** Six (6) lentilles de contact souples multifocales, stériles, teintées pour la manipulation (45 % de lehfilcon A, 55 % d'eau), immergées dans une solution saline tamponnée au phosphate contenant des agents mouillants polymériques. Les lentilles contiennent des chromophores absorbant la lumière. **FERMETURE DE SECURITE :**  Ne pas utiliser si le blister est endommagé. Port journalier. Remplacement mensuel recommandé.  Attention  Consulter la notice d'utilisation. **Consulter votre spécialiste-lentilles** concernant les instructions pour une utilisation correcte et en toute sécurité de ce produit.

30004222 VER: 00

 www.ifu.alcon.com



DO NOT DISPOSE LENSES
IN TOILET OR SINK

Batch code
LOT

 Date of manufacture


Use-by date
EXP




GTIN: 00730822599269
 2023-07-03

730822599269

N4124352 2030-06-30













ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
14 ЛИСТА(ОВ)

Д.О. Волкова



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по регистрации медицинских изделий

ООО «Алкон Фармацевтика»



Волкова Д.О.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены, в вариантах исполнения:

1. Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; общий диаметр 14,2 мм; оптическая сила линзы от -12,00 дптр до +8,00 дптр: в диапазоне оптической силы от -12,00 дптр до -8,50 дптр с шагом 0,5 дптр; в диапазонах оптической силы от -8,00 дптр до -0,25 дптр с шагом 0,25 дптр, от +0,25 дптр до +6,00 дптр с шагом 0,25 дптр и от -6,5 дптр до +8,00 дптр с шагом 0,50 дптр (1 шт./уп.; 3 шт./уп.; 6 шт./уп.).
2. Линзы контактные мягкие мультифокальные TOTAL30 Multifocal ежемесячной замены, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; общий диаметр 14,2 мм; оптическая сила линзы от -10,00 до +6,00 дптр с шагом 0,25 дптр; аддидация: низкая, средняя, высокая (1 шт./уп.; 3 шт./уп.; 6 шт./уп.).

2023 г.

Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены

Рег.уд. №РЗН 2023/19448

Состав: 3 сфер.конт.линзы из 45% лефилкона А, 55% воды в фосф.буф.сол.р-ре.
Стерильно!

Не используйте, если целостность фольги блистера нарушена.

Не для продажи отдельными блистерами.

За подбором контактных линз и инструкцией по применению обратитесь к специалисту по контактной коррекции.

L = лев., R = прав., BC = баз. кривизна (задн. центр. оптич. радиус), DIA = общ. диаметр, PWR = оптич. сила (задн. вершинная рефракция)

Производитель: «Alcon Laboratories, Inc.», США, Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA

Место производства: Германия

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации/импортер/организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь: ООО «Алкон Фармацевтика».

РФ, 125315, Москва, проспект Ленинградский, 72, строение 3.

Тел: +7 (495) 961-13-33

Код партии/LOT; Исп. до/  EXP - см. уп.
ГОСТ 31586-2012

Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены

Рег.уд. №РЗН 2023/19448

Состав: 6 сфер.конт.линз из 45% лефилкона А, 55% воды в фосф.буф.сол.р-ре.
Стерильно!

Не используйте, если целостность фольги блистера нарушена.

Не для продажи отдельными блистерами.

За подбором контактных линз и инструкцией по применению обратитесь к специалисту по контактной коррекции.

L = лев., R = прав., BC = баз. кривизна (задн. центр. оптич. радиус), DIA = общ. диаметр, PWR = оптич. сила (задн. вершинная рефракция)

Производитель: «Alcon Laboratories, Inc.», США, Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA

Место производства: Германия

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации/импортер/организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь: ООО «Алкон Фармацевтика».

РФ, 125315, Москва, проспект Ленинградский, 72, строение 3.

Тел: +7 (495) 961-13-33

Код партии/LOT; Исп. до/  EXP - см. уп.
ГОСТ 31586-2012



ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены

Рег.уд. №РЗН 2023/19448

Состав: 1 сфер.конт.линза из 45% лефилкона А, 55% воды в фосф.буф.сол.р-ре.

Стерильно!

Не используйте, если целостность фольги блистера нарушена.

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ.

Произ-ль: «Alcon Laboratories, Inc.», США, Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA

Место производства: Германия

Упол-ный пред-ль произ-ля на тер-рии РФ/импортер/орг-я, прин-щая претензии на тер-рии Республики Беларусь: ООО «Алкон Фармацевтика».

РФ, 125315, Москва, проспект Ленинградский, 72, строение 3.

Тел: +7 (495) 961-13-33

Код партии/LOT; Исп. до/  EXP - см. уп.
ГОСТ 31586-2012

Линзы контактные мягкие мультифокальные TOTAL30 Multifocal ежемесячной замены

Рег. уд. № РЗН 2023/19448

Состав: 1 мультифокальная конт.линза из 45% лефилкона А, 55% воды в фосф.буф.сол.р-ре.

Стерильно!

Не используйте, если целостность фольги блистера нарушена.

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ.

Произ-ль: «Alcon Laboratories, Inc.», США, Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA

Место производства: Германия

Упол-ный пред-ль произ-ля на тер-рии РФ/импортер/орг-я, прин-щая претензии на тер-рии Республики Беларусь: ООО «Алкон Фармацевтика» РФ, 125315, Москва, проспект

Ленинградский, 72, строение 3.

Тел: +7 (495) 961-13-33

Код партии/LOT; Исп. до/ EXP - см. уп.

ГОСТ 31586-2012



ООО «Алкон Фармацевтика»
Юридический адрес:
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3
Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720
ОГРН 1027739129857
ИНН 7709354370
КПП 774301001

Линзы контактные мягкие мультифокальные TOTAL30 Multifocal ежемесячной замены

Рег. уд. № РЗН 2023/19448

Состав: 3 мультифокальных конт.линзы из 45% лефилкона А, 55% воды в фосф.буф.сол.р-ре. Стерильно!

Не используйте, если целостность фольги блистера нарушена.

Не для продажи отдельными блистерами.

За подбором контактных линз и инструкцией по применению обратитесь к специалисту по контактной коррекции.

L = лев., R = прав., BC = баз. кривизна (задн. центр. оптич. радиус), DIA = общ. диаметр, PWR = оптич. сила (задн. вершинная рефракция)

Производитель: «Alcon Laboratories, Inc.», США, Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA

Место производства: Германия

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации/импортер/организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь: ООО «Алкон Фармацевтика».

РФ, 125315, Москва, проспект Ленинградский, 72, строение 3.

Тел: +7 (495) 961-13-33

Код партии/LOT; Исп. до/  EXP - см. уп.
ГОСТ 31586-2012

Линзы контактные мягкие мультифокальные TOTAL30 Multifocal ежемесячной замены

Рег. уд. № РЗН 2023/19448

Состав: 6 мультифокальных конт.линз из 45% лефилкона А, 55% воды в фосф.буф.сол.р-ре. Стерильно!

Не используйте, если целостность фольги блистера нарушена.

Не для продажи отдельными блистерами.

За подбором контактных линз и инструкцией по применению обратитесь к специалисту по контактной коррекции.

L = лев., R = прав., BC = баз. кривизна (задн. центр. оптич. радиус), DIA = общ. диаметр, PWR = оптич. сила (задн. вершинная рефракция)

Производитель: «Alcon Laboratories, Inc.», США, Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA

Место производства: Германия

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации/импортер/организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь: ООО «Алкон Фармацевтика».

РФ, 125315, Москва, проспект Ленинградский, 72, строение 3.

Тел: +7 (495) 961-13-33

Код партии/LOT; Исп. до/  EXP - см. уп.
ГОСТ 31586-2012

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
4 ЛИСТА(ОВ)

Д.О. Волкова

