



"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель отдела регистрации и качества

ООО «Зиммер СНГ»

А.И. Камнева

2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Эндопротезы тазобедренного сустава «Biolox» керамические

Производства:

Zimmer GmbH, Switzerland (Зиммер ГмбХ, Швейцария)
Sulzerallee 8, Winterthur, 8404, Switzerland



Рисунок 1. Вкладыш «Biolox» керамический, размер II, внутренний диаметр 32 мм под чашки с наружным диаметром 52 мм, размер II

Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом.

- Вкладыш «Biolox» керамический, размер EE, внутренний диаметр 28 мм под чашки с наружным диаметром 44

[illegible]




Рисунок 2. Вторичная упаковка Вкладыша «Bioloх» керамического, размер II, внутренний диаметр 32 мм под чашки с наружным диаметром 52 мм, размер II



HDPE

D 011600616

CONTENTS **STERILE** IF PACKAGE
NOT OPENED OR DAMAGED.

CAUTION: FEDERAL LAW (U.S.A.)
RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE
BY OR ON THE ORDER OF A
PHYSICIAN.

NOTE: SEE PACKAGE INSERT
FOR PRODUCT DESCRIPTION AND
INFORMATION FOR USE.

REF 00-8775-010-32

EDI: 00877501032

LOT 3143700

Qty. 1

EXP 2032-12-02

 **ZIMMER BIOMET**

BIOLOX® delta

EN: Biolox® delta Ceramic Taper Liner, Size II/32 : D. For use with 52 mm O.D. Size II Shell
DE: Biolox® delta, konischer Keraam-Einsatz, Gr. II/32 mm I.D. 2. Venen m. Schale II/52 mm A.D.
FR: Biolox® delta, inserti conique céramique, IVD I. 32 mm. A ut. avec une coque IVD E. 52 mm
IT: Biolox® delta Inserto conico ceramica m. IVD I. 32 mm. Per l'ut. con guscio IVD E. 52 mm
ES: Biolox® delta, inserto cónico cerámico, IVD I 32 mm. Para ut. con colito con D E 52 mm/II
Alumina Matrix Composite (Biolox® delta)



+H844008775010321/323373143700L22



Rx

CE

STERILE



Zimmer GmbH, Sulzerallee 8, 8464 Winterthur, Switzerland
2022-12-02

LCN0352096-V12

01.00889024429888 (170321202) (103140700)

BIOMET GSC & P
Hazardous 4539
4826 LD Brode
The Netherlands

**Poly, Polym. &
Synth. Glycerol**
<http://www.zimmerbiomet.com>



zimmer

PEEL

Рисунок 3. Первичная упаковка Вкладыша «Biolox» керамического, размер II, внутренний диаметр 32 мм под чашки с наружным диаметром 52 мм, размер II



Рисунок 4. Пример этикетки пациента Вкладыша «Biolox» керамического, размер II, внутренний диаметр 32 мм под чашки с наружным диаметром 52 мм, размер II

Вкладыш «Bioloх» керамический, размер ЕЕ, внутренний диаметр 28 мм под чашки с
наружным диаметром 44 мм, размер ЕЕ

Производитель: Зиммер ГмбХ

Швейцария XXXXX

Представитель производителя в РФ:

ООО «Зиммер СНГ»

119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15,

Тел: (495) 980 08 85

Регистрационное удостоверение №

XXX

от

ДДММГГГГ

Дата изготовления / Назначение : Серия Годен до:

см. упаковку

см. инструкцию

см. символы на упаковке

Описание:

Вкладыш «Bioloх» керамический, размер ЕЕ, внутренний диаметр 28 мм под чашки с
~~наружным диаметром 44 мм, размер ЕЕ~~

Рисунок 5. Пример макета маркировки Вкладыша «Bioloх» керамического на русском языке



Рисунок 6. Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 28/+3.5 (размер L)

Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом.

- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 28/-3.5 (размер S)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 28/0 (размер M)

- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 28/+3.5 (размер L)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 32/-3.5 (размер S)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 32/0 (размер M)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 32/+3.5 (размер L)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 32/+7 (размер XL)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 36/-3.5 (размер S)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 36/0 (размер M)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 36/+3.5 (размер L)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 36/+7 (размер XL)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 40/-3.5 (размер S)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 40/0 (размер M)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 40/+3.5 (размер L)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14, диаметр 40/+7 (размер XL)




Рисунок 7. Вторичная упаковка Головки «Biolox» бедренной керамической 12/14, диаметр 28/+3.5 (размер L)



Рисунок 8. Первичная упаковка Головки «Biolox» бедренной керамической 12/14, диаметр 28/+3.5 (размер L)

Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12.14, диаметр 28 -3.5 (размер S)

Производитель: Zimmer ГмбХ

Швейцария XXXXXX

Представитель производителя в РФ:

ООО «Зиммер СНГ»

119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15;

Тел: (495) 980 08 85

Регистрационное удостоверение №

XXX

от

ДДММГГГГ

Дата изготовления Назначение . Серия / Годен до:

см. упаковку

см. инструкцию

см. символы на упаковке

Описание: Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12.14, диаметр 28 -3.5 (размер S)

Рисунок 10. Пример макета маркировки Головки «Bioloх» бедренной керамической на русском языке




Рисунок 11. Головка «BioLox» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 48/+3.5 (размер L)

Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом.

- Головка «BioLox» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 32/-3.0 (размер S)
- Головка «BioLox» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 32/0 (размер M)
- Головка «BioLox» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 32/+3.5 (размер L)

- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 32/+7 (размер XL)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 36/-3.0 (размер S)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 36/0 (размер M)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 36/+3.5 (размер L)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 36/+7 (размер XL)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 40/-3.0 (размер S)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 40/0 (размер M)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 40/+3.5 (размер L)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 40/+7 (размер XL)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 44/-3.0 (размер S)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 44/0 (размер M)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 44/+3.5 (размер L)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 44/+7 (размер XL)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 48/-3.0 (размер S)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 48/0 (размер M)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 48/+3.5 (размер L)
- Головка «Bioloх» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 48/+7 (размер XL)




Рисунок 4. Вторичная упаковка Головки «Bioloх» бедренной керамической 12/14 с адаптером, диаметр 48/+3.5 (размер L)




Рисунок 13. Первичная упаковка Головки «BioLox» бедренной керамической 12/14 с адаптером, диаметр 48/+3.5 (размер L)

Головка «Biolog» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 32-3.0 (размер S)

Производитель: Зинмер ГмбХ

Швейцария XXXXXX

Представитель производителя в РФ:

ООО «Зинмер СНГ»

119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15;

Тел: (495) 980 08 85

Регистрационное удостоверение №

XXX

от

ДММ.ПТТ

Дата изготовления Назначение Серия / Годен до: см. упаковку

см. инструкцию

см. символы на упаковке

Описание: Головка «Biolog» бедренная керамическая 12/14 с адаптером, диаметр 32-3.0 (размер S)

Рисунок 5. Пример макета маркировки головки «Biolog» бедренной керамической с адаптером на русском языке

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

19

Руководитель отдела регистрации и
качества Камнева А.И.

«05» июля

