

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Носова Т.А.
«23» 12 2023



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Диализатор для гемодиализа половолоконный, одноразового использования

Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd.
(«Шаньдун Вэйгао Блад Пьюрификейшн Продактс Ко., Лтд.»),
Китай

2023 г.



Диализатор для гемодиализа половолоконный, одноразового использования низкопоточный серии F, на примере F13 (для других вариантов исполнения – аналогично)*

* Для F10, F12, F13, F14, F16 – коричневый цвет

* Для F15, F17, F18, F19, F20 – синий



Диализатор для гемодиализа волоконно-оптический, одноразового использования высокотоковый серии HDF, на примере HDF20 (для других вариантов исполнения – аналогично)



Диализатор для гемодиализа полволоконный, одноразового использования высокопоточный серии HF, на примере HF21 (для других вариантов исполнения – аналогично)

HF18

Polysulfone membrane
Hollow Fiber Dialyzer

Диализатор для гемодиализа полуволоконный,
одноразового использования высокопоточный серии HF

WEGO




Производитель:
Shandong Wego Blood Purification Products Co., Ltd. (Шаньдун Вегу Блуд Пюрификашн Продактс Ко., Лтд.), Китай
Место производства медицинских изделий
Shandong Wego Blood Purification Products Co., Ltd. No.20 Xingshan Road, Weifai Torch Hi-tech Science Park,
264210 Weifai, Shandong Province, P. R. of China Tel.: +86-631-5664598 Fax.: +86-631-5664598
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «Боксанин-Байо»
129085, г. Москва, Проектный Мира, дом 101, стр. 1, пом. 17



STERILE R



Площадь эффективной поверхности: Аэф = 1,8 м²
Максимальное трансмембранное давление: ТМРmax = 300 мм рт.ст.
Материал мембраны: Полисульфон
Стерильно, асептично, неокислено
Не применять при нарушении целостности упаковки
Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С



LOT






Регистрационное удостоверение:
РЗН 2018.7375 от _____

Срок годности – см. на упаковке
Дата производства: см. на упаковке
Эксплуатация – см. руководство пользователя

Пример маркировки диализатора для гемодиализа полуволоконного, одноразового
использования высокопоточного серии HF на примере HF18 (для других вариантов исполнения
– аналогично)

WEGO

Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd. (Shandong Weigao Blood Purification Products Company Limited)
Floor 10, No. 20, Jingshan Road, Weihai Torch Hi-Tech Science Park, 264210 Weihai, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

[illegible]

DC00/211291

LOT



1833



1871

HDF-15

6 / 12

F16

Polysulfone membrane
Hollow Fiber Dialyzer

Диализатор для гемодиализа половолоконный,
одноразового использования низкопоточный серии F

WEGO

Производитель:

Shandong Wego Blood Purification Products Co., Ltd. (Шаньдун Вего Блуд Пурификашн Продактс Ко., Лтд.), Китай

Место производства: негигиенично и опасно

Shandong Wego Blood Purification Products Co., Ltd. No 20 Xingzhen Road, Weibai Town, Nishan Science Park,
264210 Weibai, Shandong Province, P. R. of China Tel.: +86-531-5660598 Fax: +86-531-5660598

Упаковочный материал: негигиенично и опасно, читать на территории РФ:


ООО «Косматика - Байт»
129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр. 1, пом. 17



STERILE R



Поверхность эффективной поверхности: 4м² 1,6 м²
Максимальное рабочее давление: 240 мм рт.ст.
Материал мембраны: Полисульфон
Стерильно, асептично, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
Хранить при температуре от +5 до +40 °C



LOT



Регистрационное удостоверение:
РЗН 2018-7375 от _____

Срок годности — см. на упаковке
Дата производства: см. на упаковке
Эксплуатация — см. руководство пользователя

Пример маркировки диализатора для гемодиализа половолоконного, одноразового использования низкопоточного серии F, на примере F16 (для других вариантов исполнения — аналогично)

HF18 Hollow Fiber Dialyzer

Диализатор для гемодиализа полуволоконный,
одноразового использования высокопоточный
серии HF



WEGO

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Не применять при нарушении целостности упаковки.
Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С,
на расстоянии 1 м от отопительных приборов.



LOT

REF

24 шт.
Стерилизовано

Площадь эффективной поверхности: АЭФ = 1,8 м²
Максимальное трансмембранное давление:
TMP_{max} = 500 мм рт. ст.
Материал мембраны: Полисульфон

TCG0118

AC003/22K07S



Производитель:
Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd.
(«Шандун Вэйгао Блад Пьюрификайшн Продактс Ко., Лтд.»), Китай.
No.20 Kingshan Road, Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai,
Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «Компания «БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр. 1, пом. 17
Номер РУ _____ от _____

Пример маркировки групповой упаковки диализатора для гемодиализа полуволоконного, одноразового использования высокопоточного серии HDF на примере HDF15 (для других вариантов исполнения – аналогично)

F16 Hollow Fiber Dialyzer

Диализатор для гемодиализа полуволоконный,
одноразового использования низкотоочный
серии F



STERILE R



WEGO

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Не применять при нарушении целостности упаковки.
Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C
на расстоянии 1 м от отопительных приборов.



LOT

REF

24 шт.
Стерилизовано

Площадь эффективной поверхности: АЭФ = 1,6 м²
Максимальное трансмембранное давление:
TMPmax = 500 мм рт. ст.
Материал мембраны: Полисульфон

TCD0116

AC001/22K07S



Производитель:

Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd.
(«Шандун Вэйгао Блад Пьюрификайшн Продактс Ко., Лтд.»), Китай.
No. 20 Xingshan Road, Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai,
Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Компания «БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр. 1, пом. 17

Номер РУ _____ от _____

Пример маркировки групповой упаковке диализатора для гемодиализа полуволоконного, одноразового использования низкотоочного серии F, на примере F16 (для других вариантов исполнения – аналогично)

HDF15

Диализатор для гемодиализа
половолоконный, одноразового
использования высокопоточный
серии HDF

Площадь эффективной поверхности: $A_{эф} = 1,5 \text{ м}^2$
Максимальное трансмембранное давление:
TMPmax = 500 мм рт. ст.
Материал мембраны: Полисульфон

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С
на расстоянии 1 м от отопительных приборов



LOT

REF



SC015

Производитель:

Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd.
(«Шаньдун Вэйгао Блад Пьюрификейшн Продактс Ко., Лтд.»), Китай.
No.20 Xingshan Road, Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai,
Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Компания «БиВи»
129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр. 1, пом. 17

Номер РУ _____ от _____



STERILE R



UF
Control



24 шт.
Стерилизовано


WEGO

DC00/21L295

Пример маркировки групповой упаковки диализатора для гемодиализа половолоконного, одноразового использования высокопоточного серии HDF на примере HDF15 (для других вариантов исполнения – аналогично)



Групповая упаковка диализатора для гемодиализа полуволоконного, одноразового использования высокопоточного серии HDF на примере HDF16 (ракурс 1)



Групповая упаковка диализатора для гемодиализа полволоконного, одноразового использования высокопоточного серии HDF на примере HDF16 (ракурс 2)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 2 листа (-ов)

Генеральный директор Н / Носова Т.А
М.П.

