

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «М.П.А. медицинские партнеры»
Б. Алексеев
2020 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»
Combat Medical Ltd. (Комбат Медикал Лтд.), Великобритания

1. Маркировка

Маркировка индивидуальной упаковки в которую помещены «Основная часть»,
«Трубка для забора жидкости с зажимом», «Мешок для сбора жидких отходов»



Макет стикера для индивидуальной упаковки в которую помещены
«Основная часть», «Трубка для забора жидкости с зажимом», «Мешок
для сбора жидких отходов»



Маркировка индивидуальной упаковки в которую помещены «Основная часть», «Трубка для забора жидкости с зажимом», «Мешок для сбора жидких отходов» содержит символы и информацию:

Наименование изделия	
Информация об импортёре	
№ Регистрационного удостоверения	
Срок службы	
Условия хранения	
	Каталожный номер
	Код партии Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия
	Производитель
	Дата производства (год, месяц)
	Использовать до
	Стерилизация оксидом этилена
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки
	Не стерилизовать повторно
	Не содержит латекс
	Обратитесь к инструкции по применению
	Знак соответствия требованиям Европейской Директивы

Маркировка «Катетер урологический»



Макет стикера «Катетер урологический» для Российской Федерации

	174000		см. на упаковке		см. на упаковке		см. на упаковке
«Телефлекс Медикал Лимитед», Германия Адрес места производства: Willy Rüsch GmbH, Willy Rüsch St. 4-10, 71394 Kernen, Germany (Германия) Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № ФЧЗ 2007/00365.							

Маркировка «Катетер урологический» содержит символы и информацию

Наименование изделия	
№ Регистрационного удостоверения	
Срок службы	
Условия хранения	
Order №	№ заказа
Size	Размер
Volume	Объем
QTY	Количество
	Код партии Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия
	Каталожный номер
	Производитель
	Дата производства (год, месяц)

	Использовать до
	Стерилизация оксидом этилена
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки
	Не стерилизовать повторно
	Не содержит латекс
	Обратитесь к инструкции по применению
 0086	Знак соответствия требованиям Европейской Директивы
	«Беречь от влаги» Необходимость защиты груза от воздействия влаги
	«Беречь от солнечных лучей» Не допускать воздействия солнечного света Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света

Маркировка конечной упаковки



REF

BRSKIT05


EN : Combat BRS Bladder Recirculation Set

ES : Combat BRS Kit de Recirculación Vesical

FR : Combat BRS Kit de Recirculation Vésicale

DE : Combat BRS Blasenrückführungsanlage

IT : Combat BRS Kit di Ricircolo Vescicale








(01)08433839940070



(30)1(17)191000(10)N010203



2014-10

LOT

N010203



2019-10

COMBAT MEDICAL LTD.

Lamer House Office, Lamer Lane, Wheathampstead, AL4 8RL Herts.

Tel: +44 582 83 44 66 Fax: +44 582 83 44 66

www.combat-medical.com



REF

BRSKIT05



x1

Макет стикера для конечной упаковки

REF	BRSKIT05
Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS	
 Combat Medical Ltd. (Комбат Медикал Лтд.), Великобритания Lamer House Office, Lamer Lane, Wheathampstead, Hertfordshire, AL4 8RL, United Kingdom. Страна происхождения медицинского изделия: Монако. Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью «М.П.А. медицинские партнеры» Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 4, пом. XXVIII, ком. 4 Тел./факс: Тел. 8 (495) 921-30-88 info@mpamed.ru Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 20XX/XXXX от XX 20XX года.	
	: см. на упаковке.
LOT	: см. на упаковке
	: см. на упаковке
Условия хранения и применения: см. инструкцию, только для профессионального применения.	

Маркировка конечной упаковки содержит символы и информацию:

Наименование изделия	
Информация об импортере	
№ Регистрационного удостоверения	
Срок службы	
Условия хранения	
	Каталожный номер
	Производитель
	Дата производства (год, месяц)
	Использовать до
	Стерилизация оксидом этилена
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки
	Не стерилизовать повторно

	Не содержит латекс
	Обратитесь к инструкции по применению
CE 0086	Знак соответствия требованиям Европейской Директивы
	Количество изделий в упаковке

Маркировка транспортная


Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS	REF BRSKIT05
Количество: 12 шт	 
 «Combat Medical Ltd» (Комбат Медикал Лтд) Великобритания, Lamer House Office, Lamer Lane, Wheathampstead, Hertfordshire, AL4 8RL, United Kingdom.	CE 0086

Транспортная маркировка содержит символы и информацию:

Наименование	
Количество изделий в упаковке	
	Номер по каталогу
	Производитель
	Беречь от солнечных лучей
	Знак соответствия требованиям Европейской Директивы
	Беречь от влаги

2. Упаковка

Индивидуальная упаковка



«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS» в коробке.

- «Катетер урологический», упакован в термосварной пакет размером 530 x 80 мм ± 5 мм.

- «Трубка для забора жидкости с зажимом», упакован в термосварной пакет производства SteriCLIN размером 250x125 ± 5 мм., с индикатором для контроля стерилизации.


- «Трубка для забора жидкости с зажимом» и «Мешок для сбора жидких отходов» и основная часть, помещаются в защитный термосварной пакет, производства SteriCLIN размером 225x415 мм ± 5 мм, с индикатором для контроля стерилизации.

РУ ФСЗ 2010/06508 от 11.07.2011г. – Материалы упаковочные SteriCLIN для стерилизации и хранения изделий медицинского назначения.

РУ ФСЗ 2008/02618 от 20.10.2008г. – Индикаторы химические SteriCLIN для контроля стерилизации медицинских изделий в паровых, газовых, воздушных и плазменных стерилизаторах.


Конечная упаковка (потребительская упаковка)

Картонная упаковка размером 220x370x33 мм ± 5 мм



Транспортная упаковка

Транспортная упаковка представляет собой картонную гофрированную коробку в которую помещается 12 упаковок



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «М.П.А. медицинские»




Александр Э.Б.

2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»

(Combat Medical Ltd. (Комбат Медикал Лтд.), Великобритания)




Биосовместимый алюминиевый теплообменник — 1шт.

«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»




Трубка ПВХ – 1 шт.

«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»




Датчик давления – 1 шт.

«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»



Трубка силиконовая для перистальтического насоса – 1 шт
«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»



Кран трехходовый с заглушкой Луер-Лок типа «папа» - 2 шт
«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»




Датчик температурный с коннектором – 1 шт.;

«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»




Газоуловитель – 1 шт

«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»




Трубка для забора жидкости с зажимом – 1 шт.;

«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»



Мешок для сбора жидких отходов – 1 шт.

«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»



Катетер Фолея трехходовый с баллоном, Fr.16, 40 мл.
производство «Willy Rüsch GmbH», Германия – 1 шт.

«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»



РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUKCJA




**Набор BRS KIT одноразовый
стерильный для системы
COMBAT BRS**

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

COMBAT MEDICAL LTD

COMBAT MEDICAL LTD • Luton House Office Luton Lane • Rychno nad Labem AL4 5ET • UK



Инструкция по применению – 1 шт.

«Набор BRS KIT одноразовый стерильный для системы COMBAT BRS»