

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ДК СТРОЙ»

Чегодаева Л.В.

«25» января 2024 г.



Чегодаева Л.В.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Маска-респиратор медицинская защитная многоразовая, модель МИРА
по ТУ 32.50.50-002-70972963-2024

2024 год

Общий вид медицинского изделия: Маска-респиратор медицинская защитная многоразовая, модель МИРА по ТУ 32.50.50-002-70972963-2024



Потребительская упаковка медицинского изделия: Маска-респиратор медицинская защитная многоразовая, модель МИРА по ТУ 32.50.50-002-70972963-2024

Производитель: ООО «ДК СТРОЙ»
600015, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Чайковского, д. 7

Место производства: 600033, Россия, Владимирская область,
г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 59, стр. 1
Тел. +7 (910) 170-34-00 e-mail: 9101703400@mail.ru

Маска-респиратор медицинская защитная многоразовая, модель МИРА по ТУ 32.50.50-002-70972963-2024
Маска-респиратор медицинская защитная многоразовая, модель МИРА 1113 класс защиты FFP3 R D размер универсальный – 1 шт. Эффективность бактериальной фильтрации $\geq 98\%$
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Назначение медицинского изделия:
- изделие предназначено для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.


Показания к применению:
- применяется при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания к применению:
- противопоказания не выявлены в рамках установленного производителем назначения.

Побочные эффекты:
- возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы маски-респиратора.

Меры предосторожности:
- не применять на поврежденной и здоровой коже;
- не применять маску-респиратор во время сна.

Способ применения:
- вскрыть упаковку, выпнуть маску-респиратор из упаковки, приложить маску-респиратор к лицу, завязать эластичное оголовье на затылке, по контуру носа согнуть носовой фиксатор, маску-респиратор расправить для удобства, чтобы маска-респиратор плотно закрывала рот и нос, как указано на рисунке.



Указания по применению:

- Маска-респиратор медицинская защитная многоразовая, модель МИРА может использоваться многократно при условии сохранения ее целостности и обработке дезинфицирующими и/или чистящими средствами.
- Повторное использование Маски-респиратора возможно после ее обработки. Обработка Маски-респиратора проводится в соответствии с инструкцией по применению медицинского изделия.
- Надевать маску-респиратор следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок, и плотно фиксировалась с помощью завязок на маске-респираторе (их следует крепко завязать).
- При использовании маски-респиратора необходимо избегать прикосновений к фильтрующей поверхности руками. В случае прикосновения к маске-респиратору необходимо вымыть руки (провести обработку рук кожным антисептиком).
- Менять маску-респиратор необходимо не реже чем через 8 часов. Если маска-респиратор увлажнилась, ее следует заменить.
- Снимать маску-респиратор следует за завязки, не прикасаясь к фильтрующей поверхности.
- Признаки, свидетельствующие о непригодности к применению маски-респиратора:
 - повреждение индивидуальной упаковки;
 - видимый дефект медицинского изделия (пятна, загрязнения, сквозные отверстия, складки и другие механические повреждения).


Условия хранения:
Хранить в потребительской упаковке производителя при температуре от 0°C до +30°C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:
Использованная маска-респиратор должна быть утилизирована как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.
Не использованная маска-респиратор со следами повреждений или с истекшим сроком годности должна быть утилизирована в упаковке как медицинские отходы класса А СанПиН 2.1.3684-21.
Допускается повторное использование

Партия №: XXXX
Дата изготовления: XXXX.XX
Срок годности: XXXX.XX

Транспортная упаковка медицинского изделия: Маска-респиратор медицинская защитная многоразовая, модель МИРА по ТУ 32.50.50-002-70972963-2024



Всего прошнуровано и скреплено печатью

4 (четыре) лист а

ООО «ДК СТРОЙ»

Директор

Чегодасва
Л.В. Чегодасва

